



RingConn

English	1
Deutsch	4
Français	7
Español	10
日本語	14
Italiano	17
简体中文	20
繁體中文	23
Regulatory	26



Please scan the QR code above to
obtain more language versions.



Thank you for choosing RingConn Ring. We look forward to accompanying you through every moment of your smart and healthy daily life. This manual contains information about the RingConn Ring and its charging accessories, including technical details and safety instructions. Please read it carefully and use the product safely to enjoy the best experience.

Important Safety Instructions

This product contains electronic devices. To ensure your safety, please carefully read the following safety instructions before you use it:

1. Do not disassemble the product casing.
2. Do not replace the built-in battery.
3. Do not use corrosive cleaning agents to clean the product.
4. Do not charge the product when it is damp or not completely dry.
5. Do not expose the product to direct sunlight for extended periods.
6. Do not use the product in saunas or steam rooms.
7. Do not place the product in extreme temperature or humidity environments.
8. Do not continue using the product if it is deformed or internally damaged.
9. Do not put the product in a fire as the battery may explode.
10. Please use RingConn's standard charging case to charge the ring, and use a certified power adapter to charge the charging case.
11. If the product becomes excessively hot during charging, stop charging immediately.
12. This product contains a built-in lithium battery. Due to the nature of lithium batteries, prolonged periods of non-use may lead to capacity loss, swelling, aging, circuit board corrosion, and other safety hazards or damage. It is recommended to charge the battery to approximately 70% before storing the product. Keep the ring in the charging case to maintain its battery level, and periodically recharge both the ring and the charging case.
13. The red and green light-emitting diodes (LEDs) in the product emit light within the visible color spectrum. This makes it safer for both the wearer and others nearby.
14. The charging time depends on the initial battery level of the ring and the ambient temperature.
15. Please charge the battery at room temperature. The charging temperature ranges from a minimum of 0°C/32°F to a maximum of 41.5°C/106.7°F.
16. The RingConn Ring communicates with the RingConn app using encrypted Bluetooth communications.

Package Contains



RingConn Gen 3
Smart Ring



Smart Charging Case



Type-C Cable



Instruction Manual,
Quick Guide

- This information is for reference only and does not constitute any form of commitment. Please view the actual product for exact details (including but not limited to color, size, etc.).
- This information is subject to change without prior notice. In case of any inconsistency between this information and the product description on the official website, that on the official website shall prevail.

Product Information

Product Name	RingConn Gen 3 Smart Ring
Product Model	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
Battery Capacity Of The Ring	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
Charging Method/Time	Magnetic Charging/approx. 90 minutes for full charge
Transmission Mode	Bluetooth 5.0
Compatibility	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 and above
Offline Storage	10 Days
Material	Metallic titanium
Ring Weight (net)	2-3g
Working Temperature	0°C-40°C/32°F-104°F
Protection Grade	IP68

Product Name	Smart Charging Case
Battery Capacity Of The Charging Case	500mAh
Charging Method/Time	Type-C Cable & rated 5W/approx. 120 minutes for full charge
Charging Case Weight(net)	80g
Bluetooth LE Frequency Range	2400~2483.5 MHz
Maximum RF Output Power	0.00050 W

Medical Disclaimer

• Warning:

This product is not a medical device. RingConn and its associated applications are not to be used for the diagnosis, treatment, cure, or prevention of any disease or medical condition. Please consult a medical professional before making any changes to your exercise, sleep, diet, or birth control plans.

• Important Safety Instructions:

1. If you have any pre-existing health conditions that may be affected by the use of this product, please consult your doctor.
2. Ring surface materials are safe for skin contact (ISO 10993 standard).
This product is designed to record your heart rate, blood oxygen, sleep, and other related data. Prolonged use of the product may cause skin irritation. If you have any redness, swelling, itching, or other allergic symptoms, please consult your doctor and seek medical advice promptly.
3. Please keep the ring at the right level of looseness so that it is not too tight to prevent poor blood flow.
4. Do not use or view the product while driving or in situations that require concentration.
5. This product is not a toy and is not intended for use by minors. It contains small parts that may pose a choking hazard if swallowed. Please keep it out of the reach of minors.
6. The performance of this product may be affected by external factors. Please do not place the ring in an environment with excessive heat, cold, or outdoor bright light. Therefore, the performance data in this information is for reference only.

7. Do not pierce the ring or the battery in the center as this could risk the product short circuiting.
8. This product may pose risks to users with certain health conditions. If you experience any of the following, stop using the product and consult a physician:

Epilepsy or sensitivity to light;	Poor blood circulation or abrasions;
Heart disease or other medical conditions;	If you are taking any photosensitizing medication.

Usage And Maintenance

1. The size of your finger changes at different times of the day, and sometimes it may be difficult to remove the ring. If you have difficulty removing the ring, please try the following methods:
 - Wet your finger with mild soapy water or cold water and slowly turn it to remove the ring;
 - Raise your hand above your chest until your blood pressure drops and then try to remove it;
 - In case of emergency and if you feel uncomfortable and are unable to remove the ring on your own, please seek medical advice immediately.
2. Remove the ring to avoid wear and tear when performing strength training, holding a shovel or other heavy tool, or holding objects made of metal, ceramic, or stone.
3. Please do not put the ring into an ultrasonic cleaner to avoid damaging some components.
4. This product is waterproof for everyday use, and can be worn in the rain, while bathing, in swimming pools, and during shallow-water activities like snorkeling. Do not use it in high-temperature and high-humidity environments such as hot springs or saunas (steam rooms). The product has an IP68 waterproof rating (10 ATM/100 meters/328 feet).
5. Avoid applying excessive skincare products on your hands when using the product, as it may cause surface corrosion.
6. Regularly clean the ring with water and mild soap, and wipe it with a soft cloth, paying special attention to the parts that come into contact with your skin.
7. Occasionally remove the ring to give your skin a chance to relax. This is also a good opportunity to charge the ring.
8. The ring may get scratched or scratch soft materials it comes into close contact with, such as skin, gold/silver jewelry, or electronics with soft coatings. Please handle with care.
9. To protect your battery and maintain its service life, please place the ring in its charging case when you stop using it, and charge it and the charging case regularly. It's recommended that you charge the battery at least once every 15 days.
10. To ensure continuous and complete data recording, it is recommended that you sync the data from the RingConn Ring to the RingConn App daily. The RingConn Ring can store data for up to 10 days, though the actual storage duration may vary depending on the ring model and usage frequency. Timely synchronization can prevent data loss.
11. The charging accessories are not waterproof and are for indoor use only. Do not use or store them in damp environments such as bathrooms.

Warranty

RingConn LLC provides a 1-year warranty for your RingConn Smart Ring.

To register your product for warranty please visit:

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

For a warranty claim, we will require:

a copy of the purchase receipt from an authorized retailer.

For general support or inquiries please contact us at

cs@ringconn.com

If your local law in effect at the time of purchase requires a warranty period longer than

one (1) year, this warranty shall be extended to the extent required by such law.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Vielen Dank, dass Sie sich für RingConn Ring entschieden haben.

Wir freuen uns darauf, Sie in jedem Moment Ihres smarten und gesunden Alltags zu begleiten.

Dieses Handbuch enthält Informationen zum RingConn Ring und dem dazugehörigen Ladezubehör, einschließlich technischer Details und Sicherheitshinweisen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt auf sichere Art und Weise, um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Produkt enthält elektronische Geräte. Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten:

1. Nehmen Sie das Gehäuse des Produkts nicht auseinander.
2. Die eingebaute Batterie darf nicht ausgetauscht werden.
3. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel.
4. Laden Sie nicht auf, wenn es feucht oder nicht vollständig trocken ist.
5. Setzen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in Saunen oder Dampfbädern.
7. Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
8. Verwenden Sie es nicht, wenn es verformt oder innerlich beschädigt ist.
9. Legen Sie es nicht ins Feuer, da die Batterie sonst explodieren könnte.
10. Bitte laden Sie den Ring mit der Standard-Ladeschale von RingConn auf und laden Sie die Ladeschale mit einem zertifizierten Netzadapter.
11. Unterbrechen Sie den Ladevorgang bitte sofort, wenn die Produkttemperatur währenddessen zu stark ansteigt oder sehr heiß wird.
12. Dieses Produkt hat einen eingebauten Lithium-Akku. Lithium-Akkus können bei längerer Nichtbenutzung Kapazitätsverluste, Aufblähungen, Alterung, Korrosion der Leiterplatte und andere Sicherheitsrisiken oder Schäden aufweisen. Bitte laden Sie den Akku vor der Lagerung des Produkts auf etwa 70 % auf. Um den Ladezustand des Akkus zu erhalten, bewahren Sie den Ring in der Ladeschale auf und laden Sie ihn regelmäßig auf.
13. Die roten und grünen Leuchtdioden (LEDs) des Produkts emittieren Licht im sichtbaren Farbspektrum. Dadurch wird es sowohl für den Träger als auch für andere Personen in der Nähe sicherer.
14. Die Ladezeit hängt vom anfänglichen Batteriestand des Rings sowie von der Umgebungstemperatur ab.
15. Bitte laden Sie den Akku bei Raumtemperatur auf. Die Ladetemperatur zulässige reicht von 0 °C bis 41,5 °C.
16. Der RingConn-Ring kommuniziert mit der RingConn-App über eine verschlüsselte Bluetooth-Verbindung.

Lieferumfang



RingConn Gen 3
Intelligenter Ring



Smart Ladeschale



Typ-C-Kabel



Benutzerhandbuch,
Schnellstart-Anleitung

- Diese Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen keine Form der Verpflichtung dar. Bitte sehen Sie sich das jeweilige Produkt an, um genaue Informationen zu erhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe usw.).
- Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesen Informationen und der Produktbeschreibung auf der offiziellen Website sind die Angaben auf der offiziellen Website maßgebend.

Produktinformation

Produktbezeichnung	RingConn Gen 3 Intelligenter Ring
Modell des Produkts	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
Batteriekapazität des Rings	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
Lademethode/Ladezeit	Magnetische Aufladung/ca. 90 Minuten für volle Aufladung
Übertragungsmodus	Bluetooth 5.0
Kompatibilität	iOS 14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 und höher
Offline-Speicher	10 Tage
Material	Metallisches Titan
Ringgewicht (netto)	2-3g
Arbeitstemperatur	0°C-40°C/32°F-104°F
Schutzart	IP68

Produktbezeichnung	Smart Ladeschale
Batteriekapazität der Ladeschale	500mAh
Lademethode/Ladezeit	Typ-C-Kabel (Nennspannung 5V) / ca. 120 Minuten für eine vollständige Aufladung
Gewicht der Ladeschale (netto)	80g
Bluetooth LE Frequenzbereich	2400~2483.5 MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung	0.00050 W

Deutsch

Medizinischer Haftungsausschluss

• Warnhinweis:

Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. RingConn und die damit verbundenen Anwendungen sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen bestimmt. Bitte wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Änderungen an Ihrem Trainings-, Schlaf- oder Ernährungsplan oder Ihrer Empfängnisverhütung vornehmen.

• Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Wenn Sie bereits bestehende gesundheitliche Probleme haben, die durch die Verwendung dieses Produkts beeinträchtigt werden könnten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.
2. Die Materialien der Ringoberfläche sind für den Hautkontakt unbedenklich (ISO 10993). Dieses Produkt dient zur Aufzeichnung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und anderen damit verbundenen Daten. Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Hautreizungen führen. Wenn Sie Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere allergische Symptome bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und suchen Sie umgehend medizinische Beratung.
3. Achten Sie auf die richtige Weite des Rings, damit er nicht zu fest sitzt und die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.
4. Benutzen oder betrachten Sie das Produkt nicht während der Autofahrt oder in Situationen, die Konzentration erfordern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für den Gebrauch durch Minderjährige bestimmt. Es enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen auf.

- Die Leistung dieses Produkts kann durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Bitte legen Sie den Ring nicht in eine Umgebung mit übermäßiger Hitze, Kälte oder hellem Außenlicht. Die Leistungsdaten in diesen Informationen dienen daher nur als Referenz.
- Stechen Sie nicht in den Ring oder die Batterie in der Mitte ein, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses des Produkts besteht.
- Dieses Produkt kann für Personen mit bestimmten Gesundheitsproblemen Risiken bergen. Wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken, stellen Sie die Anwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an einen Arzt: Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit; Schlechte Durchblutung oder Schürfwunden; Herzkrankheiten oder andere medizinische Probleme; Wenn Sie photosensibilisierende Medikamente einnehmen.

Verwendung Und Wartung

- Die Größe Ihres Fingers ändert sich zu verschiedenen Tageszeiten, und manchmal kann es schwierig sein, den Ring zu entfernen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Ring zu entfernen, versuchen Sie bitte die folgenden Methoden:
 - Befeuchten Sie Ihren Finger mit milder Seifenlauge oder kaltem Wasser und drehen Sie ihn langsam, um den Ring zu entfernen;
 - Heben Sie die Hand über die Brust, bis Ihr Blutdruck sinkt, und versuchen Sie dann, den Ring zu entfernen;
 - In Notfällen und wenn Sie sich unwohl fühlen und den Ring nicht selbst entfernen können, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Nehmen Sie den Ring beim Krafttraining, beim Halten einer Schaufel oder anderer schwerer Werkzeuge sowie beim Halten von Gegenständen aus Metall, Keramik oder Stein ab, um Verschleißerscheinungen zu vermeiden.
- Bitte legen Sie den Ring nicht in einen Ultraschallreiniger, um Schäden an bestimmten Komponenten zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist wasserdicht und für den täglichen Gebrauch geeignet. Es kann im Regen, beim Baden, im Schwimmbad und bei Aktivitäten in seichtem Wasser wie Schnorcheln getragen werden. Bitte verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit wie heißen Quellen oder Saunen (Dampfbädern). Das Produkt hat die Schutzart IP68 (10 ATM/100 Meter).
- Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts nicht zu viele Hautpflegeprodukte auf Ihre Hände auf, um eine Korrosion der Oberfläche zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Ring regelmäßig mit Wasser und milder Seife. Wischen Sie ihn anschließend mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie dabei besonders auf die Teile, die mit der Haut in Kontakt kommen.
- Nehmen Sie Ihren Ring gelegentlich ab, damit Ihre Haut sich entspannen kann. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihren Ring aufzuladen.
- Der Ring kann zerkratzt werden und dabei die Haut an den Stellen zerkratzen, die mit ihm in engem Kontakt stehen. Schmuck aus weichen Materialien wie Gold und Silber sowie elektronische Produkte mit weichen Beschichtungen sollten daher vorsichtig und geschützt verwendet werden, um Kratzer durch den Ring zu vermeiden.
- Legen Sie den Ring nach dem Gebrauch in die Ladeschale, um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie ihn und die Ladeschale anschließend regelmäßig auf. Es wird empfohlen, den Akku mindestens alle 15 Tage aufzuladen.
- Um eine kontinuierliche und vollständige Datenaufzeichnung zu gewährleisten, wird empfohlen, die Daten vom RingConn Ring täglich mit der RingConn App zu synchronisieren. Der RingConn Ring kann Daten bis zu 10 Tage lang speichern, wobei die tatsächliche Speicherdauer je nach Ringmodell und Nutzungshäufigkeit variieren kann. Durch rechtzeitige Synchronisierung können Datenverluste vermieden werden.
- Wiederaufladbare Produkte sind nicht wasserdicht und ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Lagern oder verwenden Sie sie niemals in Badezimmern oder anderen feuchten Umgebungen.

Garantie

RingConn LLC bietet eine 1-jährige Garantie für Ihren RingConn Smart Ring.

Um Ihr Produkt für die Garantie zu registrieren, besuchen Sie bitte

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Für einen Garantieanspruch, benötigen wir:

eine Kopie des Kaufbelegs eines autorisierten Händlers.

Für allgemeinen Support oder bei Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter

cs@ringconn.com

Wenn die zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden lokalen Gesetze eine Garantiezeit von mehr als einem (1) Jahr vorschreiben, wird diese Garantie um den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum verlängert.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Merci d'avoir choisi l'anneau RingConn. Nous sommes ravis de vous accompagner dans chaque instant de votre quotidien et santé intelligents. Ce manuel contient des informations sur l'anneau RingConn et ses accessoires de recharge, des détails techniques et des consignes de sécurité. Veuillez le lire attentivement et utiliser le produit en toute sécurité afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Consignes De Sécurité Importantes

Ce produit contient des appareils électroniques. Afin de garantir votre sécurité, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant de l'utiliser :

1. Ne démontez pas le boîtier du produit.
2. Ne remplacez pas la batterie intégrée.
3. Ne le nettoyez pas avec des produits corrosifs.
4. Ne le chargez pas s'il est humide ou s'il n'est pas complètement sec.
5. Ne l'exposez pas de façon prolongée à la lumière directe du soleil.
6. Ne l'utilisez pas dans un sauna ou un bain à vapeur.
7. Ne le rangez pas dans un environnement trop froid, trop chaud ou trop humide.
8. Ne l'utilisez pas s'il est déformé ou endommagé à l'intérieur.
9. Ne le jetez pas au feu, sinon la batterie pourrait exploser.
10. Utilisez l'étui de recharge normal de RingConn pour charger l'anneau, et utilisez un adaptateur électrique certifié pour charger l'étui de recharge.
11. En cas de surchauffe du produit pendant la charge, débranchez-le immédiatement.
12. Ce produit dispose d'une batterie au lithium intégrée. En raison des caractéristiques propres aux batteries lithium, une période d'inutilisation prolongée peut entraîner une perte de capacité, un gonflement, un vieillissement, une corrosion du circuit imprimé et d'autres risques ou dommages liés à la sécurité. Il est recommandé de charger la batterie à environ 70 % avant de ranger le produit. Conservez l'anneau dans son étui de recharge afin de maintenir le niveau de la batterie, et rechargez régulièrement l'anneau et l'étui de recharge.
13. L'appareil possède des diodes électroluminescentes (LED) rouges et vertes qui émettent de la lumière dans le spectre des couleurs visibles. Cela rend l'appareil plus sûr pour l'utilisateur et les personnes à proximité.
14. Le temps de charge dépend de la capacité initiale de la batterie de l'anneau et de la température ambiante.

15. Chargez la batterie à température ambiante. La température de charge varie entre un minimum de 0°C/32°F et un maximum de 41,5°C/106,7°F.

16. L'anneau RingConn communique avec l'application RingConn via au moyen d'une communication Bluetooth cryptée.

Contenu Du Carton



Bague Intelligente
RingConn Gen 3



Étui de recharge intelligente



Câble de type C



Brochure d'information,
guide de démarrage rapide

- Ces informations sont fournies à titre de référence et ne constituent en aucun cas un engagement. Veuillez vous référer au produit réel pour connaître les détails exacts (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille, etc.)
- Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Si ces informations ne correspondent pas à la description du produit sur le site officiel, les informations disponibles sur le site officiel prévalent.

Informations Sur Le Produit

Nom du produit	Bague Intelligente RingConn Gen 3
Modèle du produit	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
Capacité de la batterie de l'anneau	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
Méthode/temps de recharge	Chargement magnétique/ environ 90 minutes pour une charge complète
Mode de transmission	Bluetooth 5.0
Compatibilité	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 et ultérieur
Stockage hors ligne	10 jours
Matériau	Titane métallique
Poids de l'anneau (net)	2-3g
Température de fonctionnement	0°C-40°C/32°F-104°F
Niveau de protection	IP68

Nom du produit	Étui de recharge intelligente
Capacité de la batterie de l'étui de recharge	500mAh
Méthode/temps de recharge	Câble de type C, tension nominale de 5 V / environ 120 minutes pour une charge complète
Poids (net) de l'étui de recharge	80g
Plage de fréquence Bluetooth LE	2400~2483.5 MHz
Puissance de sortie RF maximale	0.00050 W

• **Avvertissement :**

Ce produit n'est pas un appareil médical. RingConn et les applications connexes ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état pathologique. Si vous souhaitez modifier vos programmes d'exercice, de sommeil, d'alimentation ou de contraception, veuillez obtenir l'avis d'un professionnel de santé.

• **Consignes de sécurité importantes :**

1. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé préexistants pouvant être affectés par l'utilisation de ce produit.
2. L'anneau est recouvert de matériaux sans danger pour la peau (norme ISO 10993). Ce produit est conçu pour enregistrer votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, des données sur votre sommeil et d'autres données connexes. L'utilisation prolongée du produit peut provoquer une irritation de la peau. En cas de rougeur, de gonflement, de démangeaison ou d'autres symptômes allergiques, veuillez consulter votre médecin et obtenir un avis médical dans les plus brefs délais.
3. Veillez à ce que l'anneau soit suffisamment lâche de sorte qu'il ne soit pas trop serré, ceci afin d'éviter une mauvaise circulation sanguine.
4. N'utilisez pas ou ne regardez pas le produit en conduisant ou dans des situations qui exigent de la concentration.
5. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des personnes mineures. Il contient des accessoires de petite taille pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veuillez le tenir hors de portée des personnes mineures.
6. Les performances de l'anneau peuvent être affectées par des facteurs externes. Ne placez pas l'anneau dans un environnement où la chaleur, le froid ou la lumière vive extérieure sont excessifs. Les données de performance figurant dans ces informations ne sont fournies qu'à titre de référence.
7. Ne percez pas l'anneau ou la batterie au centre, car cela pourrait créer un court-circuit dans l'appareil.
8. Ce produit peut présenter des risques pour les utilisateurs présentant certains problèmes de santé. Si vous êtes présentés l'un des symptômes suivants, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin :
Épilepsie ou sensibilité à la lumière ; Mauvaise circulation sanguine ou abrasions ;
Maladie cardiaque ou autres conditions médicales ; Si vous prenez des médicaments photosensibilisants.

Utilisation Et Entretien

1. La taille de votre doigt change à différents moments de la journée et il est parfois difficile de retirer l'anneau. Si vous avez des difficultés à retirer l'anneau, essayez les méthodes suivantes :
 - Mouillez votre doigt avec de l'eau douce savonneuse ou de l'eau froide et tournez lentement l'anneau pour le retirer ;
 - Levez votre main au-dessus de votre poitrine jusqu'à ce que votre tension artérielle baisse, puis essayez de le retirer ;
 - En cas d'urgence, si vous vous sentez mal à l'aise et que vous ne parvenez pas à retirer l'anneau par vous-même, veuillez consulter immédiatement un médecin.
2. Afin d'éviter d'user l'anneau, retirez-le lorsque vous faites de la musculation, lorsque vous tenez une pelle ou tout autre outil lourd, ou lorsque vous tenez des objets en métal, en céramique ou en pierre.
3. Évitez de mettre l'anneau dans un nettoyeur à ultrasons afin d'éviter d'endommager certains de ses composants.
4. Ce produit est étanche pour un usage quotidien. Il peut être porté sous la pluie, pendant le bain, dans les piscines et lors d'activités en eau peu profonde comme la plongée avec tuba. Ne l'utilisez pas dans des environnements trop chauds, trop froids ou trop humides, tels que les sources chaudes ou les saunas (hammams). Le produit a un indice d'étanchéité IP68 (10 ATM/100 mètres/328 pieds).
5. Évitez d'appliquer trop de produits de soins sur vos mains avant de porter l'anneau. Cela évitera de corroder la surface de l'anneau.
6. Nettoyez régulièrement l'anneau avec de l'eau et un savon doux, et essuyez-le avec un chiffon doux, en accordant une attention particulière aux parties en contact avec la peau.
7. Retirez votre anneau de temps à autre pour permettre à la peau de se détendre. Vous pouvez également en profiter pour le recharger.

8. Le contact de l'anneau avec des bijoux en matériaux souples tels que l'or et l'argent, et les produits électroniques dotés d'un revêtement souple peut les égratigner ou rayer l'anneau. Veuillez les manipuler avec précaution.
9. Afin de protéger votre batterie et préserver sa durée de vie, rangez votre anneau dans l'étui de recharge lorsque vous ne l'utilisez pas, et chargez régulièrement l'anneau et l'étui. Il est recommandé de recharger la batterie au moins tous les 15 jours.
10. Pour garantir un enregistrement continu et complet des données, il est recommandé de synchroniser quotidiennement les données de l'anneau RingConn avec l'application RingConn. L'anneau RingConn peut stocker des données pendant 10 jours maximum, mais cette durée varie en fonction des modèles et de la fréquence d'utilisation. Une synchronisation régulière permet d'éviter la perte de données.
11. Les accessoires de recharge ne sont pas étanches et sont réservés à un usage intérieur. Ne les utilisez ou ne les rangez jamais dans une salle de bain ou dans tout endroit humide.

Garantie

RingConn LLC fournit votre anneau intelligent RingConn avec une garantie d'un an.

Pour enregistrer votre produit pour une garantie, veuillez visiter

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Pour une réclamation au titre de la garantie, nous demanderons :

une copie de la preuve d'achat auprès d'un revendeur agréé.

Pour une assistance ou des questions d'ordre général, veuillez nous contacter au

cs@ringconn.com

Si la législation locale en vigueur au moment de l'achat exige une période de garantie

supérieure à un (1) an, cette garantie sera prolongée dans la mesure requise par cette législation.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Gracias por elegir el anillo RingConn. Esperamos acompañarle en cada momento de su vida diaria inteligente y saludable. Este manual contiene información sobre el anillo RingConn y sus accesorios de carga, incluyendo detalles técnicos e instrucciones de seguridad. Léalo con atención y utilice el producto de forma segura para disfrutar de la mejor experiencia.

Instrucciones De Seguridad Importantes

Este producto contiene dispositivos electrónicos. Para garantizar su seguridad, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes del uso:

1. No desmonte la carcasa del producto.
2. No reemplace la batería incorporada.
3. No utilice agentes de limpieza corrosivos para limpiar el producto.
4. No cargue el producto cuando esté húmedo o no esté completamente seco.
5. No lo exponga a la luz solar directa durante mucho tiempo.
6. No utilice el producto en una sauna o sala de vapor.
7. No coloque el producto en ambientes con temperatura extrema o con mucha humedad.
8. Deje de utilizarlo si está deformado o dañado internamente.
9. No lo ponga en el fuego ya que la batería podría explotar.
10. Utilice el estuche de carga estándar de RingConn para cargar el anillo y utilice un adaptador de corriente certificado para cargar el estuche de carga.

11. Si el producto se calienta en exceso durante la carga, detenga la carga de inmediato.
12. Este producto tiene una batería de litio integrada. Debido a la naturaleza de las baterías de litio, los periodos prolongados sin uso pueden provocar la pérdida de capacidad, hinchazón, envejecimiento, corrosión de la placa de circuito y otros riesgos o daños para la seguridad. Se recomienda cargar la batería hasta aproximadamente un 70 % antes de guardar el producto. Mantenga el anillo en el estuche de carga para conservar su nivel de batería y recargue periódicamente tanto el anillo como el estuche de carga.
13. Los diodos emisores de luz (LED) rojos y verdes del producto emiten luz dentro del espectro de color visible. Esto lo hace más seguro tanto para quien lo lleva como para las personas cercanas.
14. El tiempo de carga depende del nivel inicial de la batería del anillo y de la temperatura ambiente.
15. Cargue la batería a temperatura ambiente. La temperatura de carga varía desde un mínimo de 0° C/32° F hasta un máximo de 41,5 °C/106,7 °F.
16. El anillo RingConn se comunica con la aplicación RingConn por medio de comunicaciones Bluetooth encriptadas.

Contenido Del Paquete



Anillo Inteligente
RingConn Gen 3



Estuche de carga inteligente



Cable tipo C



Manual de instrucciones,
guía rápida

- Esta información es solo de referencia y no constituye ningún tipo de compromiso. Consulte el producto real para obtener detalles exactos (incluidos, entre otros, el color, el tamaño, etc.).
- Esta información puede cambiar si previo aviso. En caso de cualquier inconsistencia entre esta información y la descripción del producto de la página web oficial, prevalecerá esta última.

Información Del Producto

Nombre del producto	Anillo Inteligente RingConn Gen 3
Modelo del producto	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
Capacidad de la batería del anillo	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
Método y tiempo de carga	Carga magnética/Aprox. 90 minutos para la carga completa
Modo de transmisión	Bluetooth 5.0
Compatibilidad	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 y superiores
Almacenamiento sin conexión	10 días
Material	Titanio metálico
Peso del anillo (neto)	2-3g
Temperatura de trabajo	0°C-40°C/32°F-104°F
Grado de protección	IP68

Nombre del producto	Estuche de carga inteligente
Capacidad de la batería del estuche de carga	500mAh
Método y tiempo de carga	Cable tipo C y clasificación de 5 W/aprox. 120 minutos para carga completa
Peso del estuche de carga (neto)	80g
Rango de frecuencia de Bluetooth LE	2400~2483.5 MHz
Potencia máxima de salida RF	0.00050 W

Descargo De Responsabilidad Médica

• Advertencia:

este producto no es un dispositivo sanitario. El anillo RingConn y sus aplicaciones asociadas no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad o problema médico. Consulte a un profesional médico antes de realizar cualquier cambio en sus planes de ejercicio, sueño, dieta o anticoncepción.

• Importantes instrucciones de seguridad:

1. Si tiene cualquier condición médica previa que pueda verse afectada por el uso de este producto, consulte a su médico.
2. Los materiales de la superficie del anillo son seguros para el contacto con la piel (norma ISO 10993). Este producto está diseñado para registrar su frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño y otros datos relacionados. Un uso prolongado del producto podría causar irritación en la piel. Si tiene enrojecimiento, hinchazón, picazón u otros síntomas alérgicos, consulte a su médico y busque atención médica inmediatamente.
3. Mantenga la holgura correcta del anillo para que no quede demasiado apretado, evitando un correcto flujo sanguíneo.
4. No utilice ni mire el producto mientras conduce o en situaciones que requieran concentración.
5. Este producto no es un juguete y no está diseñado para que lo utilicen menores. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
6. El rendimiento de este producto puede verse afectado por factores externos. No coloque el anillo en un ambiente excesivamente caluroso, frío o con luz brillante exterior. Por lo tanto, los datos de rendimiento contenidos en esta información son solo de referencia.
7. No perforo el anillo ni la batería en el centro, ya que se podría provocar un cortocircuito en el producto.
8. Este producto puede representar un riesgo para los usuarios con ciertas condiciones médicas. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de usar el producto y consulte a un médico:
Epilepsia o sensibilidad a la luz; Mala circulación sanguínea o abrasiones;
Enfermedades cardíacas u otras condiciones médicas;
Si está tomando algún medicamento fotosensibilizante.

Uso Y Mantenimiento

1. El tamaño del dedo varía durante el día y puede ser difícil quitarse el anillo. Si tiene dificultades para quitárselo, pruebe con los siguientes métodos:
 - Mójese el dedo con agua jabonosa suave o agua fría y gírelo lentamente para quitárselo;
 - Levante la mano por encima del pecho hasta que baje la presión arterial y luego intente retirarlo;
 - En caso de emergencia y si se siente incómodo y no puede quitarse el anillo por sí solo, busque atención médica de inmediato.
2. Quite el anillo para evitar que se desgaste al realizar entrenamiento de fuerza, sostener una pala u otra herramienta pesada o sostener objetos de metal, cerámica o piedra.
3. Para evitar daños a algunos de los componentes, no coloque el anillo en un limpiador ultrasónico.

4. Este producto es impermeable para el uso diario y se puede llevar bajo la lluvia, al bañarse, en piscinas y durante actividades en aguas poco profundas como el snorkel. No lo use en entornos de alta temperatura y alta humedad, como fuentes termales o saunas (salas de vapor). El producto cuenta con una clasificación de impermeabilidad IP68 (10 ATM/100 metros/328 pies).
5. Mientras use este producto, no aplique demasiados productos para el cuidado de la piel en las manos para evitar la corrosión de su superficie.
6. Limpie el anillo con regularidad con agua y jabón suave, y con un paño suave, prestando especial atención a las partes en contacto con la piel.
7. Retire el anillo de vez en cuando para dejar que su piel respire, y puede aprovechar este tiempo para recargar el anillo.
8. El anillo puede rayarse o rayar materiales blandos con los que entre en contacto, como la piel, joyas de oro o plata, o aparatos electrónicos con revestimientos suaves. Proceda con cuidado.
9. Para proteger la batería y mantener su vida útil, coloque el anillo en su estuche de carga cuando deje de usarlo y cárguelo junto con el estuche con regularidad. Se recomienda cargar la batería al menos una vez cada 15 días.
10. Para asegurar una grabación de datos continua y completa, se recomienda que sincronice los datos del anillo RingConn con la aplicación RingConn a diario. El anillo RingConn puede almacenar datos hasta por 10 días, aunque la duración real del almacenamiento puede variar dependiendo del modelo del anillo y de la frecuencia de uso. La sincronización a tiempo puede evitar la pérdida de datos.
11. Los productos recargables no son impermeables y están destinados únicamente para su uso en interiores. Nunca use ni almacene productos recargables en baños y otros entornos húmedos.

Garantía

RingConn LLC ofrece una garantía de 1 año para su RingConn Smart Ring.

Para registrar su producto para la garantía, visite

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Para realizar una reclamación relacionada con la garantía, necesitaremos: una copia del recibo de compra de un minorista autorizado.

Para consultas generales o de servicio técnico, contáctenos en

cs@ringconn.com

Si la ley local vigente en el momento de la compra requiere un período de garantía superior a un (1) año, esta garantía se ampliará en la medida requerida por dicha ley.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



この度は、RingConn Ringをご選択いただき、誠にありがとうございます。当社は、RingConn Ringが皆様とスマートで健康的な日常のひとときを共に過ごすことができることを楽しみにしております。マニュアルには、RingConn Ringおよび充電製品に関する情報、技術情報、および安全上の注意事項が記載されております。必ずご一読いただき、安全にご使用の上、最高の体験をお楽しみください。

重要な安全説明

本製品には電子機器が含まれているため、身の安全を保証するために、使用する前に、以下の安全説明を詳しく読んでください。

1. 製品の外装は取り外さずにご使用ください。
2. 製品の内蔵バッテリーは交換しないでください。
3. 腐食性洗剤で製品を洗浄しないでください。
4. 製品が濡れている場合、または完全に乾燥していない場合は、充電しないでください。
5. 長時間直射日光が当たる場所に製品を置かないでください。
6. サウナルームやスチームルームで製品を使用しないでください。
7. 製品を極端な温度や極端な湿度の環境下に置かないでください。
8. 製品が変形した場合、または内部が破損した場合、継続して使用しないでください。
9. 製品を火の中に投下しないでください。電池が爆発する恐れがあります。
10. RingConnの標準充電ボックスを使用してリングを充電してください。また、認証要件を満たす電源アダプターを選択して充電ボックスを充電してください。
11. 充電中、製品の温度が上がったり、ひどく熱くなったりした場合は、すぐに充電を停止してください。
12. 本製品はリチウム電池を内蔵しており、電池の特性上、長時間使用しない場合、電池の容量損失、膨張、老化、回路基板の腐食などの安全上の危険性または製品の損害をもたらすことがあります。そのため、保管前に電池を70%程度まで充電し、充電ボックスに保管して電力を維持し、リングと充電ボックスを定期的に充電することをお勧めします。
13. 製品に搭載されている赤色と緑色の発光ダイオード（LED）は可視色の範囲内です。着用户と周囲の人にとって安全です。
14. 充電時間は、リングの初期電力と周囲温度によって異なります。
15. 室温で充電してください。充電温度は最低0°C/32°F、最高41.5°C/106.7°Fです。
16. RingConn RingとRingConnアプリケーション同士は暗号化されたブルートゥースで通信します。

製品には次のものが含まれる



RingConn Gen 3 スマートリング
(RingConn Gen 2 Sumāto Ringu)



スマート充電ボックス



Type-C充電ケーブル



説明書、
クイック操作ガイド

- ・本資料は参考用であり、いかなる形式の承諾を意味するでもありません。製品(色、大きさなどは含まれるが、これらに限定されない)は実物に準じてください。
- ・本資料と公式サイトとの説明が一致しない場合は、公式サイトでの説明を基準にし、別途に通知しないことをご了承ください。

基本規格

製品名	RingConn Gen 3 スマートリング (RingConn Gen 2 Sumāto Ringu)
型番	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
リング電池容量	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
充電方法・時間	磁気吸引充電/満タン約90分
転送モード	Bluetooth 5.0
設備要求	互換性IOS14.0+, Android 8.0+, とBluetooth 4.0+
オフラインでのデータ保存	10日
材質	金属チタン
リング重量(正味重量)	2-3g
動作温度	0°C-40°C/32°F-104°F
保護レベル	IP68

製品名	スマート充電ボックス
充電ボックスの電池容量	500mAh
充電方法・時間	Type-C&定格5 V/充電器完了まで約120分間
充電ボックス重量(正味重量)	80g
Bluetooth LE の周波数範囲	2400~2483.5 MHz
最大RF出力電力	0.00050 W

医療免責声明

警告：

本製品は医療機器ではありません。RingConnおよび関連アプリケーションは、病気や医療状況を診断、治療、治癒、または予防するためのものではありません。運動、睡眠、食事、または避妊計画を変更する前に、専門の医師にご相談ください。

重要な安全説明：

1. 本製品の使用により健康状態に影響がある場合は、医師に相談してください。
2. リングの表面素材は、皮膚接触安全基準 (ISO 10993標準) に準拠しています。本製品は心拍数、血中酸素、睡眠などのデータを記録することを目的としており、長時間製品を使用すると皮膚に刺激を引き起こす可能性があります。もし赤い腫れ、かゆみ、その他のアレルギー症状があれば、医師に相談し、直ちに医師の診察を受けてください。
3. 血流が悪くなることを防ぐために、リングは締め付けすぎないように、適度のサイズに調整してください。
4. 車を運転する時または集中力が必要な場合は、製品の使用、確認を行わないでください。
5. 本製品はおもちゃではないので、未成年者の使用には適していない。本製品が含まれる小さな部品は飲み込まれると窒息の危険があるので、未成年者が触れない場所に置いてください。
6. 本製品の性能は外部要因の影響を受ける可能性があり、リングを過度の熱や寒さ、または屋外の強い光環境にさらさないでください。そのため、本製品が提供するデータはご参考までです。
7. ショートのリスクがあるため、リングや真ん中の電池を突き刺さないでください。

8. 本製品は特定の健康状態を有するユーザーにリスクをもたらす可能性があります。以下のいずれかの状況に該当する場合、本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。
- | | |
|-------------|---------------|
| てんかんや光に敏感； | 血行不良や擦り傷； |
| 心臓病やその他の病氣； | 感光性薬を飲んでいる場合。 |

使用及びメンテナンス

- 1日中異なる時間では指の大きさに変化があり、リングを外しにくい場合があるので、外すのが難しい場合は次の方法をお試しください。
 - ・やさしい石鹸水や冷たい水で指を濡らし、ゆっくり回してリングを外してください。
 - ・手を心臓部より高く持ち上げ、血圧が下がった後に外してみてください。
 - ・緊急事態や不快感を感じ、自身でリングを外すことができない場合は、すぐに病院に行ってください。
- 強度訓練を行い、シャベルや他の重機を把持したり、金属、セラミック、石材材質のものを取り出ししたりする際には、リングを外して摩耗しないようにしてください。
- 一部のコンポーネントに損傷を与えないように、リングは超音波洗浄機で洗浄しないでください。
- 本製品は生活防水機能を備えており、雨天や入浴時、プール、シュノーケリングなどの浅水域での活動時にご使用いただけますが、温泉やサウナ(スチームルーム)などの高温多湿の環境でのご使用はお控えください。本製品の防水等級は、IP68 (10ATM/100メートル/328フィート) です。
- 製品を使用する時、手にスキンケア用品を塗りすぎず、表面に腐食を与えないようにしてください。
- 水と温和な石鹸で定期的にリングを清潔し、柔らかい布でリングを拭き、特に皮膚と接触する箇所にご注意ください。
- 時々リングを外して、肌をリラックスさせる時間を与えてください。その間に、リングを充電することができます。
- リングは傷がつく可能性があり、またリング自体も密接に接触している皮膚を傷つける可能性があります。材質が柔らかい金銀ジュエリー、表面に軟性コーティングが付着している電子製品についても、使用時に注意してください。
- バッテリーを守り寿命を確保するために、リングがアイドル状態になっている場合は、リングを充電ボックスに入れ、リングと充電ボックスを定期的に充電してください。少なくとも15日ごとにバッテリーに一回充電することをお勧めします。
- データ記録の連続性と完全性を確保するため、RingConn RingのデータをRingConnアプリに同期することをおすすめします。RingConn Ringは最大10日間のデータを保存することができます。ただし、実際に保存できる期間はリングのモデルや使用頻度によって異なる場合がありますので、適時同期することで、データの損失を防止ください。
- 充電製品は防水対応ではありません。屋内でのみご使用ください。充電製品を浴室などの湿気の多い環境で使用または保管しないでください。

保証について

RingConn LLCはRingConn リングに1年保証を提供する。

製品の保証登録について、以下をご覧ください。

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

保証の請求には、以下の条件があります。

正規販売店の購入レシートのコピーを有すること。

一般的なサポートやお問い合わせは、下記までご連絡ください。

cs@ringconn.com

"購入時に有効な現地法に基づき、1年以上の保証期間が求められる場合、保証期間は当該法律で定められた期間まで延長されます。

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>、



Grazie per aver scelto l'anello RingConn. Non vediamo l'ora di accompagnarti in ogni momento della tua vita quotidiana all'insegna della salute e della tecnologia. Il presente manuale contiene informazioni sull'anello RingConn e sui suoi accessori di ricarica, inclusi dettagli tecnici e istruzioni di sicurezza. Leggilo attentamente e usa il prodotto in modo sicuro per ottenere il massimo dalla tua esperienza.

Istruzioni Importanti Per La Sicurezza

Questo prodotto contiene componenti elettroniche. Per garantire la massima sicurezza, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

1. Non smontare l'involucro del prodotto.
2. Non sostituire la batteria incorporata.
3. Per la pulizia del prodotto non usare detergenti aggressivi.
4. Non mettere sotto carica il prodotto quando è umido o non è completamente asciutto.
5. Non lasciare a lungo sotto la luce diretta del sole.
6. Non usare in una sauna o in un bagno turco.
7. Non introdurre il prodotto in un ambiente con temperature o con umidità estreme.
8. Non usare il prodotto se deformato o danneggiato internamente.
9. Non mettere il prodotto nel fuoco poiché la batteria potrebbe esplodere.
10. Si raccomanda di usare la base di ricarica standard di RingConn per ricaricare l'anello e di utilizzare un adattatore di corrente certificato per ricaricare la base di ricarica.
11. Qualora il prodotto diventasse troppo caldo durante la ricarica, è bene sospendere immediatamente l'operazione di ricarica.
12. Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata. A causa della natura delle batterie al litio, periodi prolungati di inutilizzo possono causarne perdita di capacità, gonfiore, deterioramento, corrosione del circuito elettrico e altri rischi per la sicurezza o danni. Si consiglia di caricare la batteria fino a circa il 70% prima di riporre il prodotto. Tieni l'anello nella base di ricarica per mantenere carica la batteria e ricarica periodicamente sia l'anello che la custodia di ricarica.
13. I diodi a emissione luminosa (LED) rossi e verdi presenti nel prodotto emettono luce all'interno dello spettro dei colori visibili. Ciò rende il prodotto più sicuro sia per chi lo indossa che per le persone vicine.
14. Il tempo di ricarica dipende dal livello iniziale della batteria dell'anello e dalla temperatura ambiente.
15. Si prega di ricaricare la batteria a temperatura ambiente. La temperatura di ricarica varia da un minimo di 0 °C/32 °F a un massimo di 41,5 °C/106,7 °F.
16. L'anello RingConn comunica con l'app RingConn utilizzando comunicazioni Bluetooth crittografate."

Contenuto Della Confezione



Anello Intelligente
RingConn Gen 3



Base di ricarica intelligente



Cavo di tipo C



Foglietto informativo,
Guida rapida

- Le informazioni illustrate sono solo di riferimento e non implicano alcuna forma di vincolo. Guardate il prodotto dal vivo per conoscere i dettagli esatti (come ad esempio il colore, le dimensioni, altro.).
- Le presenti informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Qualora ci siano delle incongruenze tra le informazioni riportate in questo opuscolo e la descrizione del prodotto sul sito ufficiale, prevarranno quelle presenti sul sito ufficiale.

Informazioni Sul Prodotto

Nome del prodotto	Anello Intelligente RingConn Gen 3
Modello del prodotto	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
Capacità della batteria dell'anello	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11),16.5mAh(#12~#15)
Metodo e tempo di ricarica	Ricarica magnetica/circa 90 minuti per una ricarica completa
Modalità di trasmissione	Bluetooth 5.0
Compatibilità	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 o superiore
Conservazione in modalità offline	10 giorni
Materiale	Titanio metallico
Peso dell'anello (netto)	2-3g
Temperatura di esercizio	0°C-40°C/32°F-104°F
Grado di protezione	IP68

Nome del prodotto	Base di ricarica intelligente
Capacità della batteria della base di ricarica	500mAh
Metodo e tempo di ricarica	Cavo di tipo C e tensione nominale 5 V / circa 120 minuti per una ricarica completa
Peso della base di ricarica (netto)	80g
Intervallo di frequenza Bluetooth LE	2400~2483.5 MHz
Potenza massima in uscita RF	0.00050 W

Esclusione Di Responsabilità Medica

• Attenzione:

Questo prodotto non è un dispositivo medico. RingConn e le app a lui associate non vanno usati per diagnosticare, curare o prevenire malattie o patologie. Prima di cambiare il tuo programma di allenamento, sonno, dieta o contraccezione, consulta sempre un medico.

• Indicazioni importanti per la sicurezza:

1. Consultate il vostro medico in caso di condizioni di salute preesistenti che potrebbero essere influenzate dall'uso di questo prodotto.
2. I materiali della superficie dell'anello sono sicuri per il contatto con la pelle (norma ISO 10993). Questo prodotto è progettato per registrare la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il sonno e altri dati correlati. L'uso prolungato del prodotto potrebbe causare irritazioni cutanee. In caso di arrossamento, gonfiore, prurito o altri sintomi allergici consultate tempestivamente un medico.
3. Indossate l'anello sufficientemente allentato, non troppo stretto così da evitare una cattiva circolazione del sangue.
4. Non utilizzate né osservate il prodotto durante la guida o in situazioni che richiedono concentrazione.
5. Questo prodotto non è un giocattolo e non è progettato per essere utilizzato dai minori. Ci sono piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento qualora vengano ingerite. Tenete il prodotto fuori dalla portata dei minori.
6. Le funzioni di questo prodotto potrebbero essere influenzate da fattori esterni. Non mettete l'anello in ambienti molto caldi, freddi o con luce esterna intensa. I dati sulle funzioni contenuti nel presente opuscolo sono solo di riferimento.

7. Onde evitare un possibile cortocircuito del prodotto non forate l'anello o la batteria al centro.
8. Questo prodotto può essere pericoloso per chi ha determinate condizioni di salute. Se noti uno dei seguenti sintomi, smetti di usare il prodotto e consulta un medico:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Epilessia o fotosensibilità; | Cattiva circolazione sanguigna o escoriazioni; |
| Malattia cardiaca o altre patologie; | In caso di assunzione di farmaci contro la fotosensibilità. |

Uso E Manutenzione

- Il diametro del dito cambia a seconda dei momenti della giornata e talvolta può essere difficile rimuovere l'anello. In caso di difficoltà nel rimuoverlo, provate con i seguenti metodi:
 - Bagnare il dito con acqua e sapone o con acqua fredda e provare a ruotarlo lentamente per rimuovere l'anello;
 - Portare la mano sopra il petto fino a quando la pressione sanguigna non si abbassa, quindi provare a rimuovere l'anello;
 - In caso di emergenza qualora non si riesca a rimuovere l'anello da soli, consultate immediatamente un medico.
- Rimuovere l'anello per evitare che si usuri durante gli allenamenti di potenziamento muscolare, quando si tiene in mano il bilanciere o altri attrezzi pesanti, oggetti di metallo, in ceramica o di pietra.
- Si prega di non inserire l'anello in un pulitore a ultrasuoni per evitare di danneggiarne alcuni componenti.
- Questo prodotto è impermeabile per l'uso quotidiano e può essere indossato sotto la pioggia, durante il bagno, in piscina e durante attività in acque poco profonde come lo snorkeling. Non usarlo in ambienti con temperature e umidità elevate, come sorgenti termali o saune (bagni turchi). Il prodotto ha un grado di impermeabilità IP68 (10 ATM/100 metri/328 piedi).
- Durante l'uso del prodotto, per evitare che la superficie del dispositivo venga corrosa, non applicare prodotti per la cura della pelle sulle mani.
- Si prega di pulire regolarmente l'anello con acqua e sapone neutro, quindi asciugarlo con un panno morbido, prestando particolare attenzione alle parti a contatto con la pelle.
- Di tanto in tanto, rimuovere l'anello per consentire alla pelle di respirare. Questa è anche un'ottima occasione per ricaricare l'anello.
- L'anello potrebbe graffiarsi o graffiare materiali morbidi con cui entra in stretto contatto, come la pelle, gioielli in oro/argento o dispositivi elettronici con rivestimenti morbidi. Si prega di maneggiarlo con cura.
- Per proteggere la batteria e preservarne la durata, si consiglia di riporre l'anello nella base di ricarica quando non viene usato e di ricaricare regolarmente sia l'anello che la base di ricarica. Si raccomanda di caricare la batteria almeno ogni 15 giorni.
- Per garantire una registrazione continua e completa dei dati, si consiglia di sincronizzare quotidianamente i dati dall'anello RingConn all'app RingConn. L'anello RingConn può memorizzare i dati per un massimo di 10 giorni, anche se la durata effettiva della memorizzazione può variare a seconda del modello dell'anello e della frequenza di utilizzo. Una sincronizzazione tempestiva può evitare la perdita di dati.
- Gli accessori di ricarica non sono impermeabili e sono destinati esclusivamente all'uso in ambienti chiusi. Si prega di non utilizzarli né conservarli in ambienti umidi, come i bagni.

Garanzia

RingConn LLC fornisce la garanzia di 1 anno per il tuo RingConn Smart Ring.

Per registrare il prodotto ai fini della garanzia, consultare

<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Per una richiesta di garanzia, avremo bisogno di:

una copia della ricevuta di acquisto presso un rivenditore autorizzato.

Per ricevere assistenza generale o per richieste, contattaci all'indirizzo

cs@ringconn.com

Se la legge locale in vigore al momento dell'acquisto richiede un periodo di garanzia superiore a un (1) anno, la garanzia sarà estesa nella misura richiesta da tale legge.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



感谢您选择 RingConn Ring，
我们期待陪伴您度过每一段智能健康的日常时光，
手册中有 RingConn Ring 及充电产品的信息、技术细节与安全须知，
请仔细阅读并安全使用，享受最佳体验。

重要的安全说明

本产品含有电子设备，为保证您的人身安全，在使用之前，请详细阅读如下安全说明：

1. 切勿拆开产品外壳。
2. 切勿更换产品内置电池。
3. 切勿用腐蚀性清洁剂清洁产品。
4. 切勿在产品潮湿或未完全干的情况下对其进行充电。
5. 切勿将产品长时间置于阳光直射下。
6. 切勿在桑拿室或蒸汽浴室中使用产品。
7. 切勿将产品置于极端温度和湿度环境下。
8. 请勿在产品变形或内部损坏的情况下继续使用。
9. 切勿将产品投置于火中，电池可能会发生爆炸。
10. 请使用RingConn标配充电仓给戒指充电，并选择符合认证要求的电源适配器给充电仓充电。
11. 若在充电过程中，产品温度上升过高或严重发烫，请立即停止充电。
12. 本产品内置锂电池，受电池特性影响，长时间不使用可能会对电池造成容量损耗、膨胀、老化、电路板腐蚀等安全隐患或产品损害，建议您在闲置前将电池充电至 70% 左右，将其存放于充电仓内以维持电量，并定期给戒指和充电仓充电。
13. 产品中红色和绿色发光二极管（LED）处于可见色彩范围。这对穿戴者和附近的其他人来说都很安全。
14. 充电时间视戒指一开始的电量和环境温度而定。
15. 请在室温下充电。充电温度为最低 0°C/32° F，最高 41.5°C/106.7° F。
16. RingConn Ring 和 RingConn 應用程式之间使用加密蓝牙通讯。

产品包含



RingConn 3代
智能戒指



智能充电仓



Type-C 充电线



说明书、快速操作指南

- 本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品(包含但不限于颜色、大小等)请以实物为准。
- 如出现本资料与官网描述不一致的情况，请以官网说明为准，恕不另行通知。

基本规格

产品名称	RingConn 3代智能戒指
型号	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
戒指电池容量	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11), 16.5mAh(#12~#15)
充电方式/时间	磁吸充电/充满大约 90 分钟
传输模式	Bluetooth 5.0
设备要求	兼容 IOS14.0+, Android 8.0+, 和Bluetooth 4.0+
离线储存数据	10 天
材质	金属钛
戒指重量(净重)	2-3g
工作温度	0° C-40° C/32° F-104° F
防护等级	IP68

产品名称	智能充电仓
充电仓电池容量	500mAh
充电方式/时间	Type-C & 额定 5V/充满大约 120 分钟
充电仓重量(净重)	80g
蓝牙低功耗频率范围	2400~2483.5 MHz
最大射频输出功率	0.00050 W

医疗免责声明

警告：

本产品不是医疗设备。RingConn 和相关应用程序不得用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病或医疗状况。在调整您的锻炼、睡眠、饮食或节育计划之前，请咨询专业医生。

重要的安全说明：

1. 如果您已有任何可能因使用本产品而受影响的健康状况,请咨询您的医生。
2. 戒指表面材料符合皮肤接触安全标准 (ISO 10993 标准)。本产品旨在记录您的心率、血氧、睡眠等数据,长时间使用产品可能会引起皮肤刺激,如果您有任何红肿、瘙痒或其他过敏症状,请咨询您的医生并及时就医。
3. 请保持戒指处于合适的松紧程度,使它不是太紧,以免导致血液流通不畅。
4. 不要在开车或需要集中注意力的情况下使用或查看产品。
5. 本产品不是玩具,不适合未成年人使用,它含有的小部件如果被吞食可能会造成窒息的危险,请放在未成年人接触不到的地方。
6. 本产品的性能可能会受到外界因素的影响,请勿让戒指暴露于过热、过冷或室外强光环境中,因此本产品提供的数据仅供参考。
7. 请勿刺穿戒指或中间的电池,可能会导致短路的风险。
8. 本产品可能对存在某些健康状况的用户构成风险,如果您有如下任何情况,请停止使用本产品并咨询医生建议:
癫痫或对光敏感; 血液循环不良或擦伤; 心脏病或其他疾病; 如果您正在服用任何光敏药物。

使用及保养

- 一天当中不同的时间手指大小有变化，有时候可能会难取下戒指，如果取下困难，请尝试如下方法：
 - 使用温和的肥皂水或冷水弄湿手指，慢慢转动取下戒指；
 - 将手举起高于心脏部位，直至血压降低后尝试取下；
 - 若遇到紧急情况和感到不适，无法自行取下戒指，请立即就医。
- 在进行强度训练、握持铲子或其他重型工具、或拿取金属、陶瓷、石材材质的物品时，请摘取戒指以避免磨损戒指。
- 请勿将戒指放入超声波清洗器中清洗，以免对部分器件造成损害。
- 产品支持生活防水，可用于淋雨、泡澡、游泳池以及浮潜等浅水域活动，避免在温泉、桑拿（蒸汽室）等高温高湿环境下使用。该产品的防水等级为IP68（10ATM/100米/328英尺）。
- 使用产品时，不要在手部涂抹过多的护肤品，以免对表面造成腐蚀。
- 定期使用水和温和的肥皂清洁戒指，配合柔软的布料擦拭戒指，特别注意与皮肤接触的部位。
- 不时取下戒指，让皮肤有机会放松，您可以用这段时间来给您的戒指充电。
- 戒指可能会被刮伤，本身也可能刮伤与戒指密切接触的皮肤、材质较软的金银珠宝、表面附着软性涂层的电子产品，请使用时注意防护。
- 为了保护您的电池并确保其使用寿命，当戒指闲置时，请将戒指放置于充电仓内，并定期给戒指和充电仓充电，建议您至少每间隔15天为电池充电一次。
- 为保障数据记录的连续性与完整性，建议您每天将 RingConn Ring 的数据同步至 RingConn 健康 App，RingConn Ring 最多能存储 10 天的数据，实际可存储时长会因戒指型号及使用频率产生差异，及时同步可避免数据丢失。
- 充电产品不防水，仅供室内使用。请勿在浴室等潮湿环境使用或存放充电产品。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	贡 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr6+	多溴联苯 BB	多溴二苯醚 PBDE
电路组件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
充电仓	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出。

保修条款

尊敬的用户，感谢您选择RingConn智能健康监测戒指产品。通过正规渠道购买的产品依法享有国家规定的三包服务。为了保障您的权益，请您仔细阅读本保修条款。

部件名称	保修期限	服务方式
戒指主体	12个月（含）免费保修	用户寄修
充电仓	12个月（含）免费保修	用户寄修

- 送修时，请将保修凭证（保修卡、发票）及产品寄往我司生产基地；
- 退、换货时，请与销售商联系，并保持产品及配件、随机资料的完整。

二、保修期內，有下列情況之一，我司將不再提供免費保修服務，具體內容參照：

1. 人為引起的故障，包括：1) 因使用、維護、保管不當或不按說明書操作而引起的故障；
2) 自行拆裝產品或非我司生產基地的修理而引起的故障。
2. 因不可抗力（如火災、水災、地震、雷擊等）引起的故障。
3. 無法提供保修憑證，或擅自修改保修憑證等。
4. 未按照說明書或操作指南中的要求使用而造成的損壞。

三、本保修條款適用於中國大陸地區。



感恩您選擇 RingConn Ring，
我們期待陪伴您度過每一段智能健康的日常時光，
手冊中載有 RingConn Ring 及充電產品的資訊、技術細節與安全須知，
請仔細閱讀並安全使用，享受最佳體驗。

重要的安全說明

本產品含有電子裝置，為保證您的人身安全，在使用之前，請詳細閱讀如下安全說明：

1. 切勿拆開產品外殼。
2. 切勿更換產品內置電池。
3. 切勿用腐蝕性清潔劑清潔產品。
4. 切勿在產品潮濕或未完全乾透的情況下對其進行充電。
5. 切勿將產品長時間置於陽光直射下。
6. 切勿在桑拿房或蒸汽浴室內使用本產品。
7. 切勿將產品置於極端溫度和濕度環境下。
8. 勿在產品變形或內部損壞的情況下繼續使用。
9. 切勿將產品置於火中，電池可能會發生爆炸。
10. 請使用 RingConn 標配充電盒給戒指充電，並選擇符合認證要求的電源適配器給充電盒充電。
11. 若在充電過程中，產品溫度上升過高或過燙發熱，請立即停止充電。
12. 本產品內置鋰電池，受電池特性影響，長時間不使用可能會對電池造成容量損耗、膨脹、老化、電路板腐蝕等安全隱患或產品損害，建議您在閒置前將電池充電至 70% 左右，將其存放於充電盒內以維持電量，並定期給戒指與充電盒充電。
13. 產品中紅色和綠色發光二極體（LED）處於可見色彩範圍內。這對穿戴者及附近的他人來說都很安全。
14. 充電時間因應戒指最初的電量和環境溫度而定。
15. 請在室溫下充電。充電溫度最低為 0° C/32° F，最高為 41.5° C/106.7° F。
16. RingConn Ring 與 RingConn 應用程式之間使用加密藍牙通訊。

產品包含



RingConn 3代
智慧戒指



智能充電盒



Type-C 充電線



說明書、快速操作指南

- 本資料僅供參考，不構成任何形式的承諾，產品（包括但不限於顏色、大小等）請以實物為準。
- 如出現本資料與官網描述不一致的情況，請以官網說明為準，恕不另行通知。

一般規格

產品名稱	RingConn 3代智慧戒指
型號	RCP-01-6 RCP-01-7 RCP01-8 RCP-01-9 RCP-01-10 RCP-01-11 RCP-01-12 RCP-01-13 RCP-01-14 RCP-01-15
戒指電池容量	3.78V,13mAh(#6,#7),15mAh(#8~#11), 16.5mAh(#12~#15)
充電方式/時間	磁吸充電/充滿大約 90 分鐘
傳輸模式	Bluetooth 5.0
裝置要求	兼容 IOS14.0+、Android 8.0+ 和 Bluetooth 4.0+
離線儲存數據	10 天
材質	金屬鈦
戒指重量(淨重)	2-3g
運行溫度	0° C-40° C/32° F-104° F
防護等級	IP68

產品名稱	智能充電盒
充電盒電池容量	500mAh
充電方式/時間	Type-C & 額定 5V/充滿大約 120 分鐘
充電盒重量(淨重)	80g
藍牙低功耗頻率範圍	2400~2483.5 MHz
最大射頻輸出功率	0.00050 W

醫療免責聲明

警告：

本產品不是醫療設備。RingConn 和相關應用程式不得用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病或醫療狀況。在調整您的訓練、睡眠、飲食或節育計劃之前，請諮詢專業醫生。

重要的安全說明：

1. 如果您已有任何可能因使用本產品而受影響的健康狀況，請諮詢您的醫生。
2. 戒指表面材料符合皮膚接觸安全標準（ISO 10993標準）。本產品旨在記錄您的心率、血氧、睡眠等數據，長時間使用本產品可能會引起皮膚刺激，如果您有任何紅腫、瘙癢或其他過敏症狀，請諮詢您的醫生並及時就醫。
3. 請保持戒指處於合適的鬆緊程度，避免過緊，以免導致血液流通不暢。
4. 請勿在駕駛或需要集中注意力的情況下使用或查看本產品。
5. 本產品不是玩具，不適合未成年人使用。本產品含有的小零件如果被吞食可能會造成窒息的危險，請放置在未成年人接觸不到的地方。
6. 本產品的性能可能會受到外界因素的影響，請勿將戒指放置於過熱、過冷或室外強光環境中，因此本產品提供的數據僅供參考。
7. 請勿刺穿戒指或中間的電池，可能會造成短路的風險。
8. 本產品可能對存在某些健康狀況的用戶構成風險，如果您有如下任何狀況，請停止使用本產品並諮詢醫生建議：
癰疽或對光敏感； 血液循環不暢或擦傷； 心臟病或其他疾病； 如果您正在服用任何光敏藥物。

使用及保養

1. 一天當中不同的時間手指大小有變化，有時候可能會難以取下戒指，如果取下困難，請嘗試如下方法：
 - 使用溫和的肥皂水或冷水濕潤手指，慢慢轉動以取下戒指；
 - 將手舉起高於心臟部位，直至血壓降低後嘗試取下；
 - 若遇到緊急情況和感到不適時，無法自行取下戒指，請立即就醫。
2. 在進行強度訓練、握持鏈子或其他重型工具，或拿取金屬、陶瓷、石材材質的物品時，請摘取戒指以避免磨損戒指。
3. 請勿將戒指放入超音波清洗機中清洗，以免對部分零件造成損害。
4. 產品支持生活防水，可用於淋雨、泡澡、游泳池以及浮潛等淺水域活動，避免在溫泉、桑拿（蒸汽室）等高溫高濕環境下使用。該產品的防水等級為 IP68（10ATM/100 米/328 英尺）。
5. 使用本產品時，請勿在手指塗抹過多的護膚品，以免對表面造成腐蝕。
6. 定期使用清水和溫和的肥皂清潔戒指，配合柔軟的布料擦拭戒指，特別注意與皮膚接觸的部位。
7. 不時取下戒指，讓皮膚有機會放鬆，您可以利用這段時間來給您的戒指充電。
8. 戒指可能會被刮損，本身亦可能刮損與戒指密切接觸的皮膚、材質較軟的金銀珠寶、表面有軟性塗層的電子產品，使用時請注意防護。
9. 為了保護您的電池並確保其使用壽命，當戒指閒置時，請將戒指放置於充電盒內，並定期給戒指與充電盒充電，建議您至少每間隔 15 天為電池充電一次。
10. 為保障數據記錄的連續性與完整性，建議您每天將 RingConn Ring 的數據同步至 RingConn App，RingConn Ring 最多能儲存 10 天的數據，實際可儲存時長會因戒指型號及使用頻率產生差異，及時同步可避免數據遺失。
11. 充電產品不防水，僅供室內使用。請勿在浴室等潮濕環境下使用或存放充電產品。

保用

RingConn LLC 為 RingConn 智能戒指提供 1 年的保用服務。

如需進行產品保用註冊，請瀏覽<https://ringconn.com/return-refund-policy/>

保用申請須提交：授權經銷商的購買收據的副本。

如需一般支援或查詢，請透過[聯絡方式]聯絡我們

cs@ringconn.com

若在购买時生效的當地法律要求超過一 (1) 年的保用期，本保用期將相應地延長至該法律要求的期限。

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>

English

- Hereby, Shenzhen Ninenovo Technology Limited declares that the radio equipment type Smart Health Monitoring Ring is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- The apparatus described above meets the essential requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) Electromagnetic compatibility.
- RF exposure safety
This product is a radio transmitter and receiver. It's designed not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Policy & Privacy Policy Terms: Our Terms of Use (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) and Privacy Policy (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) will apply when using RingConn's products and services.
- RingConn charger complies with EN/IEC 62368-1 international safety standard for ICT and AV equipment.

• **FCC Warning**

FCC ID: 2A854JZRCP-01

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

• **IC Warning**

IC ID: 31941-JZRCP01

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

• **Warning:**

This product has passed the testing under Proposition 65 of California and complies with the relevant safety standards. Changes in the product's usage scenarios may increase the risk of chemical exposure. Before using the product, please be sure to carefully read the product instruction manual and avoid being in abnormal usage scenarios to ensure your health and safety.

The product should be disposed of separately from household trash. The product and the internal battery should be disposed of in accordance with local laws and regulations. Recycling this product helps to preserve natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health caused by improper waste disposal.



- This product is compliant with Directive 2012/19/EU. Please dispose of used electrical and electronic equipment (WEEE) according to national laws and regulations along with electrical waste. It should not be mixed with general household waste.

Deutsch

- Hiermit erklärt Shenzhen Ninenovo Technology Limited, dass das Funkgerät Smart Ring zur Gesundheitsüberwachung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Das oben beschriebene Gerät erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU) zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
- Richtlinien und Bedingungen für die Datenschutzrichtlinien: Unsere Nutzungsbedingungen (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) und Datenschutzrichtlinien (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) gelten bei der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von RingConn.
- Das Produkt sollte getrennt vom Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Produkt und die interne Batterie sollten gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Die Wiederverwertung dieses Produkts trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können.
- Das RingConn-Ladegerät entspricht der internationalen Sicherheitsnorm EN/IEC 62368-1 für IKT- und AV-Geräte.
- **Entsorgung der Verpackung**
Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Wir empfehlen, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.



• **Entsorgung des Altgerätes**

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hausmüll. Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei der Kommune, oder dem Händler. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Français

- Shenzhen Ninenovo Technology Limited déclare par la présente que l'équipement radio de type Anneau intelligent de surveillance de la santé est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Cet appareil répond aux exigences essentielles de la directive relative à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE).
- Sécurité de l'exposition aux radiofréquences
Ce produit émet et reçoit des signaux radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les seuils d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) fixées par la Commission fédérale des communications. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- Politique et confidentialité Politique Conditions : Nos conditions d'utilisation (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) et notre politique de confidentialité (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) s'appliquent à l'utilisation des produits et services de RingConn.
- Ce produit doit être séparé des ordures ménagères avant sa mise au rebut. La mise au rebut de cet appareil et de la batterie qu'elle contient doit respecter les lois et réglementations locales. Cet appareil peut être recyclé afin de préserver les ressources naturelles et éviter toute possible destruction de l'environnement et de la santé humaine qu'une élimination incorrecte pourrait causer.
- Le chargeur du RingConn est conforme à la norme internationale de sécurité EN/IEC 62368-1 pour les équipements ICT et AV.
- IC
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

Español

- Por la presente, Shenzhen Ninenovo Technology Limited declara que el tipo de equipo de radio Anillo de monitoreo de salud inteligente cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- El aparato descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU) sobre compatibilidad electromagnética.
- Política y condiciones de privacidad: Nuestras condiciones de uso (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) y nuestra política de privacidad (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) se aplicarán al utilizar los productos y servicios de RingConn.
- El producto debe desecharse por separado de la basura doméstica. El producto y la batería interna deben desecharse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Reciclar este producto ayuda a preservar los recursos naturales y a prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana causados por una eliminación inadecuada de desechos.
- El cargador RingConn cumple con la norma internacional de seguridad EN/IEC 62368-1 para equipos de TIC y AV.

日本語

- ・利用規約およびプライバシーポリシー：RingConn 製品およびサービスのご利用には、弊社の利用規約 (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) およびプライバシーポリシー (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) が適用されます。
- ・この製品は家庭ごとと分けて処理してください。この製品および内蔵バッテリーは、現地の法令規制に従って処理してください。この製品をリサイクルすることで、天然資源を保護し、不適切な廃棄物処理による環境や人体への悪影響を回避することができます。
- ・RingConn 充電器は、情報と通信技術 (ICT) およびオーディオビジュアル (AV) 機器の国際安全規格 EN/IEC 62368-1 に準拠しています。

Italiano

- ・ Con la presente, Shenzhen Ninenovo Technology Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Anello in gomma per il monitoraggio della salute è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- ・ L'apparecchio sopra descritto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva (2014/30/UE) in materia di Compatibilità elettromagnetica.
- ・ Termini e condizioni della Politica sulla privacy: I nostri Termini di utilizzo (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) e l'Informativa sulla privacy (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) si applicheranno quando si utilizzano i prodotti e i servizi RingConn.
- ・ Il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Il prodotto e la batteria interna devono essere smaltiti in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Il riciclaggio di questo prodotto aiuta a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana causati da uno smaltimento improprio dei rifiuti.
- ・ Il caricabatterie RingConn è conforme allo standard di sicurezza internazionale EN/IEC 62368-1 per apparecchiature ICT e AV.

简体中文

- ・使用条款&隐私政策：您使用的RingConn产品和服务应遵守我们的使用条款 (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) 和隐私政策 (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>)。
- ・请与生活垃圾分开处理本产品。请根据当地法律和法规处理该产品以及内部电池。回收本产品有利于保护自然资源和避免因废物处理不当可能对环境和人类健康产生的消极后果。
- ・RingConn 充电器符合信息和通信技术 (ICT) 与音视频 (AV) 设备的国际安全标准 EN/IEC 62368-1。

简体中文

- 使用条款&隐私政策：您使用的RingConn产品和服务应遵守我们的使用条款（<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>）和隐私政策（<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>）。

请与生活垃圾分开处理本产品。请根据当地法律和法规处理该产品以及内部电池。

回收本产品有利于保护自然资源和避免因废物处理不当可能对环境和人类健康产生的消极后果。

RingConn 充电器符合信息和通信技术 (ICT) 与音视频 (AV) 设备的国际安全标准 EN/IEC 62368-1。

繁體中文

- 使用條款與私隱政策：您使用的 RingConn 產品和服務應遵守我們的使用條款（<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>）和私隱政策（<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>）。
- 請把本產品與生活垃圾分開處理。請根據當地法律和規例處理本產品以及內部電池。回收本產品有利於保護自然資源，同時避免因廢物處理不當而對環境和人類健康產生負面影響。
- RingConn 充電器符合資訊及通訊科技（ICT）與影音（AV）裝置的國際安全標準 EN/IEC 62368-1。

- NCC Warning:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Türkçe

- Politika ve Gizlilik Politikası Şartları: RingConn ürün ve hizmetlerini kullanırken Kullanım Şartlarımız (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) ve Gizlilik Politikamız (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) geçerli olacaktır.
- Bu ürün evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ürün ve dâhili pil, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Bu ürünün geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz şekilde bertaraf edilmesinden kaynaklanan çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.
- RingConn şarj cihazı, Bilgi-İletişim Teknolojisi ve Görsel-İşitsel ekipmanlara ilişkin EN/IEC 62368-1 uluslararası güvenlik standardına uygundur.

Suomeksi

- Shenzhen Ninenovo Technology Limited vakuuttaa täten, että älysoikeus terveydensurantaan vastaa direktiiviä 2014/53/EY.
EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta osoitteesta: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Yllä kuvattu laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/30/EY) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset.
- Käytänteiden ja tietosuojakäytännön ehdot:
Käyttöehtomme (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) ja tietosuojakäytäntömme (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) ovat voimassa käytettäessä RingConn-tuotteita ja -palveluita.
- Tuote tulee hävittää erillään talousjätteistä. Tuote ja sisäinen akku tulee hävittää paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka aiheutuvat väärästä jätteenkäsittelystä.
- RingConn-laturi täyttää kansainvälisen turvallisuusstandardin EN/IEC 62368-1 määräykset ICT- ja AV-laitteille.

Čeština

- Společnost Shenzhen Ninenovo Technology Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Smart Health Monitoring Ring je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Výše popsané zařízení splňuje základní požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) Elektromagnetická kompatibilita.

Dansk

- Hermed erklærer Shenzhen Ninenovo Technology Limited, at radioudstyrstypen Smart Sundhedsring er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>

Dansk

- Hermed erklærer Shenzhen Ninenovo Technology Limited, at radioudstyrstypen Smart Sundhedsring er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>

Eesti keel

- Käesolevaga kinnitab Shenzhen Ninenovo Technology Limited, et raadioseadmete tüüp "Nutisõrmus tervise jälgimiseks" vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebiaadressil:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Eespool kirjeldatud seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL) elektromagnetilise ühilduvuse olulistele nõuetele.

Ελληνικά

- Με το παρόν, η Shenzhen Ninenovo Technology Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Έξυπνος δακτύλιος παρακολούθησης υγείας συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Η συσκευή που περιγράφεται παραπάνω πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2014/30/ΕΕ) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Hrvatski

- Ovime tvrtka Shenzhen Ninenovo Technology Limited izjavljuje da je vrsta radijske opreme - Pametni prsten za praćenje zdravstvenog stanja sukladan s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Gore navedeni uređaj ispunjava osnovne zahtjeve za područje elektromagnetne kompatibilnosti definirane u Direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2014/30/EU).

Hrvatski

- A Shenzhen Ninenovo Technology Limited ezennel kijelenti, hogy a Okos egészségügyi gyűrű rádióberendezés a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen áll rendelkezésre:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- A fent leírt készülék az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (2014/30/EU) elektromágneses összeférhetőség tekintetében meghatározott alapvető követelményeinek megfelel.

Lietuvių kalba

- Šiuo dokumentu „Shenzhen Ninenovo Technology Limited“ pareiškia, kad išmaniojo sveikatos stebėjimo žiedo tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>

- Pirmiau aprašytas prietaisas atitinka esminius Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2014/30/ES) Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

Lietuvių kalba

- Ar šio užņēmums „Shenzhen Ninenovo Technology Limited“ pažiū, ka radioiekārtas veids „Viedās veselības uzraudzības riņķis“ neatbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā tīmekļvietnē:
<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Iepriekš aprakstītā iekārta atbilst elektromagnētisko savietojamību Direktīvas (2014/30/ES) par elektromagnētisko savietojamību pamatprasībām.

Nederlands

- Hierbij verklaart Shenzhen Ninenovo Technology Limited dat het type radioapparatuur Slimme Ring met Gezondheidsmonitoring in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Het hierboven beschreven apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU) met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

Norsk

- Shenzhen Ninenovo Technology Limited erklærer herved at radioutstyret av typen Smart ring med helseovervåking er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Det ovenfor beskrevne apparatet oppfyller de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU).

Język polski

- Niniejszym Shenzhen Ninenovo Technology Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu Inteligentny Pierścień Monitorowania Zdrowia jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Opisane powyżej urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE).
- Warunki użytkowania i polityka prywatności: podczas korzystania z produktów i usług RingConn zastosowanie mają nasze Warunki użytkowania (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) i Polityka prywatności (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>).

- Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Produkt i znajdujący się w jego wnętrzu akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Recykling tego produktu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnemu niekorzystnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, spowodowanemu niewłaściwą utylizacją odpadów.
- Ładowarka RingConn spełnia wymagania międzynarodowej normy bezpieczeństwa EN/IEC 62368-1 dla urządzeń ICT i AV.

Lietuvių kalba

- Por meio deste documento, Shenzhen Ninenovo Technology Limited declara que o tipo de equipamento de rádio Anel de Monitoramento de Saúde Inteligente está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- O aparelho descrito acima atende aos requisitos essenciais da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2014/30/UE) Compatibilidade eletromagnética.

Slovensky

- Spoločnosť Shenzhen Ninenovo Technology Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentného krúžku na monitorovanie zdravia je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Vyššie opísaný prístroj spĺňa základné požiadavky smernice č. 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite.

Svenska

- Shenzhen Ninenovo Technology Limited förklarar härmed att radioutrustningstypen smart hälsoövervakningsring överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. EU-försäkran om överensstämmelse finns i sin helhet på följande webbadress: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Den ovan beskrivna apparaten uppfyller de väsentliga kraven i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) Elektromagnetisk kompatibilitet.

Română

- Prin prezenta, Shenzhen Ninenovo Technology Limited declară că echipamentul radio de tip Inel Inteligent de Monitorizare Sănătate este în concordanță cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Aparatul descris mai sus îndeplinește cerințele esențiale ale Directivei de Compatibilitate Electromagnetică (2014/30/UE) Compatibilitate electromagnetică.

Български

- С настоящото Shenzhen Ninenovo Technology Limited декларира, че радиооборудването тип смарт пръстен за наблюдение на здравето съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: <https://ringconn.com/pages/euro-compliance>
- Горепосочената апаратура отговаря на основните изисквания на Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост.

日本語

- 정책 및 개인정보 보호정책 약관: RingConn의 제품 및 서비스를 사용할 때는 이용 약관 (<https://ringconn.com/policies/terms-of-service>) 및 개인정보 보호정책 (<https://ringconn.com/pages/privacy-policy>) 이 적용됩니다.
- 제품은 가정 쓰레기와 별도로 폐기해야 합니다. 제품과 내부 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 폐기해야 합니다. 이 제품을 재활용하면 자연 자원을 보존하고 부적절한 폐기물 처리로 인한 환경 및 인간 건강에 대한 잠재적인 부정적 영향을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 링콘 충전 케이스는 ICT 및 AV 장비에 대한 EN/IEC 62368-1 국제 안전 표준을 준수합니다.



Version:
V1.0/RCP-01



Made in China
中国制造