



Electrical and performance specifications

Model: MindLax M3
Device type: Bluetooth device
Connection method: Bluetooth V4.2 or above,
Transmit power: <10dBm
Connection distance: <10m in open environment

電気および性能仕様

モデル: MindLax M3
デバイスタイプ: Bluetoothデバイス
接続方法: Bluetooth V4.2以上
送信出力: <10dBm
接続距離: オープンな環境で<10m

Product materials

Material: 75% polyester, 15% spandex, 10% nylon Filling:
100% polyester

製品素材

素材: ポリエステル75%、スパンデックス15%、ナイロン
10%充填物: ポリエステル100%

Flame retardant rating

Pad (fabric): BS-5852-2
Controller: UL94V-0


防災等級

パッド(生地): BS-5852-2
コントローラー: UL94V-0



Preface

Dear customer,
Thank you for choosing MindLax products. In order to provide
you with a better user experience, please carefully read this
manual before use. We wish you a pleasant experience !

Packing list



Product display



① Function keys (power key)

Power on: Press and hold for 3 seconds
Power off: Press and hold for 3 seconds
Play/Pause: Single click
Stop playing: Double click
Quick Start: Double click (see "Quick Start" for detailed steps)

Reset Button

Reset: Press and hold for 5 seconds in the reset hole

② Status Indicator Light

Power on: Green light continuously flashes, waiting for
Bluetooth connection
Bluetooth connection successful: Green light flashes 3 times
then turns off
Breathing light: when in standby, the green light slowly
changes from dark to bright every 4 seconds, and then from
bright to dark
Power off: green light flashes quickly 3 times and then goes
out
Low battery: the power value is detected when the device is
turned on, and the red light stays on for 5 seconds when the
power is less than 20%
Reset: After long pressing for 5 seconds, the green light
flashes 2 times
Charging: green light flashes
Fully charged: green light stays on


③ Type-C power interface

To ensure safety, limit the use of devices during charging. If
the machine is new or has not been used for a long time, it is
recommended to fully charge it before use.



前書き

親愛なるお客様、
MindLax製品をお選びいただきありがとうございます。より良いユー
ザーエクスペリエンスを提供するために、使用前にこのマニュアルをよ
くお読みいただきますようお願いいたします。楽しい体験をお祈りして
います！

梱包品リスト



製品表示



① 機能キー（電源キー）

電源オン: 3秒間長押し
電源オフ: 3秒間長押し
再生/一時停止: 単一クリック
再生停止: ダブルクリック
クイックリラックス: ダブルクリック (詳細な手順は、「クイックリラ
ックス」を参照)

リセットボタン

リセット: リセット孔内で5秒間長押し

② ステータスインジケータライト

電源オン: 緑色のランプが連続して点滅し、Bluetooth接続を待
機しています
Bluetooth接続成功: 緑色のランプが3回点滅した後、消灯し
ます
呼吸ライト: 待機中、4秒ごとに緑色のライトがゆっくりと暗くか
ら明るく変化し、再び明るくから暗く変化します
電源オフ: 緑色のライトが3回速く点滅した後、消灯します
低電圧: デバイスをオンにすると、電力値が検出され、電力が20
%未満の場合、赤いライトが5秒間点灯します
リセット: 5秒以上長押しした後、緑色のライトが2回点滅します
充電中: 緑色のライトが点滅します
充電完了: 緑色のライトが点灯します

③ Type-C電源インターフェース

安全保障のため、充電時の機器使用制限を設定します。新しい
機械や長期にわたって使用されていない場合は、使用前に電力
を満たしてから使用することをお勧めします。

About the APP

The App will periodically upgrade its software to update
features and improve compatibility with more device
models and system versions.

01 Install MindLax App

To install the app on an iPhone

- please scan the QR code on the right
or search for "MindLax" on the
AppStore to download and install the
app before using it for the first time.



To install the app on an Android phone

- please scan the QRcode on the right
or download and install the MindLax
App before using it for the first time.




02 Connect to the device

Before connecting, make sure to turn on the device.


- Find and open the phone
settings.



- Click on Bluetooth.



- If Bluetooth is not turned
on, please turn it on first.



03 Start using

- Find the MindLax app, click to
open, and follow the app guide to
start using.



Quick Start

Usage Scenario

When you want to use MindLax M3 more efficiently,
you can directly double-click the button on the device
(without opening the app) to enjoy the relaxing and
sleep-aiding function immediately.

Unlock Method

After completing the account registration and
adding/activating the device in the app, you can
unlock the device's "Quick Start" function.

Operating Instructions

- Double-click the function key "Start/Stop" to activate
the Quick Start function (when the device is turned
on)
Single-click the function key "Play/Pause" to activate
the Quick Start function (when the device is turned
on)

Product specifications

Working environment: 0°C ~ 40°C, relative humidity: 30% ~ 60%
Storage environment: -20°C ~ 50°C, relative humidity: 30% ~ 60%
Input: DC 5V = 2A
Battery operating voltage: 7.4V
Battery capacity: 3000mAh
CMIIT ID:
FCC ID:
Weight: about 1.6kg
Warning: Disassembly, impact, squeezing of the ball, and high-tem-
perature environment are prohibited. The grid voltage and power
supply voltage must match.

Product specifications

Please do not use or consult your doctor before
using if you have the following conditions

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment to a circuit different from that to which the receiver is
connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Appについて

この製品のAppは、機能を更新し、より多くのデバイスモ
デルとシステムバージョンとの互換性を向上させるため
に、定期的にソフトウェアをアップグレードします。

01 MindLaxアプリをインストールする

iPhone

にアプリをインストールするには

- 右側のQRコードをスキャンするか、
AppStoreで「MindLax」を検索して、初
めて使用する前にアプリをダウンロード
してインストールしてください。



Androidの電話

にアプリをインストールするには


- 右側のQRコードをスキャンするか、初
めて使用する前にMindLaxアプリをダウ
ンロードしてインストールしてください。




02 デバイスに接続する

接続する前に、デバイスを起動してください。


- 電話の設定を見つけて開いて
ください。



- Bluetoothをクリックします。



- Bluetoothがオフになってい
る場合は、まずオンにしてくだ
さい。



03 使用を開始する

- MindLaxアプリを見つけて、クリ
ックして開き、アプリのガイドに従
って使用を開始してください。



すばやくリラックス

使用シナリオ

MindLax M3をより効率的に使用したい場合、デバイ
ス上のボタンをダブルクリックすることで(アプリを開か
ずに)、すぐにリラックス助眠機能を楽しむことができま
す。

ロック解除方法

アプリでアカウント登録を完了し、デバイスを追加/アク
ティブ化した後、デバイスの「クイックリラックス」機能を
ロック解除できます。

操作説明

- ファンクションキー「開始/停止」をダブルクリックして、
クイックリラックス機能を起動します (デバイスが起動し
ている場合)
-ファンクションキー「再生/一時停止」を単一クリックし
て、クイックリラックス機能を起動します (デバイスが起
動している場合)

製品仕様

作業環境: 0°C~40°C, 相対湿度: 30%~60%
保存環境: -20°C~50°C, 相対湿度: 30%~60%
入力: DC 5V = 2A
バッテリー動作電圧: 7.4V
バッテリー容量: 3000mAh
CMIIT ID:
FCC ID:
サイズ: 展開時約1040mm(L) X 750mm(W) X 44mm(H)
重量: 約1.6kg
警告: 分解、衝撃、ボールの圧縮、高温環境は禁止です。電力網の電圧
と電源設定の電圧は一致している必要があります。

製品仕様

以下の症状のある方は使用を禁止、慎重に使用するか、医師
に相談してから使用してください

- 妊娠特に初期6か月間は使用禁止
- 心臓ペースメーカーなどの体内埋込み型医療機器
- 重度の心臓疾患患者
- 開放性の傷、出血、あるいは重度の出血傾向がある方
- 結石の崩れ込みリスクがある方
- 血栓塞栓症の方
- 使用中に体の不調や異常を感じた場合は、出力を
低くするか使用を停止し、医師に相談してください。

Name and content of harmful substances in the product

Part name	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Sleeping Mat	○	○	○	○	○	○
Charger	○	○	○	○	○	○
Charging line	○	○	○	○	○	○

- “○” indicates that the content of the harmful substance
in all homogeneous materials of the component is
below the limit specified in the standard.

- “x” indicates that the content of the harmful substance
in a homogeneous material of the component
exceeds the limit specified in the standard.

- The reason why this product is marked with "x" is that
there are no alternative technologies or components
available at this stage.

Product warranty card

01 Basic Information

If the product malfunctions, please contact MindLax
customer support directly. The after-sales contact email is:
support@mindlax.com.

02 Limited Warranty Coverage

This limited warranty does not cover all costs and damages
caused by the following reasons:

- Non-hardware technical issues;
- Consumables' natural wear and tear, abrasion, aging;
- Malfunctorion' damage caused by incorrect installation,
operation, or use in a non-specified working environment
(e.g. high or low temperature, excessive humidity or
dryness, high altitude, unstable voltage or current, etc.);
- Damage caused by accidents, misuse, improper storage
(such as rodent damage, liquid infiltration, etc.);
- Damage caused by the use of self-compiled or non-publicly
released software that prevents the product from function-
ing properly;
- Malfunctorion or damage caused by unauthorized disassem-
bly, repair, modification, or abuse.

03 Product and After-Sales Service Commitment Schedule

Product type	Warranty period	Service method
Sleeping Mat	12 months	Customer send to repair
Charger	12 months	Customer send to repair
Charging line	12 months	Customer send to repair
User Informations		
Product type		
Product model		

04 Contact Information

After-sales email: support@mindlax.com



有害物質の名称と含有量

部品名	有害物質					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
睡眠ブランケット	○	○	○	○	○	○
充電器	○	○	○	○	○	○
充電ケーブル	○	○	○	○	○	○

- “○”は、当該部品のすべての均質材料中における当該有害
物質の含有量が基準で規定された限定要求以下であることを
示す。

- “x”は、当該有害物質が当該部品の均質材料中の含有
量だけが標準規定の限定要件を超えていることを意味する。

- この製品に“x”が表示される理由は、現時点で代替技術や
部品が存在しないためです。

製品保証カード

01 基本情報

製品に故障が発生した場合は、直接MindLaxカスタマーサポ
ートにお問い合わせください。アフターサービスの連絡先メー
ルアドレスは、support@mindlax.comです。

02 有限保証範囲

この有限保証は、以下の理由によって生じすべての費用と損
害をカバーしません。

- ハードウェア以外の技術的問題;
- 消耗品の自然摩耗、摩耗、老化;
- 不適切なインストール、操作、または製品の指定された作業環
境以外での使用によって引き起こされる故障または損傷 (例え
ば、高温、低温、過度の湿度または乾燥、高高度、電圧または電
流の不安定性など);
- 事故、誤用、不適切な保管 (ネズミの被害、液体の浸透など) に
よって引き起こされた損傷;
- 自己編集または非公開ソフトウェアの使用によって製品が正常
に機能しない場合の損傷;
- 不正な分解、修理、改造、または乱用によって引き起こされた故
障または損傷。

03 製品とアフターセールスサービスの約束スケジュール

製品タイプ	保証期間	サービスモード
睡眠ブランケット	12ヶ月	カスタマーサービ
充電器	12ヶ月	カスタマーサービ
充電ケーブル	12ヶ月	カスタマーサービ
ユーザー情報		
製品名		
製品型番		

04 連絡先

アフターセールスメール: support@mindlax.com

