

dreem

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille	Unique, Ajustable avec écarts arriére de tailles S, M, L	Connectivité	Bluetooth 4.0 Low Energy Bluetooth Classic Micro USB Wifi b/g/n Pins de chargement de type "pogo"
Poids	130g		
Dimension	Périmètre crânien 520mm - 610mm	Audio	Conduction osseuse Prise jack 3.5mm
Batterie	1200mAh - jusqu'à 12h d'autonomie		
Temps de chargement	2h30	Interface	Capteur tactile capacitif Indicateur LED RGB
Capteurs	6 électrodes EEG Accéléromètre Oxymètre de pouls Sonomètre	Langues	Français Anglais
Compatibilité	Système d'exploitation: iOS 10 et plus récent, ou Android 5.0 et plus récent Appareils: iPhone 5 et plus récent; iPod Touch 6ème Génération et plus récent	Composants	TPU hypoallergénique Textile doux

MISE EN MARCHÉ

Pour commencer à utiliser votre bandeau, veuillez vous référer au Guide de Démarrage Rapide contenu dans l'emballage.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement :	10°C à 45 °C, 32°F à 104°F
Température de stockage :	32°F à 104°F soit 10°C à 40°C
Altitude maximale de fonctionnement :	5660 ft, soit 2000m

FONCTION	FRÉQUENCE	PUISSANCE ISOTROPE RAYONNÉE ÉQUIVALENTE (EIRP)
Wi-Fi	2402- 2480 MHz 5180-5825 MHz	15 dBm 14.5 dBm
Bluetooth	2402-2480 Mhz	9 dBm

INSTRUCTIONS DE BATTERIE ET CONSIGNES DE RECYCLAGE

Ce produit utilise pour son fonctionnement une batterie rechargeable et non- réparable, qui doit fonctionner tout au long de la période de



locaux de votre région concernant le recyclage des batteries et des produits électroniques. Si aucune loi ni règlement ne concerne dans votre région le recyclage des produits électroniques, jetez le produit et sa batterie dans une poubelle réservée aux produits électroniques. La batterie ne doit PAS être jetée dans une poubelle municipale et requiert un traitement spécialisé.

NETTOYAGE DU BANDEAU

Si vous remarquez que des poussières ou des résidus se sont déposés à la surface des électrodes ou du bandeau, nettoyez à l'aide d'un chiffon doux ou d'un morceau de coton humidifié avec de l'eau froide ou chaude. N'utilisez aucun détergent ou produit nettoyant, sous peine d'endommager la surface des électrodes.

GARANTIE LIMITÉE ET RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

Dans les limites du cadre prévu par la loi, cette garantie n'est pas transférable, est limitée à l'acheteur initial et n'est pas valide dans un autre pays que celui dans lequel le produit a été acheté.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, notamment une extension de la période de garantie, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Comment démarrer : La première chose à faire si vous pensez réaliser une réclamation de garantie est de visiter **support.dreem.com**, où vous trouverez des articles de support et un accès à une assistance technique. Si vous ne trouvez pas de solution sur notre site Internet, vous pouvez contacter **support@dreem.com**. Nous serons heureux de répondre directement à vos questions. Recours : en cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Rythm et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de Dreem : 1 à réparer ou remplacer le matériel, ou 2 à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé à Rythm accompagné d'une copie du justificatif d'achat ou du reçu détaillé et daté. Dans les limites du cadre prévu par la loi, il se peut que des frais d'expédition et d'administration vous soient facturés. Rythm peut, à sa convenance, remplacer votre produit, proposer de vous fournir un produit aux fonctionnalités équivalentes ou de réparer un produit en utilisant du matériel remis à neuf ou des pièces d'occasion ou reconditionnées dès lors que ces pièces sont en conformité avec les caractéristiques techniques du produit. Tout produit remplacé sera garanti jusqu'à l'échéance de la garantie d'origine ou pour une durée de trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée applicable dans votre juridiction. Dans les limites du cadre prévu par la loi, cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages dus 1 à un accident, à un mauvais traitement, à une utilisation inappropriée, ou à des réparations, modifications ou démontages non autorisés; 2 à une utilisation ou un entretien inappropriés, à une utilisation non conforme aux instructions relatives au produit ou à une alimentation électrique inadéquate; 3 à l'utilisation d'accessoires non certifiés par Rythm dans les limites du cadré prévu par la loi; 4 à la perte des pièces initialement fournies avec le produit Dreem; 5 à usure normale. La garantie limitée ne couvre en aucun cas le remplacement ou le remboursement de dispositif électronique ou propriété personnelle d'une autre marque que Rythm.

Limites de responsabilité
RYTHM NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE

PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE ÉNUMÉRATION SOIT LIMITATIVE, LES DOMMAGES ENTRAÎNÉES PAR LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU DE DONNÉES (DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT), OU LES PRÉJUDICES COMMERCIAUX EN CAS DE NON- RESPECT DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE CE PRODUIT, MÊME SI RYTHM A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs ; il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas. Droits statutaires nationaux : les consommateurs disposent de droits légaux dans le cadre de la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties énoncées dans la présente Garantie limitée. Aucune autre garantie : aucun distributeur, agent ou employé de Dreem n'est autorisé à effectuer des modifications, des extensions ou des ajouts dans cette garantie. Durée de garantie : le produit est garantie deux (2) ans après l'achat.

Le produit ne doit pas être placé sur une autre région du corps que celle à laquelle il est destiné. N'utilisez pas le produit sur une blessure ouverte, une éruption cutanée ou une région inflammatoire, ni sur une peau gonflée, rouge, irritée ou infectée. Si vous constatez une irritation durant l'utilisation du produit, cessez son utilisation immédiatement. N'utilisez pas le produit s'il a été endommagé ou altéré. N'utilisez pas d'accessoires ou appareils complémentaires autre que ceux fournis par Rythm. N'utilisez pas le produit lorsque celui-ci est en cours de chargement.

EFFETS INDÉSIRABLES dans de très rares cas, il a été observé que des personnes étaient victimes de malaises ou de crises d'épilepsies lorsqu'elles étaient exposées à des lumières brillantes, scintillantes ou des motifs produits par des applications sur mobile ou des produits similaires. Si vous avez déjà été victime d'un de ces symptômes, et/ou de nausées, mouvements involontaires, fourmillements, pertes de sensations ou troubles de la vision pendant l'utilisation de produits ou d'applications similaires dans le passé, nous vous conseillons fortement de consulter votre médecin avant d'utiliser votre bandeau Dreem ou tout autre produit similaire et d'en cesser immédiatement l'utilisation si jamais de tels symptômes venaient à se manifester de nouveau. Dans tous les cas, évitez une utilisation prolongée du produit ou de toute application similaire pour minimiser une éventuelle sensation d'inconfort ou de fatigue, y compris aux niveaux articulaire, musculaire et visuel.

Si VOUS EXPÉRIMENTEZ DES SYMPTÔMES OU RÉACTIONS SUITE À L'UTILISATION DU PRODUIT, CESSEZ SON UTILISATION IMMÉDIATEMENT ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE 15 OU LE 18 POUR CONTACTER LES SECOURS. Instructions d'utilisation et avertissements Le produit est destiné à un usage domestique. Configurez le produit en accord avec le Guide de Démarrage Rapide fourni dans l'emballage et posez votre bandeau dans un environnement stable, afin d'éviter une chute qui pourrait l'endommager. N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau, notamment d'une baignoire, d'un sauna ou d'une piscine. N'utilisez pas votre produit à proximité d'une source de chaleur (incluant

LÉGAL

"L'utilisation que vous faites du bandeau Dreem et de l'application mobile l'accompagnant est gouvernée par nos Conditions Générales d'Utilisation. En utilisant le bandeau Dreem, vous acceptez sans réserve les Conditions Générales d'Utilisation de Dreem. Pour plus d'information, veuillez consulter la page <https://dreem.com/en/terms.html>. Nous collectons et utilisons également certaines informations vous concernant en accord avec notre Politique de Confidentialité. Pour plus d'information, veuillez consulter la page <https://dreem.com/fr/privacy.html> Pour nos Conditions Générales de Vente, veuillez consulter : <https://dreem.com/fr/sales.html>."

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Dreem n'est pas un dispositif médical. N'utilisez pas le produit si vous avez moins de 13 ans. N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte. N'utilisez pas le produit si vous avez déjà été victime de troubles neurologiques ou de problèmes de vision pendant l'utilisation de produits ou d'applications similaires dans le passé, nous vous conseillons fortement de consulter votre médecin avant d'utiliser votre bandeau Dreem ou tout autre produit similaire et d'en cesser immédiatement l'utilisation si jamais de tels symptômes venaient à se manifester de nouveau. Dans tous les cas, évitez une utilisation prolongée du produit ou de toute application similaire pour minimiser une éventuelle sensation d'inconfort ou de fatigue, y compris aux niveaux articulaire, musculaire et visuel.

2. Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas du brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes : en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place, en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur. en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

Le Wi-Fi fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz doit être limité à la consommation intérieure pour les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

AT	CH	DE	EL	FR	IE	LI	LV	NO	RO	SK
BE	CY	DK	ES	HR	IS	LT	MT	PL	SE	TR
BG	CZ	EE	FI	HU	IT	LU	NL	PT	SI	UK



Déclaration de conformité Energy Star - Dreem répond aux normes ENERGY STAR sur l'efficacité énergétique. Réduire la consommation d'énergie économise de l'argent et aide à conserver des ressources précieuses. Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur www.energystar.gov

INFORMATIONS DE CONTACT

N'hésitez pas à contacter Dreem pour toute question ou commentaire à propos de de cette notice d'utilisation. Email : support@dreem.com

DREEM SAS
7 Boulevard Haussmann 75009, Paris, France
DREEM Inc.
54 W 40th St, New York, NY 10018, USA

Copyright © 2019 Dreem, SAS.

Le logo Dreem ainsi que toute les autres marques Dreem appartiennent exclusivement à Dreem. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.