

Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask

User Manual

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 1) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 1) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 1) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EN	User Manual.....	001
RU	Руководство пользователя	015
DA	Brugsanvisning	029
PL	Podręcznik Użytkownika	043
FI	Käyttöohje.....	057
NO	Bruksanvisning	071
FR	Manuel d'utilisateur	085
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	099
NL	Gebruikershandleiding	113
DE	Benutzerhandbuch	127
ES	Manual de usuario	141
IT	Manuale dell'utente	155
PT	Manual do utilizador	169
SV	Bruksanvisning	183
TR	Kullanım Kılavuzu	197
HE	שמתשמל ךירדמ	211
AR	مدخستسملا ليلد	225
ESLA	Manual do utilizador.....	239
TH	คู่มือผู้ใช้.....	253
VN	Hướng dẫn sử dụng	267
ID	Panduan Pengguna	281
BM	Panduan Pengguna	295
TW	使用者手冊	309

Warning

To prevent electric shock, fire, or other accidents, carefully read this user manual before use and retain it for future reference.

- Before using the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask you must carry out a sensitization test (see section light sensitivity test). DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if you are sensitive to Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask. This unit is intended to be used in the home healthcare environment, the patient can be an intended operator.
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask in any way that is not exactly as specified in these instructions for use. Use of the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask other than exactly as specified in these instructions for use has not been tested and the risk is unknown. This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.
- Turn OFF and remove the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask immediately if the device feels hot or if your skin becomes uncomfortably warm.
- This product is wireless during use. A charging cable is only connected when charging.
- During charging, the cable may present a strangulation hazard. Keep the device and charging cable out of reach of children at all times.
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask without first removing makeup BEFORE treatment. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment. If you use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask without removing these products, you may cause a skin reaction, or you may reduce the effect of the treatment. This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment to avoid the risk of fire and burns.
- NEVER use Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask near water or where water can be spilled onto the equipment. DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if you think it has come into contact with water. Do not subject the equipment to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.
- Keep the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask away from HOT surfaces. If needed, contact the manufacturer for assistance in setting up, using, or maintaining the ME EQUIPMENT or reporting unexpected operation or events.

- EN**
- DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask if the mask, remote control, or the USB Type-C charging cable is damaged in any way. Do not leave the device unattended when it is powered on to avoid the risk of fire, burns, or other hazards.
 - When removing from minimum / maximum storage temperature, it is recommended to recover for 2 hours before use.
 - Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.
 - DO NOT use the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask nearby the device with wireless technology.

Skincare Restrictions (Before Use)

To ensure safety & phototherapy efficacy, avoid facial products with these ingredients:

- Vitamin A & derivatives (retinol, retinaldehyde, retinyl esters, etc.)
- Acids (fruit acids, high-concentration salicylic acid, etc.)
- Irritants (high-concentration alcohol, complex fragrances, artificial colorants)

Recommended Steps

1. Cleanse face thoroughly; keep skin dry and residue-free before use
2. Post-treatment: Apply mild moisturizing/repair products (skin absorption is enhanced)

Age Eligibility

For adults 18 years old and above only

Contraindicated Groups

Do not use, or consult a doctor first, if you:

- Have open facial wounds, eczema, dermatitis, acute rosacea, severe acne or active skin conditions
- Have photosensitive diseases (e.g., lupus erythematosus, solar dermatitis) or take photosensitive medications (e.g., certain antibiotics, antihypertensives)
- Are pregnant, breastfeeding or under 18
- Have facial/head implants (pacemakers, stents, defibrillators, etc.)
- Underwent laser, chemical peel or microneedling within 1 month (wait for full skin recovery)
- Are unsure: Consult a doctor/dermatologist first

Usage Tips

- Ensure mask fits snugly to skin; avoid contact lenses
- Strengthen daily sun protection during use to enhance results and prevent pigmentation
- Stop use immediately if discomfort occurs; consult a dermatologist if symptoms persist

Disclaimer: This is a home-use beauty device. Not a substitute for professional medical diagnosis or treatment.


Precautions

- This device contains silicone, plastic components, and hook-and-loop fastener materials. Individuals with known allergies to any of these materials should discontinue use and consult a healthcare professional.
- This device is equipped with a memory function. It automatically recalls the last-used treatment mode, intensity level, and treatment time each time the device is powered on.
- The Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask cannot be used in charging mode.
- Before each use, with the device switched off, clean the face mask.
- DO NOT use any other cleansing products other than those stated in the cleaning instructions. The use of other cleansing products may damage the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask.
- Store the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at room temperature in dry conditions, away from direct sunlight.
- When removing from minimum / maximum storage temperature, it is recommended to recover for 2 hours before use.
- Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.

Electrical safety

- Do NOT damage, modify, bend, twist, or heat the USB Type-C charging cable. A damaged charging cable may lead to fire, electric shock, or malfunction.
- DO NOT place or operate the device near water or liquids. It may cause fire or electric shock.
- This product uses a magnetic, detachable battery pack. Charge the battery pack fully before using the device for the first time.
- Only use the designated battery pack provided with the device. Do NOT attempt to open, modify, replace, or use any non-approved battery packs, as improper handling may lead to overheating, leakage, or explosion.
- DO NOT dispose of the battery randomly, follow your local disposal procedure when disposing of it.
- Use only a DC 5V = 1A charging adapter to charge this device (maximum output power 3.5W). Do NOT use chargers of unknown origin, poor quality, or with an output power exceeding 30W, as this may cause overheating or damage to the product. For maximum safety, it is recommended to use a charging adapter that complies with IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, with the following rating: Input: 100-240VAC Output: DC 5V = 1.0A.

EN Product Overview



- 1 Turning on/off
- 2 Battery Indicator:
 - 4 Green Lights: 100% Charge (Fully Charged)
 - 3 Green Lights: 75% Remaining
 - 2 Green Lights: 50% Remaining
 - 1 Green Light: 25% Remaining
 - Flashing Red Light: <10% Low Battery
- 3 LCD for checking the selection mode/Intensity /Timer
- 4 Timer setting button
5 mins/10 mins/ 15mins
- 5 Intensity Levels button:
 - Level I (Low)
 - Level II (Medium)
 - Level III (High)
- 6 On/Off & Treatment modes selection button:
 - Mode 1: Rejuvenate
 - Mode 2: Brighten
 - Mode 3: Balance
 - Mode 4: Calm
 - Mode 5: Restore
- 7 Type-C port



The product body is marked with "Do not use while bathing or showering".

All product images, accessories, and user interface illustrations in this manual are for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations. Please refer to the actual product.

Getting started

Device Set-up

Getting started with your Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask is simple.

1. Unpack the device and all included accessories.
2. This product uses two magnetic, detachable battery packs (each 1000mAh, total 2000mAh). Before first use, fully charge both battery packs and the remote control. Refer to Charging Instructions for details.


Light sensitivity test

Follow these instructions to see if you are sensitive to light:

1. Press the Power button on the LED mask to start the device. Use the remote control to switch the device On/Off and to choose between the available treatment mode(color).
2. Place the device on a section of the forearm, maintaining contact for the entire three-minute treatment cycle.
3. Press the "Treatment modes selection button" again to choose a different treatment mode(color) for another three-minute treatment on the same forearm area.
4. Wait 24 hours. You should NOT experience any adverse reaction during the next 24 hours.
5. An adverse reaction is a pain or discomfort in the treatment areas or any prolonged skin redness.


Charging Instructions (Battery Packs & Remote Control)

This device is equipped with two detachable 1000mAh battery packs and a wireless remote control (280mAh). Please follow the instructions below before first use:



Charging the Battery Packs

- Remove the battery pack from the mask before charging.
- Each battery pack requires up to 2 hours to reach a full charge.
- Charging time may vary depending on the remaining battery level.



Charging the Remote Control

- The wireless remote control includes a 280mAh rechargeable battery.
- The maximum charging time is up to 2 hours.
- Charging time may vary depending on the remaining battery level.

Lithium Battery Maintenance Tips:

- Avoid fully draining the battery before recharging.
- Avoid overcharging the battery and try to limit the charging time to a maximum of 8 hours.
- If the device is not in use for an extended period, it is recommended to charge the battery at least once every three months.

How to use

EN

Preparation



1. Wash your face clean. (If you make up, please cleanse by cleansing foam.)
2. It can be used day or night. You can fit it into your current skincare routine after cleaning and/or exfoliating your skin.
3. Be sure to fully charge the battery before use.



1. Shortly press the button of the LED mask to turn on the power. (Available when blinking green)
2. After adjusting the hair band moderately, wear it so that the inner side of the LED mask is on the face.

Tips for adjusting the headband:

1. When sitting or standing, the correct state should be minimal pressure on the eye socket, allowing the silicone eye pad to fit the eye socket, with the headband fixed the product.
2. If you feel the silicone eye pad is exerting too much pressure on the eye socket, loosen the headband on both sides.
3. If the silicone eye pad does not fit the eye area and light can enter through the gap between the eye pad and eye socket, tighten the headband on both sides.
4. If you feel the mask is sliding down and cannot maintain the correct position on your face, tighten the headband.
5. Select the desired mode using the buttons on the remote control.
6. If you feel uncomfortable while wearing the device, you can try to adjust the strap or pick it off until you feel better.
7. The product will be turned off automatically when the set mode and the corresponding time finished.

Cautions for Use

- Move the remote control within 2 m of the LED mask.
- Please do not act violently when wearing the product.
- When wearing the product, relax in a comfortable position on the couch or bed.

Operation instruction

Remote control

- 1.Connect the Type-C port of the remote control using the supplied charging cable.
- 2.Plug the USB end of the cable into a 5V 1A power adapter to charge.
- 3.Flashing "88" Display: Charging in progress
Solid "88" Display: Fully charged
Unplug the charging cable before use.
- 4.When the remote control battery is low, the "88" display will flash until the screen turns off.

Since the LED mask uses a radio frequency remote control (the remote emits radio frequency signals, which the main unit receives), users need to pair the remote control with the LED mask when using it for the first time.

The pairing steps are as follows: Press and hold the power button on the LED mask for 5 seconds to enter pairing mode. The mask's indicator light will switch from green to red and then flash rapidly between green and red.

Press and hold the remote's power button for 3 seconds to turn on. A continuous beep and steady green indicator light confirm successful pairing.

Notes:

If the remote control and LED mask fail to pair within 10 seconds, the LED mask will exit pairing mode.

If no action is taken within 30 seconds, the remote will enter power-saving mode, and the screen will turn off. The user will need to briefly press the remote button to reactivate the remote.

The LED mask and remote will be pre-paired before shipping.If not paired, users can follow the above steps to complete the pairing.

Operating Instructions

Treatment Mode Selection

Press the ON/OFF & Treatment Modes Selection Button (which includes both the power button and treatment mode selection function) to choose from the following treatment modes:

Mode 1: Rejuvenate Red Light 630nm + Near Infrared Light 850nm

Benefits:

Targets signs of skin aging by stimulating collagen production, enhancing skin elasticity, and promoting cellular repair. This mode helps restore a smoother, firmer, and more radiant complexion, leaving the skin looking rejuvenated and youthful.

Mode 2: Brighten Yellow Light 590nm

Benefits:

Soothes and revitalizes the skin, providing exceptional recovery benefits after sun exposure or fatigue. It helps brighten and restore a vibrant, even-toned complexion, promoting a refreshed and youthful glow.

Mode 3: Balance Green Light 530nm

Benefits:

Calms and balances sensitive or stressed skin, reducing redness and promoting an even skin tone. This mode provides a naturally balanced and refreshed appearance, ideal for those with reactive or sensitive skin.

Mode 4: Calm Blue Light 465nm

Benefits:

Often used in beauty and skincare routines, this mode helps soothe the appearance of visible redness, reduce the look of oiliness, and support a clearer-looking complexion. It helps keep the skin feeling fresh and balanced, contributing to healthier and more refined-looking skin.

Mode 5: Restore Full-Spectrum Mode: Yellow 590nm + Green 530nm + Red 630nm + NIR 850nm

Benefits:

This multi-light therapy mode offers a comprehensive approach to a variety of skincare concerns, such as anti-aging, skin brightening, pigmentation reduction, and overall skin clarification. The combination of different wavelengths provides a holistic treatment to rejuvenate the skin, even out skin tone, fade dark spots, and enhance skin texture. Ideal for daily, all-in-one facial care, it delivers both restorative and preventive benefits for a youthful, glowing complexion.

Intensity Levels

Press the Intensity Levels Button to select the intensity:

Level I (Low)

Level II (Medium)

Level III (High)

Timer Settings

Press the Timer Setting Button to select the timer:

· 5 mins

· 10 mins

· 15 mins

Memory Function

Upon first use, the mask will default to **Mode 1: Rejuvenate, Intensity Level III(High), and Timer 10 mins.**

After each use, the mask will remember the last used treatment mode, intensity, and timer settings.

Notes

Feature	Description
Power On/Off	Press and hold the ON/OFF button for 5 seconds to enter standby mode (indicator light turns green).
Treatment Mode Switching	In standby mode, short-press the remote control button to switch between treatment modes: Rejuvenate → Brighten → Balance → Calm → Restore.
Intensity Settings	In standby mode, short-press the remote control button to switch intensity: Low → Medium → High.
Timer Settings	In standby mode, short-press the remote control button to select timer: 5mins → 10mins → 15 mins.
Auto Shutdown	1. In standby mode, the mask will automatically turn off after 10 minutes of inactivity. 2. The mask can be turned off by pressing the button on the mask. 3. The mask will automatically turn off once the treatment duration ends.
Memory Function	The mask will remember the last used treatment mode, intensity, and timer settings, and will restore these settings when powered on again.

Additional Instructions

Press and hold the "Power" button of the LED mask to enter standby mode (the indicator light turns green).

In standby mode, users can short-press the remote control button to select the treatment mode, timer, and intensity. These modes will be switched in order.

In standby mode, if no action is taken within 10 minutes, the LED mask will automatically turn off.

In standby mode, the mask can also be turned off by pressing the button on the LED mask.

The LED mask will automatically turn off at the end of the treatment duration.

Care and maintenance

1. Store the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided.
2. Avoid storing the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
3. Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask contains no serviceable parts.
4. Before each use, with the device switched off, clean the face mask following the cleaning instructions below.
5. Avoid bending or twisting the silicone mask excessively.
6. Do not apply cosmetics directly onto the mask surface.
7. Keep the product away from oils, lotions, and perfumes.

Cleaning the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask

1. The mask body is made of silicone. After each use, gently wipe the surface with a soft, lint-free cloth dampened with clean water.
2. If needed, clean with mild, alcohol-free, fragrance-free neutral soap diluted with water.

Disposal

DO NOT dispose any part of the Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask at a domestic waste facility. Dreame Chrona Photon Anti-Aging skincare Mask and remote control contains a Lithium-ion polymer battery. For the protection of the environment, please package and return this unit to the manufacturer or their representative at the end of its working life or safely dispose of the device following your local guidelines.

Common malfunctions and solutions

Issue	Solution
The screen on the remote does not light up, and the mask cannot be controlled.	Check if the remote control has power. If the battery is dead, please charge the remote using the included charging cable and a 5V 1A adapter. If the remote still does not work after charging, please contact us to arrange a replacement.
After turning on the mask, the remote screen lights up, but the mask cannot be controlled.	Please reset both the remote control and the mask. Pairing Instructions: a. Press and hold the mask's power button for 5 seconds. The indicator will first show a green light and then a flashing red light, signaling that the device has entered pairing mode. b. Simply press the ON/OFF button on the remote control to complete the pairing process.
The mask cannot be charged.	a. Replace the charging cable. If it is indeed a charging cable issue, you can contact us for a replacement of the charging cable. If the problem still cannot be solved, please contact us to replace the device. b. Check whether the charging adapter to which you connect the unit is live or whether the voltage indicated on the unit corresponds to the local mains voltage.

EN Basic Parameters

Product Name	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Battery specifications	Mask Battery Packs • Type: 3.7V / 1000mAh Lithium Polymer Battery (per battery pack) • Quantity: 2 detachable battery packs (total capacity: 2000mAh)
Product Dimensions	Mask : 634*233.8*5.5mm Remote Control:133.6*42.3*19mm
Remote Control	Type: 3.7V / 280mAh Lithium Polymer Battery
Net Weight	Mask: About 338g Remote Control: About 72g
Adapter Input	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Operating Time	• One fully charged battery pack: Up to 60 minutes • Two battery packs (combined usage): Up to 120 minutes total
Charging time	• One battery pack: Up to 2 hours • Two battery packs (charged separately): Up to 4 hours total • Remote control: Up to 2 hours

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или других несчастных случаев, внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием и сохраните его для справки.

- Перед использованием маски для светотерапии необходимо провести тест на чувствительность (см. раздел «Тест на светочувствительность»). НЕ используйте маску для светотерапии, если у вас выявлена чувствительность к ней. Это устройство предназначено для использования в домашних условиях. Пациент может быть предполагаемым оператором.
- НЕ используйте маску способами, отличными от указанных в данной инструкции. Иные способы использования не проверены и могут быть опасны. Устройство не предназначено для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта, если только они не находятся под присмотром или не прошли инструктаж во избежание пожара или ожогов.
- Немедленно ВЫКЛЮЧИТЕ и снимите маску для светотерапии, если она слишком сильно нагрелась или вызывает дискомфорт.
- Данное устройство работает без проводов. Кабель подключается только во время зарядки.
- Во время зарядки кабель представляет опасность удушения. Всегда храните устройство и зарядный кабель в недоступном для детей месте.
- Полностью снимайте макияж ПЕРЕД процедурой. Некоторые ингредиенты косметики могут вызвать светочувствительность или снизить эффективность процедуры. Использование маски для светотерапии на неочищенной коже может вызвать кожную реакцию или снизить эффективность процедуры. Данное устройство не предназначено для использования детьми. Следите, чтобы дети не играли с оборудованием, во избежание риска пожара и ожогов.
- НИКОГДА не используйте маску рядом с водой или там, где на нее может попасть вода. НЕ используйте маску для светотерапии при подозрении на контакт с водой. Не подвергайте устройство сильным ударам, чтобы не повредить лампу.
- Держите маску для светотерапии вдали от ГОРЯЧИХ поверхностей. Обращайтесь к производителю за поддержкой при настройке, эксплуатации или обслуживании МЕДИЦИНСКОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, а также для информирования о любых случаях неожиданного срабатывания или инцидентах.


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать маску для светотерапии, если маска, пульт дистанционного управления или зарядный кабель USB Type-C повреждены. Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии, чтобы избежать риска возгорания, ожогов или других опасностей.
- При хранении устройства в условиях минимальной или максимальной температуры рекомендуется выдержать его в течение 2 часов перед использованием.
- Не смотрите прямо на свет и не направляйте свет в глаза во время работы устройства.
- НЕ используйте маску для светотерапии вблизи беспроводного оборудования.

Меры предосторожности

- В конструкции устройства используется силикон, пластиковые компоненты и застежки-липучки. Лицам с аллергией на любой из этих материалов следует прекратить использование и обратиться к врачу.
- Устройство оснащено функцией памяти. Оно автоматически восстанавливает последние настройки – режим работы, уровень интенсивности и продолжительность процедуры – при каждом включении питания.
- Светодиодную маску для светотерапии нельзя использовать в режиме зарядки.
- Выключайте и очищайте маску перед каждым сеансом использования.
- Применяйте ТОЛЬКО те чистящие средства, которые указаны в инструкциях по очистке. Другие чистящие средства могут повредить маску для светотерапии.
- Храните маску для светотерапии при комнатной температуре в сухих условиях, вдали от прямых солнечных лучей.
- При хранении устройства в условиях минимальной или максимальной температуры рекомендуется выдержать его в течение 2 часов перед использованием.
- Не смотрите прямо на свет и не направляйте свет в глаза во время работы устройства.

Электробезопасность

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ повреждения, модификаций, сгибания, скручивания и нагрева зарядного кабеля USB Type-C. Поврежденный зарядный кабель может стать причиной пожара, поражения электрическим током или неисправности.
- НЕ размещайте и не используйте устройство рядом с водой или жидкостями. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Это устройство использует магнитный съемный аккумуляторный блок. Перед первым использованием прибора полностью зарядите аккумуляторную батарею.
- Используйте только штатный аккумуляторный блок, поставляемый с устройством.
- НЕ пытайтесь открывать, модифицировать, заменять или использовать неодобренные аккумуляторные блоки, так как неправильное обращение может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- НЕ утилизируйте аккумулятор вместе с бытовыми отходами, соблюдайте местные правила утилизации.
- Используйте только адаптер питания постоянного тока 5 В = 1 А для зарядки устройства (максимальная выходная мощность 3,5 Вт).
- НЕ используйте зарядные устройства неизвестного происхождения, низкого качества или с выходной мощностью, превышающей 30 Вт, так как это может привести к перегреву или повреждению устройства. В целях безопасности рекомендуется использовать зарядный адаптер стандарта IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 со следующими характеристиками: Входные параметры: 100–240 В перем. тока. Выходные параметры: 5 В пост. тока = 1,0 А.



- | | |
|--|---|
| <p>1 Включение/выключение</p> <p>2 Индикатор зарядки аккумулятора:
4 зеленых сегмента: 100 % заряда (полностью заряжен)
3 зеленых сегмента: Осталось 75 %
2 зеленых сегмента: Осталось 50 %
1 зеленый сегмент: Осталось 25 %
Мигает красным: 10 % Низкий заряд аккумулятора</p> <p>3 ЖК-дисплей для проверки выбранного режима/интенсивности/таймера</p> <p>4 Кнопка установки таймера
5 мин/10 мин/15 мин</p> | <p>5 Кнопка «Уровни интенсивности»:
Уровень I (Низкий)
Уровень II (Средний)
Уровень III (Высокий)</p> <p>6 Кнопка включения/выключения и выбора режимов работы:
Режим 1. Омоложение
Режим 2. Осветление
Режим 3. Баланс
Режим 4. Успокоение
Режим 5. Восстановление</p> <p>7 Разъем Type-C</p> |
|--|---|



На корпусе устройства нанесена маркировка «Не используйте это устройство при принятии ванны или душа».

Все изображения устройства, аксессуаров и иллюстрации пользовательского интерфейса в данном руководстве приведены только для справки. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Настройка устройства

Начать работу с маской для светотерапии очень просто.

1. Распакуйте устройство и все аксессуары из комплекта поставки.
2. Данное устройство использует два магнитных съемных аккумуляторных блока (каждый по 1000 мА·ч, всего 2000 мА·ч). Перед первым использованием полностью зарядите оба аккумуляторных блока и пульт управления. Подробности см. в разделе «Инструкции по зарядке».

Тест на светочувствительность


Следуйте инструкциям ниже, чтобы проверить наличие чувствительности к свету.

1. Нажмите кнопку питания на маске, чтобы включить устройство. Используйте пульт для включения/выключения и выбора режима работы (цвета).
2. Разместите устройство на участке предплечья, поддерживая контакт в течение всего трехминутного цикла.
3. Снова нажмите кнопку «Выбор режима работы», чтобы задать другой режим (цвет) для повторной трехминутной процедуры на том же участке.
4. Подождите 24 часа. Негативные реакции должны **ОТСУТСТВОВАТЬ** в течение следующих 24 часов.
5. Негативная реакция – это боль, дискомфорт в зоне обработки или длительное покраснение кожи.

Инструкция по зарядке (аккумуляторные блоки и пульт дистанционного управления)

Это устройство оснащено двумя съемными аккумуляторными блоками емкостью 1000 мА·ч и беспроводным пультом дистанционного управления (280 мА·ч).

Перед первым использованием следуйте инструкциям ниже.



Зарядка аккумуляторных блоков

- Перед зарядкой извлеките аккумуляторный блок из маски.
- Для полной зарядки каждого аккумуляторного блока требуется до 2 часов.
- Время зарядки может варьироваться в зависимости от оставшегося уровня заряда аккумулятора.



Зарядка пульта дистанционного управления

- Беспроводной пульт дистанционного управления оснащен аккумулятором емкостью 280 мА·ч.
- Максимальное время зарядки составляет до 2 часов.
- Время зарядки может варьироваться в зависимости от оставшегося уровня заряда аккумулятора.

Рекомендации по обслуживанию литиевого аккумулятора:

- Не допускайте полной разрядки аккумулятора перед зарядкой.
- Не допускайте избыточной зарядки аккумулятора, постарайтесь ограничить время зарядки максимум 8 часами.
- Если устройство не используется долгое время, рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

Подготовка



1. Тщательно вымойте лицо. (Если вы нанесли макияж, смойте его очищающей пенкой.)
2. Устройство подходит для использования в любое время суток. Используйте ее после этапов очищения или эксфолиации кожи.
3. Перед использованием обязательно полностью зарядите аккумулятор.



1. Кратко нажмите на кнопку на маске, чтобы включить питание. (Доступно при мигающем зеленом индикаторе.)
2. Задайте умеренное натяжение ремня и наденьте маску так, чтобы ее внутренняя сторона прилегала к лицу.

Рекомендации по регулировке головного ремня:

1. Отрегулируйте посадку так, чтобы в положении сидя или стоя силиконовая накладка касалась глазниц без сильного давления, а головной ремень фиксировал маску.
2. Если силиконовая накладка давит на глаза слишком сильно, ослабьте боковые крепления головного ремня.
3. Если между силиконовой накладкой и областью глаз есть зазор, пропускающий свет, затяните боковые крепления головного ремня.
4. Если маска соскальзывает и не фиксируется в нужном положении, затяните головной ремень.
5. Выберите нужный режим с помощью кнопок на пульте управления.
6. Если вы чувствуете дискомфорт при ношении устройства, попробуйте отрегулировать ремень или снимите маску до улучшения самочувствия.
7. Устройство отключится автоматически по истечении времени выбранного режима.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Держите пульт дистанционного управления на расстоянии до 2 м от маски.
- Не совершайте резких движений при использовании устройства.
- Примите расслабленное положение на диване или кровати во время процедуры.

Инструкция по эксплуатации

Пульт дистанционного управления

1. Подключите кабель из комплекта поставки к порту Type-C пульта дистанционного управления.
2. Вставьте USB-коннектор кабеля в адаптер питания 5 В/1 А для зарядки.
3. Индикатор «88» мигает: Идет зарядка Индикатор «88» горит постоянно: Зарядка завершена Отключите зарядный кабель перед использованием.
4. При низком заряде аккумулятора пульта индикатор «88» будет мигать до выключения экрана.

Поскольку маска работает с пультом дистанционного управления (пульт излучает радиосигналы, принимаемые основным блоком), при первом использовании необходимо выполнить сопряжение пульта с маской. Шаги сопряжения: Нажмите и удерживайте кнопку питания на маске в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Индикатор маски сменит цвет с зеленого на красный, а затем начнет быстро мигать зеленым и красным.

Режим без энергосбережения:

Кратко нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы завершить сопряжение в течение 10 секунд.

Режим энергосбережения:

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте для его активации, затем снова нажмите эту кнопку для завершения сопряжения.

Примечания.

Если сопряжение пульта и маски не произойдет в течение 10 секунд, маска выйдет из режима сопряжения.

Если в течение 30 секунд не будет выполнено никаких действий, пульт перейдет в режим энергосбережения, и экран погаснет. Для повторной активации пульта необходимо кратко нажать кнопку на нем.

Маска и пульт управления предварительно сопряжены перед отправкой. Если сопряжение отсутствует, выполните указанные выше шаги.

Инструкция по эксплуатации

Выбор режима работы

Нажмите multifunctional кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и выбора режимов работы (две этих функции совмещены в одной кнопке), чтобы выбрать один из следующих режимов:

Режим 1. Омоложение Красный свет, 630 нм + ближний инфракрасный свет, 850 нм

Действие:

Борется с признаками старения кожи путем стимуляции выработки коллагена, повышает эластичности кожи и активирует клеточное восстановление. Способствует разглаживанию и укреплению кожи, возвращая ей сияние и молодость.

Режим 2. Осветление Желтый свет, 590 нм

Действие:

Снимает раздражение и тонизирует кожу, гарантируя эффективное восстановление после инсоляции или утомления. Помогает осветлить лицо, выравнивать тон и вернуть здоровый, свежий блеск.

Режим 3. Баланс Зеленый свет, 530 нм

Действие:

Приводит в равновесие чувствительную и уставшую кожу, снижает красноту и выравнивает цвет лица. Придает коже естественный баланс и свежесть, что делает режим идеальным для людей с повышенной чувствительностью кожи.

Режим 4. Успокоение Синий свет, 465 нм

Действие:

Широко применяемый в косметологии режим помогает уменьшить видимые покраснения и жирный блеск, улучшая чистоту кожи. Помогает сохранить ощущение свежести и равновесия, придавая лицу здоровый и ухоженный вид.

Режим 5. Восстановление Режим полного спектра: Желтый, 590 нм + Зеленый, 530 нм + Красный, 630 нм + БИК, 850 нм

Действие:

Этот режим мультисветовой терапии предлагает комплексный подход к решению различных проблем кожи и включает антивозрастной уход, придание яркости, борьбу с пигментацией и общее оздоровление. Комбинация волн разной длины создает эффект комплексного омоложения, выравнивает цвет лица, делает пигментные пятна менее заметными и улучшает микрорельеф кожи. Это оптимальное решение для ежедневного универсального ухода, дающее восстановительный и превентивный эффект для поддержания молодости и сияния кожи лица.

Уровни интенсивности

Нажмите кнопку «Уровни интенсивности», чтобы выбрать интенсивность:

Уровень I (Низкий)

Уровень II (Средний)

Уровень III (Высокий)

Настройки таймера

Нажмите кнопку настройки таймера для выбора времени:

· 5 мин

· 10 мин

· 15 мин

Функция памяти

При первом использовании маска использует следующие настройки по умолчанию: Режим 1. Омоложение, Уровень интенсивности III (Высокий), и Таймер 10 мин.

После каждого использования маска будет запоминать последний использованный режим работы, интенсивность и настройки таймера.

Примечания

Функция

Описание

Включение/
выключение
питания

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим ожидания (индикатор загорится зеленым).

Процедура
«Выбор режима»

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления для переключения между режимами работы: Омоложение → Осветление → Баланс → Успокоение → Восстановление.

Настройки
интенсивности

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы изменить интенсивность:
Низкий → Средний → Высокий.

Настройки
таймера

В режиме ожидания кратко нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать таймер:
5 мин → 10 мин → 15 мин.

Автоматическое
отключение

1. В режиме ожидания маска автоматически выключается после 10 минут бездействия.
2. Маску можно выключить с помощью кнопки на маске.
3. Маска автоматически выключится по истечении времени процедуры.

Функция памяти

Маска запоминает последний использованный режим работы, интенсивность и настройки таймера, и восстанавливает эти настройки при повторном включении.

Дополнительные инструкции

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» на маске, чтобы перейти в режим ожидания (индикатор загорится зеленым). В режиме ожидания можно коротко нажимать кнопку на пульте дистанционного управления для выбора режима работы, таймера и интенсивности. Эти режимы переключаются последовательно. Если в режиме ожидания не предпринимается никаких действий течение 10 минут, маска автоматически выключится. Также в режиме ожидания маску можно отключить кнопкой на самом устройстве. Маска автоматически выключится по истечении времени процедуры.

Уход и обслуживание

1. Храните маску для светотерапии при комнатной температуре в сухих условиях. Используйте сумку для переноски из комплекта поставки.
2. Избегайте хранения маски для светотерапии в пыльных условиях, под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.
3. Маска для светотерапии не содержит обслуживаемых деталей.
4. Перед каждым использованием выключите устройство и очистите маску, следуя инструкциям по очистке ниже.
5. Не сгибайте и не скручивайте силиконовую маску слишком сильно.
6. Не наносите косметику непосредственно на поверхность маски.
7. Не допускайте контакта устройства с маслами, лосьонами и парфюмерией.

Чистка маски для светотерапии

1. Корпус маски изготовлен из силикона. После каждого использования аккуратно протирайте поверхность мягкой безворсовой тканью, смоченной чистой водой.
2. При необходимости очищайте мягким, не содержащим спирта и отдушек нейтральным мылом, разбавленным водой.

Утилизация

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать маску для светотерапии или ее части вместе с бытовыми отходами.

Маска для светотерапии и пульт дистанционного управления оснащены литий-ионными полимерными аккумуляторами. В целях защиты окружающей среды упакуйте и верните это устройство производителю или его представителю по окончании срока службы либо безопасно утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами.

Распространенные неисправности и меры по их устранению

Проблема	Решение
Экран на пульте дистанционного управления не загорается, и маска не реагирует на команды управления.	Проверьте питание пульта дистанционного управления. Если аккумулятор разряжен, зарядите пульт с помощью зарядного кабеля и адаптера 5 В/1 А из комплекта поставки. Если пульт по-прежнему не работает после зарядки, свяжитесь с нами для организации замены.
После включения маски экран пульта загорается, однако маска не реагирует на команды управления.	Перезагрузите как пульт дистанционного управления, так и маску. Инструкции по сопряжению: а. Нажмите и удерживайте кнопку питания на маске в течение 5 секунд. Индикатор сначала загорится зеленым, а затем начнет мигать красным, указывая на переход устройства в режим сопряжения. б. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на пульте дистанционного управления, чтобы завершить процесс сопряжения.
Маска не заряжается.	а. Замените зарядный кабель. Если проблема заключается в зарядном кабеле, свяжитесь с нами для его замены. Если проблему не удастся решить, свяжитесь с нами для замены устройства. б. Проверьте, работает ли зарядный адаптер, к которому вы подключаете устройство, и соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению местной электросети.

Основные параметры

Наименование устройства	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Модель	AB01A
Характеристики аккумулятора	Аккумуляторные блоки маски Тип: Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 1000 мА·ч (на один аккумуляторный блок) Количество: 2 съёмных аккумуляторных блока (общая ёмкость: 2000 мА·ч).
Размеры устройства	Маска: 634 x 233,8 x 5,5 мм Пульт дистанционного управления: 133,6 x 42,3 x 19 мм
Пульт дистанционного управления	Тип: Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В / 280 мА·ч
Вес нетто	Маска: Около 338 г Пульт дистанционного управления: Около 72 г
Выходная мощность адаптера	5V $\overline{\sim}$ 1A
Время работы	• Полностью заряженный аккумуляторный блок: До 60 минут • Два аккумуляторных блока (при совместном использовании): До 120 минут в общей сложности
Время зарядки	• Аккумуляторный блок: До 2 ч • Два аккумуляторных блока (заряжаются отдельно): До 4 ч в общей сложности • Пульт дистанционного управления: До 2 ч

For at forhindre elektrisk stød, brand eller andre ulykker skal du læse denne brugervejledning grundigt før brug og gemme den til fremtidig reference.

•Før brug af LED-lysterapimasken skal du udføre en sensibiliseringstest (se afsnittet Lysfølsomhedstest). BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis du er følsom over for LED-lys. Denne enhed er beregnet til brug i hjemmet, og patienten kan være den tiltænkte bruger.

•BRUG IKKE LED-lysterapimasken på nogen måde, der ikke er nøjagtigt som specificeret i disse brugsanvisninger. Brug af LED-lysterapimasken på anden måde end nøjagtigt som angivet i disse instruktioner er ikke testet, og risikoen er ukendt. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om brug af enheden for at undgå risiko for brand eller forbrændinger.

•Sluk og fjern straks LED-lysterapimasken, hvis enheden bliver varm, eller hvis din hud bliver ubehageligt varm.

•Dette produkt er trådløst under brug. Et opladningskabel tilsluttes kun under opladning.

•Under opladning kan kablet udgøre en kvælningsfare. Hold altid enheden og opladningskablet uden for børns rækkevidde.

•BRUG IKKE LED-lysterapimasken uden først at fjerne makeup FØR behandlingen. Nogle ingredienser i disse produkter kan forårsage lysfølsomhed eller reducere behandlingens effekt. Hvis du bruger LED-lysterapimasken uden at fjerne disse produkter, kan det forårsage en hudreaktion eller reducere behandlingens effekt, og dette udstyr er ikke beregnet til brug af børn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret, for at undgå risiko for brand og forbrændinger.

•BRUG ALDRIG LED-lysterapimasken nær vand eller steder, hvor vand kan spildes på udstyret. BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis du tror, den har været i kontakt med vand, og udsæt ikke udstyret for kraftige stød for at undgå risiko for beskadigelse af lampen.

•Hold LED-lysterapimasken væk fra VARME overflader, og kontakt om nødvendigt producenten for hjælp til opsætning, brug eller vedligeholdelse af udstyret samt for at rapportere uventet funktion eller hændelser.

- BRUG IKKE LED-lysterapimasken, hvis masken, fjernbetjeningen eller USB Type-C-opladningskablet på nogen måde er beskadiget.
- Når enheden tages ud af minimum-/maximum-opbevaringstemperatur, anbefales det at lade den komme til ligevægt i 2 timer før brug.
- Se ikke direkte på lyset, og ret ikke lyset mod øjnene under brug.
- BRUG IKKE LED-lysterapimasken i nærheden af enheder med trådløs teknologi.

Forholdsregler for hudplejeprodukter

For sikkerhed og optimal lysbehandling: Brug ikke produkter med følgende fotosensibiliserende eller irriterende ingredienser i ansigtet før brug:

- A-vitamin og derivater (f.eks. retinol, retinal, retinyl ester).
- Syrer (f.eks. glykolsyre, mandelsyre, højkoncentreret salicylsyre).
- Andre irriterende stoffer: højkoncentreret alkohol, komplekse duftstoffer, kunstige farvestoffer.

Anbefalet procedure: Rens huden grundigt før brug. Efter lysbehandling er huden mere modtagelig for fugt – brug mild fugtgivende eller reparerende pleje.

Aldersgruppe

Produktet er til personer fra 18 år.

Kontraindikationer

Følgende personer bør ikke bruge produktet eller først konsultere læge:

- Personer med hudskader, eksem, dermatitis, aktiv rosacea, alvorlig acne eller andre aktive hudlidelser.
- Personer med lysømfølsomhed eller som tager fotosensibiliserende medicin.
- Gravide, ammende eller børn.
- Personer med elektroniske eller metalliske implantater i ansigtet/hovedet.
- Personer som for nylig har fået laserbehandling, kemisk peeling eller microneedling (vent 1 måned).
- Ved tvivl: Konsulter en læge.

Brugervejledning

- Sørg for, at masken sidder tæt på huden. Undgå kontaktlinser under brug.
- Anvend solbeskyttelse dagligt under behandlingsperioden.
- Stop øjeblikkeligt ved ubehag. Kontakt dermatolog ved vedvarende symptomer.


Ansvarsfraskrivelse

Dette er et hjemmebehandlingsapparat og erstatter ikke professionel medicinsk behandling eller diagnostik.

- Denne enhed indeholder silikone, plastkomponenter og materialer med kroge- og løkkelukning. Personer med kendte allergier over for nogen af disse materialer bør ophøre med brug og konsultere en sundhedsfaglig professionel.
- Denne enhed er udstyret med en hukommelsesfunktion. Den husker automatisk den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitetsniveau og behandlingstid hver gang enheden tændes.
- LED-lysterapimasken kan ikke bruges, mens den oplades.
- Før hver brug, når enheden er slukket, rengør ansigtsmasken.
- BRUG IKKE andre rensesubstanter end dem, der er angivet i rengøringsinstruktionerne. Brug af andre rensesubstanter kan beskadige LED-lysterapimasken.
- Opbevar LED-lysterapimasken ved stuetemperatur under tørre forhold, væk fra direkte sollys.
- Når enheden tages ud af minimum-/maximum-opbevaringstemperatur, anbefales det at lade den komme til ligevægt i 2 timer før brug.
- Se ikke direkte på lyset, og ret ikke lyset mod øjnene under brug.

Elektrisk sikkerhed

- Skad, modificer, bøj, vrid eller varm IKKE USB Type-C-opladningskablet.
- BRUG IKKE enheden nær vand eller væsker, eller under drift tæt på væsker. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Dette produkt bruger en magnetisk, aftagelig batteripakke. Oplad batteripakken fuldt, før enheden bruges første gang.
- Brug kun den batteripakke, der er leveret med enheden.
- Forsøg IKKE at åbne, modificere, udskifte eller bruge uautoriserede batteripakker, da forkert håndtering kan medføre overophedning, lækage eller eksplosion.
- BRUG IKKE batteriet som affald; følg dine lokale bortskaffelsesprocedurer ved bortskaffelse.
- Brug kun en DC 5V=1A opladeradapter til at oplade denne enhed (maksimal output-effekt 3,5 W).
- BRUG IKKE opladere af ukendt oprindelse, dårlig kvalitet eller med en udgangseffekt over 30W, da dette kan forårsage overophedning eller skade produktet. For maksimal sikkerhed anbefales det at bruge en opladeradapter, der overholder IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, med følgende specifikation: Indgang: 100-240VAC Udgang: DC 5V=1,0A.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Tænd/sluk</p> <p>2 Batteriindikator:
4 grønne lys: 100 % opladet
(fuldt opladet)
3 grønne lys: 75 % tilbage
2 grønne lys: 50 % tilbage
1 grønt lys: 25 % tilbage
Blinkende rødt lys: <10 % lavt batteri</p> <p>3 LCD til kontrol af valgt
tilstand / intensitet / timer</p> <p>4 Timer-indstillingsknap
5 min / 10 min / 15 min</p> | <p>5 Intensitetsniveau-knap:
Niveau I (Lav)
Niveau II (Medium)
Niveau III (Høj)</p> <p>6 Tænd/Sluk- & valg af
behandlingsmodus-knap:
Mode 1: Foryngelse
Mode 2: Opklaring
Mode 3: Balancere
Mode 4: Berolige
Mode 5: Genopret</p> <p>7 Type-C port</p> |
|---|---|



Produktets krop er markeret med:
"Brug ikke under badning eller brusebad."

Alle produktbilleder, tilbehør og brugerfladeillustrationer i denne manual er kun til reference. På grund af produktopdateringer og -opgraderinger kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Se venligst det faktiske produkt.

Enhedsopsætning

Kom i gang med din LED-lysterapimaske er enkelt.

1. Pak enheden og alle medfølgende tilbehør ud.
2. Dette produkt bruger to magnetiske, aftagelige batteripakker (hver 1000mAh, samlet 2000mAh). Før første brug skal begge batteripakker og fjernbetjeningen oplades fuldt. Se Opladningsinstruktioner for detaljer.


Lysfølsomhedstest

Følg disse instruktioner for at teste, om du er lysfølsom:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på LED-masken for at starte enheden. Brug fjernbetjeningen til at tænde/slukke enheden og til at vælge mellem de tilgængelige behandlingsmodi (farver).
2. Placer enheden på et område af underarmen og oprethold kontakten i hele den tre minutter lange behandlingscyklus.
3. Tryk igen på knappen "Valg af behandlingsmodus" for at vælge en anden behandlingsmodus (farve) til endnu en tre minutters behandling på samme område af underarmen.
4. Vent 24 timer. Du bør IKKE opleve nogen negative reaktioner i løbet af de næste 24 timer.
5. En negativ reaktion er smerte eller ubehag i behandlingsområderne eller enhver langvarig rødme i huden.


Opladningsinstruktioner (batteripakker & fjernbetjening)

Denne enhed er udstyret med to aftagelige 1000mAh-batteripakker og en trådløs fjernbetjening (280mAh). Følg venligst nedenstående instruktioner før første brug:



Opladning af batteripakkerne

- Fjern batteripakken fra masken, før opladning.
- Hver batteripakke kræver op til 2 timer for at opnå fuld opladning.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af det resterende batteriniveau.



Opladning af fjernbetjeningen

- Den trådløse fjernbetjening indeholder et 280mAh genopladeligt batteri.
- Maksimal opladningstid er op til 2 timer.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af det resterende batteriniveau.

Tips til vedligeholdelse af lithiumbatteri:

- Undgå at tømme batteriet helt, før det genoplades.
- Undgå at overlade batteriet, og prøv at begrænse opladningstiden til maksimalt 8 timer.
- Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, anbefales det at oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned.

Sådan bruges den

DA

Klargøring



1. Vask dit ansigt rent. (Hvis du har makeup på, skal du rense med renssemælk eller rensfoam.)
2. Den kan bruges dag eller nat. Du kan indarbejde den i din nuværende hudplejerutine efter at have rensset og/eller eksfolieret huden.
3. Sørg for at oplade batteriet fuldt inden brug.



1. Tryk kort på knappen på LED-masken for at tænde for strømmen. (Kan bruges, når lyset blinker grønt)
2. Efter at have justeret pandebåndet moderat, bær masken, så den indvendige side af LED-masken vender mod ansigtet.

Tips til justering af pandebåndet:

1. Når du sidder eller står, bør den korrekte position medføre minimal tryk på øjenhulen, så silikone-øjepuden passer til øjenhulen, med pandebåndet fastgjort til produktet.
2. Hvis du føler, at silikone-øjepuden udøver for meget tryk på øjenhulen, løsnes pandebåndet på begge sider.
3. Hvis silikone-øjepuden ikke passer til øjeområdet, og lys kan trænge ind gennem mellemrummet mellem øjepuden og øjenhulen, stram pandebåndet på begge sider.
4. Hvis du føler, at masken glider ned og ikke kan opretholde korrekt position på ansigtet, stram pandebåndet.
5. Vælg den ønskede tilstand ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen.
6. Hvis du føler ubehag, mens du bærer enheden, kan du forsøge at justere stropperne eller tage den af, indtil du føler dig bedre.
7. Produktet slukker automatisk, når den indstillede tilstand og den tilsvarende tid er afsluttet.

Forsigtighed ved brug

- Flyt fjernbetjeningen inden for 2 m fra LED-masken.
- Vær venlig ikke at handle voldsomt, mens produktet bæres.
- Når produktet bæres, skal du slappe af i en komfortabel stilling på sofaen eller sengen.

Fjernbetjening

1. Tilslut Type-C-porten på fjernbetjeningen med det medfølgende opladningskabel.
2. Sæt USB-enden af kablet i en 5V 1A-strømadapter for opladning.
3. Blinkende "88"-display: Opladning i gang – Fast "88"-display: Fuldt opladet – Træk opladningskablet ud før brug.
4. Når fjernbetjeningsbatteriet er lavt, vil "88"-displayet blinke, indtil skærmen slukker.

Da LED-masken bruger en radiofrekvensfjernbetjening (fjernbetjeningen sender radiosignaler, som hovedenheden modtager), skal brugeren parre fjernbetjeningen med LED-masken ved første brug. Parringstrinnene er som følger: Tryk og hold tænd/sluk-knappen på LED-masken nede i 5 sekunder for at gå i parringstilstand. Maskens indikatorlys vil skifte fra grønt til rødt og derefter blinke hurtigt mellem grønt og rødt.

Tryk og hold afstandsbetalerens tænd/sluk-knap i 3 sekunder for at tænde. En kontinuerlig biplyd og et konstant grønt indikatorlys bekræfter en vellykket parring.

Noter:

Hvis fjernbetjeningen og LED-masken ikke parres inden for 10 sekunder, vil LED-masken forlade parringstilstand. Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 30 sekunder, går fjernbetjeningen i strømsparetilstand, og skærmen slukkes. Brugeren skal kort trykke på fjernbetjeningsknappen for at genaktivere fjernbetjeningen. LED-masken og fjernbetjeningen vil være forudparret før afsendelse. Hvis de ikke er parret, kan brugeren følge ovenstående trin for at fuldføre parringen.

Valg af behandlingsmodus

Tryk på TÆND/SLUK- & behandlingsmodusknappen (som både fungerer som tænd/sluk-knap og til valg af behandlingsmodus) for at vælge mellem følgende behandlingsmodi:

Mode 1: Rejuvenate Rødt lys 630nm + Nær-infrarødt lys 850nm

Fordele:

Målrætter tegn på hudens aldring ved at stimulere kollagenproduktionen, forbedre hudens elasticitet og fremme cellefornyelse. Denne tilstand hjælper med at genoprette en glattere, fastere og mere strålende teint, hvilket efterlader huden forynget og ungdommelig.

Mode 2: Lysne Gult lys 590nm

Fordele:

Beroliger og revitaliserer huden og giver enestående genoprettende effekt efter soleksponering eller træthed. Hjælper med at lysne og genoprette en levende, jævn teint, hvilket fremmer en frisk og ungdommelig glød.

Mode 3: Balancere Grønt lys 530nm

Fordele:

Beroliger og balancerer sensitiv eller stresset hud, reducerer rødme og fremmer en jævn hudtone. Denne tilstand giver et naturligt balanceret og frisk udseende, ideelt til personer med reaktiv eller sensitiv hud.

Mode 4: Berolige Blåt lys 465nm

Fordele:

Ofte brugt i skønheds- og hudplejerutiner, hjælper denne tilstand med at berolige synlig rødme, reducere fedtet udseende og understøtte en mere klar teint. Den hjælper med at holde huden frisk og balanceret, hvilket bidrager til en sundere og mere raffineret hud.

Mode 5: Genskabe Full-Spectrum-tilstand: Gult 590nm + Grønt 530nm + Rødt 630nm + NIR 850nm

Fordele:

Denne multi-lysterapi-tilstand tilbyder en omfattende tilgang til forskellige hudplejeproblemer, såsom anti-aging, hudlysning, reduktion af pigmentering og generel hudklarhed. Kombinationen af forskellige bølgelængder giver en holistisk behandling for at forynge huden, udjævne hudtonen, mindske mørke pletter og forbedre hudens tekstur. Ideel til daglig, alt-i-en ansigtspleje, den leverer både genoprettende og forebyggende fordele for en ungdommelig og strålende teint.

Intensitetsniveauer

Tryk på knappen for intensitetsniveauer for at vælge intensiteten:

Niveau I (Lav)

Niveau II (Mellem)

Niveau III (Høj)

Timerindstillinger

Tryk på knappen for timerindstillinger for at vælge timer:

· 5 min

· 10 min

· 15 min

Hukommelsesfunktion

Ved første brug vil masken som standard være indstillet til

Mode 1: Forynge, Intensitetsniveau III (Høj), og Timer 10 min.

Efter hver brug vil masken huske den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitet og timerindstillinger.

Noter

Ansigtsform	Beskrivelse
Tænd/Sluk	Tryk og hold TÆND/SLUK-knappen nede i 5 sekunder for at gå i standbytilstand (indikatorlyset bliver grønt).
Skift af behandlingsmodus	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at skifte mellem behandlingsmodi: Rejuvenate → Lysne → Balancere → Berolige → Genskabe.
Intensitetsindstilling	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at skifte intensitet: Lav → Mellem → Høj
Timerindstillinger	I standbytilstand skal du kort trykke på fjernbetjeningens knap for at vælge timer: 5 min → 10 min → 15 min.
Automatisk slukning	1. I standbytilstand vil masken automatisk slukke efter 10 minutters inaktivitet. 2. Masken kan slukkes ved at trykke på knappen på masken. 3. Masken slukker automatisk, når behandlingstiden er slut.
Hukommelsesfunktion	Masken husker den sidst anvendte behandlingsmodus, intensitet og timerindstillinger og gendanner disse indstillinger, når den tændes igen.

Yderligere instruktioner

Tryk og hold "Tænd"-knappen på LED-masken nede for at gå i standbytilstand (indikatorlyset bliver grønt).

I standbytilstand kan brugeren kort trykke på fjernbetjeningens knap for at vælge behandlingsmodus, timer og intensitet. Disse tilstande vil blive skiftet i rækkefølge.

I standbytilstand vil LED-masken automatisk slukke, hvis der ikke foretages nogen handling inden for 10 minutter.

I standbytilstand kan masken også slukkes ved at trykke på knappen på LED-masken.

LED-masken slukker automatisk ved afslutningen af behandlingstiden.

Pleje og vedligeholdelse

1. Opbevar LED-lysterapimasken ved stuetemperatur under tørre forhold. Brug den medfølgende opbevaringstaske.
2. Undgå at opbevare LED-lysterapimasken i støvede omgivelser, i direkte sollys eller under fugtige og våde forhold.
3. LED-lysterapimasken indeholder ingen dele, der kan serviceres.
4. Før hver brug, når enheden er slukket, rengør ansigtsmasken efter rengøringsvejledningen nedenfor.
5. Undgå at bøje eller vride silikonemasken for meget.
6. Påfør ikke kosmetik direkte på maskens overflade.
7. Hold produktet væk fra olier, lotions og parfumer.

Rengøring af LED-lysterapimasken

1. Maskekroppen er lavet af silikone. Efter hver brug skal du forsigtigt tørre overfladen af med en blød, fnugfri klud fugtet med rent vand.
2. Om nødvendigt rengøres med mild, alkoholfri og duftfri neutral sæbe fortyndet med vand.

Bortskaffelse

Bortskaf IKKE nogen del af LED-lysterapimasken i husholdningsaffald.

LED-lysterapimasken og fjernbetjeningen indeholder et lithium-ion-polymerbatteri. For at beskytte miljøet bedes du pakke enheden og returnere den til producenten eller deres repræsentant ved slutningen af dens levetid, eller bortskaffe den sikkert i henhold til dine lokale retningslinjer.

Problem	Løsning
Skærmen på fjernbetjeningen tænder ikke, og masken kan ikke styres.	Kontrollér, om fjernbetjeningen har strøm. Hvis batteriet er tomt, skal du oplade fjernbetjeningen med det medfølgende opladningskabel og en 5V 1A-adapter. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker efter opladning, bedes du kontakte os for at arrangere en udskiftning.
Efter at have tændt masken, lyser fjernbetjeningens skærm, men masken kan ikke styres.	Nulstil både fjernbetjeningen og masken. Parringsinstruktioner: a. Tryk og hold maskens tænd/sluk-knap nede i 5 sekunder. Indikatoren vil først vise et grønt lys og derefter et blinkende rødt lys, hvilket signalerer, at enheden er gået ind i parringstilstand. b. Tryk blot på TÆND/SLUK-knappen på fjernbetjeningen for at fuldføre parringsprocessen.
Masken kan ikke oplades.	a. Udskift opladningskablet. Hvis det faktisk er et problem med opladningskablet, kan du kontakte os for at få det udskiftet. Hvis problemet stadig ikke bliver løst, bedes du kontakte os for at få enheden udskiftet. b. Kontrollér, om den strømadapter, du tilslutter enheden til, er aktiv, eller om den spænding, der er angivet på enheden, svarer til den lokale netspænding.

Grundlæggende parametre

Produktnavn	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Batterispecifikationer	Batteripakker til maske •Type: 3,7V / 1000mAh Lithium-polymerbatteri (per batteripakke) •Antal: 2 aftagelige batteripakker (samlet kapacitet: 2000mAh)
Produktets mål	Maske: 634 x 233,8 x 5,5 mm Fjernbetjening: 133,6 x 42,3 x 19 mm
Fjernbetjening	Type: 3,7V / 280mAh Lithium-polymerbatteri
Nettovægt	Maske: Cirka 338 g Fjernbetjening: Cirka 72 g
Adapterudgang	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Driftstid	•Én fuldt opladet batteripakke: Op til 60 minutter •To batteripakker (kombineret brug): Op til 120 minutter i alt
Opladningstid	•Én batteripakke: Op til 2 timer •To batteripakker (opladt separat): Op til 4 timer i alt •Fjernbetjening: Op til 2 timer

Ostrzeżenie

Aby zapobiec porażeniu prądem, pożarowi lub innym wypadkom, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Przed użyciem Maski do Terapii Światłem LED należy przeprowadzić test wrażliwości (patrz sekcja test wrażliwości na światło). NIE używać Maski do Terapii Światłem LED, jeśli użytkownik jest wrażliwy na Maskę do Terapii Światłem LED. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domowym środowisku opieki zdrowotnej, pacjent może być docelowym operatorem.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w sposób inny niż dokładnie określony w niniejszej instrukcji użytkowania. Używanie Maski do Terapii Światłem LED w sposób inny niż dokładnie określony w niniejszej instrukcji obsługi nie zostało przetestowane i związane z tym ryzyko jest nieznane. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub oparzeń.
- Natychmiast wyłączyć i zdjąć Maskę do Terapii Światłem LED, jeśli urządzenie staje się gorące lub jeśli skóra użytkownika staje się nieprzyjemnie ciepła.
- Ten produkt działa bezprzewodowo podczas użytkowania. Kabel ładujący jest podłączany tylko podczas ładowania.
- Podczas ładowania kabel może stanowić zagrożenie uduszeniem. Urządzenie i kabel ładujący należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED bez wcześniejszego usunięcia makijażu PRZED zabiegiem. Niektóre składniki w tych produktach mogą powodować uczulenie na światło lub mogą zmniejszać skuteczność zabiegu. Używanie Maski do Terapii Światłem LED bez usunięcia tych produktów może wywołać alergiczną reakcję skórą lub zmniejszyć efekt zabiegu. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem, co pozwoli uniknąć ryzyka pożaru i poparzeń.
- NIGDY nie używać Maski do Terapii Światłem LED w pobliżu wody lub w miejscach, gdzie woda może zostać rozlana na urządzenie. NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w przypadku podejrzeń, że miała kontakt z wodą. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lampy.
- Trzymać Maskę do Terapii Światłem LED z dala od GORĄCYCH powierzchni. W razie potrzeby skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy w zakresie konfiguracji, użytkowania lub konserwacji WYPOSAŻENIA ME lub zgłoszenia nieoczekiwanego działania lub zdarzeń.

- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED, jeśli maska, pilot lub kabel ładujący USB Typu C są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru, oparzeń lub innych zagrożeń.
- Po wyjęciu z minimalnej / maksymalnej temperatury przechowywania zaleca się odczekanie 2 godzin przed użyciem.
- Nie patrzeć bezpośrednio ani nie kierować światła w oczy podczas pracy urządzenia.
- NIE używać Maski do Terapii Światłem LED w pobliżu urządzeń z technologią bezprzewodową.

Przeciwwskazania kosmetyczne

Bezpieczeństwo i skuteczność fototerapii: Przed nałożeniem maski nie używaj na twarzy produktów zawierających:

- Witaminę A i pochodne (retinol, retinal, estry retinyli).
- Kwasy (glikolowy, migdałowy, wysoko stężony salicyłowy).
- Inne substancje drażniące: wysokie stężenie alkoholu, złożone kompozycje zapachowe, sztuczne barwniki.

Procedura: Oczyść dokładnie skórę przed użyciem. Po terapii światłem skóra lepiej wchłania składniki – zaleca się wówczas łagodny produkt nawilżający lub regenerujący.

Wiek: Dla dorosłych 18+.

Przeciwwskazania :

- Osoby z otwartymi ranami, egzemą, zapaleniem skóry, aktywną postacią trądziku różowatego, ciężkim trądzikiem lub innymi aktywnymi chorobami skóry.
- Nadwrażliwość na światło lub przyjmowanie leków fotouczulających.
- Kobiety w ciąży, karmiące oraz dzieci.
- Obecność elektronicznych lub metalowych implantów w twarzy/głowie.
- Ostatnie zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub mikronaktowanie (odczekaj 1 miesiąc).
- W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Zalecenia:

- Maska musi ściśle przylegać do skóry. Nie zaleca się soczewek kontaktowych.
- W trakcie kuracji stosuj wzmożoną ochronę przeciwsłoneczną.
- Przy dyskomforcie przerwij użycie. Przy utrzymujących się objawach skontaktuj się z dermatologiem.

Zastrzeżenie:

Urządzenie do domowego użytku kosmetycznego – nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki ani leczenia.


Środki ostrożności

- To urządzenie zawiera silikon, elementy plastikowe i materiały z napięciem na rzep. Osoby ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z tych materiałów powinny przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- To urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci. Automatycznie przywołuje ostatnio używany tryb zabiegu, poziom intensywności i czas zabiegu przy każdym włączeniu urządzenia.
- Maski do Terapii Światłem LED nie można używać podczas ładowania.
- Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, wyczyścić maskę do twarzy.
- NIE używać żadnych innych środków czyszczących niż te określone w instrukcji czyszczenia. Stosowanie innych środków czyszczących może uszkodzić Maskę do Terapii Światłem LED.
- Maskę do Terapii Światłem LED przechowywać w temperaturze pokojowej w suchych warunkach i z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Po wyjęciu z miejsca przechowywania o minimalnej / maksymalnej temperaturze, zaleca się odczekanie 2 godzin przed użyciem.
- Nie patrzeć bezpośrednio ani nie kierować światła w oczy podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- NIE uszkadzać, nie modyfikować, nie zginać, nie skręcać ani nie podgrzewać kabla ładującego USB Typu C. Uszkodzony kabel ładujący może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.
- NIE umieszczać ani nie używać urządzenia w pobliżu wody lub innych cieczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Ten produkt wykorzystuje magnetyczny, odłączany akumulator. Naładować akumulator do pełna przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Używać wyłącznie akumulatora dostarczonego wraz z urządzeniem.
- NIE próbować otwierać, modyfikować, wymieniać ani używać niezatwierdzonych akumulatorów, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- NIE wyrzucać akumulatora w dowolnym miejscu, podczas utylizacji postępować zgodnie z lokalnymi procedurami utylizacji.
- Używać wyłącznie napięcia DC 5V = Adapter ładujący 1A do ładowania tego urządzenia (maksymalna moc wyjściowa 3,5 W).
- NIE używać ładowarek nieznanego pochodzenia, niskiej jakości lub o mocy wyjściowej przekraczającej 30W, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie produktu. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z adaptera ładującego, który jest zgodny z normą IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, o następujących parametrach: Napięcie wejściowe: 100-240VAC Napięcie wyjściowe: DC 5V = 1,0A.

Ogólne informacje o produkcie



- | | |
|--|---|
| <p>1 Włączanie/wyłączanie</p> <p>2 Wskaźnik Naładowania Akumulatora:
4 Zielone kontrolki: 100% Naładowania (W pełni Naładowana)
3 Zielone Kontrolki: Pozostało 75%
2 Zielone Kontrolki: Pozostało 50%
1 Zielona Kontrolka: Pozostało 25%
Migająca Czerwona Kontrolka: <10% Niski Poziom Naładowania</p> <p>3 Wyświetlacz LCD do sprawdzania wybranego trybu/Intensywności/ Timera</p> <p>4 Przycisk ustawień timera
5 min / 10 min / 15 min</p> | <p>5 Przycisk Poziomów Intensywności:
Poziom I (Niski)
Poziom II (Średni)
Poziom III (Wysoki)</p> <p>6 Przycisk Włącz/Wyłącz i wyboru trybu zabiegu:
Tryb 1: Odmłodzenie
Tryb 2: Rozjaśnienie
Tryb 3: Zrównoważony
Tryb 4: Ukojenie
Tryb 5: Regeneracja</p> <p>7 Port typu C</p> |
|--|---|



Korpus produktu jest oznaczony „Nie wolno używać produktu podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Wszystkie zdjęcia produktu, akcesoria i ilustracje interfejsu użytkownika w tej instrukcji mają charakter poglądowy. Ze względu na aktualizacje i modernizacje produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od ilustracji. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Przygotowanie

Konfiguracja Urządzenia

Rozpoczęcie korzystania z Maski do Terapii Światłem LED jest proste.

1. Rozpakować urządzenie i wszystkie dołączone akcesoria.
2. Ten produkt wykorzystuje dwa magnetyczne, odłączane akumulatory (każdy o pojemności 1000 mAh, łącznie 2000 mAh). Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować oba akumulatory i pilota. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji ładowania.

Test wrażliwości na światło


Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sprawdzić, czy występuje nadwrażliwość na światło:

1. Nacisnąć przycisk zasilania na masce LED, aby uruchomić urządzenie. Użyć pilota zdalnego sterowania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie i wybrać pomiędzy dostępnymi trybami zabiegowymi (kolorami).
2. Umieścić urządzenie na części przedramienia, utrzymując kontakt przez cały trzuminutowy cykl zabiegu.
3. Nacisnąć ponownie „Przycisk wyboru trybu zabiegu”, aby wybrać inny tryb zabiegu (kolor) dla kolejnego trzech minutowego zabiegu na tym samym obszarze przedramienia.
4. Odczekać 24 godz. W ciągu najbliższych 24 godzin NIE powinny wystąpić żadne działania niepożądane.
5. Niepożądana reakcja to ból lub dyskomfort w obszarach zabiegowych lub jakiegokolwiek przedłużające się zaczerwienienie skóry.

Instrukcje Ładowania (Akumulatory i Pilot)


To urządzenie jest wyposażone w dwa odłączane akumulatory o pojemności 1000 mAh oraz bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (280 mAh).

Przed pierwszym użyciem należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Ładowanie Akumulatorów

- Wyjąć akumulator z maski przed ładowaniem.
- Każdy akumulator wymaga do 2 godzin do pełnego naładowania.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania akumulatora.



Ładowanie Pilota

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zawiera akumulator o pojemności 280 mAh.
- Maksymalny czas ładowania wynosi do 2 godzin.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Wskazówki Dotyczące Konserwacji Akumulatora Litowego:

- Unikać całkowitego rozładowania baterii przed ponownym ładowaniem.
- Unikać przeładowania baterii i starać się ograniczyć czas ładowania do maksymalnie 8 godzin.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie baterii przynajmniej raz na trzy miesiące.

Przygotowanie



1. Umyć dokładnie twarz. (Jeśli na twarzy jest makijaż, zmyć go pianką do oczyszczania twarzy.)
2. Można stosować w ciągu dnia lub w nocy. Można włączyć urządzenie do swojej obecnej rutyny pielęgnacyjnej po oczyszczeniu i/lub złuszczeniu skóry.
3. Przed użyciem należy całkowicie naładować baterię.



1. Nacisnąć krótko przycisk na masce LED, aby włączyć zasilanie. (Dostępne, gdy miga na zielono)
2. Po odpowiednim dopasowaniu opaski na włosy, założyć ją tak, aby wewnętrzna strona maski LED przylegała do twarzy.

Wskazówki dotyczące regulacji opaski:

1. Podczas siedzenia lub stania prawidłowe ustawienie to minimalne naciśnięcie na oczodół, dzięki czemu silikonowa poduszka oczna przylega do oczodołu, a opaska mocuje produkt.
2. Jeśli silikonowa podkładka pod oczy zbyt mocno uciska oczodoły, poluzować opaskę na głowę z obu stron.
3. Jeśli silikonowa nakładka na oczy nie przylega dokładnie do okolic oczu i światło może przedostawać się przez szczelinę między nakładką a oczodołem, docisnąć opaskę po obu stronach.
4. Jeśli maska zsuwa się i nie utrzymuje prawidłowej pozycji na twarzy, zacisnąć opaskę.
5. Wybrać żądany tryb za pomocą przycisków na pilocie.
6. Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas noszenia urządzenia, możesz spróbować wyregulować pasek lub podnieść urządzenie, aż poczujesz się lepiej.
7. Ten produkt wyłączy się automatycznie po zakończeniu ustawionego trybu i odpowiadającego mu czasu.

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Umieścić pilot sterowania w odległości do 2 m od maski LED.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas noszenia produktu.
- Podczas korzystania z produktu zrelaksuj się w wygodnej pozycji na kanapie lub łóżku.

Instrukcja obsługi

Pilot

1. Podłączyć port typu C pilota za pomocą dostarczonego kabla ładującego.
2. Podłączyć końcówkę USB kabla do zasilacza 5V 1A, aby naładować urządzenie.
3. Na Wyświetlaczu Miga „88”: Na Wyświetlaczu Świeci „88”: W pełni naładowany Przed użyciem odłącz kabel ładujący.
4. Gdy bateria w pilocie jest słaba, „88” na wyświetlaczu będzie migać, aż ekran się wyłączy.

Ponieważ maska LED wykorzystuje pilot zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej (pilot emituje sygnały radiowe, które odbiera jednostka główna), użytkownicy muszą sparować pilot z maską LED przy pierwszym użyciu. Kroki parowania są następujące: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na masce LED przez

5 sekund, aby przejść do trybu parowania. Światło wskaźnika maski zmieni się z zielonego na czerwone, a następnie zacznie szybko migać na przemian między zielonym a czerwonym.

Przytrzymaj przycisk zasilania pilota przez 3 sekundy, aby go włączyć. Ciągły sygnał dźwiękowy i stałe zielone światło wskaźnika potwierdzą udane sparowanie.

Uwagi:

Jeśli pilot i maska LED nie sparują się w ciągu 10 sekund, maska LED wyjdzie z trybu parowania.

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie podjęte żadne działanie, pilot przejdzie w tryb oszczędzania energii, a ekran się wyłączy. Użytkownik będzie musiał krótko nacisnąć przycisk pilota, aby go ponownie aktywować.

Maska LED i pilot będą sparowane przed wysyłką. Jeśli nie są sparowane, użytkownicy mogą wykonać powyższe kroki, aby zakończyć parowanie.

Instrukcja Obsługi

Wybór Trybu Zabiegu

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. i Wyboru Trybów Zabiegowych (który łączy funkcję przycisku zasilania oraz wyboru trybu zabiegowego), aby wybrać jeden z następujących trybów zabiegowych:

Tryb 1: Odmłodzenie Światło Czerwone 630 nm + Światło Podczerwone 850 nm

Korzyści:

Zwalcza oznaki starzenia się skóry poprzez stymulację produkcji kolagenu, poprawę elastyczności skóry i wspomaganie regeneracji komórkowej. Ten tryb pomaga przywrócić gładką, jędrniejszą i bardziej promienną cerę, pozostawiając skórę odmłodzoną i młodzieńczą.

Tryb 2: Rozjaśnienie Żółte Światło 590 nm

Korzyści:

Łagodzi i rewitalizuje skórę, zapewniając wyjątkowe korzyści regeneracyjne po ekspozycji na słońce lub zmęczeniu. Pomaga rozjaśnić i przywrócić promienną, równomiernie zabarwioną cerę, promując świeży i młodzieńczy blask.

Tryb 3: Zrównoważony Zielone Światło 530 nm

Korzyści:

Uspokaja i równoważy wrażliwą lub zestresowaną skórę, zmniejszając zaczerwienienia i promując równomierny kolor skóry. Ten tryb zapewnia naturalnie zrównoważony i odświeżony wygląd, idealny dla osób z reaktywną lub wrażliwą skórą.

Tryb 4: Ukojenie Niebieskie Światło 465 nm

Korzyści:

Często używany w zabiegach kosmetycznych i pielęgnacyjnych, ten tryb pomaga łagodzić wygląd widocznego zaczerwienienia, redukować wrażenie tłustości skóry oraz wspierać bardziej klarowny wygląd cery. Pomaga utrzymać świeżość i równowagę skóry, przyczyniając się do zdrowszego i bardziej udoskonalonego wyglądu.

Tryb 5: Regeneracja Tryb Pełnego Spektrum: Żółte 590 nm + Zielone 530 nm + Czerwone 630 nm + NIR 850 nm

Korzyści:

Ten tryb terapii wieloma światłami oferuje kompleksowe podejście do różnorodnych problemów skórnych, takich jak przeciwdziałanie starzeniu, rozjaśnianie skóry, redukcja przebarwień oraz ogólne oczyszczenie skóry. Połączenie różnych długości fal zapewnia holistyczne leczenie, które odmładza skórę, wyrównuje jej kolor, rozjaśnia przebarwienia i poprawia teksturę skóry. Idealny do codziennej, kompleksowej pielęgnacji twarzy, zapewnia zarówno regeneracyjne, jak i zapobiegawcze korzyści dla młodzieńczej, promiennej cery.

Poziomy Intensywności

Nacisnąć Przycisk Poziomów Intensywności, aby wybrać intensywność:

Poziom I (Niski)

Poziom II (Średni)

Poziom III (Wysoki)

Ustawienia Timera

Naciśnij Przycisk Ustawienia Timera, aby wybrać czas:

· 5 minut

· 10 minut

· 15 minut

Funkcja Pamięci

Przy pierwszym użyciu maska domyślnie wybierze Tryb 1:

Odmładzanie, Poziom Intensywności III (Wysoki) o, z Timer – 10 minut.

Po każdym użyciu maska zapamięta ostatnio używany tryb zabiegu, intensywność i ustawienia timera.

Uwagi

Kształt twarzy	Opis
Wł./wył. Zasilanie	Nacisnąć i przytrzymać przycisk Wł./WYŁ. przez 5 sekund, aby przejść w tryb gotowości (wskaźnik świetlny zmienia kolor na zielony).
Zabieg Zmiana Trybu	W trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk pilota, aby przełączać między trybami zabiegu: Odmłodzenie → Rozjaśnienie → Równowaga → Ukojenie → Regeneracja.
Ustawienia Intensywności	W trybie gotowości, krótko naciśnij przycisk pilota, aby przełączyć intensywność: Niska → Średnia → Wysoka
Ustawienia Timera	W trybie gotowości krótko nacisnąć przycisk na pilocie, aby wybrać timer: 5 min → 10 min → 15 min.
Automatyczne Wyłączanie	1. W trybie czuwania maska wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności. 2. Maskę można wyłączyć, naciskając przycisk na masce. 3. Maska wyłączy się automatycznie po zakończeniu czasu zabiegu.
Funkcja Pamięci	Maska zapamięta ostatnio używany tryb zabiegu, intensywność i ustawienia timera, i przywróci te ustawienia po ponownym włączeniu

Dodatkowe Instrukcje

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania („Power”) maski LED, aby przejść do trybu czuwania (wskaźnik świetlny zmienia kolor na zielony).

W trybie czuwania użytkownicy mogą krótko nacisnąć przycisk na pilocie, aby wybrać tryb leczenia, timer i intensywność. Tryby będą przełączane w odpowiedniej kolejności.

W trybie gotowości, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, maska LED wyłączy się automatycznie.

W trybie gotowości maskę można również wyłączyć, naciskając przycisk na masce LED.

Maska LED wyłączy się automatycznie po zakończeniu czasu zabiegu.

Pielęgnacja i konserwacja

1. Maskę do Terapii Światłem LED przechowywać w temperaturze pokojowej w suchych warunkach. Do przenoszenia używać dostarczonej torby.
2. Unikać przechowywania Maski do Terapii Światłem LED w zakurzonych warunkach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym środowisku.
3. Maska do Terapii Światłem LED nie zawiera części podlegających serwisowaniu.
4. Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, wyczyścić maskę do twarzy zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia.
5. Unikać nadmiernego zginania lub skręcania silikonowej maski.
6. Nie nakładać kosmetyków bezpośrednio na powierzchnię maski.
7. Trzymać produkt z dala od olejków, balsamów i perfum.

Czyszczenie Maski do Terapii Światłem LED

1. Korpus maski wykonany jest z silikonu. Po każdym użyciu delikatnie przetrzeć powierzchnię miękką, niepylącą ściereczką zwilżoną czystą wodą.
2. W razie potrzeby wyczyścić łagodnym, bezzapachowym mydłem neutralnym bez alkoholu rozcieńczonym wodą.

Utylizacja

NIE wyrzucać żadnej części Maski do Terapii Światłem LED do domowych odpadów.

Maska do Terapii Światłem LED oraz pilot zawierają akumulator litowo-polimerowy. W celu ochrony środowiska, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zapakować i zwrócić do producenta lub jego przedstawiciela, lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Problem	Rozwiązanie
Ekran na pilocie nie zapala się i nie można sterować maską.	Sprawdzić, czy pilot ma zasilanie. Jeśli akumulator jest wyczerpany, naładować pilot za pomocą dołączonego kabla ładującego i adaptera 5V 1A. Jeśli pilot nadal nie działa po naładowaniu, skontaktować się z nami, aby zorganizować wymianę.
Po włączeniu maski ekran pilota zapala się, ale nie można sterować maską.	Zresetować zarówno pilot jak i maskę. Instrukcje parowania: A. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania maski przez 5 sekund. Wskaźnik najpierw pokaże zielone światło, a następnie migające czerwone światło, sygnalizując, że urządzenie przeszło w tryb parowania. b. Wystarczy nacisnąć przycisk Wł./WYł. na pilocie, aby zakończyć proces parowania.
Nie można naładować maski.	a. Wymienić kabel ładujący. Jeśli rzeczywiście jest to problem z kablem ładującym, można skontaktować się z nami w celu wymiany go. Jeśli problem nadal nie może zostać rozwiązany, prosimy o kontakt w celu wymiany urządzenia. b. Sprawdzić, czy adapter ładujący, do którego podłączasz urządzenie, jest pod napięciem lub czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.

Podstawowe Parametry

Nazwa Urządzenia	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Specyfikacja Baterii	Akumulatory do maski •Typ: Akumulator Litowo-Polimerowy 3,7 V / 1000 mAh (na jeden akumulator) •Liczba: 2 odłączane akumulatory (całkowita pojemność: 2000 mAh)
Wymiary Produktu	Maska: 634 × 233,8 × 5,5 mm Pilot: 133,6 × 42,3 × 19 mm
Pilot	Typ C: Akumulator Litowo-Polimerowy 3,7 V / 280 mAh
Masa netto:	Maska: Około 338 g Pilot: Około 72 g
Wyjście Zasilacza	5V ±1A
Czas Pracy	•Jeden w pełni naładowany akumulator: do 60 minut •Dwa akumulatory (łącznie użytkowanie): do 120 minut łącznie
Czas Ładowania	•Jeden akumulator: Do 2 godzin •Dwa akumulatory (ładowane osobno): Do 4 godzin łącznie •Pilot zdalnego sterowania: Do 2 godzin

Varoitukset

Sähköiskun, tulipalon tai muiden onnettomuuksien välttämiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

•Ennen LED-valohoitomaskin käyttöä sinun on suoritettava herkkyystesti (katso kohta valoherkkyystestaus). ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos olet herkkä LED-valolle. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiterveydenhuoltoympäristössä, ja myös potilas voi olla laitteen käyttäjä.

•ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia millään muulla tavalla kuin näissä käyttöohjeissa on tarkalleen määritetty.

LED-valohoitomaskin käyttö muulla tavoin kuin näissä käyttöohjeissa on tarkalleen määritetty ei ole testattua, ja riski on tuntematon. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistitoiminnoiltaan tai henkisiltä kyvyiltään heikentyneet ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute voivat estää laitteen turvallisen käytön ilman valvontaa tai ohjausta tulipalon tai palovammojen riskin välttämiseksi.

•Sammuta ja poista LED-valohoitomaski välittömästi, jos laite tuntuu kuumalta tai ihosi tuntuu epämukavan lämpimältä.

•Tämä tuote on langaton käytön aikana. Latauskaapeli kytketään vain latauksen ajaksi.

•Latauksen aikana kaapeli voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä laite ja latauskaapeli aina poissa lasten ulottuvilta.

•ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia poistamatta ensin meikkiä ENNEN hoitoa. Jotkin näiden tuotteiden ainesosat voivat aiheuttaa valoyliherkkyyttä tai heikentää hoidon tehoa. Jos käytät LED-valohoitomaskia poistamatta näitä tuotteita, se voi aiheuttaa ihoreaktion tai heikentää hoidon tehoa. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella, mikä voisi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

•ÄLÄ KOSKAAN käytä LED-valohoitomaskia veden lähellä tai paikassa, jossa vettä voi roiskua sen päälle. ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos epäilet sen joutuneen kosketuksiin veden kanssa. Älä altista laitetta kovalle iskuille välttääksesi lampun vaurioitumisen riskin.

•Pidä LED-valohoitomaski poissa KUUMILTA pinnoilta. Tarvittaessa ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua lääketieteellisen laitteen asentamiseen, käyttöön tai huoltoon tai ilmoittaaksesi odottamattomasta toiminnasta tai tapahtumista.

- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia, jos maski, kaukosäädin tai USB Type-C -latauskaapeli on millään tavalla vahingoittunut. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä, tulipalon, palovammojen tai muiden vaarojen riskin välttämiseksi.
- Kun otat laitteen pois minimi-/maksimisäilytyslämpötilasta, on suositeltavaa antaa sen palautua 2 tuntia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan valoon tai suuntaa valoa silmiin käytön aikana.
- ÄLÄ käytä LED-valohoitomaskia langatonta tekniikkaa käyttävien laitteiden läheisyydessä.

Ihohoitotuotteiden käyttökiellot

Ennen maskin käyttöä älä käytä kasvoilla tuotteita, jotka sisältävät:

- A-vitamiinia tai sen johdannaisia (kuten retinoli, retinal).
- Hapoja (kuten glykoli-, manteli- tai korkeapitoinen salisyylihappo).
- Korkeapitoista alkoholia, monimutkaisia tuoksuaaineita tai keinotekoisia väriaineita.

Suosittelut käyttötapat: Puhdista iho perusteellisesti ennen käyttöä. Valohoidon jälkeen voit käyttää lievää kosteus- tai korjaavahoitoa.

Ikäraja: Tuote sopii 18 vuotta täyttäneille.

Käyttökieltoryhmät:

- Avoimet haavat, ekseema, dermatitti, aktiivinen ruusufofini, vakava akne tai muut aktiiviset ihosairaudet.
- Valoherkkyys tai fotosensitiivisten lääkkeiden käyttö.
- Raskaana/imetysvaiheessa olevat sekä lapset.
- Sähköiset tai metalliset implantit kasvoissa/päässä.
- Äskettäiset laserhoidot, kemiallinen pilingi tai mikroneulaus (odota 1 kk).
- Epäilyissä: Konsultoi lääkäriä.

Käyttöohjeet:

- Maskin tulee istua tiiviisti ihoa vasten. Älä käytä piilolinssijä.
- Suosittelemme päivittäistä aurinkosuojaa hoidon aikana.
- Lopeta käyttö epä mukavuuden sattuessa. Ota yhteyttä dermatologiin, jos oireet jatkuvat.

Vastuuvapaus:

Kotikäyttöön tarkoitettu laite - ei korvaa ammattilaishoitoa.


Turvallisuustoimenpiteet

- Tämä laite sisältää silikonista, muovikomponentteja ja tarranauhamaateriaaleja. Henkilöiden, joilla on tunnettu allergia jotakin näistä materiaaleista kohtaan, tulee lopettaa laitteen käyttö ja kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.
- Tämä laite on varustettu muistitoiminnolla. Se palauttaa automaattisesti viimeksi käytetyn hoitotilan, tehotason ja hoitoajan aina, kun laite kytketään päälle.
- LED-valohoitomaskia ei voi käyttää lataustilassa.
- Puhdista kasvonaamari ennen jokaista käyttöä, kun laite on kytketty pois päältä.
- ÄLÄ käytä muita puhdistustuotteita kuin puhdistusohjeissa mainittuja. Muiden puhdistustuotteiden käyttö voi vaurioittaa LED-valohoitomaskia.
- Säilytä LED-valohoitomaski huoneenlämpöisessä, kuivissa olosuhteissa, suorasta auringonvalosta suojattuna.
- Kun otat laitteen pois minimi-/maksimisäilytyslämpötilasta, on suositeltavaa antaa sen palautua 2 tuntia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan valoon tai suuntaa valoa silmiin käytön aikana.

Sähköturvallisuus

- ÄLÄ vahingoita, muokkaa, taivuta, väännä tai kuumenna USB Type-C -latauskaapelia. Vaurioitunut latauskaapeli voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.
- ÄLÄ aseta tai käytä laitetta veden tai nesteiden lähellä. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Tämä tuote käyttää magneettista, irrotettavaa akkupakkausta. Lataa akkupaketti täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua, tähän laitteeseen tarkoitettua akkupakettia.
- ÄLÄ yritä avata, muokata, vaihtaa tai käyttää hyväksymättömiä akkupaketteja, sillä virheellinen käsittely voi johtaa ylikuumenemiseen, vuotamiseen tai räjähdykseen.
- ÄLÄ hävitä akkua satunnaisesti, noudata paikallisia jätteenkäsittelyohjeita akkua hävitettäessä.
- Käytä vain DC 5V=1 A lataussovitinta laitteen lataamiseen (enimmäislähtöteho 3,5 W).
- ÄLÄ käytä tuntemattomien valmistajien heikkolaatuisia latureita tai latureita, joiden lähtöteho ylittää 30 W, sillä ne voivat aiheuttaa ylikuumenemista tai vaurioittaa tuotetta. Maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi suositellaan käyttämään lataussovitinta, joka täyttää standardin IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 vaatimukset ja jonka nimellisarvot ovat: Tulojännite: 100-240VAC Lähtö: DC 5V=1,0 A.

FI Tuotteen yleiskuvaus



- | | |
|---|---|
| 1 Kytkeminen päälle/pois | 5 Tehotason painike:
Taso I (Matala)
Taso II (Keskitaso)
Taso III (Korkea) |
| 2 Akun merkkivalo
4 vihreää valoa: 100 % lataus (täysin ladattu)
3 vihreää valoa: 75 % jäljellä
2 vihreää valoa: 50 % jäljellä
1 vihreä valo: 25 % akkua jäljellä
Vilkkuva punainen valo: <10 %: akku vähissä | 6 Virtapainike ja hoitotilojen valintapainike:
Tilat 1: Nuorentava
Tilat 2: Kirkastava
Tilat 3: Tasapainottava
Tilat 4: Rauhoittava
Tilat 5: Palauttava |
| 3 LCD-näyttö hoitotilan, tehon ja ajastimen tarkistamiseen | 7 C-tyyppin latausportti |
| 4 Ajastimen asetuspainike
5 min/10 min/15 min | |



Tuotteeseen on merkitty: Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.

Kaikki tämän käyttöoppaan tuotekuvat, lisävarusteet ja käyttöliittymäkuvitukset ovat vain viitteellisiä. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kuvituksesta. Katso lisätietoja tuotteesta.

Aloittaminen

Laitteen valmistelu:

LED-valohoitomaskin käyttöönotto on yksinkertaista.

1. Pura laite ja kaikki mukana olevat lisävarusteet pakkauksesta.
2. Tässä tuotteessa käytetään kahta magneettista, irrotettavaa akkua (kumpikin 1000mAh, yhteensä 2000mAh). Ennen ensimmäistä käyttöä lataa molemmat akut ja kaukosäädin täyteen. Katso lisätietoja Latausohjeet-kohdasta.


Valoherkkyyskoe

Noudata näitä ohjeita selvittääksesi, oletko herkkä valolle:

1. Paina LED-maskin virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Käytä kaukosäädintä laitteen kytkemiseen päälle/pois ja valitse hoitotila (väri).
2. Aseta laite kyynärvarren alueelle ja pidä se ihokosketuksessa koko kolmen minuutin hoitojakson ajan.
3. Paina "Hoitotilojen valintapainiketta" uudelleen valitaksesi toisen hoitotilan (värin) toista kolmen minuutin hoitoa varten samalla kyynärvarren alueella.
4. Odota 24 tuntia. Sinun ei pitäisi kokea mitään haitallisia reaktioita seuraavan 24 tunnin aikana.
5. Haitallinen reaktio on kipua tai epämukavuutta hoitoalueilla tai pitkittynyttä ihon punoitusta.


Latausohjeet (akut & kaukosäädin)

Tämä laite on varustettu kahdella irrotettavalla 1000 mAh:n akkupaketilla ja 280 mAh:n langattomalla kaukosäätimellä. Noudata alla olevia ohjeita ennen ensimmäistä käyttöä:



Akkupakkausten lataaminen

- Poista akku maskista ennen lataamista.
- Jokaisen akun täyteen lataaminen kestää enintään 2 tuntia.
- Latausaika voi vaihdella jäljellä olevan akun varauksen mukaan.



Kaukosäätimen lataaminen

- Langaton kaukosäädin sisältää 280 mAh:n ladattavan akun.
- Enimmäislatausaika on enintään 2 tuntia.
- Latausaika voi vaihdella jäljellä olevan akun varauksen mukaan.

Litiumakun huoltovinkkejä:

- Vältä akun tyhjentämistä kokonaan ennen uudelleenlatausta.
- Vältä akun yllilatausta ja pyri rajoittamaan latausaika enintään 8 tuntiin.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata akku vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Valmistelu



1. Pese kasvot puhtaiksi. (Jos sinulla on meikkiä, puhdista kasvot puhdistusvaahdolla.)
2. Laitetta voi käyttää sekä päivällä että yöllä. Voit sovittaa sen nykyiseen ihonhoitorutiiniisi ihon puhdistuksen ja/tai kuorinnan jälkeen.
3. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.



1. Paina lyhyesti LED-maskin painiketta kytkeäksesi virran päälle. (Käytettävissä, kun vihreä valo vilkkuu)
2. Säädä hiuspantaa sopivaksi ja aseta se niin, että LED-maskin sisäpuoli on kasvojasi vasten.

Vinkkejä pannan säätämiseen:

1. Istuessa tai seistessä asennon tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän painetta silmäkuoppaan, jotta silikoninen silmätyyny asettuu oikein ja panta pitää tuotteen paikallaan.
2. Jos tunnet, että silikoninen silmätyyny aiheuttaa liikaa painetta silmäkuoppaan, löysää pantaa molemmilta puolilta.
3. Jos silikoninen silmätyyny ei istu silmäalueelle ja valoa pääsee silmätyynyn ja silmäkuopan välisestä raosta, kiristä pantaa molemmilta puolilta.
4. Jos tunnet, että maski valuu alaspäin eikä pysy oikeassa asennossa kasvoillasi, kiristä pantaa.
5. Valitse haluamasi tila kaukosäätimen painikkeilla.
6. Jos tunnet olosi epämukavaksi laitetta käyttäessäsi, voit yrittää säätää hihnaa tai ottaa sen pois, kunnes olosi paranee.
7. Laite sammuu automaattisesti, kun valittu tila ja vastaava aika ovat päättyneet.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Pidä kaukosäädin korkeintaan 2 m:n etäisyydellä LED-maskista.
- Älä käsittele tuotetta väkivaltaisesti sitä käyttäessäsi.
- Kun käytät tuotetta, rentoudu mukavassa asennossa sohvalla tai sängyllä.

Kaukosäädin

1. Liitä mukana toimitettu latauskaapeli kaukosäätimen Type-C-porttiin.
2. Kytke kaapelin USB-pää 5V 1A-virtasovittimeen latausta varten.
3. Vilkkuva "88" näytöllä: Lataus käynnissä: kiinteä "88" näytöllä. Täyteen ladattu: irrota latauskaapeli ennen käyttöä.
4. Kun kaukosäätimen pariston virta on vähissä, "88"-näyttö vilkkuu, kunnes näyttö sammuu.

Koska LED-maski käyttää radiotaajuuskaukosäädintä (kaukosäädin lähettää radiotaajuussignaaleja, jotka pääyksikkö vastaanottaa), kaukosäädin on yhdistettävä LED-maskiin ensimmäisellä käyttökerralla. Parituksen vaiheet ovat seuraavat: Paina ja pidä LED-maskin virtapainiketta 5 sekunnin ajan siirtyäksesi paritustilaan. Maskin merkkivalo vaihtuu vihreästä punaiseksi ja vilkkuu sitten nopeasti vihreän ja punaisen välillä.

Paina ja pidä kaukosäätimen virtapainiketta kolme sekuntia laittaaksesi sen päälle. Jatkuva piippaus ja tasainen vihreä valolindikaattori vahvistavat onnistuneen pariliitoksen.

Huomautus:

Jos kaukosäädintä ja LED-maskia ei saada paritettua 10 sekunnin kuluessa, LED-maski poistuu paritustilasta. Jos mitään toimenpiteitä ei suoriteta 30 sekunnin kuluessa, kaukosäädin siirtyy virransäätötilaan ja näyttö sammuu. Käyttäjän on painettava kaukosäätimen painiketta lyhyesti aktivoidakseen kaukosäätimen uudelleen. LED-maski ja kaukosäädin paritetaan etukäteen ennen toimitusta. Jos laitteita ei ole paritettu, käyttäjät voivat suorittaa parituksen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Hoitotilan valinta

Paina PÄÄLLE/POIS- ja hoitotilan valintapainiketta (joka sisältää sekä virtapainikkeen että hoitotilan valintatoiminnon) valitaksesi seuraavista hoitotiloista:

Tila 1: Nuorentava Punainen valo 630 nm + lähinfrapunavalo 850 nm

Hyödyt:

Kohdistuu ikääntymisen merkkeihin stimuloimalla kollageenin tuotantoa, parantamalla ihon elastisuutta ja edistämällä solujen korjaantumista. Tämä tila auttaa palauttamaan ihosta sileämmän, kiinteämmän ja hehkuvamman, jolloin iho näyttää nuorentuneelta ja elinvoimaiselta.

Tila 2: Kirkastava Keltainen valo 590 nm

Hyödyt:

Se auttaa kirkastamaan ja palauttamaan elinvoimaisen, tasaisen ihonsävyyn ja antaa iholle virkistyneen, nuorekkaan hehkun. Se auttaa kirkastamaan ja palauttamaan elinvoimaisen, tasanävyisen ihon, edistäen virkistynyttä ja nuorekasta hehkuä.

Tila 3: Tasapainottava Vihreä valo 530 nm

Hyödyt:

Rauhoittaa ja tasapainottaa herkkää tai stressaantunutta ihoa, vähentää punoitusta ja edistää tasaista ihonsävyä. Tämä tila antaa luonnollisen tasapainoisen ja virkistyneen ulkonäön ja on ihanteellinen reaktiiviselle tai herkälle iholle.

Tila 4: Rauhoittava Sininen valo 465 nm

Hyödyt:

Tätä tilaa käytetään usein kauneus- ja ihonhoitorutiineissa, ja se auttaa rauhoittamaan näkyvän punoituksen ilmettä, vähentämään rasvaisen ihon vaikutelmaa ja tukemaan puhtaamman näköistä ihoa. Se auttaa pitämään ihon raikkaan ja tasapainoisen tuntuksena, mikä edistää terveemmän ja hienostuneemman näköistä ihoa.

Tila 5: Palauttava Täyden spektrin tila: Keltainen 590 nm + vihreä 530 nm + punainen 630 nm + NIR 850 nm

Hyödyt:

Tämä monivalohoitotila tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisiin ihonhoito-ongelmiin, kuten ikääntymisen merkkeihin, ihon kirkastamiseen, pigmenttiläiskien vähentämiseen ja yleiseen ihon selkeyttämiseen. Eri aallonpituuksien yhdistelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen hoidon ihon nuorentamiseen, ihonsävyyn tasoittamiseen, tummien pisteiden häivyttämiseen

ja ihon rakenteen parantamiseen. Sopii erinomaisesti päivittäiseen, kaikki yhdessä -kasvojenhoitoon, tuottaen sekä korjaavia että ennaltaehkäiseviä hyötyjä nuorekkaalle, hehkuvälle iholle.

Tehotasot

Paina tehotason säätöpainiketta valitaksesi tehon:

Taso I (Matala)

Taso II (Keskitaso)

Taso III (Korkea)

Ajastimen asetukset

Valitse ajastin painamalla ajastinpainiketta:

5 min → 10 min → 15 min

Muistitoiminto

Ensimmäisellä käyttökerralla maski käynnistyy oletusasetuksella Tila 1: Nuorentava, tehotaso III (korkea) ja Ajastin 10 minuuttia.

Jokaisen käytön jälkeen maski muistaa viimeksi käytetyn hoitotilan, tehon ja ajastinasetukset.

Huomautukset

Ominaisuus Kuvaus

Virran kytkeminen ja katkaiseminen	Paina ON/OFF-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia siirtyäksesi valmiustilaan (merkkivalo muuttuu vihreäksi).
Hoitotilojen vaihtaminen	Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta vaihtaaksesi Hoitotilat: Uudistava → Kirkastava → Tasapainottava → Rauhoittava → Palauttava.
Intensiteettiasetukset	Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta vaihtaaksesi intensiteettiä: Matala → Keskitaso → Korkea.
Ajastimen asetukset	Valmiustilassa paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta valitaksesi ajastimen: 5 min → 10 min → 15 min.
Automaattinen sammutus	1. Valmiustilassa maski sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä 10 minuuttiin. 2. Maski voidaan sammuttaa painamalla siinä olevaa painiketta. 3. Maski sammuu automaattisesti, kun hoitoaika päättyy.
Muistitoiminto	Maski muistaa viimeksi käytetyn hoitotilan, voimakkuuden ja ajastinasetukset ja palauttaa nämä asetukset, kun laite käynnistetään uudelleen.

Lisäohjeet

Paina ja pidä painettuna LED-maskin "Power"-painiketta siirtyäksesi valmiustilaan (merkkivalo muuttuu vihreäksi). Valmiustilassa käyttäjä voi painaa lyhyesti kaukosäätimen painiketta valitakseen hoitotilan, ajastimen ja voimakkuuden. Nämä tilat vaihtuvat järjestyksessä. Valmiustilassa, jos mitään toimenpiteitä ei tehdä 10 minuutin kuluessa, LED-maski sammuu automaattisesti. Valmiustilassa maski voidaan sammuttaa myös painamalla LED-maskin painiketta. LED-maski sammuu automaattisesti hoitoajan päättyttyä.

1. Säilytä LED-valohoitomaski huonelämpötilassa kuivissa olosuhteissa. Käytä mukana toimitettua kantolaukkuja.
2. Vältä LED-valohoitomaskin säilyttämistä pölyisissä olosuhteissa, suorassa auringonvalossa tai kosteissa ja märissä olosuhteissa.
3. LED-valohoitomaskissa ei ole huollettavia osia.
4. Ennen jokaista käyttöä, kun laite on kytketty pois päältä, puhdista kasvomaski alla olevien puhdistusohjeiden mukaisesti.
5. Vältä silikonimaskin liiallista taivuttamista tai vääntämistä.
6. Älä levitä kosmetiikkaa suoraan maskin pinnalle.
7. Pidä tuote erillään öljyistä, voiteista ja hajusteista.

LED-valohoitomaskin puhdistus

1. Maskin runko on valmistettu silikonista. Pyyhi pinta jokaisen käytön jälkeen varovasti puhtaalla vedellä kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
2. Puhdista tarvittaessa miedolla, alkoholittomalla ja hajusteettomalla, vedellä laimennetulla neutraalilla saippualla.

Hävittäminen

ÄLÄ hävitä LED-valohoitomaskin mitään osaa kotitalousjätteen mukana.

LED-valohoitomaski ja kaukosäädin sisältävät litiumionipolymeeriakun. Ympäristönsuojelun vuoksi pakkaa ja palauta tämä laite valmistajalle tai heidän edustajalleen käyttöiän päätyttyä tai hävitä laite turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Yleiset toimintahäiriöt ja ratkaisut

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäätimen näyttö ei syty, eikä maskia voi ohjata.	Tarkista, onko kaukosäätimessä virtaa. Jos akku on tyhjä, lataa kaukosäädin mukana toimitetulla latauskaapelilla ja 5V 1A -sovittimella. Jos kaukosäädin ei toimi lataamisen jälkeenkään, ota meihin yhteyttä korvaavan laitteen saamiseksi.
Maskin käynnistämisen jälkeen kaukosäätimen näyttö syttyy, mutta maskia ei voi ohjata.	Nollaa sekä kaukosäädin että maski. Laiteparin muodostamisen ohjeet: a. Pidä maskin painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Merkkivalo näyttää ensin vihreän valon ja sitten vilkkuvan punaisen valon, mikä osoittaa, että laite on siirtynyt paritustilaan. b. Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta parituksen viimeistelemiseksi.
Maskia ei voi ladata.	a. Vaihda latauskaapeli. Jos kyseessä on todella latauskaapelin ongelma, voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi uuden latauskaapelin. Jos ongelmaa ei vieläkään saada ratkaistua, ota yhteyttä meihin laitteen vaihtamiseksi. b. Tarkista, onko verkkovirtalähde, johon laite on kytketty, toiminnassa, tai vastaako laitteessa ilmoitettu jännite paikallista verkkojännitettä.

Tuotenimi	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Malli	AB01A
Akun tekniset tiedot	Maskin akkupakkaukset •Tyyppi: 3.7V/1000 mAh litiumpolymeeriakku (akkua kohden) •Määrä: 2 irrotettavaa akkupakkausta (kokonaiskapasiteetti: 2000 mAh)
Tuotteen mitat	Maski: 634 x 233,8 x 5,5 mm Kaukosäädin: 133,6 x 42,3 x 19 mm
Kaukosäädin	Tyyppi: 3.7V/280 mAh litiumpolymeeriakku
Nettopaino	Maski: Noin 338 g Kaukosäädin: Noin 72 g
Adapterin lähtö	5 V=1 A
Käyttöaika	•Yksi täyteen ladattu akkupaketti: Jopa 60 minuuttia •Kaksi akkupakettia (yhdistetty käyttö): Yhteensä jopa 120 minuuttia
Latausaika	•Yksi akku: Jopa 2 tuntia •Kaksi akkua (ladataan erikseen): Yhteensä jopa 4 tuntia •Kaukosäädin: Jopa 2 tuntia

Advarsel

For å forhindre elektrisk støt, brann eller andre ulykker, les denne brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Før du bruker LED-lysbehandlingsmasken, må du utføre en sensitivitetstest (se avsnittet om lysømfintlighetstest). IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis du er sensitiv for LED-lysbehandlingsmasken. Denne enheten er beregnet for bruk i hjemmehelsemiljø, pasienten kan være en tiltenkt operatør.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken på noen annen måte enn det som er nøyaktig spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av LED-lysbehandlingsmasken på andre måter enn det som er nøyaktig spesifisert i denne bruksanvisningen har ikke blitt testet, og risikoen er ukjent. Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruken av utstyret for å unngå risiko for brann eller forbrenninger.
- Slå AV og fjern LED-lysbehandlingsmasken umiddelbart hvis enheten føles varm eller hvis huden din blir ubehagelig varm.
- Dette produktet er trådløst under bruk. En ladekabel skal kun kobles til når enheten lades.
- Under lading kan kablen utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og ladekabelen utilgjengelig for barn til enhver tid.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken uten først å fjerne sminke FØR behandling. Noen ingredienser i disse produktene kan forårsake lyssensibilisering eller kan redusere effekten av behandlingen. Hvis du bruker LED-lysbehandlingsmasken uten å fjerne disse produktene, kan du forårsake en hudreaksjon, eller du kan redusere effekten av behandlingen. Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av barn. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med utstyret for å unngå risiko for brann og forbrenninger.
- Bruk ALDRI LED-lysbehandlingsmasken i nærheten av vann eller hvor vann kan søles på utstyret. IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis du tror den har kommet i kontakt med vann. Ikke utsett utstyret for kraftige støt for å unngå risiko for skade på lampen.
- Hold LED-lysbehandlingsmasken unna VARME overflater. Kontakt produsenten om nødvendig for hjelp med oppsett, bruk eller vedlikehold av ME-UTSTYRET, eller for å rapportere om uventet drift eller hendelser.

- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken hvis masken, fjernkontrollen eller USB Type-C-ladekabelen er skadet på noen måte. Ikke la enheten være uten tilsyn når den er slått på for å unngå risiko for brann, forbrenninger eller andre farer.
- Når enheten fjernes fra minimum/maksimum lagringstemperatur, anbefales det å la den tilpasse seg i 2 timer før bruk.
- Ikke se direkte på eller rett lyset mot øynene under bruk.
- IKKE bruk LED-lysbehandlingsmasken i nærheten av enheter med trådløs teknologi.

Forholdsregler

Ikke bruk produkter med disse ingrediensene før behandling:

- A-vitamin/derivater (retinol, retinal)
- Syrer (f.eks. glykolsyre, salisylsyre)
- Høykonsentrert alkohol, sterke duft-/fargestoffer

Anbefalt bruk: Rens huden først. Etter lysbehandling kan mild fukt- eller reparerende pleie brukes.

Aldersgruppe: 18+ år.

Bør ikke brukes ved:

- Åpne sår, eksem, dermatitt, aktiv rosacea/alvorlig akne
- Lysømfintlighet eller bruk av fotosensitive medisiner
- Graviditet/amming, eller for barn
- Elektroniske/metalliske implantater i ansiktet/hodet
- Nylig laser, peeling eller mikronåling (vent 1 mnd)
- Ved tvil: Konsulter lege

Viktige bruksråd:

- Masken må sitte tett mot huden. Ikke bruk kontaktlinser.
- Bruk solkrem daglig. Stopp ved ubehag. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Merk:


Dette er et hjemmeapparat og erstatter ikke profesjonell medisinsk behandling.

Forholdsregler

- Denne enheten inneholder silikon, plastkomponenter og borrelåsmaterialer. Personer med kjent allergi mot noen av disse materialene bør avslutte bruken og konsultere helsepersonell.
- Denne enheten er utstyrt med en minnefunksjon. Det husker automatisk sist brukte behandlingsmodus, intensitetsnivå og behandlingstid hver gang enheten slås på.
- LED-lysbehandlingsmasken kan ikke brukes i lademodus.
- Før hver bruk, med enheten slått av, rengjør ansiktsmasken.
- IKKE bruk andre rengjøringsprodukter enn de som er angitt i rengjøringsinstruksjonene. Bruk av andre rengjøringsprodukter kan skade LED-lysbehandlingsmasken.
- Oppbevar LED-lysbehandlingsmasken ved romtemperatur i tørre omgivelser, unna direkte sollys.
- Når enheten fjernes fra minimum/maksimum lagringstemperatur, anbefales det å la produktet tilpasse seg i 2 timer før bruk.
- Ikke se direkte på eller rett lyset mot øynene under bruk.

Elektrisk sikkerhet

- IKKE skad, modifier, bøy, vri eller varm opp USB Type-C-ladekabelen. En skadet ladekabel kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- IKKE plasser eller bruk enheten i nærheten av vann eller væsker. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Dette produktet bruker en magnetisk, avtakbar batteripakke. Lad batteripakken helt opp før du bruker enheten for første gang.
- Bruk kun den angitte batteripakken som følger med enheten.
- IKKE forsøk å åpne, modifisere, erstatte eller bruke batteripakker som ikke er godkjent, da feil håndtering kan føre til overoppheting, lekkasje eller eksplosjon.
- IKKE kast batteriet tilfeldig, følg dine lokale avfallsprosedyrer når du kaster det.
- Bruk kun en DC 5 V=1 A ladeadapter for å lade denne enheten (maksimal utgangseffekt 3,5 W).
- IKKE bruk ladere av ukjent opprinnelse, dårlig kvalitet, eller med en utgangseffekt som overstiger 30 W, da dette kan forårsake overoppheting eller skade på produktet. For maksimal sikkerhet anbefales det å bruke en ladeadapter som overholder IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, med følgende spesifikasjoner: Inngang: 100-240 VAC utgang: DC 5 V=1,0 A.



- | | |
|---|--|
| <p>1 Slå på/av</p> <p>2 Batteri-indikator:
4 grønne lys: 100 % ladet
(fullt oppladet)
3 grønne lys: 75 % gjenstår
2 grønne lys: 50 % gjenstår
1 grønt lys: 25 % gjenstår
Blinkende rødt lys: <10 % lavt
batterinivå</p> <p>3 LCD for å sjekke valgt
modus/intensitet/timer</p> <p>4 Timerinnstillingsknapp
5 minutter/10 minutter/
15 minutter</p> | <p>5 Intensitetsnivåknapp:
Nivå I (Lav)
Nivå II (Middels)
Nivå III (Høy)</p> <p>6 På/av og
behandlingsmoduser-
valgknapp:
Moduser 1: Foryngelse
Moduser 2: Lysne
Moduser 3: Balanse
Moduser 4: Berolige
Moduser 5: Gjenopprett</p> <p>7 Type-C port</p> |
|---|--|



Produktet er merket med «Ikke bruk dette produktet i badekaret eller dusjen».

Alle produktbilder, tilbehør og illustrasjoner av brukergrensesnitt i denne håndboken er kun for referanse. På grunn av oppdateringer og oppgraderinger av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra illustrasjonene. Se det faktiske produktet.

Enhetsoppsett

Det er enkelt å komme i gang med LED-lysbehandlingsmasken din.

1. Pakk ut enheten og alt tilbehør som følger med.
2. Dette produktet bruker to magnetiske, avtakbare batteripakker (hver på 1 000 mAh, totalt 2 000 mAh). Før første gangs bruk, lad begge batteripakkene og fjernkontrollen helt opp. Se Ladeinstruksjoner for detaljer.


Lysfølsomhetstest

Følg disse instruksjonene for å se om du er følsom for lys:

1. Trykk på strømknappen på LED-masken for å starte enheten. Bruk fjernkontrollen til å slå enheten til på/av og for å velge mellom de tilgjengelige behandlingsmodusene (farge).
2. Plasser enheten på en del av underarmen, og oppretthold kontakt gjennom hele tre-minutters behandlingssyklusen.
3. Trykk på «behandlingsmoduser-valgknapp» igjen for å velge en annen behandlingsmodus (farge) for enda en tre-minutters behandling på samme underarmsområde.
4. Vent i 24 timer. Du bør IKKE oppleve noen negative reaksjoner i løpet av de neste 24 timene.
5. En negativ reaksjon er smerte eller ubehag i behandlingsområdene eller langvarig rødhet i huden.


Ladeinstruksjoner (Batteripakker og fjernkontroll)

Denne enheten er utstyrt med to avtakbare batteripakker på 1 000 mAh og en trådløs fjernkontroll (280 mAh). Følg instruksjonene nedenfor før første gangs bruk:



Lading av batteripakkene

- Fjern batteripakken fra masken før lading.
- Hver batteripakke krever opptil 2 timer for å nå full lading.
- Ladetiden kan variere avhengig av gjenværende batterinivå.



Lading av fjernkontrollen

- Den trådløse fjernkontrollen inkluderer et oppladbart batteri på 280 mAh.
- Maksimal ladetid er opptil 2 timer.
- Ladetiden kan variere avhengig av gjenværende batterinivå.

Vedlikeholdstips for litiumbatteri:

- Unngå å tømme batteriet helt før du lader det opp igjen.
- Unngå overlading av batteriet og prøv å begrense ladetiden til maksimalt 8 timer.
- Hvis enheten ikke brukes i en lengre periode, anbefales det å lade batteriet minst én gang hver tredje måned.

Forberedelse



1. Vask ansiktet rent. (Hvis du har sminke, rengjør med renseskum.)
2. Den kan brukes både dag og natt. Du kan tilpasse den til din nåværende hudpleierutine etter at du har renset og/eller eksfoliert huden din.
3. Sørg for å lade batteriet helt opp før bruk.



1. Trykk kort på knappen på LED-masken for å slå på strømmen. (Tilgjengelig når den blinker grønt)
2. Etter å ha justert hårbåndet moderat, ta det på slik at den indre siden av LED-masken er mot ansiktet.

Tips for justering av hodebåndet:

1. Når du sitter eller står, bør korrekt tilstand være minimalt trykk på øyehulen, slik at silikonøyeputen passer til øyehulen, med hodebåndet som holder produktet på plass.
2. Hvis du føler at silikonøyeputen utøver for mye trykk på øyehulen, løsne hodebåndet på begge sider.
3. Hvis silikonøyeputen ikke passer til øyeområdet og lys kan komme inn gjennom åpningen mellom øyeputen og øyehulen, stram hodebåndet på begge sider.
4. Hvis du føler at masken sklir ned og ikke kan holde riktig posisjon på ansiktet ditt, stram hodebåndet.
5. Velg ønsket modus ved hjelp av knappene på fjernkontrollen.
6. Hvis du føler ubehag mens du bruker enheten, kan du prøve å justere stroppen eller ta den av inntil du føler deg bedre.
7. Produktet vil slås av automatisk når den innstilte modusen og den tilsvarende tiden er fullført.

Forsiktighetsregler for bruk

- Flytt fjernkontrollen innen 2 m fra LED-masken.
- Ikke opptre voldelig når du bruker produktet.
- Når du bruker produktet, slapp av i en komfortabel stilling på sofaen eller sengen.

Fjernkontroll

1. Koble Type-C-porten på fjernkontrollen ved hjelp av den medfølgende ladekabelen.
2. Sett USB-enden av kabelen inn i en 5V 1A-strømadapter for å lade.
3. Blinkende «88» display: Lading pågår fast «88» display: Fulladet Koble fra ladekabelen før bruk.
4. Når batteriet i fjernkontrollen er lavt, blinker «88»-displayet til skjermen slår seg av.

Siden LED-masken bruker en radiofrekvens fjernkontroll (fjernkontrollen sender radiofrekvens-signaler som hovedenheten mottar), må brukere pare fjernkontrollen med LED-masken når de bruker den for første gang. Sammenkoblingssteagene er som følger: Trykk og hold av/på-knappen på LED-masken i 5 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Maskens indikatorlys skifter fra grønn til rød og deretter blinke raskt mellom grønn og rød.

Hold inne fjernkontrollens strømbryter i 3 sekunder for å slå den på. En kontinuerlig pipelyd og et stabilt grønt indikatorlys bekrefter vellykket paring.

Merknader:

Hvis fjernkontrollen og LED-masken ikke klarer å parre seg innen 10 sekunder, vil LED-masken avslutte sammenkoblingsmodus.

Hvis ingen handling utføres innen 30 sekunder, vil fjernkontrollen gå inn i sammenkoblingsmodus, og skjermen vil slå seg av. Brukeren må trykke kort på fjernkontrollknappen for å reaktivere fjernkontrollen. LED-masken og fjernkontrollen vil være forhåndsparede før forsendelse. Hvis de ikke er paret, kan brukere følge trinnene ovenfor for å fullføre sammenkoblingen.

Valg av behandlingsmodus

Trykk på PÅ/AV og behandlingsmoduser-valgknappen (som inkluderer både strømknappen og funksjon for valg av behandlingsmodus) for å velge mellom følgende behandlingsmoduser:

Modus 1: Foryngelse Rødt lys 630 nm + nær-infrarødt lys 850 nm

Fordeler:

Behandler tegn på hudaldring ved å stimulere kollagenproduksjon, forbedre hudens elastisitet og fremme cellereparasjon. Denne modusen bidrar til å gjenopprette en glattere, fastere og mer strålende hudfarge, og etterlater huden med et forynget og ungdommelig utseende.

Modus 2: Lysne Gult lys 590 nm

Fordeler:

Beroligende og revitaliserende for huden, gir eksepsjonelle fordelene ved restitusjon etter soleksponering eller tretthet. Den hjelper med å lysne og gjenopprette en strålende, jevn hudtone, og fremmer en forfrisket og ungdommelig glød.

Modus 3: Balanse Grønt lys 530 nm

Fordeler:

Roer og balanserer sensitiv eller stresset hud, reduserer rødhet og fremmer en jevn hudtone. Denne modusen gir et naturlig balansert og friskt utseende, ideelt for de med reaktiv eller sensitiv hud.

Modus 4: Berolige Blått lys 465 nm

Fordeler:

Ofte brukt i skjønnhets- og hudpleierutiner, bidrar denne modusen til å lindre synlig rødhet, redusere inntrykket av oljete hud, og støtte et klarere utseende på huden. Den hjelper med å holde huden frisk og balansert, og bidrar til en sunnere og mer raffinert hud.

Modus 5: Gjenopprett Fullspektrum-modus: Gul 590 nm + Grønn 530 nm + Rød 630 nm + NIR 850 nm

Fordeler:

Denne multi-lysterapi-modusen tilbyr en omfattende tilnærming til ulike hudpleieproblemer, som anti-aldring, hudoppløsning, reduksjon av pigmentering og generell hudforbedring. Kombinasjonen av forskjellige bølgelengder gir en helhetlig behandling for å forynge huden, jevne ut hudtonen, redusere mørke flekker og forbedre hudteksturen. Ideell for daglig, alt-i-ett ansiktspleie, gir den både gjenoppbyggende og forebyggende fordeler for en ungdommelig, strålende hudfarge.

Intensitetsnivåer

Trykk på intensitetsnivå-knappen for å velge intensitet:

Nivå I (Lav)

Nivå II (Medium)

Nivå III (Høy)

Timer-innstillinger

Trykk på Timer-knappen for å velge tidsuret:

·5 minutter

·10 minutter

·15 minutter

Minnefunksjon

Ved første gangs bruk er masken som standard Modus 1: Foryngelse, intensitetsnivå III (Høy), og Timer 10 minutter. Etter hver bruk husker masken den sist brukte behandlingsmodusen, intensiteten og timerinnstillingene.

Merknader

Funksjon	Beskrivelse
Slå på/av	Trykk og hold PÅ/AV-knappen i 5 sekunder for å gå inn i hvilemodus (indikatorlyset blir grønt).
Skift behandlingsmodus	I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å veksle mellom behandlingsmoduser: Forynge → Lysne → Balansere → Berolige → Gjenoppbygge.
Intensitets-innstillinger	I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å bytte intensitet: Lav→Middels→Høy
Timer-innstillinger	I hvilemodus, trykk kort på fjernkontrollknappen for å velge timer: 5 minutter→10 minutter→15 minutter
Automatisk avslåing	1. I hvilemodus slår masken automatisk seg av etter 10 minutter uten aktivitet. 2. Masken kan slås av ved å trykke på knappen på masken. 3. Masken slås automatisk av når behandlingstiden er slutt.
Minnefunksjon	Masken husker sist brukte behandlingsmodus, intensitet og timerinnstillinger, og gjenoppretter disse innstillingene når den slås på igjen

Ytterligere instruksjoner

Trykk og hold inne «Av/På»-knappen på LED-masken for å gå til hvilemodus (indikatorlyset blir grønt).

I hvilemodus kan brukerne kort trykke på fjernkontrollknappen for å velge behandlingsmodus, timer og intensitet. Disse modusene byttes i rekkefølge.

I hvilemodus, hvis ingen handling utføres innen 10 minutter, slås LED-masken automatisk av.

I hvilemodus kan masken også slås av ved å trykke på knappen på LED-masken.

LED-masken slår automatisk seg av ved slutten av behandlingsvarigheten.

1. Oppbevar LED-lysbehandlingsmasken ved romtemperatur på et tørt sted. Bruk medfølgende bæreveske.
2. Unngå å oppbevare LED-lysbehandlingsmasken i støvete omgivelser, i direkte sollys eller i fuktige omgivelser.
3. LED-lysbehandlingsmasken inneholder ingen deler som kan repareres.
4. Før hver bruk, med enheten slått av, rengjør ansiktsmasken i henhold til rengjøringsinstruksjonene nedenfor.
5. Unngå å bøye eller vri silikonmasken for mye.
6. Ikke påfør kosmetikk direkte på maskens overflate.
7. Hold produktet unna oljer, kremer og parfymer.

Rengjøring av LED-lysbehandlingsmasken

1. Maskekroppen er laget av silikon. Etter hver bruk, tørk forsiktig overflaten med en myk, lofri klut fuktet med rent vann.
2. Rengjør om nødvendig med mild, alkoholfri, parfymefri nøytral såpe fortynnet med vann.

Avhending

IKKE kast noen del av LED-lysbehandlingsmasken i husholdningsavfall.

LED-lysbehandlingsmasken og fjernkontrollen inneholder et litium-ion polymer-batteri. For å beskytte miljøet, pakk og returner denne enheten til produsenten eller deres representant ved slutten av dens levetid, eller kast enheten på en trygg måte i henhold til lokale retningslinjer.

Problem	Løsning
Skjermen på fjernkontrollen lyser ikke, og masken kan ikke styres.	Kontroller om fjernkontrollen har strøm. Hvis batteriet er tomt, lad fjernkontrollen ved hjelp av den medfølgende ladekabelen og en 5V 1A-adapter. Hvis fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer etter lading, kontakt oss for å ordne en erstatning.
Etter at masken er slått på, lyser fjernkontrollskjermen, men masken kan ikke kontrolleres.	Tilbakestill både fjernkontrollen og masken. Sammenkoblingsinstruksjoner: a. Trykk på og hold maskens av/på-knapp i 5 sekunder. Indikatoren viser først et grønt lys og deretter et blinkende rødt lys, som signaliserer at enheten har gått inn i sammenkoblingsmodus. b. Trykk på PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen for å fullføre sammenkoblingsprosessen.
Masken kan ikke lades.	a. Bytt ut ladekabelen. Hvis det faktisk er et problem med ladekabelen, kan du kontakte oss for å få en erstatningskabel. Hvis problemet fortsatt ikke kan løses, vennligst kontakt oss for å få byttet enheten. b. Kontroller om ladeadapteren som enheten er koblet til er strømførende, eller om spenningen som er angitt på enheten samsvarer med den lokale nettspenningen.

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modell	AB01A
Batteri- spesifikasjoner	Maskens batteripakker •Type: 3,7 V / 1 000 mAh litiumpolymerbatteri (per batteripakke) •Antall: 2 avtakbare batteripakker (total kapasitet: 2 000 mAh)
Produktdimensjoner	Maske: 634 × 233,8 × 5,5 mm Fjernkontroll: 133,6 × 42,3 × 19 mm
Fjernkontroll	Type: 3,7 V / 280 mAh litium-polymer batteri
Nettovekt	Maske: Ca. 338 g Fjernkontroll: Ca. 72 g
Adapterutgang	5 V $\approx$ 1 A
Driftstid	•En fulladet batteripakke: Opptil 60 minutter •To batteripakker (kombinert bruk): Opptil 120 minutter totalt
Ladetid	•En batteripakke: Opptil 2 timer •To batteripakker (lades separat): Opptil 4 timer totalt •Fjernkontroll: Opptil 2 timer

Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou d'autres accidents, lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant usage et conservez-le pour référence ultérieure.

- Avant d'utiliser le masque de luminothérapie LED, vous devez effectuer un test de sensibilisation (voir section test de sensibilité à la lumière). N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si vous êtes sensible au masque de luminothérapie LED. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement de soins à domicile, le patient peut être un opérateur prévu.
- N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED d'une manière qui ne correspond pas exactement aux caractéristiques techniques de ce mode d'emploi. L'utilisation du masque de luminothérapie LED à des fins autres que celles spécifiées dans le présent mode d'emploi n'a pas été testée et les risques encourus sont inconnus. Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.
- Éteignez et retirez immédiatement le masque de luminothérapie LED si l'appareil devient chaud ou si votre peau devient inconfortablement chaude.
- Ce produit fonctionne sans fil pendant l'utilisation. Le câble de recharge est uniquement connecté pendant la recharge.
- Durant la charge, le câble peut présenter un risque d'étranglement. Gardez l'appareil et le câble de charge hors de portée des enfants à tout moment.
- N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED sans avoir d'abord retiré le maquillage AVANT le traitement. Certains ingrédients présents dans ces produits peuvent provoquer une sensibilisation à la lumière ou peuvent réduire l'efficacité du traitement. Si vous utilisez le masque de luminothérapie LED sans retirer ces produits, vous risquez de provoquer une réaction cutanée ou de réduire l'efficacité du traitement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.
- N'utilisez JAMAIS le masque de luminothérapie LED à proximité d'eau ou dans un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'équipement. N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si vous pensez qu'il est entré en contact avec de l'eau. Ne soumettez pas l'équipement à des chocs violents pour éviter tout risque d'endommagement de la lampe.
- Tenez le masque de luminothérapie LED à l'écart des surfaces CHAUDES. Si nécessaire, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'ÉQUIPEMENT ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus.
- N'utilisez PAS le masque de luminothérapie LED si le masque, le

contrôle à distance ou le câble de charge USB Type-C est endommagé de quelque manière que ce soit. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter les risques d'incendie, de brûlures ou d'autres dangers.

- Lorsque vous retirez le produit d'une température de stockage minimale/maximale, il est recommandé de le laisser reposer pendant 2 heures avant utilisation.

- Évitez de regarder directement ou d'éclairer les yeux pendant le fonctionnement.

- N'utilisez pas le masque de luminothérapie LED à proximité d'un appareil avec technologie sans fil.


Précautions d'utilisation

- Cet appareil contient des composants en silicone, en plastique et des matériaux à fermeture auto-agrippante. Les personnes présentant des allergies connues à l'un de ces matériaux doivent cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.
- Cet appareil est équipé d'une fonction mémoire. Il conserve automatiquement le dernier mode de traitement utilisé, le niveau d'intensité et la durée du traitement à chaque fois qu'il est mis sous tension.
- Le masque de luminothérapie LED ne peut pas être utilisé en mode de charge.
- Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez le masque facial.
- N'utilisez PAS d'autres produits de nettoyage que ceux indiqués dans les instructions de nettoyage. L'utilisation d'autres produits de nettoyage peut endommager le masque de luminothérapie LED.
- Conservez le masque de luminothérapie LED à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Lorsque vous retirez le produit d'une température de stockage minimale/maximale, il est recommandé de le laisser reposer pendant 2 heures avant utilisation.
- Évitez de regarder directement ou d'éclairer les yeux pendant le fonctionnement.

Sécurité électrique

- Vous ne devez en aucun cas endommager, modifier, plier, tordre ou chauffer le câble de recharge USB Type-C. Un câble de recharge endommagé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez PAS et n'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou de liquides. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ce produit utilise une batterie magnétique détachable. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Utilisez uniquement la batterie désignée fournie avec l'appareil.
- N'essayez PAS d'ouvrir, de modifier, de remplacer ou d'utiliser des batteries non approuvées, car une manipulation incorrecte peut entraîner une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- Ne jetez PAS la batterie de façon aléatoire : suivez votre procédure locale d'élimination lors de sa mise au rebut.
- Utilisez uniquement un courant continu de 5 V $\Rightarrow$ Adaptateur de charge 1 A pour recharger cet appareil (puissance de sortie maximale 3,5 W).
- N'utilisez pas de chargeurs d'origine inconnue, de mauvaise qualité ou avec une puissance de sortie supérieure à 30 W, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou endommager le produit. Pour une sécurité optimale, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de charge conforme à la norme IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, avec les caractéristiques suivantes : Entrée : 100-240 VAC Sortie : 5 V CC $\Rightarrow$ 1,0 A.

FR Présentation du produit



- | | |
|--|---|
| 1 Marche/arrêt | 5 Bouton des niveaux d'intensité :
Niveau I (Faible)
Niveau II (Moyen)
Niveau III (Élevé) |
| 2 Indicateur de batterie :
4 voyants verts : Charge à 100 % (complètement chargé)
3 voyants verts : 75 % restant
2 voyants verts : 50 % restant
1 voyant vert : 25 % restant
Voyant rouge clignotant : <10 % batterie faible | 6 Bouton Marche/Arrêt et sélection des modes de traitement :
Mode 1 : Rajeunir
Mode 2 : Éclaircir
Mode 3 : Équilibrer
Mode 4 : Apaiser
Mode 5 : Restaurer |
| 3 Écran LCD pour vérifier le mode de sélection/l'intensité/la minuterie | 7 Port type-C |
| 4 Bouton de réglage de la minuterie
5 min/10 min/15 min | |



Le corps du produit porte la mention « N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche ».

Toutes les images de produit, les accessoires et les illustrations de l'interface utilisateur dans ce manuel sont fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, celui-ci peut légèrement différer des illustrations. Reportez-vous au produit réel.

Configuration de l'appareil

Commencer à utiliser votre masque de luminothérapie LED est simple.

1. Déballez l'appareil et tous les accessoires inclus.
2. Ce produit utilise deux batteries détachables magnétiques (chacune de 1000 mAh, total 2000 mAh). Avant la première utilisation, chargez complètement les deux batteries et le contrôle à distance. Consultez les Instructions de charge pour plus de détails.


Test de sensibilité à la lumière

Suivez ces instructions pour vérifier si vous êtes sensible à la lumière :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation du masque LED pour démarrer l'appareil. Utilisez le contrôle à distance pour allumer/éteindre l'appareil et pour basculer entre les différents modes de traitement disponibles (couleur).
2. Placez l'appareil sur une section de l'avant-bras, en maintenant le contact pendant tout le cycle de traitement de trois minutes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « Sélection des modes de traitement » pour choisir un mode de traitement différent (couleur) pour un autre traitement de trois minutes sur la même zone de l'avant-bras.
4. Patientez pendant 24 heures. Vous ne devriez PAS ressentir de réaction indésirable au cours des 24 prochaines heures.
5. Une réaction indésirable est une douleur ou un inconfort dans les zones de traitement ou toute rougeur cutanée prolongée.

Instructions de chargement (batteries et contrôle à distance)

Cet appareil est équipé de deux batteries détachables de 1000 mAh et d'un contrôle à distance sans fil (280 mAh). Suivez les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



Chargement des blocs batteries

- Retirez la batterie du masque avant de la charger.
- Chaque batterie nécessite jusqu'à 2 heures pour atteindre une charge complète.
- Le temps de charge peut varier en fonction du niveau de batterie restant.



Chargement du contrôle à distance

- Le contrôle à distance sans fil comprend une batterie rechargeable de 280 mAh.
- Le temps de charge maximal est de 2 heures.
- Le temps de charge peut varier en fonction du niveau de batterie restant.

Conseils d'entretien pour la batterie au lithium :

- Évitez de décharger complètement la batterie avant de la recharger.
- Évitez de surcharger la batterie et essayez de limiter le temps de charge à un maximum de 8 heures.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de charger la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Préparation



1. Nettoyez soigneusement votre visage. (Si vous utilisez du maquillage, nettoyez-le à l'aide d'une mousse nettoyante.)
2. Il peut être utilisé jour ou nuit. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine de soins actuelle après avoir nettoyé et/ou exfolié votre peau.
3. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant utilisation.



1. Appuyez brièvement sur le bouton du masque LED pour mettre l'appareil sous tension. (Disponible lorsque le voyant vert clignote)
2. Après avoir ajusté modérément le bandeau, portez-le de façon à ce que la face interne du masque LED soit en contact avec le visage.

Conseils pour ajuster le bandeau :

1. Lorsque vous êtes assis ou debout, la position correcte doit exercer une pression minimale sur l'orbite oculaire, permettant au coussinet en silicone de s'adapter à l'orbite, avec le bandeau fixant le produit.
2. Si vous sentez que la protection en silicone pour les yeux exerce une pression trop forte sur les orbites, desserrez le bandeau des deux côtés.
3. Si la protection en silicone ne s'adapte pas correctement à la zone des yeux et que la lumière peut pénétrer par l'espace entre la protection oculaire et l'orbite, serrez le bandeau des deux côtés.
4. Si vous sentez que le masque glisse et ne peut pas maintenir la position correcte sur votre visage, serrez le bandeau.
5. Sélectionnez le mode souhaité à l'aide des boutons du contrôle à distance.
6. Si vous vous sentez mal à l'aise en portant l'appareil, vous pouvez essayer d'ajuster la sangle ou de le retirer jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.
7. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le mode sélectionné et le temps correspondant seront terminés.

Précautions d'emploi

- Placez le contrôle à distance à moins de 2 m du masque LED.
- Évitez de faire des gestes brusques lorsque vous portez le produit.
- Lorsque vous portez le produit, détendez-vous dans une position confortable sur le canapé ou le lit.

Mode d'emploi

Contrôle à distance

1. Connectez le port Type-C du contrôle à distance à l'aide du câble de charge fourni.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un adaptateur secteur 5 V 1 A pour charger.
3. Affichage « 88 » clignotant : Charge en cours ; Affichage « 88 » fixe : Complètement chargé ; Débranchez le câble de charge avant utilisation.
4. Lorsque la batterie du contrôle à distance est faible, l'affichage « 88 » clignotera jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Étant donné que le masque LED utilise un contrôle à distance à radiofréquence (il émet des signaux radiofréquence, que l'unité principale reçoit), les utilisateurs doivent appairer le contrôle à distance avec le masque LED lors de la première utilisation. Les étapes d'appairage sont les suivantes : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation du masque LED pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant lumineux du masque passera du vert au rouge puis clignotera rapidement entre le vert et le rouge.

Mode sans économie d'énergie :

Appuyez brièvement sur le bouton du contrôle à distance pour terminer l'appairage dans les 10 secondes.

Mode d'économie d'énergie :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du contrôle à distance pour l'activer, puis appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour terminer l'appairage.

Remarques :

Si le contrôle à distance et le masque LED ne parviennent pas à s'appairer dans les 10 secondes, le masque LED quittera le mode d'appairage.

Si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes, le contrôle à distance passera en mode d'économie d'énergie et l'écran s'éteindra. L'utilisateur devra appuyer brièvement sur le bouton du contrôle à distance pour le réactiver.

Le masque LED et le contrôle à distance seront pré-appairés avant l'expédition. S'ils ne sont pas appairés, les utilisateurs peuvent suivre les étapes ci-dessus pour terminer l'appairage.

Instructions d'utilisation

Sélection du mode de traitement

Appuyez sur le bouton de Sélection Marche/Arrêt et Modes de Traitement (qui comprend à la fois la fonction du bouton d'alimentation et de sélection du mode de traitement) pour choisir parmi les modes de traitement suivants :

Mode 1 : Rajeunir Voyant rouge 630 nm + Lumière infrarouge proche 850 nm

Avantages :

Cible les signes de vieillissement cutané en stimulant la production de collagène, en améliorant l'élasticité de la peau et en favorisant la réparation cellulaire. Ce mode aide à restaurer un teint plus lisse, plus ferme et plus éclatant, laissant la peau paraître rajeunie et éclatante de jeunesse.

Mode 2 : Éclaircir Voyant jaune 590 nm

Avantages :

Apaise et revitalise la peau, procurant des bienfaits exceptionnels pour la récupération après une exposition au soleil ou en cas de fatigue. Il contribue à éclaircir et à restaurer un teint éclatant et uniforme, favorisant ainsi un éclat rafraîchi et jeune.

Mode 3 : Équilibrer Voyant vert 530 nm

Avantages :

Apaise et équilibre les peaux sensibles ou stressées, réduisant les rougeurs et favorisant un teint uniforme. Ce mode procure une apparence naturellement équilibrée et rafraîchie, idéale pour les personnes à la peau réactive ou sensible.

Mode 4 : Apaiser Voyant bleu 465 nm

Avantages :

Souvent utilisé dans les routines de beauté et de soins de la peau, ce mode aide à apaiser l'apparence des rougeurs visibles, à réduire l'aspect gras, et à favoriser un teint d'apparence plus nette. Il aide à garder la peau fraîche et équilibrée, contribuant à une peau d'apparence plus saine et raffinée.

Mode 5 : Restauration Mode spectre complet : Jaune 590 nm + Vert 530 nm + Rouge 630 nm + PIR 850 nm

Avantages :

Ce mode de thérapie multi-lumière offre une approche complète pour répondre à divers problèmes de peau, tels que le vieillissement cutané, l'éclaircissement de la peau, la réduction de la pigmentation et la clarification générale de la peau. La combinaison de différentes longueurs d'onde fournit un traitement holistique pour rajeunir la peau, uniformiser le teint, estomper les taches sombres et améliorer la texture de la peau. Idéal pour les soins du visage quotidiens tout-en-un, il offre à la fois des bienfaits réparateurs et préventifs pour un teint éclatant et jeune.

Niveaux d'intensité

Appuyez sur le Bouton de niveaux d'intensité pour sélectionner l'intensité :

Niveau I (Faible)

Niveau II (Moyen)

Niveau III (Élevé)

Réglages de la minuterie

Appuyez sur le Bouton de réglage de la minuterie pour sélectionner la durée :

·5 min ·10 min ·15 min

Fonction Mémoire

Lors de la première utilisation, le masque sera par défaut en Mode 1 : Rajeunir, Niveau d'intensité III (Élevé), et Minuterie 10 minutes.

Après chaque utilisation, le masque mémorisera le dernier mode de traitement utilisé, l'intensité et les réglages de la minuterie.

Remarques

Forme du visage Description

Marche/Arrêt

Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes pour passer en mode veille (le voyant lumineux devient vert).

Basculage de modes de traitement

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour basculer entre les modes de traitement : Rajeunir → Éclaircir → Équilibrer → Apaiser → Restaurer.

Paramètres d'intensité

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour changer l'intensité : Faible → Moyen → Élevé.

Réglages de la minuterie

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle à distance pour sélectionner la minuterie : 5 min → 10 min → 15 min.

Arrêt automatique

1. En mode veille, le masque s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
2. Le masque peut être éteint en appuyant sur le bouton du masque.
3. Le masque s'éteint automatiquement une fois la durée du traitement terminée.

Fonction Mémoire

Le masque mémorisera le dernier mode de traitement utilisé, l'intensité et les paramètres de minuterie, et restaurera ces réglages lors de la prochaine mise sous tension.

Instructions supplémentaires

Maintenez enfoncé le bouton « Alimentation » du masque LED pour passer en mode veille (le voyant devient vert).

En mode veille, les utilisateurs peuvent appuyer brièvement sur le bouton du contrôle à distance pour sélectionner le mode de traitement, la minuterie et l'intensité. Ces modes seront activés dans l'ordre.

En mode veille, si aucune action n'est effectuée dans les 10 minutes, le masque LED s'éteindra automatiquement.

En mode veille, le masque peut également être éteint en appuyant sur le bouton du masque LED.

Le masque LED s'éteindra automatiquement à la fin de la durée du traitement.

Entretien et maintenance

1. Conservez le masque de luminothérapie LED à température ambiante dans un endroit sec. Utilisez le sac de transport fourni.
2. Évitez de stocker le masque de luminothérapie LED dans des conditions poussiéreuses, à la lumière directe du soleil ou dans des conditions humides.
3. Le masque de luminothérapie LED ne contient aucune pièce réparable.
4. Avant chaque utilisation, avec l'appareil éteint, nettoyez le masque facial en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.
5. Évitez de plier ou de tordre excessivement le masque en silicone.
6. N'appliquez pas de cosmétiques directement sur la surface du masque.
7. Gardez le produit à l'écart des huiles, lotions et parfums.

Nettoyage du masque de luminothérapie LED

1. Le corps du masque est fabriqué en silicone. Après chaque utilisation, essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et non pelucheux humidifié à l'eau propre.
2. Si nécessaire, nettoyez avec un savon neutre doux, sans alcool et sans parfum, dilué dans de l'eau.

Élimination

Ne jetez aucune partie du masque de luminothérapie LED dans une poubelle ménagère.

Le masque de luminothérapie LED et le contrôle à distance contiennent une batterie lithium-ion polymère. Dans le souci de préserver l'environnement, nous vous demandons de bien vouloir emballer et renvoyer cet appareil au fabricant ou à son représentant à la fin de sa durée de vie, ou de le mettre au rebut en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur.

Dysfonctionnements courants et solutions

Problème	Solution
L'écran du contrôle à distance ne s'allume pas et le masque ne peut pas être contrôlé.	Vérifiez si le contrôle à distance est alimenté. Si la batterie est déchargée, chargez le contrôle à distance à l'aide du câble de charge inclus et d'un adaptateur 5 V 1 A. Si le contrôle à distance ne fonctionne toujours pas après la charge, contactez-nous pour organiser un remplacement.
Après avoir allumé le masque, l'écran du contrôle à distance s'allume, mais le masque ne peut pas être contrôlé.	Réinitialisez à la fois le contrôle à distance et le masque. Instructions d'appairage : a. Appuyez sur le bouton d'alimentation du masque et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'indicateur affichera d'abord un voyant vert puis un voyant rouge clignotant, signalant que l'appareil est entré en mode d'appairage. b. Appuyez simplement sur le bouton « Marche/Arrêt » du contrôle à distance pour terminer le processus d'appairage.
Le masque ne peut pas être chargé.	a. Remplacez le câble de charge. S'il s'agit effectivement d'un problème de câble de charge, vous pouvez nous contacter pour obtenir un câble de remplacement. Si le problème persiste, contactez-nous pour remplacer l'appareil. b. Vérifiez si l'adaptateur de charge auquel vous connectez l'unité est sous tension ou si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.

Paramètres de base

Nom du produit	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modèle	AB01A
Caractéristiques techniques de la batterie	Bloc batteries pour masques •Type : Batterie lithium-polymère 3,7 V/ 1000 mAh (par bloc batterie) •Quantité : 2 batteries détachables (capacité totale : 2000 mAh)
Dimensions du produit	Masque : 634 x 233,8 x 5,5 mm Contrôle à distance : 133,6 x 42,3 x 19 mm
Contrôle à distance	Type : Batterie lithium-polymère 3,7 V/280 mAh
Poids net	Masque : Environ 338 g Contrôle à distance : Environ 72 g
Sortie de l'adaptateur	5 V=1 A
Durée de fonctionnement	•Une batterie complètement chargée : Jusqu'à 60 minutes •Deux batteries (utilisation combinée) : Jusqu'à 120 minutes au total
Temps de recharge	•Un bloc batterie : Jusqu'à 2 heures •Deux blocs batteries (chargés séparément) : Jusqu'à 4 heures au total •Contrôle à distance : Jusqu'à 2 heures

Προειδοποίηση

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλων ατυχημάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

•Προτού χρησιμοποιήσετε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED πρέπει να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή ευαισθησίας (βλ. ενότητα δοκιμής ευαισθησίας στο φως). ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν έχετε ευαισθησία στη μάσκα φωτοθεραπείας LED. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον υγιεινομικής περιθαλψής στο σπίτι, και ο ασθενής μπορεί να είναι ένας προβλεπόμενος χειριστής.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED με οποιονδήποτε τρόπο που δεν καθορίζεται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η χρήση της μάσκα φωτοθεραπείας LED με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προσδιορίζεται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες χρήσης δεν έχει ελεγχθεί και ο κίνδυνος είναι άγνωστος. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.

•Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε αμέσως τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν η συσκευή παράγει θερμότητα ή εάν το δέρμα σας γίνεται δυσάρεστα ζεστό.

•Αυτό το προϊόν είναι ασύρματο κατά τη χρήση. Το καλώδιο φόρτισης συνδέεται μόνο κατά τη φόρτιση.

•Κατά τη φόρτιση, το καλώδιο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο στραγγαλισμού. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης μακριά από παιδιά ανά πάσα στιγμή.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED χωρίς να αφαιρέσετε πρώτα το μακιγιάζ σας PIN από τη θεραπεία. Ορισμένα συστατικά σε αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσουν ευαισθησία στο φως ή να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Εάν χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED χωρίς να αφαιρέσετε αυτά τα προϊόντα, ενδέχεται να προκληθεί δερματική αντίδραση ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και εγκαυμάτων, τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

•Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη μάσκα φωτοθεραπείας LED κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου μπορεί να πέσει νερό πάνω στη συσκευή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν πιστεύετε ότι έχει έρθει σε επαφή με νερό. Μην υποβάλετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς για την αποφυγή κινδύνου βλάβης στη λάμπα.

•Κρατήστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED μακριά από ΚΑΥΤΕΣ επιφάνειες. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για βοήθεια κατά την εγκατάσταση, χρήση ή συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία ή συμβάντα.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν η μάσκα, το τηλεχειριστήριο ή το καλώδιο φόρτισης USB τύπου C έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

εγκαυμάτων ή άλλων κινδύνων.

- Κατά την απομάκρυνση από την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή να επανέλθει για 2 ώρες πριν από τη χρήση.

- Μην κοιτάτε απευθείας το φως ή μην κατευθύνετε το φως στα μάτια κατά τη χρήση.


- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED κοντά σε συσκευές με ασύρματη τεχνολογία.

Προφυλάξεις

- Αυτή η συσκευή περιέχει σιλικόνη, πλαστικά εξαρτήματα και υλικά με άγκιστρα και θηλιές. Άτομα με γνωστές αλλεργίες σε οποιοδήποτε από αυτά τα υλικά θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση και να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία υγείας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία μνήμης. Ανακαλεί αυτόματα την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, το επίπεδο έντασης και τον χρόνο θεραπείας κάθε φορά που η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.
- Η μάσκα φωτοθεραπείας LED δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Πριν από κάθε χρήση, με τη συσκευή απενεργοποιημένη, καθαρίστε τη μάσκα προσώπου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες καθαρισμού. Η χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μάσκα φωτοθεραπείας LED.
- Αποθηκεύστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED σε θερμοκρασία δωματίου υπό ξηρές συνθήκες και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά την απομάκρυνση από την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή να επανέλθει για 2 ώρες πριν από τη χρήση.
- Μην κοιτάτε απευθείας το φως ή μην κατευθύνετε το φως στα μάτια κατά τη χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ΜΗΝ καταστρέφετε, τροποποιείτε, λυγίζετε, στρίβετε ή θερμαίνετε το καλώδιο φόρτισης USB τύπου C. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρά. Μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό, αποσπώμενο σετ μπαταριών. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο σετ μπαταριών που παρέχεται με τη συσκευή.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε, να αντικαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μη εγκεκριμένα σετ μπαταριών, καθώς ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- ΜΗΝ απορρίπτετε την μπαταρία τυχαία. Κατά την απόρριψή της μπαταρίας, ακολουθήστε τη διαδικασία απόρριψης που ισχύει για την περιοχή σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έναν αντάπτορα φόρτισης DC 5V=1A για τη φόρτιση αυτής της συσκευής (μέγιστη ισχύς εξόδου 3,5W).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε φορτιστές άγνωστης προέλευσης, κακής ποιότητας ή με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 30W, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή βλάβη στο προϊόν. Για μέγιστη ασφάλεια, συνιστάται η χρήση αντάπτορα φόρτισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Είσοδος: 100-240VAC Έξοδος: DC 5V=1,0A.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση</p> <p>2 Ένδειξη μπαταρίας:
4 πράσινες λυχνίες: 100% μπαταρία (Πλήρης φόρτιση)
3 πράσινες λυχνίες: 75% μπαταρία
2 πράσινες λυχνίες: 50% μπαταρία
1 πράσινη λυχνία: 25% μπαταρία
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: <10% χαμηλή μπαταρία</p> <p>3 Οθόνη LCD για έλεγχο της επιλογής λειτουργίας/έντασης/χρονομέτρου</p> <p>4 Κουμπί ρύθμισης χρονομέτρου
5 λεπτά/10 λεπτά/15 λεπτά</p> | <p>5 Κουμπί επιπέδων έντασης:
Επίπεδο I (Χαμηλό)
Επίπεδο II (Μεσαίο)
Επίπεδο III (Υψηλό)</p> <p>6 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και επιλογής λειτουργιών θεραπείας:
Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση
Λειτουργία 2: Λάμψη
Λειτουργία 3: Ισορροπία
Λειτουργία 4: Ηρεμία
Λειτουργία 5: Αποκατάσταση</p> <p>7 Θύρα τύπου C</p> |
|--|--|



Το προϊόν φέρει τη σήμανση «Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Όλες οι εικόνες προϊόντων, τα αξεσουάρ και οι εικόνες της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ρύθμιση συσκευής

Η προετοιμασία για τη χρήση της μάσκας φωτοθεραπείας LED είναι απλή.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ από τη συσκευασία τους.
2. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί δύο μαγνητικά, αποσπώμενα σετ μπαταριών (1000mAh το καθένα, 2000mAh συνολικά). Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως και τα δύο σετ μπαταριών καθώς και το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στις Οδηγίες φόρτισης για λεπτομέρειες.


Δοκιμή ευαισθησίας στο φως

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαπιστώσετε αν έχετε ευαισθησία στο φως:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μάσκα LED για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών θεραπείας (χρώμα).
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα τμήμα του πηγής, διατηρώντας την επαφή με το δέρμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου θεραπείας τριών λεπτών.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί «Επιλογή λειτουργίας θεραπείας» για να επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία θεραπείας (χρώμα) για μια άλλη τρίλεπτη θεραπεία στην ίδια περιοχή του πηγής.
4. Περιμένετε 24 ώρες. ΔΕΝ πρέπει να εμφανίσετε καμία ανεπιθύμητη αντίδραση κατά τις επόμενες 24 ώρες.
5. Ανεπιθύμητη αντίδραση είναι ο πόνος ή η δυσφορία στις περιοχές θεραπείας ή οποιαδήποτε παρατεταμένη ερυθρότητα του δέρματος.

Οδηγίες φόρτισης (σετ μπαταριών και τηλεχειριστήριο)

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει δύο αποσπώμενα σετ μπαταριών 1000mAh και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο (280mAh). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση:



Φόρτιση των σετ μπαταριών

- Αφαιρέστε το σετ μπαταριών από τη μάσκα πριν από τη φόρτιση.
- Κάθε σετ μπαταριών απαιτεί έως 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.
- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας.



Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου

- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 280mAh.
- Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης είναι οι 2 ώρες.
- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το υπολειπόμενο επίπεδο της μπαταρίας.

Συμβουλές συντήρησης της μπαταρίας λιθίου:

- Μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτίζεται πλήρως πριν την επαναφορτίσετε.
- Αποφύγετε την υπερφόρτιση της μπαταρίας και προσπαθήστε να περιορίσετε τον χρόνο φόρτισης σε μέγιστο διάστημα 8 ωρών.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Προετοιμασία



1. Πλύνετε καλά το πρόσωπό σας. (Εάν φοράτε μακιγιάζ, καθαρίστε το πρόσωπό σας με έναν αφρό καθαρισμού.)
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέρα ή νύχτα. Μπορείτε να την εντάξετε στην τρέχουσα ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας μετά τον καθαρισμό ή/και την απολέπιση του δέρματός σας.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.



1. Πατήστε σύντομα το κουμπί της μάσκας LED για να την ενεργοποιήσετε. (Η συσκευή είναι διαθέσιμη όταν αναβοσβήνει πράσινο)
2. Αφού προσαρμόσετε την κορδέλα, φορέστε τη μάσκα έτσι ώστε η εσωτερική πλευρά της μάσκας LED να έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο.

Συμβουλές για τη ρύθμιση της κορδέλας:

1. Όταν κάθεστε ή στέκεστε, αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μάσκα, πρέπει να ασκείται ελάχιστη πίεση στην κόγχη του ματιού, επιτρέποντας στο επίθεμα ματιών από σιλικόνη να εφαρμόζει στην κόγχη του ματιού, με την κορδέλα να σταθεροποιεί το προϊόν.
2. Εάν αισθάνεστε ότι το επίθεμα ματιών από σιλικόνη ασκεί υπερβολική πίεση στην κόγχη του ματιού, χαλαρώστε την κορδέλα και στις δύο πλευρές.
3. Εάν το επίθεμα ματιών από σιλικόνη δεν εφαρμόζει στην περιοχή των ματιών και το φως εισέρχεται μέσω του κενού μεταξύ του επιθέματος ματιών και της κόγχης του ματιού, σφίξτε την κορδέλα και στις δύο πλευρές.
4. Εάν αισθάνεστε ότι η μάσκα γλιστράει προς τα κάτω και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στη σωστή θέση στο πρόσωπό σας, σφίξτε την κορδέλα.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
6. Εάν αισθάνεστε άβολα κατά τη χρήση της συσκευής, προσπαθήστε να ρυθμίσετε τον ιμάντα ή αφαιρέστε τη μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα.
7. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η επιλεγμένη λειτουργία και ο αντίστοιχος χρόνος.

Προφυλάξεις χρήσης

- Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 2 m από τη μάσκα LED.
- Μην κάνετε έντονες κινήσεις όταν φοράτε το προϊόν.
- Όταν φοράτε το προϊόν, χαλαρώστε σε μια άνετη θέση στον καναπέ ή το κρεβάτι.

Οδηγίες χρήσης

Τηλεχειριστήριο

1. Συνδέστε τη θύρα τύπου C του τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης.
2. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου σε έναν προσαρμογέα ρεύματος 5V 1A.
3. Οθόνη όπου αναβοσβήνει η ένδειξη «88»: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη, Οθόνη με σταθερή ένδειξη «88»: Πλήρης φόρτιση. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης πριν από τη χρήση.
4. Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η ένδειξη «88» θα αναβοσβήνει μέχρι να σβήσει η οθόνη.

Δεδομένου ότι η μάσκα LED χρησιμοποιεί τηλεχειριστήριο ραδιοσυχνοτήτων (το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία λαμβάνει η κύρια μονάδα), οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν το τηλεχειριστήριο με τη μάσκα LED κατά την πρώτη χρήση. Τα βήματα ζεύξης είναι τα εξής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στη μάσκα LED για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης. Η ενδεικτική λυχνία της μάσκας θα αλλάξει από πράσινη σε κόκκινη και, στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο και κόκκινο χρώμα.

Λειτουργία χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας:

Πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη εντός 10 δευτερολέπτων.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:

Πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη.

Σημειώσεις:

Εάν το τηλεχειριστήριο και η μάσκα LED δεν καταφέρουν να πραγματοποιήσουν ζεύξη εντός 10 δευτερολέπτων, η μάσκα LED θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 30 δευτερολέπτων, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η οθόνη θα σβήσει. Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει στιγμιαία το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να το ενεργοποιήσει. Η μάσκα LED και το τηλεχειριστήριο θα βρίσκονται ήδη σε ζεύξη πριν από την αποστολή. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη, οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσουν τη ζεύξη.

Οδηγίες χρήσης

Επιλογή λειτουργίας θεραπείας

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και επιλογής λειτουργίας θεραπείας (το οποίο περιλαμβάνει τόσο το κουμπί λειτουργίας όσο και τη λειτουργία επιλογής θεραπείας) για να επιλέξετε από τις ακόλουθες λειτουργίες θεραπείας:

Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση Κόκκινο φως 630nm + Εγγύς υπέρυθρο φως (NIR) 850nm

Οφέλη:

Στοχεύει στα σημάδια γήρανσης του δέρματος διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνοντας την ελαστικότητα του δέρματος και προωθώντας την επανόρθωση των κυττάρων. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αποκατάσταση μιας πιο λείας, σφριγηλής και λαμπερής επιδερμίδας, δίνοντας στο δέρμα μια αναζωογονημένη και νεανική όψη.

Λειτουργία 2: Λάμψη Κίτρινο φως 590nm

Οφέλη:

Καταπραΰνει και αναζωογονεί το δέρμα, παρέχοντας εξαιρετικά οφέλη αποκατάστασης μετά από έκθεση στον ήλιο ή κούραση. Βοηθά στη λάμψη και την αποκατάσταση, για μια ζωντανή επιδερμίδα με ομοιόμορφο τόνο, αναζωογονημένη όψη και νεανική λάμψη.

Λειτουργία 3: Ισορροπία Πράσινο φως 530nm

Οφέλη:

Ηρεμεί και εξισορροπεί το ευαίσθητο ή καταπονημένο δέρμα, μειώνοντας την ερυθρότητα και προσφέροντας έναν ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια φυσικά ισορροπημένη και αναζωογονημένη όψη, ιδανική για άτομα με δυσανεκτικό και υπερευαίσθητο δέρμα.

Λειτουργία 4: Ηρεμία Μπλε φως 465nm

Οφέλη:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά σε ρουτίνες ομορφιάς και περιποίησης του δέρματος, συμβάλλοντας στην καταπράυνση της ορατής ερυθρότητας, στη μείωση της λιπαρής όψης και στην υποστήριξη μιας πιο καθαρής επιδερμίδας. Βοηθά στη διατήρηση της αίσθησης φρεσκάδας και ισορροπίας του δέρματος, δίνοντας μια πιο υγιή και εκλεπτυσμένη όψη στο δέρμα.

Λειτουργία 5: Αποκατάσταση Λειτουργία πλήρους φάσματος: Κίτρινο 590nm + Πράσινο 530nm + Κόκκινο 630nm + NIR 850nm

Οφέλη:

Αυτή η λειτουργία πολλαπλής φωτοθεραπείας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορα προβλήματα του δέρματος, όπως αντιγήρανση, λάμψη, μείωση των δυσχρωμιών και συνολική βελτίωση της όψης του δέρματος. Ο συνδυασμός διαφορετικών μηκών κύματος παρέχει μια ολιστική θεραπεία για την αναζωογόνηση του δέρματος, την εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος, τον αποχρωματισμό των σκούρων κηλίδων και τη βελτίωση της υφής του δέρματος. Ιδανική για καθημερινή, ολοκληρωμένη περιποίηση προσώπου, προσφέρει τόσο οφέλη αποκατάστασης όσο και πρόληψης, για μια νεανική, λαμπερή επιδερμίδα.

Επίπεδα έντασης

Πατήστε το κουμπί των Επιπέδων έντασης για να επιλέξετε την ένταση:

Επίπεδο I (Χαμηλό)

Επίπεδο II (Μεσαίο)

Επίπεδο III (Υψηλό)

Ρυθμίσεις χρονομέτρου

Πατήστε το κουμπί των Ρυθμίσεων χρονομέτρου

για να επιλέξετε το χρονόμετρο:

· 5 λεπτά · 10 λεπτά · 15 λεπτά

Λειτουργία μνήμης

Κατά την πρώτη χρήση, η μάσκα είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή σε

Λειτουργία 1: Αναζωογόνηση, Επίπεδο έντασης III (Υψηλό) και

Χρονόμετρο 10 λεπτά.

Μετά από κάθε χρήση, η μάσκα θα απομνημονεύει την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, την ένταση και τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου.

Σημειώσεις

Χαρακτηριστικό Περιγραφή

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής (η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη).

Θεραπεία/Εναλλαγή λειτουργίας

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε τη λειτουργία θεραπείας: Αναζωογόνηση → Λάμψη → Ισορροπία → Ηρεμία → Αποκατάσταση.

Ρυθμίσεις έντασης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε την ένταση: Χαμηλή → Μέτρια → Υψηλή.

Ρυθμίσεις χρονομέτρου

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε χρονόμετρο: 5 λεπτά → 10 λεπτά → 15 λεπτά.

Αυτόματος τερματισμός

1. Στη λειτουργία αναμονής, η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
2. Η μάσκα μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί στη μάσκα.
3. Η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διάρκεια της θεραπείας.

Λειτουργία μνήμης

Η μάσκα θα απομνημονεύσει την τελευταία λειτουργία θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε, την ένταση και τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου και θα επαναφέρει αυτές τις ρυθμίσεις την επόμενη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία.

Πρόσθετες οδηγίες

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Power» της μάσκας LED για να εισέλθετε σε λειτουργία αναμονής (η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη).

Στη λειτουργία αναμονής, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν σύντομα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξουν τη λειτουργία θεραπείας, το χρονόμετρο και την ένταση. Αυτές οι λειτουργίες θα εναλλάσσονται με τη σειρά.

Στη λειτουργία αναμονής, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 λεπτών, η μάσκα LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Στη λειτουργία αναμονής, η μάσκα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί στη μάσκα LED.

Η μάσκα LED θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος της διάρκειας της θεραπείας.

Φροντίδα και συντήρηση

1. Αποθηκεύστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED σε θερμοκρασία δωματίου υπό ξηρές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη τσάντα μεταφοράς.
2. Αποφύγετε την αποθήκευση της μάσκας φωτοθεραπείας LED σε χώρους με σκόνη και υγρασία ή σε άμεσο ηλιακό φως.
3. Η μάσκα φωτοθεραπείας LED δεν περιέχει επισκευάσιμα εξαρτήματα.
4. Πριν από κάθε χρήση, με τη συσκευή απενεργοποιημένη, καθαρίστε τη μάσκα προσώπου ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού.
5. Μην λυγίζετε ή στρίβετε σε υπερβολικό βαθμό τη μάσκα σιλικόνης.
6. Μην εφαρμόζετε καλλυντικά απευθείας στην επιφάνεια της μάσκας.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από έλαια, λοσιόν και αρώματα.

Καθαρισμός της μάσκας φωτοθεραπείας LED

1. Το σώμα της μάσκας είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια με ένα ελαφρώς βρεγμένο με καθαρό νερό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
2. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε με ήπιο, χωρίς οινόπνευμα και άρωμα, ουδέτερο σαπούνι αραιωμένο με νερό.

Απόρριψη

ΜΗΝ απορρίπτετε κανένα μέρος της μάσκας φωτοθεραπείας LED σε εγκαταστάσεις οικιακών απορριμμάτων.

Η μάσκα φωτοθεραπείας LED και το τηλεχειριστήριο περιέχουν μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου. Για την προστασία του περιβάλλοντος, συσκευάστε και επιστρέψτε τη μονάδα στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπό του στο τέλος της διάρκειας ζωής της ή να απορρίψετε με ασφάλεια τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που ισχύουν για την περιοχή σας.

Συνήθεις δυσλειτουργίες και λύσεις

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν ανάβει και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μάσκας.	Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο έχει μπαταρία. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, φορτίστε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται και έναν προσαρμογέα 5V 1A. Εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά τη φόρτιση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε την αντικατάστασή του.
Μετά την ενεργοποίηση της μάσκας, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ανάβει, αλλά δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μάσκας.	Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου και της μάσκας. Οδηγίες ζεύξης: α. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της μάσκας για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει αρχικά με πράσινο χρώμα και, στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης. β. Απλά πατήστε το κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ζεύξης.
Η μάσκα δεν μπορεί να φορτιστεί.	α. Αντικαταστήστε το καλώδιο φόρτισης. Εάν όντως πρόκειται για πρόβλημα με το καλώδιο φόρτισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας για αντικατάσταση της συσκευής. β. Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας φόρτισης στον οποίο συνδέετε τη μονάδα λειτουργεί ή εάν η τάση που αναγράφεται στη μονάδα αντιστοιχεί στην τάση τοπικού δικτύου.

Όνομα προϊόντος	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Μοντέλο	AB01A
Προδιαγραφές μπαταρίας	Σετ μπαταριών μάσκας •Τύπος: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 3,7V/1000mAh (ανά σετ μπαταρίας) •Ποσότητα: 2 αποσπώμενα σετ μπαταριών (συνολική δυναμικότητα: 2000mAh)
Διαστάσεις προϊόντος	Μάσκα: 634*233,8*5,5mm Τηλεχειριστήριο: 133,6*42,3*19mm
Τηλεχειριστήριο	Τύπος: Μπαταρία πολυμερών λιθίου 3,7V/280mAh
Καθαρό βάρος	Μάσκα: Περίπου 338g Τηλεχειριστήριο: Περίπου 72g
Έξοδος προσαρμογέα	5V=1A
Χρόνος λειτουργίας	•Ένα πλήρως φορτισμένο σετ μπαταριών: Έως και 60 λεπτά •Δύο σετ μπαταριών (συνδυαστική χρήση): Έως και 120 λεπτά συνολικά
Χρόνος φόρτισης	•Ένα σετ μπαταριών: Έως και 2 ώρες •Δύο σετ μπαταριών (φορτίζονται ξεχωριστά): Έως και 4 ώρες συνολικά •Τηλεχειριστήριο: Έως και 2 ώρες

Waarschuwing

Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie om elektrische schokken, brand of andere ongelukken te voorkomen.

- Voordat u het LED-lichttherapiemasker gebruikt, moet u een gevoeligheidstest uitvoeren (zie sectie lichtgevoeligheidstest). Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als u gevoelig bent voor het LED-lichttherapiemasker. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in de thuiszorgomgeving, de patiënt kan een beoogde gebruiker zijn.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET op een andere manier dan exact zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik van het LED-lichttherapiemasker op een andere manier dan exact zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing is niet getest en het risico hiervan is onbekend. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat om het risico op brand of brandwonden te voorkomen.
- Schakel het LED-lichttherapiemasker UIT en verwijder het onmiddellijk als het apparaat heet aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm wordt.
- Dit product is draadloos tijdens gebruik. Een oplaadkabel wordt alleen aangesloten tijdens het opladen.
- Tijdens het opladen kan de kabel een wurgingsgevaar vormen. Houd het apparaat en de oplaadkabel te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET zonder eerst make-up te verwijderen VOOR de behandeling. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtgevoeligheid veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen. Als u het LED-lichttherapiemasker gebruikt zonder deze producten te verwijderen, kunt u een huidreactie veroorzaken of kunt u het effect van de behandeling verminderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NOOIT in de buurt van water of waar water op het apparaat kan worden gemorst. Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water. Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken om het risico op schade aan de lamp te voorkomen.
- Houd het LED-lichttherapiemasker uit de buurt van HETE oppervlakken. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor hulp bij het installeren, gebruiken of onderhouden van het MEDISCHE APPARAAT of om onverwachte werking of gebeurtenissen te melden.


- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als het masker, de afstandsbediening of de USB Type-C-oplaadkabel op enige wijze beschadigd is. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld om het risico op brand, brandwonden of andere gevaren te voorkomen.
- Bij het verwijderen uit minimale/maximale opslagtemperatuur wordt aanbevolen om het apparaat 2 uur voor gebruik te herstellen voor gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht en schijn niet in de ogen tijdens het gebruik.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET in de buurt van apparaten met draadloze technologie.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat bevat siliconen, plastic onderdelen en materialen met bevestigingsmaterialen voor kattenbanden. Personen met bekende allergieën voor deze materialen moeten het gebruik staken en een zorgprofessional raadplegen.
- Dit apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie. Het onthoudt automatisch de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteitsniveau en behandelingstijd telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Het LED-lichttherapiemasker kan niet worden gebruikt in de oplaadmodus.
- Reinig het gezichtsmasker voor elk gebruik terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- GEBRUIK GEEN andere reinigingsproducten dan die vermeld staan in de reinigingsinstructies. Het gebruik van andere reinigingsproducten kan het LED-lichttherapiemasker beschadigen.
- Bewaar het LED-lichttherapiemasker op kamertemperatuur in droge omstandigheden, uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het uit de minimale/maximale opslagtemperatuur halen, wordt aanbevolen om het apparaat 2 uur voor gebruik te herstellen.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht en schijn niet in de ogen tijdens het gebruik.

Elektrische veiligheid

- Beschadig, wijzig, buig, draai of verhit de USB Type-C-oplaadkabel NIET. Een beschadigde oplaadkabel kan leiden tot brand, elektrische schokken of storing.
- Plaats of gebruik het apparaat NIET in de buurt van water of vloeistoffen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Dit product maakt gebruik van een magnetisch, afneembaar batterijpakket. Laad het batterijpakket volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik alleen het aangewezen batterijpakket dat bij het apparaat wordt geleverd.
- Probeer GEEN niet-goedgekeurde batterijpakketten te openen, te wijzigen, te vervangen of te gebruiken, aangezien onjuiste behandeling kan leiden tot oververhitting, lekkage of explosie.
- Gooi de batterij NIET willekeurig weg, maar volg de lokale afvoerprocedure wanneer u het weggooit.
- Gebruik alleen DC 5V = 1A oplaadadapter om dit apparaat op te laden (maximaal uitgangsvermogen 3,5W).
- Gebruik GEEN opladers van onbekende oorsprong, slechte kwaliteit of met een uitgangsvermogen hoger dan 30W, aangezien dit oververhitting of schade aan het product kan veroorzaken. Voor maximale veiligheid wordt aanbevolen om een oplaadadapter te gebruiken die voldoet aan IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, met de volgende specificaties: Ingang: 100-240VAC Uitgang: DC 5V = 1,0A.



- 1 In-/uitschakelen
- 2 Batterij-indicatielampje:
4 groene lampjes: 100% opgeladen
(Volledig opgeladen)
3 groene lampjes: 75% resterend
2 groene lampjes: 50% resterend
1 groen lampje: 25% resterend
Knipperend rood lampje: <10%
batterij bijna leeg
- 3 LCD-scherm voor het controleren
van de geselecteerde
modus/intensiteit/timer
- 4 Timerinstelknop
5 min/10 min/15 min
- 5 Intensiteitsniveausknop:
Niveau I (Laag)
Niveau II (Gemiddeld)
Niveau III (Hoog)
- 6 Aan/uit- en selectieknop
voor behandelingsmodi:
Modus 1: Verjongen
Modus 2: Ophelderen
Modus 3: Balanceren
Modus 4: Kalmeren
Modus 5: Herstellen
- 7 Type-C-poort



De behuizing van het product is gemarkeerd met
'Niet gebruiken tijdens het nemen van een bad
of douche'.

Alle productafbeeldingen, accessoires en illustraties van de gebruikersinterface in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Als gevolg van productupdates en -upgrades kan het werkelijke product afwijken van de illustraties. Raadpleeg het werkelijke product.

Aan de slag

Installatie van het apparaat

Aan de slag gaan met uw LED-lichttherapiemasker is eenvoudig.

1. Pak het apparaat en alle meegeleverde accessoires uit.
2. Dit product maakt gebruik van twee magnetische, afneembare batterijpakketten (elk 1000mAh, totaal 2000mAh). Laad voor het eerste gebruik beide batterijpakketten en de afstandsbediening volledig op. Raadpleeg de oplaadinstructies voor details.

Lichtgevoeligheidstest


Volg deze instructies om te zien of u gevoelig bent voor licht:

1. Druk op de Aan/uit-knop op het LED-masker om het apparaat te starten. Gebruik de afstandsbediening om het apparaat aan/uit te schakelen en om te kiezen tussen de beschikbare behandelingsmodus (kleur).
2. Plaats het apparaat op een deel van de onderarm en houd contact gedurende de volledige behandelingscyclus van drie minuten.
3. Druk opnieuw op de 'Selectieknop voor behandelingsmodi' om een andere behandelingsmodus (kleur) te kiezen voor nog een behandeling van drie minuten op hetzelfde gebied van de onderarm.
4. Wacht 24 uur. U zou gedurende de volgende 24 uur GEEN nadelige reacties moeten ondervinden.
5. Een bijwerking is pijn of ongemak in de behandelingsgebieden of langdurige roodheid van de huid.

Oplaadinstructies (batterijpakketten en afstandsbediening)


Dit apparaat is uitgerust met twee afneembare 1000mAh-batterijpakketten en een draadloze afstandsbediening (280mAh).

Volg de onderstaande instructies voor het eerste gebruik:



De batterijpakketten opladen

- Verwijder het batterijpakket uit het masker voordat u het oplaadt.
- Elk batterijpakket heeft tot 2 uur nodig om volledig op te laden.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijniveau.



De afstandsbediening opladen

- De draadloze afstandsbediening bevat een oplaadbare batterij van 280mAh.
- De maximale oplaadtijd is 2 uur.
- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijniveau.

Tips voor het onderhouden van lithiumbatterijen:

- Vermijd dat de batterij volledig leeg raakt voordat u deze oplaadt.
- Vermijd het overladen van de batterij en probeer de oplaadtijd te beperken tot maximaal 8 uur.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij ten minste eenmaal per drie maanden op te laden.

Hoe te gebruiken

Vorbereiding



1. Was uw gezicht schoon. (Als u make-up draagt, reinig dan met reinigingsschuim.)
2. Het kan zowel overdag als 's nachts worden gebruikt. U kunt het in uw huidige huidverzorgingsroutine inpassen na het reinigen en/of exfoliëren van uw huid.
3. Zorg ervoor dat u de batterij volledig oplaadt voor gebruik.



1. Druk kort op de knop van het LED-masker om het apparaat in te schakelen. (Beschikbaar wanneer het groen knippert)
2. Nadat u de haarband naar wens hebt aangepast, draagt u het masker zo dat de binnenkant van het LED-masker op het gezicht ligt.

Tips voor het aanpassen van de hoofdband:

1. Bij zitten of staan moet er minimale druk op de oogkas zijn, zodat het siliconen oogkussentje goed in de oogkas past, terwijl de hoofdband het product op zijn plaats houdt.
2. Als u voelt dat het siliconen oogkussentje te veel druk op de oogkas uitoefent, maak de hoofdband dan aan beide kanten losser.
3. Als het siliconen oogkussentje niet goed past op het ooggebied en er licht kan binnendringen door de ruimte tussen het oogkussentje en de oogkas, maak de hoofdband dan aan beide kanten strakker.
4. Als u voelt dat het masker naar beneden glijdt en niet in de juiste positie op uw gezicht kan blijven, maak de hoofdband dan strakker.
5. Selecteer de gewenste modus met behulp van de knoppen op de afstandsbediening.
6. Als u zich ongemakkelijk voelt tijdens het dragen van het apparaat, kunt u proberen de band aan te passen of het apparaat af te doen totdat u zich beter voelt.
7. Het product wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde modus zijn voltooid en de bijbehorende tijd zijn afgelopen.

Waarschuwingen voor gebruik

- Beweeg de afstandsbediening binnen 2 m van het LED-masker.
- Maak geen heftige bewegingen tijdens het dragen van het product.
- Ontspan in een comfortabele positie op de bank of het bed wanneer u het product draagt.

Bedieningsinstructies

Afstandsbediening

1. Sluit de Type-C-poort van de afstandsbediening aan met behulp van de meegeleverde oplaadkabel.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een 5V 1A stroomadapter om op te laden.
3. Knipperend '88' display: Opladen is bezig. Ononderbroken '88' display: Volledig opgeladen en Koppel de oplaadkabel los voor gebruik.
4. Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, zal het '88 display knipperen totdat het scherm uitgaat.

Aangezien het LED-masker een afstandsbediening op basis van radiofrequentie gebruikt (de afstandsbediening zendt radiofrequentiesignalen uit die door de hoofdeenheid worden ontvangen), moeten gebruikers de afstandsbediening bij het eerste gebruik koppelen aan het LED-masker. De koppelingsstappen zijn als volgt: Houd de aan/uit-knop op het LED-masker 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het indicatielampje van het masker verandert van groen naar rood en knippert vervolgens snel tussen groen en rood.

Niet-energiebesparende modus:

Druk kort op de knop van de afstandsbediening om de koppeling binnen 10 seconden te voltooien.

Energiebesparende modus:

Druk op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening om de afstandsbediening te activeren en druk vervolgens opnieuw op de AAN/UIT-knop om de koppeling te voltooien.

Opmerkingen:

Als de afstandsbediening en het LED-masker niet binnen 10 seconden gekoppeld worden, verlaat het LED-masker de koppelingsmodus.

Als er binnen 30 seconden geen actie wordt ondernomen, gaat de afstandsbediening naar de energiebesparende modus en wordt het scherm uitgeschakeld. De gebruiker moet kort op de knop van de afstandsbediening drukken om deze opnieuw te activeren.

Het LED-masker en de afstandsbediening worden vooraf gekoppeld vóór verzending. Als ze niet gekoppeld zijn, kunnen gebruikers de bovenstaande stappen volgen om de koppeling te voltooien.

Gebruiksaanwijzing

Behandelingsmodus selecteren

Druk op de AAN/UIT-knop en selectiekноп voor behandelingsmodi (die zowel de aan/uit-knop als de selectiefunctie voor de behandelmodus bevat) om uit de volgende behandelmodi te kiezen:

Modus 1: Verjongen Rood licht 630nm + Nabij-infraroodlicht 850nm

Voordelen:

Pakt tekenen van huidveroudering aan door collageenproductie te stimuleren, huidelasticiteit te verbeteren en celreparatie te bevorderen. Deze modus helpt bij het herstellen van een gladdere, stevigere en stralendere teint, waardoor de huid er verjongd en jeugdig uitziet.

Modus 2: Ophelderen Geel licht 590nm

Voordelen:

Kalmeert en revitaliseert de huid, met uitzonderlijke herstelvoordelen na blootstelling aan de zon of vermoeidheid. Het helpt de teint op te helderen en een levendige, egale teint te herstellen, voor een frisse en jeugdige uitstraling.

Modus 3: Balanceren Groen licht 530nm

Voordelen:

Kalmeert en brengt gevoelige of gespannen huid in balans, vermindert roodheid en bevordert een egale teint. Deze modus zorgt voor een natuurlijk gebalanceerd en verfrist uiterlijk, ideaal voor mensen met een reactieve of gevoelige huid.

Modus 4: Kalmeren Blauw licht 465nm

Voordelen:

Deze modus, die vaak wordt gebruikt in beauty- en huidverzorgingsroutines, helpt zichtbare roodheid te verzachten, zichtbare vettigheid te verminderen en ondersteunt een helderder uitziende teint. Het helpt de huid fris en in balans te houden, wat bijdraagt aan een gezonder en verfijnder uitziende huid.

Modus 5: Herstellen Volspectrum modus: Geel 590nm + Groen 530nm + Rood 630nm + Nabij-infrarood 850nm

Voordelen:

Deze multi-lichttherapiemodus biedt een uitgebreide aanpak voor verschillende huidverzorgingsproblemen, zoals anti-aging, huidverheldering, vermindering van pigmentatie en algehele huidverbetering. De combinatie van verschillende golflengtes zorgt voor een holistische behandeling om de huid te verjongen, de huidskleur te egaliseren, donkere vlekken te vervagen en de huidtextuur te verbeteren. Ideaal

voor dagelijkse, alles-in-één gezichtsverzorging. Het biedt zowel herstellende als preventieve voordelen voor een jeugdige, stralende teint.

Intensiteitsniveaus

Druk op de Intensiteitsniveau-knop om de intensiteit te selecteren:

Niveau I (Laag)

Niveau II (Gemiddeld)

Niveau III (Hoog)

Timerinstellingen

Druk op de Timerinstelknop om de timer te selecteren:

· 5 minuten

· 10 minuten

· 15 minuten

Geheugenfunctie

Bij het eerste gebruik staat het masker standaard op Modus 1:

Verjongen, Intensiteitsniveau III (Hoog) en Timer 10 minuten.

Na elk gebruik onthoudt het masker de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteit en timerinstellingen.

Opmerkingen

Functie

Beschrijving

In-/uitschakelen

Houd de AAN/UIT-knop 5 seconden ingedrukt om de stand-bymodus te activeren (indicatielampje wordt groen).

BehandelingModus schakelen

Druk in de stand-bymodus kort op de knop van de afstandsbediening om te schakelen tussen behandelingsmodi: Verjongen → Ophelderen → Balanceren → Kalmeren → Herstellen.

Intensiteitsinstellingen

Druk in de stand-bymodus kort op de knop van de afstandsbediening om de intensiteit te wijzigen: Laag → Gemiddeld → Hoog.

Timerinstellingen

Druk in de standby-modus kort op de knop van de afstandsbediening om de timer te selecteren: 5 min → 10 min → 15 min.

Automatisch uitschakelen

1. In de stand-bymodus wordt het masker automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit.
2. Het masker kan worden uitgeschakeld door op de knop op het masker te drukken.
3. Het masker wordt automatisch uitgeschakeld zodra de behandelingsduur is afgelopen.

Geheugenfunctie

Het masker onthoudt de laatst gebruikte behandelingsmodus, intensiteit en timerinstellingen, en herstelt deze instellingen wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld.

Aanvullende instructies

Houd de "Aan/uit"-knop van het LED-masker ingedrukt om de stand-bymodus te activeren (het indicatielampje wordt groen).

In de stand-bymodus kunnen gebruikers kort op de knop van de afstandsbediening drukken om de behandelingsmodus, timer en intensiteit te selecteren. Deze modi worden in deze volgorde geactiveerd.

In de stand-bymodus wordt het LED-masker automatisch uitgeschakeld als er binnen 10 minuten geen actie wordt ondernomen.

In de stand-bymodus kan het masker ook worden uitgeschakeld door op de knop op het LED-masker te drukken.

Het LED-masker wordt automatisch uitgeschakeld aan het einde van de behandelingsduur.

Verzorging en onderhoud

1. Bewaar het LED-lichttherapiemasker bij kamertemperatuur in droge omstandigheden. Gebruik de meegeleverde draagtas.
2. Vermijd het bewaren van het LED-lichttherapiemasker in stoffige omstandigheden, in direct zonlicht of in vochtige en natte omstandigheden.
3. Het LED-lichttherapiemasker bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
4. Reinig het gezichtsmasker voor elk gebruik terwijl het apparaat is uitgeschakeld volgens de onderstaande reinigingsinstructies.
5. Vermijd overmatig buigen of draaien van het siliconen masker.
6. Breng geen cosmetica rechtstreeks aan op het oppervlak van het masker.
7. Houd het product uit de buurt van oliën, lotions en parfums.

Het LED-lichttherapiemasker reinigen

1. Het maskerlichaam is gemaakt van siliconen. Veeg het oppervlak na elk gebruik voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije doek die met schoon water is bevochtigd.
2. Reinig indien nodig met een milde, alcoholvrije, parfumvrije en neutrale zeep die is verdund met water.

Verwijdering

Gooi GEEN enkel onderdeel van het LED-lichttherapiemasker weg bij het huishoudelijk afval.

Het LED-lichttherapiemasker en de afstandsbediening bevatten een lithium-ion-polymeerbatterij. Ter bescherming van het milieu wordt u verzocht dit apparaat aan het einde van de levensduur te verpakken en te retourneren naar de fabrikant of hun vertegenwoordiger, of het apparaat veilig af te voeren volgens uw lokale richtlijnen.

Veelvoorkomende storingen en oplossingen

Probleem	Oplossing
Het scherm op de afstandsbediening licht niet op en het masker kan niet worden bediend.	Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad de afstandsbediening dan op met de meegeleverde oplaadkabel en een 5V 1A adapter. Als de afstandsbediening na het opladen nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor een vervanging.
Na het inschakelen van het masker licht het scherm van de afstandsbediening op, maar het masker kan niet worden bediend.	Reset zowel de afstandsbediening als het masker. Koppelingsinstructies: a. Houd de aan-/uitknop van het masker 5 seconden ingedrukt. Het indicatielampje toont eerst een groen licht en daarna een knipperend rood licht, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelingsmodus is gegaan. b. Druk gewoon op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening om het koppelingsproces te voltooien.
Het masker kan niet worden opgeladen.	a. Vervang de oplaadkabel. Als het inderdaad over een probleem met de oplaadkabel gaat, kunt u contact met ons opnemen voor een vervangende oplaadkabel. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan contact met ons op om het apparaat te vervangen. b. Controleer of de laadadapter waarop u het apparaat aansluit stroom heeft of dat de spanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning.

Productnaam	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Batterijspecificaties	Batterijpakketten voor masker •Type: 3,7V / 1000mAh lithium-polymeerbatterij (per batterijpakket) •Aantal: 2 afneembare batterijpakketten (totale capaciteit: 2000mAh)
Afmetingen van het product	Masker: 634×233,8×5,5 mm Afstandsbediening: 133,6×42,3×19 mm
Afstandsbediening	Type: 3.7V / 280mAh lithium-polymeerbatterij
Nettogewicht	Masker: Ongeveer 338 g Afstandsbediening: Ongeveer 72 g
Uitgangsvermogen adapter	5V $\approx$ 1A
Gebruikstijd	•Eén volledig opgeladen batterijpakket: Maximaal 60 minuten •Twee batterijpakketten (gecombineerd gebruik): Maximaal 120 minuten in totaal
Oplaadtijd	•Eén batterijpakket: Maximaal 2 uur •Twee batterijpakketten (apart opgeladen): Maximaal 4 uur in totaal •Afstandsbediening: Maximaal 2 uur

Warnung

Um elektrischen Schlag, Brand oder andere Unfälle zu vermeiden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.

- Vor der Verwendung der LED-Lichttherapiemaske müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen (siehe Abschnitt Lichtempfindlichkeitstest). Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, wenn Sie empfindlich auf die LED-Lichttherapiemaske reagieren. Dieses Gerät ist für die Verwendung im häuslichen Gesundheitsumfeld vorgesehen, wobei der Patient auch der Anwender sein kann.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT in einer Weise, die nicht genau den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung entspricht. Die Verwendung der LED-Lichttherapiemaske auf eine andere Weise als in dieser Gebrauchsanweisung angegeben wurde nicht getestet und das Risiko ist unbekannt. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen, um die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie die LED-Lichttherapiemaske sofort AUS und nehmen Sie sie ab, wenn sich das Gerät heiß anfühlt oder Ihre Haut unangenehm warm wird.
- Dieses Produkt ist während der Anwendung kabellos. Ein Ladekabel wird nur während des Ladevorgangs angeschlossen.
- Während des Ladevorgangs kann das Kabel eine Strangulationsgefahr darstellen. Halten Sie das Gerät und das Ladekabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, ohne VOR der Behandlung zuerst Make-up zu entfernen. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können Lichtempfindlichkeit verursachen oder die Wirksamkeit der Behandlung reduzieren. Wenn Sie die LED-Lichttherapie-Maske verwenden, ohne diese Produkte zu entfernen, kann es zu Hautreaktionen kommen oder die Wirksamkeit der Behandlung kann verringert werden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen, um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NIEMALS in der Nähe von Wasser oder an Orten, an denen Wasser auf das Gerät verschüttet werden kann. Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NICHT, wenn Sie vermuten, dass sie mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Setzen Sie das Gerät keinen


- starken Stößen, um Beschädigungen der Lampe zu vermeiden.
- Halten Sie die LED-Lichttherapiemaske von HEISSEN Oberflächen fern. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Unterstützung bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des ME-GERÄTS zu erhalten oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse zu melden.
 - Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske bitte NICHT, wenn die Maske, die Fernbedienung oder das USB-Typ-C-Ladekabel in irgendeiner Weise beschädigt sind. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt, um Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Gefahren zu vermeiden.
 - Nach der Entnahme aus minimaler/maximaler Lagertemperatur wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang akklimatisieren zu lassen, bevor es verwendet wird.
 - Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht auf die Augen.
 - Verwenden Sie die LED-Lichttherapie-Maske NICHT in der Nähe von Geräten mit drahtloser Technologie.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät enthält Silikon, Kunststoffkomponenten und Klettverschlussmaterialien. Personen mit bekannten Allergien gegen eines dieser Materialien sollten die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Dieses Gerät ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet. Es ruft automatisch den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensitätsstufe und die Behandlungszeit bei jedem Einschalten des Geräts wieder auf.
- Die LED-Lichttherapie-Maske kann nicht im Lademodus verwendet werden.
- Vor jedem Gebrauch die Gesichtsmaske bei ausgeschaltetem Gerät reinigen.
- Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel als die in der Reinigungsanleitung angegebenen. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann die LED-Lichttherapiemaske beschädigen.
- Bewahren Sie die LED-Lichttherapiemaske bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.
- Nach der Entnahme aus minimaler/maximaler Lagertemperatur wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang akklimatisieren zu lassen, bevor es verwendet wird.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht auf die Augen.

Elektrische Sicherheit

- Beschädigen, modifizieren, biegen, verdrehen oder erhitzen Sie das USB-Typ-C-Ladekabel NICHT. Ein beschädigtes Ladekabel kann zu Feuer, Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten auf und betreiben Sie es nicht dort. Es kann Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Dieses Produkt verwendet einen magnetischen, abnehmbaren Akku. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten, dafür vorgesehenen Akku.
- Versuchen Sie NICHT, nicht zugelassene Akkupacks zu öffnen, zu modifizieren, auszutauschen oder zu verwenden, da unsachgemäße Handhabung zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen kann.
- Entsorgen Sie den Akku NICHT wahllos, befolgen Sie bei der Entsorgung die örtlichen Entsorgungsverfahren.
- Verwenden Sie nur DC 5 V=1 A Ladeadapter zum Aufladen dieses Geräts (maximale Ausgangsleistung 3,5 W).
- Verwenden Sie KEINE Ladegeräte unbekannter Herkunft, minderwertiger Qualität oder mit einer Ausgangsleistung über 30 W, da dies zu Überhitzung oder Beschädigung des Produkts führen kann. Für maximale Sicherheit wird empfohlen, einen Ladeadapter zu verwenden, der der Norm IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 entspricht und folgende Nennwerte aufweist: Eingang: 100-240 VAC Ausgang: DC 5 V=1,0 A.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Ein-/Ausschalten</p> <p>2 Batteriestand-Anzeige:
4 grüne Lichter: 100 % Ladung
(Vollständig geladen)
3 grüne Lichter: 75 % verbleibend
2 grüne Lichter: 50 % verbleibend
1 grünes Licht: 25 % verbleibend
Blinkendes rotes Licht: 10 %
niedriger Akkustand</p> <p>3 LCD zur Überprüfung des
ausgewählten Modus/der
Intensität/des Timers</p> <p>4 Timer-Einstellungstaste
5 Min./10 Min./15 Min.</p> | <p>5 Taste für Intensitätsstufen:
Stufe I (Niedrig)
Stufe II (Mittel)
Stufe III (Hoch)</p> <p>6 Ein-/Aus- und
Behandlungsmodus-Aus-
wahltaste:
Modus 1: Verjüngung
Modus 2: Aufhellen
Modus 3: Ausgleichen
Modus 4: Beruhigen
Modus 5: Regenerieren</p> <p>7 Typ-C-Anschluss</p> |
|---|---|



Das Produktgehäuse ist gekennzeichnet mit
„Nicht in der Badewanne oder Dusche
verwenden.“

Alle Produktabbildungen, Zubehörteile und Darstellungen der Benutzeroberfläche in dieser Anleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Geräteeinrichtung

Die ersten Schritte mit Ihrer LED-Lichttherapiemaske sind einfach.

1. Packen Sie das Gerät und alle enthaltenen Zubehörteile aus.
2. Dieses Produkt verwendet zwei magnetische, abnehmbare Akkupacks (jeweils 1000 mAh, insgesamt 2000 mAh). Laden Sie vor dem ersten Gebrauch beide Akkupacks und die Fernbedienung vollständig auf. Einzelheiten finden Sie in der Ladeanleitung.


Lichtempfindlichkeitstest

Befolgen Sie diese Anweisungen, um festzustellen, ob Sie lichtempfindlich sind:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der LED-Maske, um das Gerät zu starten. Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät ein- und auszuschalten und zwischen den verfügbaren Behandlungsmodi (Farben) zu wählen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einem Bereich des Unterarms und halten Sie den Kontakt während des gesamten dreiminütigen Behandlungszyklus aufrecht.
3. Drücken Sie die „Taste zur Auswahl des Behandlungsmodus“ erneut, um einen anderen Behandlungsmodus (Farbe) für eine weitere dreiminütige Behandlung im selben Unterarmbereich zu wählen.
4. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten in den nächsten 24 Stunden KEINE unerwünschten Reaktionen erleben.
5. Eine unerwünschte Reaktion ist ein Schmerz oder Unbehagen in den Behandlungsbereichen oder anhaltende Hautrötungen.


Ladeanweisungen (Akkupacks und Fernbedienung)

Dieses Gerät ist mit zwei abnehmbaren 1000 mAh-Akkupacks und einer kabellosen Fernbedienung (280 mAh) ausgestattet. Bitte befolgen Sie vor dem ersten Gebrauch die nachstehenden Anweisungen:



Laden der Akkupacks

- Entfernen Sie den Akku aus der Maske vor dem Aufladen.
- Jeder Akku benötigt bis zu 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Die Ladezeit kann je nach verbleibendem Akkuladestand variieren.



Aufladen der Fernbedienung

- Die kabellose Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren 280-mAh-Akku.
- Die maximale Ladezeit beträgt bis zu 2 Stunden.
- Die Ladezeit kann je nach verbleibendem Akkuladestand variieren.

Tipps zur Wartung von Lithium-Akkus:

- Vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
- Vermeiden Sie ein Überladen des Akkus und versuchen Sie, die Ladezeit auf maximal 8 Stunden zu begrenzen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.

Verwendung

DE

Vorbereitung



1. Waschen Sie Ihr Gesicht gründlich. (Sollten Sie Make-up tragen, reinigen Sie es bitte mit Reinigungsschaum.)
2. Es kann sowohl tagsüber als auch nachts verwendet werden. Sie können es nach der Reinigung und/oder dem Peeling Ihrer Haut in Ihre derzeitige Hautpflege integrieren.
3. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor Gebrauch vollständig aufgeladen ist.



1. Drücken Sie kurz den Knopf der LED-Maske, um das Gerät einzuschalten. (Verfügbar wenn grün blinkend)
2. Nach einer angemessenen Anpassung des Stirnbands tragen Sie die Maske so, dass die Innenseite der LED-Maske auf dem Gesicht liegt.

Tipps zur Anpassung des Stirnbands:

1. Beim Sitzen oder Stehen sollte der korrekte Zustand ein minimaler Druck auf die Augenhöhle sein, sodass sich das Silikon-Augenkissen an die Augenhöhle anpasst und das Stirnband das Produkt fixiert.
2. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Silikon-Augenpolster zu viel Druck auf die Augenhöhle ausübt, lockern Sie das Stirnband auf beiden Seiten.
3. Wenn das Silikon-Augenpolster nicht richtig im Augenbereich sitzt und Licht durch den Spalt zwischen dem Augenpolster und der Augenhöhle eindringen kann, ziehen Sie das Stirnband auf beiden Seiten fester.
4. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Maske nach unten rutscht und nicht die korrekte Position auf Ihrem Gesicht beibehalten kann, ziehen Sie das Stirnband fester.
5. Wählen Sie den gewünschten Modus mit den Tasten auf der Fernbedienung.
6. Falls Sie sich beim Tragen des Geräts unwohl fühlen, können Sie versuchen, das Band anzupassen oder es abnehmen, bis Sie sich besser fühlen.
7. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn der eingestellte Modus und die entsprechende Zeit abgelaufen sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

- Bewegen Sie die Fernbedienung innerhalb von 2 m an die LED-Maske heran.
- Gehen Sie bitte nicht gewaltsam vor, wenn Sie das Produkt tragen.
- Wenn Sie das Produkt tragen, entspannen Sie sich in einer bequemen Position auf der Couch oder dem Bett.

Fernbedienung

1. Verbinden Sie den Type-C-Anschluss der Fernbedienung mit dem mitgelieferten Ladekabel.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen 5 V / 1 A Netzadapter, um das Gerät aufzuladen.
3. Blinkende „88“ Anzeige: Ladevorgang läuft Durchgehend leuchtende „88“ Anzeige: Vollständig aufgeladen Trennen Sie das Ladekabel vor Gebrauch.
4. Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, blinkt die Anzeige „88“ bis sich der Bildschirm ausschaltet.

Da die LED-Maske eine Funkfernbedienung verwendet (die Fernbedienung sendet Funksignale, die von der Haupteinheit empfangen werden), müssen Benutzer bei der ersten Verwendung die Fernbedienung mit der LED-Maske koppeln. Die Schritte zur Kopplung sind wie folgt: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der LED-Maske 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die Kontrollleuchte der Maske wechselt von grün zu rot und blinkt dann schnell zwischen grün und rot.

Nicht-Energiesparmodus:

Drücken Sie kurz auf die Fernbedienungstaste, um die Kopplung innerhalb von 10 Sekunden abzuschließen.

Energiesparmodus:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung, um die Fernbedienung zu aktivieren, und drücken Sie dann erneut die Ein-/Aus-Taste, um die Kopplung abzuschließen.

Hinweise:

Wenn die Fernbedienung und die LED-Maske nicht innerhalb von 10 Sekunden gekoppelt werden können, verlässt die LED-Maske den Kopplungsmodus.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion durchgeführt wird, wechselt die Fernbedienung in den Energiesparmodus und der Bildschirm schaltet sich aus. Der Benutzer muss kurz auf die Fernbedienungstaste drücken, um die Fernbedienung wieder zu aktivieren.

Die LED-Maske und die Fernbedienung werden vor dem Versand vorab gekoppelt. Wenn sie nicht gekoppelt sind, können Benutzer die obigen Schritte befolgen, um die Kopplung abzuschließen.

Bedienungsanleitung

Auswahl des Behandlungsmodus

Drücken Sie die EIN/AUS und Behandlungsmodus-Auswahltaste (die sowohl die Ein-/Aus-Taste als auch die Funktionsauswahl beinhaltet), um aus den folgenden Behandlungsmodi zu wählen:

Modus 1 eingestellt: Verjüngung Rotlicht 630 nm + Nahes Infrarotlicht 850 nm

Vorteile:

Bekämpft Anzeichen der Hautalterung durch Stimulierung der Kollagenproduktion, Verbesserung der Hautelastizität und Förderung der Zellregeneration. Dieser Modus hilft dabei, einen glatteren, strafferen und strahlenderen Teint wiederherzustellen und lässt die Haut verjüngt und jugendlich aussehen.

Modus 2: Aufhellen Gelbes Licht 590 nm

Vorteile:

Beruhigt und revitalisiert die Haut und bietet außergewöhnliche Erholungsvorteile nach Sonneneinstrahlung oder Ermüdung. Es hilft, den Teint aufzuhellen und einen strahlenden, ebenmäßigen Teint wiederherzustellen, und fördert so einen erfrischten und jugendlichen Glanz.

Modus 3: Ausgleichen Grünes Licht 530 nm

Vorteile:

Beruhigt und harmonisiert empfindliche oder gestresste Haut, reduziert Rötungen und fördert einen ebenmäßigen Teint. Dieser Modus sorgt für ein natürlich ausbalanciertes und erfrischtes Erscheinungsbild, ideal für Personen mit reaktiver oder empfindlicher Haut.

Modus 4: Beruhigen Blaues Licht 465 nm

Vorteile:

Häufig in Beauty- und Hautpflegeroutinen verwendet, hilft dieser Modus dabei, das Erscheinungsbild sichtbarer Rötungen zu beruhigen, das Erscheinungsbild von Fettigkeit zu reduzieren und unterstützt ein klarer aussehendes Hautbild. Es hilft, die Haut frisch und ausgewogen zu halten und trägt zu einem gesünderen und verfeinerten Hautbild bei.

Modus 5: Regenerieren Vollspektrum-Modus: Gelb 590 nm + Grün 530 nm + Rot 630 nm + NIR 850 nm

Vorteile:

Dieser Multi-Licht-Therapiemodus liefert einen umfassenden Ansatz für eine Vielzahl von Hautproblemen, wie z. B. Anti-Aging, Hautaufhellung, Pigmentreduktion und allgemeine Hautklärung. Die Kombination verschiedener Wellenlängen ermöglicht eine ganzheitliche Behandlung zur Verjüngung der Haut, zur Vereinheitlichung des Hauttons, zur Aufhellung dunkler Flecken und zur Verbesserung der Hautstruktur. Ideal für die tägliche All-in-One-Gesichtspflege, bietet es sowohl regenerierende als auch vorbeugende Vorteile für einen jugendlichen, strahlenden Teint.

Intensitätsstufen

Drücken Sie die Intensitätsstufen-Taste, um die Intensität auszuwählen:

Stufe I (Niedrig)

Stufe II (Mittel)

Stufe III (Hoch)

Timer-Einstellungen

Drücken Sie die Timer-Einstellungstaste, um den Timer auszuwählen:

· 5 Minuten · 10 Minuten · 15 Minuten

Memory-Funktion

Bei der ersten Verwendung wird die Maske standardmäßig auf Modus 1 eingestellt: Verjüngung, Intensitätsstufe III (Hoch) und Timer 10 Minuten.

Nach jeder Anwendung speichert die Maske den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensität und die Timer-Einstellungen.

Hinweise

Funktion	Beschreibung
Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln (Kontrollleuchte wird grün).
Behandlung Modumschaltun g	Im Standby-Modus drücken Sie kurz die Fernbedienungstaste, um zwischen den Behandlungsmodi zu wechseln: Verjüngen → Aufhellen → Ausgleichen → Beruhigen → Regenerieren.
Intensitätseinstel- lungen	Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf die Fernbedienungstaste, um die Intensität zu ändern: Niedrig → Mittel → Hoch.
Timer- Einstellungen	Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf die Fernbedienungstaste, um den Timer auszuwählen: 5 Min. → 10 Min. → 15 Min.
Automatische Abschaltung	1. Im Standby-Modus schaltet sich die Maske nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus. 2. Die Maske kann durch Drücken der Taste an der Maske ausgeschaltet werden. 3. Die Maske schaltet sich automatisch aus, sobald die Behandlungsdauer endet.
Memory-Funktion	Die Maske speichert den zuletzt verwendeten Behandlungsmodus, die Intensität und die Timer-Einstellungen und stellt diese Einstellungen beim erneuten Einschalten wieder her.

Zusätzliche Anweisungen

Drücken und halten Sie die „Ein/Aus“-Taste der LED-Maske, um den Standby-Modus zu aktivieren (die Kontrollleuchte leuchtet grün).

Im Standby-Modus können Benutzer kurz die Taste der Fernbedienung drücken, um den Behandlungsmodus, Timer und die Intensität auszuwählen. Diese Modi werden der Reihe nach durchgeschaltet.

Im Standby-Modus schaltet sich die LED-Maske automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Aktion erfolgt.

Im Standby-Modus kann die Maske auch durch Drücken der Taste an der LED-Maske ausgeschaltet werden.

Die LED-Maske schaltet sich nach Ablauf der Behandlungsdauer automatisch aus.

1. Bewahren Sie die LED-Lichttherapiemaske bei Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen auf. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche.
2. Vermeiden Sie die Lagerung der LED-Lichttherapiemaske in staubigen Umgebungen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder unter feuchten Bedingungen.
3. Die LED-Lichttherapiemaske enthält keine wartungsfähigen Teile.
4. Reinigen Sie vor jedem Gebrauch bei ausgeschaltetem Gerät die Gesichtsmaske gemäß den nachfolgenden Reinigungsanweisungen.
5. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Verdrehen der Silikonmaske.
6. Tragen Sie keine Kosmetika direkt auf die Oberfläche der Maske auf.
7. Halten Sie das Produkt fern von Ölen, Lotionen und Parfüms.

Reinigung der LED-Lichttherapiemaske

1. Der Maskenkörper besteht aus Silikon. Wischen Sie nach jedem Gebrauch die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde.
2. Falls erforderlich, reinigen Sie mit milder, alkoholfreier, parfümfreier neutraler Seife, die mit Wasser verdünnt wurde.

Entsorgung

Entsorgen Sie KEINE Teile der LED-Lichttherapiemaske über den Hausmüll.

Die LED-Lichttherapiemaske und die Fernbedienung enthalten einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Zum Schutz der Umwelt verpacken und senden Sie dieses Gerät bitte am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller oder dessen Vertreter zurück oder entsorgen Sie das Gerät sicher gemäß Ihren lokalen Richtlinien.

Häufige Störungen und Lösungen

Problem	Lösung
Der Bildschirm der Fernbedienung leuchtet nicht auf, und die Maske kann nicht gesteuert werden.	
Nach dem Einschalten der Maske leuchtet der Bildschirm der Fernbedienung auf, aber die Maske kann nicht gesteuert werden.	Bitte setzen Sie sowohl die Fernbedienung als auch die Maske zurück. Kopplungsanleitung: a. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste der Maske für 5 Sekunden. Die Anzeige leuchtet zunächst grün und blinkt anschließend rot, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Kopplungsmodus gewechselt ist. b. Drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
Die Maske kann nicht geladen werden.	a. Ersetzen Sie das Ladekabel. Wenn es tatsächlich ein Problem mit dem Ladekabel ist, können Sie uns kontaktieren, um ein Ersatzladekabel zu erhalten. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte für einen Austausch des Geräts. b. Überprüfen Sie, ob der Ladeadapter, an den Sie das Gerät anschließen, Strom führt oder ob die auf dem Gerät angegebene Spannung der lokalen Netzspannung entspricht.

Allgemeine Produktdaten

Produktname	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modell	AB01A
Akkuspezifikationen	Maske-Akkus •Typ: 3,7 V / 1000 mAh Lithium-Polymer-Akku (pro Akkupack) •Anzahl: 2 abnehmbare Akkupacks (Gesamtkapazität: 2000 mAh)
Produktabmessungen	Maske: 634 x 233,8 x 5,5 mm Fernbedienung: 133,6 x 42,3 x 19 mm
Fernbedienung	Typ: 3,7 V / 280 mAh Lithium-Polymer-Batterie
Nettogewicht	Maske: Ca. 338 g Fernbedienung: Ca. 72 g
Adapter-Ausgang	5 V $\equiv$ 1 A
Betriebszeit	•Ein vollständig aufgeladenes Akkupack: Bis zu 60 Minuten •Zwei Akkupacks (kombinierte Nutzung): Bis zu 120 Minuten insgesamt
Ladezeit	•Ein Akkupack: Bis zu 2 Stunden •Zwei Akkupacks (separat aufgeladen): Bis zu 4 Stunden insgesamt •Fernbedienung: Bis zu 2 Stunden

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, incendios u otros accidentes, lee atentamente este manual de usuario antes de usar el dispositivo y consévalo para futuras consultas.

- Antes de usar la máscara de terapia de luz LED, debes realizar una prueba de fotosensibilidad (consulta la sección de la prueba de fotosensibilidad). NO utilices la máscara de terapia de luz LED si eres sensible a ella. Esta unidad está destinada a utilizarse en el entorno de atención médica domiciliaria, el paciente puede ser un operador previsto.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED de ninguna manera que no sea exactamente como se especifica en estas instrucciones de uso. Usar la máscara de terapia de luz LED de un modo distinto a como se especifica en estas instrucciones de uso no se ha probado y se desconoce el riesgo. Este equipo no está destinado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.
- Apaga y retira la máscara de terapia de luz LED inmediatamente si notas el dispositivo caliente o si la piel se calienta de manera incómoda.
- Este producto es inalámbrico durante su uso. El cable de carga solo se conecta durante la carga.
- Durante la carga, el cable puede representar un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y el cable de carga fuera del alcance de los niños en todo momento.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED sin haberte desmaquillado ANTES del tratamiento. Algunos ingredientes en estos productos pueden causar fotosensibilidad o pueden reducir el efecto del tratamiento. Utilizar la máscara de terapia de luz LED sin eliminar los productos podría provocar una reacción cutánea o reducir el efecto del tratamiento. Este equipo no está diseñado para que lo utilicen niños. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el equipo y así evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
- NUNCA utilices la máscara de terapia de luz LED cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el equipo. NO utilices la máscara de terapia de luz LED si crees que ha entrado en contacto con agua. No sometas el equipo a golpes fuertes para evitar el riesgo de daños en la lámpara.
- Mantén la máscara de terapia de luz LED alejada de superficies CALIENTES. Si es necesario, ponte en contacto con el fabricante para obtener asistencia en la configuración, el uso o el mantenimiento del EQUIPO MÉDICO o para informar sobre un funcionamiento o eventos inesperados.

- NO utilices la máscara de terapia de luz LED si la máscara, el mando a distancia o el cable de carga USB-C presentan cualquier tipo de daño. No dejes el dispositivo sin supervisión cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio, quemaduras u otros peligros.
- Al retirarla de unas condiciones de temperatura mínima/máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante 2 horas antes de usarla.
- No mires directamente ni dirijas la luz hacia los ojos durante el funcionamiento.
- NO utilices la máscara de terapia de luz LED cerca de dispositivos con tecnología inalámbrica.


Precauciones

- Este dispositivo contiene silicona, componentes de plástico y materiales de cierre de velcro. Las personas con alergias conocidas a cualquiera de estos materiales deben suspender el uso y consultar a un profesional de la salud.
- Este dispositivo está equipado con una función de memoria. Recuerda automáticamente el último modo de tratamiento utilizado, el nivel de intensidad y el tiempo de tratamiento cada vez que se enciende el dispositivo.
- La máscara de terapia de luz LED no se puede utilizar en modo de carga.
- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpia la máscara facial.
- NO utilices otros productos de limpieza diferentes a los indicados en las instrucciones de limpieza. El uso de otros productos de limpieza puede dañar la máscara de terapia de luz LED.
- Almacena la máscara de terapia de luz LED a temperatura ambiente en condiciones secas, lejos de la luz solar directa.
- Al retirarla de unas condiciones de temperatura mínima/máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante 2 horas antes de usarla.
- No mires directamente ni dirijas la luz hacia los ojos durante el funcionamiento.

Seguridad eléctrica

- NO dañes, modifiques, dobles, tuerzas ni calientes el cable de carga USB-C. Un cable de carga dañado puede provocar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.
- NO coloques ni utilices el dispositivo cerca de agua o líquidos. Puedes provocar incendios o descargas eléctricas.
- Este producto utiliza una batería extraíble magnética. Carga completamente la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Utiliza únicamente la batería designada que se proporciona con el dispositivo.
- NO intentes abrir, modificar, reemplazar ni usar baterías que no estén aprobadas, ya que un manejo inadecuado podría provocar sobrecalentamiento, fugas o explosión.
- NO deseches la batería de forma aleatoria, sigue el procedimiento de eliminación local al deshacerte de ella.
- Utiliza solo un de 5 V CC $\equiv$ 1 A para cargar este dispositivo (potencia máxima de salida de 3,5 W).
- NO utilices cargadores de origen desconocido, de baja calidad o con una potencia de salida superior a 30 W, ya que podría causar sobrecalentamiento o daños al producto. Para la máxima seguridad, se recomienda utilizar un adaptador de carga que cumpla con la norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, con la siguiente clasificación: entrada: 100-240 V CA, salida: 5 V CC $\equiv$ 1,0 A.

ES Descripción general del producto



- | | |
|--|--|
| 1 Encendido/Apagado | 5 Botón de niveles de intensidad:
Nivel I (baja)
Nivel II (media)
Nivel III (alta) |
| 2 Indicador de batería:
4 luces verdes: 100 % de carga (completamente cargada).
3 luces verdes: 75 % restante.
2 luces verdes: 50 % restante.
1 luz verde: 25 % restante.
Luz roja parpadeante: queda menos del 10 % de batería. | 6 Botón de encendido/apagado y selección de modos de tratamiento:
Modo 1: rejuvenecer
Modo 2: iluminar
Modo 3: equilibrar
Modo 4: calmar
Modo 5: restaurar |
| 3 Pantalla LCD para comprobar el modo de selección/intensidad/temporizador | 7 Puerto de tipo C |
| 4 Botón de configuración del temporizador
5 min/10 min/15 min | |



El cuerpo del producto está marcado con "No utilizar en la bañera o en la ducha".

Todas las imágenes de productos, accesorios e ilustraciones de la interfaz de usuario en este manual son solo para referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de las ilustraciones. Consulta el producto real.

Configuración del dispositivo

Comenzar a usar la máscara de terapia de luz LED es sencillo.

1. Desempaqueta el dispositivo y todos los accesorios incluidos.
2. Este producto utiliza dos baterías magnéticas extraíbles (cada una de 1000 mAh, para un total de 2000 mAh). Antes del primer uso, carga completamente ambas baterías y el mando a distancia. Consulta las instrucciones de carga para obtener más información.


Prueba de fotosensibilidad

Sigue estas instrucciones para comprobar si tienes fotosensibilidad:

1. Pulsa el botón de encendido en la máscara LED para iniciar el dispositivo. Utiliza el mando a distancia para encender/apagar el dispositivo y para elegir entre los modos de tratamiento disponibles (color).
2. Coloca el dispositivo en una sección del antebrazo y mantén el contacto durante todo el ciclo de tratamiento de tres minutos.
3. Pulsa de nuevo el "botón de selección de modos de tratamiento" para elegir un modo de tratamiento (color) diferente para otro tratamiento de tres minutos en la misma zona del antebrazo.
4. Espera 24 horas. NO deberías experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas.
5. Una reacción adversa es dolor o malestar en las áreas de tratamiento o cualquier enrojecimiento prolongado de la piel.


Instrucciones de carga (baterías y mando a distancia)

Este dispositivo está equipado con dos baterías extraíbles de 1000 mAh y un mando a distancia inalámbrico (280 mAh). Sigue las siguientes instrucciones antes de usarlo por primera vez:



Carga de las baterías

- Retira la batería de la máscara antes de cargarla.
- Cada batería requiere hasta 2 horas para alcanzar una carga completa.
- El tiempo de carga puede variar según el nivel de batería restante.



Carga del mando a distancia

- El mando a distancia inalámbrico incluye una batería recargable de 280 mAh.
- El tiempo máximo de carga es de hasta 2 horas.
- El tiempo de carga puede variar según el nivel de batería restante.

Consejos para el mantenimiento de la batería de litio:

- Evita agotar completamente la batería antes de recargarla.
- Evita sobrecargar la batería e intenta limitar el tiempo de carga a un máximo de 8 horas.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda cargar la batería al menos una vez cada tres meses.

Cómo se utiliza

ES

Preparación



1. Lávate bien la cara. (Si te has maquillado, límpiate con espuma limpiadora).
2. Se puede utilizar de día o de noche. Puedes incorporarla a tu rutina actual de cuidado de la piel después de limpiar o exfoliar la piel.
3. Asegúrate de cargar completamente la batería antes de usarla.



1. Pulsa brevemente el botón de la máscara LED para encender el dispositivo. (Disponible cuando parpadea en verde).
2. Después de ajustar adecuadamente la banda para el pelo, colócala de manera que el lado interno de la máscara LED quede sobre la cara.

Consejos para ajustar la diadema:

1. Si te sientas o permaneces de pie, la posición correcta debe ser con una presión mínima sobre la cuenca del ojo, para que la almohadilla de silicona para ojos se ajuste a la cuenca ocular y la diadema fije el producto.
2. Si sientes que la almohadilla de silicona ejerce demasiada presión sobre la cuenca del ojo, afloja la diadema en ambos lados.
3. Si la almohadilla de silicona para los ojos no se ajusta a la zona de los ojos y la luz puede entrar por el espacio entre la almohadilla y la cuenca del ojo, ajusta la diadema en ambos lados.
4. Si sientes que la máscara se desliza hacia abajo y no permanece en la posición correcta sobre la cara, ajusta la diadema.
5. Selecciona el modo deseado con los botones del mando a distancia.
6. Si sientes incomodidad al utilizar el dispositivo, puedes intentar ajustar la correa o quitártelo hasta que te sientas mejor.
7. El producto se apagará automáticamente cuando finalice el modo seleccionado y el tiempo correspondiente.

Precauciones de uso

- Mueve el mando a distancia a menos de 2 m de la máscara LED.
- No realices movimientos bruscos mientras llevas puesto el producto.
- Al usar el producto, relájate en una posición cómoda en el sofá o la cama.

Instrucciones de uso

Mando a distancia

1. Conecta el puerto de tipo C del mando a distancia con el cable de carga suministrado.
2. Conecta el extremo USB del cable a un adaptador de corriente de 5 V 1 A para cargarlo.
3. Pantalla "88" parpadeante: carga en curso. Pantalla "88" fija: completamente cargada. Desconecta el cable de carga antes de usar.
4. Cuando la batería del mando a distancia esté baja, la pantalla "88" parpadeará hasta que la pantalla se apague.

Dado que la máscara LED utiliza un mando a distancia por radiofrecuencia (el mando emite señales de radiofrecuencia que recibe la unidad principal), los usuarios deben emparejar el mando a distancia con la máscara LED cuando la utilizan por primera vez. Los pasos de emparejamiento son los siguientes: mantén pulsado el botón de encendido de la máscara LED durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. La luz indicadora de la máscara cambiará de verde a rojo y, a continuación, parpadeará rápidamente alternando entre verde y rojo.

Modo sin ahorro de energía:

Pulsa brevemente el botón del mando a distancia para completar el emparejamiento en 10 segundos.

Modo de ahorro de energía:

Pulsa el botón de encendido/apagado del mando para activarlo y, a continuación, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado para completar el emparejamiento.

Notas:

Si el mando a distancia y la máscara LED no logran emparejarse en 10 segundos, la máscara LED saldrá del modo de emparejamiento.

Si no se realiza ninguna acción en 30 segundos, el mando entrará en modo de ahorro de energía y la pantalla se apagará. El usuario deberá pulsar brevemente el botón del mando para reactivarlo.

La máscara LED y el mando vendrán emparejados de fábrica. Si no están emparejados, los usuarios pueden seguir los pasos anteriores para completar el emparejamiento.

Instrucciones de funcionamiento

Selección de modo de tratamiento

Pulsa el botón de encendido/apagado y de selección de modo de tratamiento (se trata del mismo botón que incluye ambas funciones) para elegir entre los siguientes modos de tratamiento:

Modo 1: rejuvenecer Luz roja de 630 nm + luz infrarroja cercana de 850 nm

Ventajas:

Combate los signos del envejecimiento cutáneo, estimula la producción de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y promueve la reparación celular.

Este modo ayuda a restaurar una complexión más suave, firme y radiante y deja la piel con un aspecto rejuvenecido y lleno de vitalidad.

Modo 2: iluminar Luz amarilla de 590 nm

Ventajas:

Calma y revitaliza la piel y proporciona beneficios excepcionales de recuperación después de la exposición al sol o la fatiga. Ayuda a iluminar y restaurar un cutis vibrante y uniforme y promueve un brillo renovado y juvenil.

Modo 3: equilibrar Luz verde de 530 nm

Ventajas:

Calma y equilibra la piel sensible o estresada, reduce el enrojecimiento y promueve un tono de piel uniforme. Este modo proporciona una apariencia naturalmente equilibrada y renovada, ideal para personas con piel reactiva o sensible.

Modo 4: calmar Luz azul de 465 nm

Ventajas:

Se utiliza frecuentemente en rutinas de belleza y cuidado de la piel. Este modo ayuda a calmar la apariencia de enrojecimiento visible, reducir el aspecto de grasa y favorecer una complexión de aspecto más claro. Ayuda a mantener la piel con una sensación fresca y equilibrada y contribuye a una piel de aspecto más saludable y refinado.

Modo 5: restaurar Modo de espectro completo: amarillo de 590 nm + verde de 530 nm + rojo de 630 nm + NIR de 850 nm

Ventajas:

Este modo de terapia de varias luces ofrece un enfoque integral para diversos problemas cutáneos, como el antienvjecimiento, la iluminación de la piel, la reducción de pigmentación y la clarificación general de la piel. La combinación de diferentes longitudes de onda proporciona un tratamiento holístico para rejuvenecer la piel, uniformar el tono, atenuar las manchas oscuras y mejorar la textura de la piel. Ideal para el cuidado facial diario todo en uno, ofrece beneficios tanto restauradores como preventivos para lograr una complexión juvenil y radiante.

Niveles de intensidad

Pulsa el botón de niveles de Intensidad para seleccionar la intensidad:

Nivel I (baja)

Nivel II (media)

Nivel III (alta)

Configuración del temporizador

Pulsa el botón de ajuste del temporizador para seleccionar el temporizador:

·5 min ·10 min ·15 min

Función de memoria

Durante el primer uso, la máscara se establecerá de forma predeterminada en el modo 1: rejuvenecer, nivel de Intensidad III (alta), y con el temporizador en 10 minutos.

Después de cada uso, la máscara recordará el último modo de tratamiento, intensidad y configuración del temporizador utilizados.

Notas

Forma	Descripción
Encendido/ Apagado	Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para entrar en modo de espera (la luz indicadora se vuelve verde).
Cambio de modos de tratamiento	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para cambiar entre los modos de tratamiento: rejuvenecer → iluminar → equilibrar → calmar → restaurar.
Configuración de intensidad	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para cambiar la intensidad: baja→media→alta.
Configuración del temporizador	En modo de espera, pulsa brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el temporizador: 5 min→10 min→15 min.
Apagado automático	1. En modo de espera, la máscara se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. 2. La máscara puede apagarse pulsando el botón en la máscara. 3. La máscara se apagará automáticamente una vez que finalice la duración del tratamiento.
Función de memoria	La máscara recordará el último modo de tratamiento, la intensidad y la configuración del temporizador utilizados y los restaurará cuando se vuelva a encender.

Instrucciones adicionales

Mantén pulsado el botón de encendido de la máscara LED para entrar en modo de espera (la luz indicadora se vuelve verde).

En modo de espera, los usuarios pueden pulsar brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el modo de tratamiento, el temporizador y la intensidad. Estos modos se cambiarán en orden.

En modo de espera, si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, la máscara LED se apagará automáticamente.

En modo de espera, la máscara también se puede apagar pulsando el botón de la máscara LED.

La máscara LED se apagará automáticamente al finalizar la duración del tratamiento.

Cuidado y mantenimiento

1. Almacena la máscara de terapia de luz LED a temperatura ambiente en condiciones secas. Utiliza la bolsa de transporte proporcionada.
2. Evita guardar la máscara de terapia de luz LED en lugares con polvo, bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.
3. La máscara de terapia de luz LED no contiene piezas que pueda reparar el usuario.
4. Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpia la máscara facial siguiendo las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.
5. Evita doblar o torcer excesivamente la máscara de silicona.
6. No apliques cosméticos directamente sobre la superficie de la máscara.
7. Mantén el producto alejado de aceites, lociones y perfumes.

Limpieza de la máscara de terapia de luz LED

1. El cuerpo de la máscara está fabricado con silicona. Después de cada uso, limpia suavemente la superficie con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua limpia.
2. Si es necesario, utiliza un jabón neutro suave, sin alcohol y sin fragancia diluido en agua.

Eliminación

NO deseches ningún componente de la máscara de terapia de luz LED en una instalación de residuos domésticos. La máscara de terapia de luz LED y el mando a distancia contienen una batería de polímero de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, empaqueta y devuelve esta unidad al fabricante o a sus representantes al final de su vida útil o desecha el dispositivo de forma segura siguiendo las normativas locales.

Problema	Solución
La pantalla del mando a distancia no se ilumina y no se puede controlar la máscara.	Comprueba si el mando a distancia tiene batería. Si se ha quedado sin batería, carga el mando con el cable de carga incluido y un adaptador de 5 V y 1 A. Si el mando sigue sin funcionar después de cargarlo, ponte en contacto con nosotros para gestionar la sustitución.
Después de encender la máscara, la pantalla del mando se ilumina, pero la máscara no puede controlarse.	Reinicia tanto el mando a distancia como la máscara. Instrucciones de emparejamiento: a. Mantenga pulsado el botón de encendido de la máscara durante 5 segundos. El indicador mostrará primero una luz verde y, a continuación, una luz roja intermitente, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento. b. Solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado en el mando a distancia para completar el proceso de emparejamiento.
La máscara no se puede cargar.	a. Sustituye el cable de carga. Si efectivamente hay un problema con el cable de carga, puedes ponerte en contacto con nosotros para obtener otro de repuesto. Si el problema sigue sin resolverse, ponte en contacto con nosotros para sustituir el dispositivo. b. Comprueba si el adaptador de carga al que conectas la unidad está activo o si el voltaje indicado en la unidad corresponde a la tensión de red local.

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modelo	AB01A
Especificaciones de la batería	Baterías de la máscara •Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/ 1000 mAh (por batería). •Cantidad: 2 baterías desmontables (capacidad total: 2000 mAh).
Dimensiones del producto	Máscara: 634 × 233,8 × 5,5 mm Mando a distancia: 133,6 × 42,3 × 19 mm
Mando a distancia	Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/280 mAh.
Peso neto	Máscara: aproximadamente 338 g. Mando a distancia: aproximadamente 72 g.
Salida del adaptador	5 V $\equiv$ 1 A
Tiempo de funcionamiento	•Una batería completamente cargada: hasta 60 minutos. •Dos baterías (uso combinado): hasta 120 minutos en total.
Tiempo de carga	•Una batería: hasta 2 horas. •Dos baterías (se cargan por separado): hasta 4 horas en total. •Mando a distancia: hasta 2 horas.

Avvertenze

Per prevenire scosse elettriche, incendi o altri incidenti, leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

- Prima di utilizzare la maschera per terapia a luce LED è necessario effettuare un test di sensibilizzazione (vedere la sezione relativa al test di sensibilità alla luce). NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se si è sensibili alla maschera stessa. Questo dispositivo è destinato all'uso in ambiente sanitario domestico e il paziente può essere un operatore previsto.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED in alcun modo diverso da quanto esattamente specificato in queste istruzioni per l'uso. L'uso della maschera per terapia a luce LED in modo diverso da quanto esattamente specificato in queste istruzioni per l'uso non è stato testato e il rischio è sconosciuto. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchiatura per evitare il rischio di incendi o ustioni.
- Spegnere e rimuovere immediatamente la maschera per terapia a luce LED se il dispositivo risulta caldo o se la pelle diventa fastidiosamente calda.
- Questo prodotto deve essere utilizzato senza cavo. Un cavo di ricarica viene collegato solo durante la ricarica.
- Durante la ricarica, il cavo può presentare un rischio di strangolamento. Tenere sempre il dispositivo e il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED senza rimuovere il trucco PRIMA del trattamento. Alcuni ingredienti di questi prodotti potrebbero causare sensibilizzazione alla luce o potrebbero ridurre l'effetto del trattamento. Se si utilizza la maschera per terapia a luce LED senza rimuovere il trucco, potrebbe verificarsi una reazione cutanea o una riduzione dell'effetto del trattamento. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per evitare il rischio di incendi e ustioni.
- Non utilizzare MAI la maschera per terapia a luce LED vicino all'acqua o dove l'acqua potrebbe essere versata sull'apparecchio. NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se si pensa che sia entrata a contatto con l'acqua. Non sottoporre l'apparecchio a forti urti per evitare il rischio di danneggiare la lampada.


- Tenere la maschera per terapia a luce LED lontano da superfici CALDE. Se necessario, contattare il produttore per ricevere assistenza per l'installazione, l'utilizzo o la manutenzione dell'APPARECCHIO ME o per segnalare funzionamenti o eventi imprevisti.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED se la maschera, il telecomando o il cavo di ricarica USB tipo C presenta danni di qualsiasi tipo. Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendi, ustioni o altri pericoli.
- Quando si rimuove il dispositivo da temperature di conservazione minime/massime, si consiglia di lasciarlo riposare per 2 ore prima dell'uso.
- Non guardare direttamente o dirigere la luce negli occhi durante il funzionamento.
- NON utilizzare la maschera per terapia a luce LED nelle vicinanze di dispositivi con tecnologia wireless.

Precauzioni

- Questo dispositivo contiene silicone, componenti in plastica e materiali con chiusure a strappo. Le persone con allergie note a uno qualsiasi di questi materiali devono interrompere l'uso e consultare un professionista sanitario.
- Questo dispositivo è dotato di una funzione di memoria che richiama automaticamente l'ultima modalità di trattamento, il livello di intensità e il tempo di trattamento utilizzati ogni volta che il dispositivo viene acceso.
- La maschera per terapia a luce LED non può essere utilizzata in modalità di ricarica.
- Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera facciale.
- NON utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati nelle istruzioni di pulizia. L'uso di altri prodotti detergenti può danneggiare la maschera per terapia a luce LED.
- Conservare la maschera per terapia a luce LED a temperatura ambiente in condizioni asciutte, lontano dalla luce diretta del sole.
- Quando viene rimossa dalla temperatura di conservazione minima/massima, lasciarla riposare per 2 ore prima dell'uso.
- Non guardare direttamente o dirigere la luce negli occhi durante il funzionamento.

- NON danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di ricarica USB tipo C. Un cavo di ricarica danneggiato può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- NON posizionare o utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o liquidi. Potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Questo prodotto utilizza una batteria magnetica rimovibile. Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Utilizzare esclusivamente la batteria designata fornita con il dispositivo.
- NON tentare di aprire, modificare, sostituire o utilizzare batterie non approvate, poiché una manipolazione impropria potrebbe causare surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- NON smaltire la batteria in modo casuale, ma seguire le procedure di smaltimento locali.
- Utilizzare solo un adattatore di ricarica 5 Vcc=1 A per caricare questo dispositivo (potenza massima in uscita 3,5 W).
- NON utilizzare caricabatterie di origine sconosciuta, di scarsa qualità o con una potenza in uscita superiore a 30 W poiché potrebbero causare surriscaldamento o danni al prodotto. Per la massima sicurezza, si raccomanda di utilizzare un adattatore di ricarica conforme alla norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, con le seguenti specifiche: Ingresso: 100-240 Vca Uscita: 5 Vcc=1,0 A.

IT Panoramica del prodotto



- 1 Accensione/spengimento
- 2 Indicatore batteria:
 - 4 luci verdi: 100% carica (completamente carica)
 - 3 luci verdi: 75% rimanente
 - 2 luci verdi: 50% rimanente
 - 1 luce verde: 25% rimanente
 - Luce rossa lampeggiante: batteria < 10%
- 3 Display LCD per verificare l'impostazione di modalità/intensità/timer selezionata
- 4 Pulsante di impostazione del timer 5 min/10 min/15 min
- 5 Pulsante dei livelli di intensità:
 - Livello I (bassa)
 - Livello II (media)
 - Livello III (alta)
- 6 Pulsante di accensione/spengimento e selezione delle modalità di trattamento:
 - Modalità 1: Ringiovanire
 - Modalità 2: Illuminare
 - Modalità 3: Bilanciare
 - Modalità 4: Calmare
 - Modalità 5: Ripristinare
- 7 Porta Tipo C



Il corpo del prodotto è contrassegnato con un simbolo indicante che "non può essere utilizzato durante il bagno o la doccia"

Tutte le immagini del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente riportate in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. A causa degli aggiornamenti del prodotto, il prodotto effettivo potrebbe essere lievemente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Configurazione del dispositivo

Iniziare a utilizzare la maschera per terapia a luce LED è semplice.

1. Disimballare il dispositivo e tutti gli accessori inclusi.
2. Questo prodotto utilizza due batterie magnetiche rimovibili (ciascuna da 1000 mAh, totale 2000 mAh). Prima del primo utilizzo, caricare completamente entrambe le batterie e il telecomando. Consultare le istruzioni per la ricarica per maggiori dettagli.

Test di sensibilità alla luce


Seguire queste istruzioni per verificare se si è sensibili alla luce:

1. Premere il pulsante di accensione sulla maschera LED per avviare il dispositivo. Utilizzare il telecomando per accendere/spegnere il dispositivo e per scegliere tra le modalità di trattamento disponibili (colore).
2. Posizionare il dispositivo su una sezione dell'avambraccio, mantenendo il contatto per l'intero ciclo di trattamento di tre minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di selezione della modalità di trattamento per scegliere una modalità di trattamento (colore) diversa per un altro trattamento di tre minuti sulla stessa area dell'avambraccio.
4. Attendere 24 ore. NON si dovrebbe riscontrare alcuna reazione avversa durante le successive 24 ore.
5. Una reazione avversa è un dolore o disagio nelle aree di trattamento o un arrossamento cutaneo prolungato.

Istruzioni per la ricarica (batterie e telecomando)

Questo dispositivo è dotato di due batterie rimovibili da 1000 mAh e di un telecomando wireless (280 mAh).

Attenersi alle istruzioni seguenti prima del primo utilizzo:



Ricarica delle batterie

- Rimuovere la batteria dalla maschera prima della ricarica.
- Ogni batteria richiede fino a 2 ore per raggiungere una carica completa.
- Il tempo di ricarica può variare in base al livello residuo della batteria.



Ricarica del telecomando

- Il telecomando wireless include una batteria ricaricabile da 280 mAh.
- Il tempo massimo di ricarica è 2 ore.
- Il tempo di ricarica può variare in base al livello residuo della batteria.

Suggerimenti per la manutenzione della batteria al litio:

- Evitare di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla.
- Non sovraccaricare la batteria e cercare di limitare il tempo di ricarica a non più di 8 ore.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

Istruzioni per l'uso

IT

Preparazione



1. Lavare accuratamente il viso (se si è truccati, detergere con una schiuma detergente).
2. Può essere utilizzata sia di giorno che di notte. È possibile inserirla nella routine di cura della pelle seguita dopo la deterzione e/o l'esfoliazione della pelle.
3. Assicurarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso.



1. Premere brevemente il pulsante della maschera LED per accendere il dispositivo (disponibile quando lampeggia in verde).
2. Dopo aver regolato moderatamente la fascia per capelli, indossarla in modo che il lato interno della maschera LED sia sul viso.

Suggerimenti per regolare la fascia per la testa:

1. Quando si è seduti o in piedi, la posizione corretta dovrebbe prevedere una pressione minima sull'orbita oculare, permettendo al cuscinetto oculare in silicone di adattarsi all'orbita oculare, con la fascia per la testa che fissa il prodotto.
2. Se si avverte una pressione eccessiva del cuscinetto oculare in silicone sull'orbita oculare, allentare la fascia per la testa su entrambi i lati.
3. Se il cuscinetto oculare in silicone non si adatta all'area degli occhi e la luce può entrare attraverso lo spazio tra il cuscinetto oculare e l'orbita oculare, stringere la fascia per la testa su entrambi i lati.
4. Se si avverte che la maschera scivola verso il basso e non mantiene la posizione corretta sul viso, stringere la fascia per la testa.
5. Selezionare la modalità desiderata utilizzando i pulsanti sul telecomando.
6. Se si avverte disagio mentre si indossa il dispositivo, provare a regolare la cinghia o a rimuoverlo finché il disagio non si attenua.
7. Il prodotto si spegnerà automaticamente quando la modalità impostata e il tempo corrispondente saranno terminati.

Precauzioni per l'uso

- Tenere il telecomando entro 2 m dalla maschera LED.
- Non compiere movimenti bruschi quando si indossa il prodotto.
- Indossare il prodotto sul letto o sul divano in una posizione comoda.

Istruzioni per l'uso

Telecomando

1. Collegare la porta Tipo C del telecomando utilizzando il cavo di ricarica fornito.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a un adattatore di alimentazione da 5 V 1 A per la ricarica.
3. Display con "88" lampeggiante: ricarica in corso
Display con "88" fisso: completamente carico
Scollegare il cavo di ricarica prima dell'uso.
4. Quando la batteria del telecomando è scarica, sul display lampeggerà "88" fino allo spegnimento dello schermo.

Poiché la maschera LED utilizza un telecomando a radiofrequenza (il telecomando emette segnali in radiofrequenza, che l'unità principale riceve), gli utenti devono accoppiare il telecomando con la maschera LED quando la utilizzano per la prima volta. La procedura di accoppiamento è la seguente: tenere premuto il pulsante di accensione sulla maschera LED per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. L'indicatore luminoso della maschera passerà dal verde al rosso e poi lampeggerà rapidamente tra verde e rosso.

Modalità senza risparmio energetico:

Premere brevemente il pulsante del telecomando per completare l'accoppiamento entro 10 secondi.

Modalità di risparmio energetico:

Premere il pulsante ON/OFF del telecomando per attivarlo, quindi premerlo nuovamente per completare l'accoppiamento.

Note:

Se il telecomando e la maschera LED non vengono accoppiati entro 10 secondi, la maschera LED esce dalla modalità di accoppiamento.

Se non viene eseguita alcuna azione entro 30 secondi, il telecomando entra in modalità di risparmio energetico e lo schermo si spegne. L'utente dovrà premere brevemente il pulsante del telecomando per riattivarlo.

La maschera LED e il telecomando vengono pre-accoppiati prima della spedizione. In caso contrario, gli utenti possono seguire la procedura sopra indicata per completare l'accoppiamento.

Istruzioni per l'uso

Selezione della modalità di trattamento

Premere il pulsante ON/OFF e di selezione della modalità di trattamento (che include sia il pulsante di accensione che la funzione di selezione della modalità di trattamento) per scegliere tra le seguenti modalità di trattamento:

Modalità 1: Ringiovanire Luce rossa 630 nm + luce nel vicino infrarosso 850 nm

Vantaggi:

Combatte i segni dell'invecchiamento cutaneo stimolando la produzione di collagene, migliorando l'elasticità della pelle e favorendo la riparazione cellulare. Questa modalità aiuta a ripristinare un incarnato più liscio, sodo e luminoso, lasciando una pelle dall'aspetto fresco e giovanile.

Modalità 2: Illuminare Luce gialla 590 nm

Vantaggi:

Lenisce e rivitalizza la pelle, offrendo eccezionali benefici di recupero dopo l'esposizione al sole o alla fatica. Aiuta a illuminare e ripristinare un incarnato vitale e uniforme, favorendo una luminosità rinvirgita e giovanile.

Modalità 3: Bilanciare Luce verde 530 nm

Vantaggi:

Calma e riequilibra la pelle sensibile o stressata, riducendo il rossore e favorendo un tono della pelle uniforme. Questa modalità offre un aspetto naturalmente equilibrato e rinvirgito, ideale per chi ha la pelle reattiva o sensibile.

Modalità 4: Calmare Luce blu 465 nm

Vantaggi:

Utilizzata spesso nelle routine di bellezza e cura della pelle, questa modalità aiuta a lenire la comparsa del rossore visibile, a ridurre la sensazione di untuosità e a favorire un incarnato più chiaro. Contribuisce a mantenere la pelle fresca e bilanciata, favorendo un aspetto della pelle più sano e raffinato.

Modalità 5: Ripristinare Modalità a spettro completo: giallo 590 nm + verde 530 nm + rosso 630 nm + vicino infrarosso 850 nm

Vantaggi:

Questa modalità di terapia multi-luce offre un approccio completo a una varietà di problemi della pelle, ad esempio effetti anti-invecchiamento, illuminazione della pelle, riduzione della pigmentazione e chiarificazione generale della pelle. La combinazione di diverse lunghezze d'onda fornisce un trattamento olistico per ringiovanire la pelle, uniformare il tono cutaneo, attenuare le macchie scure e migliorare la consistenza della pelle. Ideale per la cura quotidiana del viso completa, offre benefici sia curativi che preventivi per un incarnato giovane e luminoso.

Livelli di intensità

Premere il pulsante dei livelli di Intensità per selezionare l'intensità:

Livello I (bassa)

Livello II (media)

Livello III (alta)

Impostazioni del timer

Premere il pulsante di impostazione del timer per selezionare il timer:

·5 minuti ·10 minuti ·15 minuti

Funzione di memoria

Al primo utilizzo, la maschera è impostata su Modalità 1:

Ringiovanire, Livello di Intensità III (alta) e Timer 10 minuti.

Dopo ogni utilizzo, la maschera memorizza le ultime impostazioni di modalità di trattamento, intensità e timer utilizzate.

Note

Funzione	Descrizione
Accensione/ spegnimento	Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi per entrare in modalità standby (l'indicatore luminoso diventa verde).
Cambio della modalità di trattamento	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per passare da una modalità di trattamento all'altra: Ringiovanire → Illuminare → Bilanciare → Calmare → Ripristinare.
Impostazioni di intensità	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per cambiare l'intensità: Bassa → Media → Alta.
Impostazioni del timer	In modalità standby, premere brevemente il pulsante del telecomando per selezionare il timer: 5 min → 10 min → 15 min.
Spegnimento automatico	1. In modalità standby, la maschera si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività. 2. La maschera può essere spenta premendo il pulsante sulla maschera. 3. La maschera si spegne automaticamente al termine della durata del trattamento.
Funzione di memoria	La maschera memorizza le ultime impostazioni di modalità di trattamento, intensità e timer utilizzate, che vengono ripristinate quando viene riaccesa.

Istruzioni aggiuntive

Tenere premuto il pulsante di accensione della maschera LED per entrare in modalità standby (l'indicatore luminoso diventa verde).

In modalità standby, gli utenti possono premere brevemente il pulsante del telecomando per selezionare la modalità di trattamento, il timer e l'intensità. Queste modalità verranno commutate in sequenza.

In modalità standby, se non viene eseguita alcuna azione entro 10 minuti, la maschera LED si spegne automaticamente.

In modalità standby, la maschera può essere spenta anche premendo il pulsante sulla maschera LED.

La maschera LED si spegne automaticamente al termine della durata del trattamento.

1. Conservare la maschera per terapia a luce LED a temperatura ambiente in condizioni asciutte. Utilizzare la borsa per il trasporto fornita.
2. Non conservare la maschera per terapia a luce LED in luoghi polverosi, esposta alla luce diretta del sole o in ambienti umidi.
3. La maschera per terapia a luce LED non contiene parti riparabili.
4. Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera per il viso seguendo le istruzioni per la pulizia riportate di seguito.
5. Non piegare o torcere eccessivamente la maschera in silicone.
6. Non applicare cosmetici direttamente sulla superficie della maschera.
7. Tenere il prodotto lontano da oli, lozioni e profumi.

Pulizia della maschera per terapia a luce LED

1. Il corpo della maschera è realizzato in silicone. Dopo ogni utilizzo, pulire delicatamente la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi, inumidito con acqua pulita.
2. Se necessario, pulire con sapone neutro delicato, senza alcol e senza profumo, diluito con acqua.

Smaltimento

NON smaltire nessuna parte della maschera per terapia a luce LED nei rifiuti domestici.

La maschera per terapia a luce LED e il telecomando contengono una batteria ai polimeri di litio. Per la protezione dell'ambiente, imballare e restituire questa unità al produttore o al suo rappresentante al termine della sua vita utile oppure smaltire il dispositivo in modo sicuro seguendo le linee guida locali.

Malfunzionamenti comuni e soluzioni

Problema	Soluzione
Lo schermo del telecomando non si illumina e non è possibile controllare la maschera.	Controllare se il telecomando è carico. Se la batteria è scarica, ricaricare il telecomando utilizzando il cavo di ricarica incluso e un adattatore da 5 V 1 A. Se il telecomando continua a non funzionare dopo la ricarica, contattarci per chiedere la sostituzione.
Dopo aver acceso la maschera, lo schermo del telecomando si illumina, ma non è possibile controllare la maschera.	Resettare sia il telecomando che la maschera. Istruzioni di accoppiamento: a. Tenere premuto il pulsante di accensione della maschera per 5 secondi. L'indicatore mostrerà prima una luce verde e poi una luce rossa lampeggiante, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di accoppiamento. b. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per completare il processo di accoppiamento.
La maschera non si carica.	a. Sostituire il cavo di ricarica. Se si tratta effettivamente di un problema del cavo di ricarica, è possibile contattarci per ottenere un cavo di ricarica sostitutivo. Se il problema persiste, si prega di contattarci per la sostituzione del dispositivo. b. Verificare che l'adattatore di ricarica al quale è collegata l'unità sia alimentato o che la tensione indicata sull'unità corrisponda alla tensione di rete locale.

Nome del prodotto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modello	AB01A
Specifiche della batteria	Batterie della maschera •Tipo: batteria ai polimeri di litio da 3,7 V / 1000 mAh (per batteria) •Quantità: 2 batterie rimovibili (capacità totale: 2000 mAh)
Dimensioni del prodotto	Maschera: 634 × 233,8 × 5,5 mm Telecomando: 133,6 × 42,3 × 19 mm
Telecomando	Tipo: batteria ai polimeri di litio da 3,7 V / 280 mAh
Peso netto	Maschera: circa 338 g Telecomando: circa 72 g
Uscita adattatore	5 V $\approx$ 1 A
Tempo di funzionamento	•Una batteria completamente carica: fino a 60 minuti •Due batterie (utilizzo combinato): fino a 120 minuti totali
Tempo di ricarica	•Una batteria: fino a 2 ore •Due batterie (caricate separatamente): fino a 4 ore totali •Telecomando: fino a 2 ore

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes, leia cuidadosamente este manual do utilizador antes da utilização e guarde-o para referência futura.

- Antes de utilizar a Máscara de Terapia de Luz LED, deve realizar um teste de sensibilização (consulte a secção teste de sensibilidade à luz). NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se for sensível à Máscara de Terapia de Luz LED. Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente de cuidados de saúde domésticos, o paciente pode ser um operador pretendido.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED de qualquer forma que não esteja exatamente especificada nestas instruções de utilização. A utilização da Máscara de Terapia de Luz LED de forma diferente da especificada exatamente nestas instruções de utilização não foi testada e o risco é desconhecido. Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.
- DESLIGUE e retire a Máscara de Terapia de Luz LED imediatamente se o dispositivo ficar quente ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente.
- Este produto é sem fios durante a utilização. O cabo de carregamento só é ligado durante o carregamento.
- Durante o carregamento, o cabo pode apresentar risco de estrangulamento. Mantenha sempre o dispositivo e o cabo de carregamento fora do alcance das crianças.
- NÃO use a Máscara de Terapia de Luz LED sem primeiro remover a maquilhagem ANTES do tratamento. Alguns ingredientes nestes produtos podem causar sensibilização à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento. Se usar a Máscara de Terapia de Luz LED sem remover estes produtos, poderá causar uma reação cutânea ou poderá reduzir o efeito do tratamento. Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento, de modo a evitar o risco de incêndio e queimaduras.
- NUNCA utilize a Máscara de Terapia de Luz LED perto de água ou em locais onde possa haver derramamento de água sobre o equipamento. NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se pensa que esta entrou em contacto com água. Não sujeite o equipamento a choques fortes para evitar o risco de danos à lâmpada.
- Mantenha a Máscara de Terapia de Luz LED afastada de superfícies QUENTES. Se necessário, contacte o fabricante para obter assistência na instalação, utilização ou manutenção do EQUIPAMENTO MÉDICO ou para comunicar operações ou eventos inesperados.

- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED se a máscara, o telecomando ou o cabo de carregamento USB Tipo-C estiverem danificados de alguma forma. Não deixe o dispositivo sem vigilância quando estiver ligado para evitar o risco de incêndio, queimaduras ou outros perigos.
- Quando retirar da temperatura mínima/máxima de armazenamento, recomenda-se um período de recuperação de 2 horas antes da utilização.
- Não olhe diretamente, nem direcione a luz para os olhos durante o funcionamento.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED próximo de dispositivos com tecnologia sem fios.


Precauções

- Este dispositivo contém silicone, componentes de plástico e materiais de fixação de gancho e laço. Indivíduos com alergias conhecidas a qualquer um destes materiais devem descontinuar a utilização e consultar um profissional de saúde.
- Este dispositivo está equipado com uma função de memória. Recorda automaticamente o último modo de tratamento utilizado, nível de intensidade e tempo de tratamento cada vez que o dispositivo é ligado.
- A Máscara de Terapia de Luz LED não pode ser utilizada no modo de carregamento.
- Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial.
- NÃO utilize quaisquer outros produtos de limpeza além dos indicados nas instruções de limpeza. A utilização de outros produtos de limpeza pode danificar a Máscara de Terapia de Luz LED.
- Guarde a Máscara de Terapia de Luz LED à temperatura ambiente em condições secas, longe da luz solar direta.
- Quando retirar da temperatura mínima/máxima de armazenamento, recomenda-se aguardar 2 horas antes de utilizar.
- Não olhe diretamente, nem direcione a luz para os olhos durante o funcionamento.

Segurança elétrica

- NÃO danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de carregamento USB Tipo-C. Um cabo de carregamento danificado pode provocar um incêndio, um choque elétrico ou um mau funcionamento.
- NÃO coloque nem opere o dispositivo perto de água ou líquidos. Pode causar um incêndio ou um choque elétrico.
- Este produto utiliza um conjunto de baterias magnéticas e amovíveis. Carregue completamente o conjunto de baterias antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.
- Utilize apenas o conjunto de baterias designado fornecido com o dispositivo.
- NÃO tente abrir, modificar, substituir ou utilizar conjuntos de baterias não aprovados, pois o manuseamento inadequado pode provocar sobreaquecimento, fugas ou explosão.
- NÃO elimine a bateria aleatoriamente, siga o procedimento de eliminação local quando a eliminar.
- Utilize apenas um adaptador DC 5V = 1A para carregar este dispositivo (potência máxima de saída 3,5W).
- NÃO utilize carregadores de origem desconhecida, de má qualidade ou com potência de saída superior a 30W, pois isso pode causar sobreaquecimento ou danos ao produto. Para máxima segurança, recomenda-se utilizar um adaptador de carregamento que esteja em conformidade com a norma IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, com as seguintes características: Entrada: 100-240VAC Saída: DC 5V = 1,0A.

PT Visão geral do produto



- | | |
|--|---|
| 1 Ligar/desligar | 5 Botão de níveis de intensidade:
Nível I (Baixo)
Nível II (Médio)
Nível III (Alto) |
| 2 Indicador da bateria:
4 Luzes Verdes: 100% de Carga (Totalmente Carregado)
3 Luzes Verdes: 75% Restante
2 Luzes Verdes: 50% Restante
1 Luz Verde: 25% Restante
Luz Vermelha Intermitente: <10% Bateria Fraca | 6 Botão de ligar/desligar e seleção de modos de tratamento:
Modos 1: Rejuvenescer
Modos 2: Iluminar
Modos 3: Equilibrar
Modos 4: Acalmar
Modos 5: Restaurar |
| 3 LCD para verificar o modo de seleção/Intensidade/Temporizador | 7 Porta Tipo-C |
| 4 Botão de configuração do temporizador
5 min/10 min/15 min | |



A estrutura do produto está marcada com "Não utilizar durante o banho ou duche".

Todas as imagens de produtos, acessórios e ilustrações da interface do utilizador neste manual são apenas para referência. Devido às atualizações e aos melhoramentos do produto, o produto real pode diferir ligeiramente das ilustrações. Consulte o produto real.

Como começar

Configuração do Dispositivo

Começar a utilizar a sua Máscara de Terapia de Luz LED é simples.

1. Desembale o dispositivo e todos os acessórios incluídos.
2. Este produto utiliza dois conjuntos de baterias magnéticas e amovíveis (cada um com 1000mAh, total 2000mAh). Antes da primeira utilização, carregue completamente ambos os conjuntos de baterias e o telecomando. Consulte as Instruções de Carregamento para obter detalhes.


Teste de sensibilidade à luz

Siga estas instruções para verificar se é sensível à luz:

1. Prima o botão da alimentação na máscara LED para iniciar o dispositivo. Utilize o telecomando para ligar/desligar o dispositivo e para escolher entre os modos(cores) de tratamento disponíveis.
2. Coloque o dispositivo numa secção do antebraço, mantendo o contacto durante todo o ciclo de tratamento de três minutos.
3. Prima novamente o botão "Seleção de modos de tratamento" para escolher um modo(cor) de tratamento diferente para outro tratamento de três minutos na mesma área do antebraço.
4. Aguarde 24 horas. NÃO deve sentir qualquer reação adversa durante as próximas 24 horas.
5. Uma reação adversa é uma dor ou um desconforto nas áreas tratadas ou qualquer vermelhidão prolongada na pele.


Instruções de carregamento (conjuntos de baterias e telecomando)

Este dispositivo está equipado com dois conjuntos de baterias amovíveis de 1000mAh e um telecomando sem fios (280mAh). Siga as instruções abaixo antes da primeira utilização:



Carregamento dos conjuntos de baterias

- Remova a bateria da máscara antes de carregar.
- Cada bateria requer até 2 horas para atingir uma carga completa.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo do nível de bateria restante.



Carregamento do telecomando

- O telecomando sem fios inclui uma bateria recarregável de 280mAh.
- O tempo máximo de carregamento é de até 2 horas.
- O tempo de carregamento pode variar dependendo do nível restante da bateria.

Dicas de manutenção da bateria de lítio:

- Evite descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Evite sobrecarregar a bateria e tente limitar o tempo de carregamento a um máximo de 8 horas.
- Se o dispositivo não for utilizado por um período prolongado, recomenda-se carregar a bateria pelo menos uma vez a cada três meses.

Preparação



1. Lave bem o rosto. (Se estiver maquilhada, por favor, limpe a pele com espuma de limpeza.)
2. Pode ser utilizado de dia ou de noite. Pode integrá-lo na sua rotina atual de cuidados com a pele após a limpeza e/ou esfoliação da pele.
3. Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes da utilização.



1. Prima brevemente o botão da máscara LED para ligar a alimentação. (Disponível quando piscar a verde)
2. Após ajustar moderadamente a faixa para o cabelo, use-a de modo que o lado interno da máscara LED fique sobre o rosto.

Dicas para ajustar a faixa para a cabeça:

1. Quando estiver sentado ou em pé, a posição correta deve ser com pressão mínima na cavidade ocular, permitindo que a almofada de silicone para os olhos se adapte à cavidade ocular, com a faixa de cabeça a fixar o produto.
2. Se sentir que a almofada de silicone para os olhos está a exercer demasiada pressão na cavidade ocular, desaperte a faixa de cabeça em ambos os lados.
3. Se a almofada de silicone para os olhos não se ajustar à área ocular e a luz conseguir entrar através do espaço entre a almofada e a cavidade ocular, aperte a faixa de cabeça em ambos os lados.
4. Se sentir que a máscara está a deslizar e não consegue manter a posição correta no seu rosto, aperte a faixa de cabeça.
5. Selecione o modo desejado utilizando os botões do telecomando.
6. Se sentir desconforto enquanto estiver a usar o dispositivo, pode tentar ajustar a fita ou retirá-lo até se sentir melhor.
7. O produto desligar-se-á automaticamente quando o modo definido e o tempo correspondente terminarem.

Precauções de Utilização

- Mova o telecomando para uma distância de 2 m da máscara LED.
- Não faça movimentos bruscos quando estiver a usar o produto.
- Quando estiver a usar o produto, relaxe numa posição confortável no sofá ou na cama.

Instruções de funcionamento

Telecomando

1. Ligue a porta Tipo-C do telecomando utilizando o cabo de carregamento fornecido.
2. Ligue a extremidade USB do cabo a um adaptador de energia de 5V 1A para carregar.
3. Visor a piscar "88" : Carregamento em curso Visor fixo "88": Totalmente carregado Desligue o cabo de carregamento antes de utilizar.
4. Quando a bateria do telecomando estiver fraca, o visor "88" piscará até o ecrã se desligar.

Uma vez que a máscara LED utiliza um telecomando de radiofrequência (o telecomando emite sinais de radiofrequência que a unidade principal recebe), os utilizadores precisam de emparelhar o telecomando com a máscara LED quando a utilizam pela primeira vez. Os passos de emparelhamento são os seguintes: Prima

e mantenha premido o botão de ligar/desligar na máscara LED durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador luminoso da máscara mudará de verde para vermelho

e depois piscará rapidamente entre verde e vermelho.

Modo de não poupança de energia:

Prima brevemente o botão do telecomando para concluir o emparelhamento em 10 segundos.

Modo de poupança de energia:

Prima o botão Ligar/Desligar do telecomando para ativá-lo e, em seguida, prima novamente o botão Ligar/Desligar para concluir o emparelhamento.

Notas:

Se o telecomando e a máscara LED não emparelharem dentro de 10 segundos, a máscara LED sairá do modo de emparelhamento. Se nenhuma ação for realizada dentro de 30 segundos, o telecomando entrará no modo de poupança de energia e o ecrã desligar-se-á.

O utilizador precisará de pressionar brevemente o botão do telecomando para reativá-lo.

A máscara LED e o telecomando serão pré-emparelhados antes do envio. Se não estiverem emparelhados, os utilizadores podem seguir os passos acima para concluir o emparelhamento.

Instruções de Funcionamento

Seleção do Modo de Tratamento

Prima o botão de Ligar/Desligar e Seleção de Modos de Tratamento (que inclui tanto a função do botão de energia como a seleção do modo de tratamento) para escolher entre os seguintes modos de tratamento:

Modo 1: Rejuvenescer Luz Vermelha 630nm + Luz Infravermelha Próxima 850nm

Benefícios:

Combate sinais de envelhecimento da pele estimulando a produção de colagénio, melhorando a elasticidade da pele e promovendo a reparação celular. Este modo ajuda a restaurar uma tez mais suave, firme e radiante, deixando a pele com aspeto rejuvenescido e jovem.

Modo 2: Iluminar Luz Amarela 590nm

Benefícios:

Acalma e revitaliza a pele, proporcionando benefícios excecionais de recuperação após a exposição solar ou fadiga. Ajuda a iluminar e restaurar uma tez vibrante e uniforme, promovendo um brilho renovado e juvenil.

Modo 3: Equilibrar Luz Verde 530nm

Benefícios:

Acalma e equilibra a pele sensível ou stressada, reduzindo a vermelhidão e promovendo um tom de pele uniforme. Este modo proporciona uma aparência naturalmente equilibrada e revigorada, ideal para pessoas com pele reativa ou sensível.

Modo 4: Acalmar Luz Azul 465nm

Benefícios:

Frequentemente utilizado em rotinas de beleza e cuidados com a pele, este modo ajuda a acalmar a aparência de vermelhidão visível, reduzir o aspeto oleoso e promover um aspeto mais claro da pele. Ajuda a manter a pele com uma sensação fresca e equilibrada, contribuindo para uma pele com aparência mais saudável e refinada.

Modo 5: Restaurar Modo Espectro Completo: Amarelo 590nm + Verde 530nm + Vermelho 630nm + NIR 850nm

Benefícios:

Este modo de terapia de multi-luz oferece uma abordagem abrangente para uma variedade de preocupações com a pele, como antienvelhecimento, luminosidade da pele, redução da pigmentação e clarificação geral da pele. A combinação de diferentes comprimentos de onda proporciona um tratamento holístico para rejuvenescer a pele, uniformizar o tom da pele, desvanecer manchas escuras e melhorar a textura da pele. Ideal para o cuidado facial diário tudo-em-um, proporciona benefícios restauradores e preventivos para uma tez jovem e radiante.

Níveis de intensidade

Prima o botão de Níveis de Intensidade para selecionar a intensidade:

Nível I (Baixo)

Nível II (Médio)

Nível III (Alto)

Definições do Temporizador

Prima o botão de Definição do Temporizador para selecionar o temporizador:

·5 min

·10 min

·15 min

Função de Memória

Na primeira utilização, a máscara irá predefinir para Modo 1:

Rejuvenescer, Nível de Intensidade III (Alto), e Temporizador 10 min.

Após cada utilização, a máscara irá memorizar o último modo de tratamento utilizado, a intensidade e as definições do temporizador.

Notas

Funcionalidade	Descrição
Ligar/desligar	Prima e mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR durante 5 segundos para entrar no modo de espera (o indicador luminoso fica verde).
Alternância de Modos de Tratamento	No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para alternar entre modos de tratamento: Rejuvenescer → Iluminar → Equilibrar → Acalmar → Restaurar.
Definições de Intensidade	No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para alternar a intensidade: Baixo→Médio→Elevado.
Definições do Temporizador	No modo de espera, prima brevemente o botão do telecomando para selecionar o temporizador: 5 min →10 min→15 min.
Desligamento Automático	1. Em modo de espera, a máscara desligar-se-á automaticamente após 10 minutos de inatividade. 2. A máscara pode ser desligada pressionando o botão na máscara. 3. A máscara desligar-se-á automaticamente quando terminar a duração do tratamento.
Função de Memória	A máscara irá memorizar o último modo de tratamento utilizado, a intensidade e as definições do temporizador, e restaurará estas definições quando for ligada novamente.

Instruções Adicionais

Prima e mantenha premido o botão de alimentação "Power" da máscara LED para entrar no modo de espera (o indicador luminoso fica verde).

No modo de espera, os utilizadores podem premir brevemente o botão do telecomando para selecionar o modo de tratamento, o temporizador e a intensidade. Estes modos serão alternados em sequência.

Em modo de espera, se nenhuma ação for tomada dentro de 10 minutos, a máscara LED desligar-se-á automaticamente.

Em modo de espera, a máscara também pode ser desligada pressionando o botão na máscara LED.

A máscara LED desligar-se-á automaticamente no final da duração do tratamento.

Cuidados e manutenção

1. Guarde a Máscara de Terapia de Luz LED à temperatura ambiente em condições secas. Utilize a bolsa de transporte fornecida.
2. Evite armazenar a Máscara de Terapia de Luz LED em condições com poeira, sob a luz solar direta ou em ambientes húmidos.
3. A Máscara de Terapia de Luz LED não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
4. Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial seguindo as instruções de limpeza abaixo.
5. Evite dobrar ou torcer excessivamente a máscara de silicone.
6. Não aplique cosméticos diretamente sobre a superfície da máscara.
7. Mantenha o produto afastado de óleos, loções e perfumes.

Limpeza da Máscara de Terapia de Luz LED

1. A estrutura da máscara é feita de silicone. Após cada utilização, limpe suavemente a superfície com um pano macio, sem fiapos, humedecido com água limpa.
2. Se necessário, limpe com sabão neutro suave, sem álcool e sem fragrância, diluído em água.

Eliminação

NÃO elimine nenhuma parte da Máscara de Terapia de Luz LED numa instalação de resíduos domésticos.

A Máscara de Terapia de Luz LED e o telecomando contêm uma bateria de polímero de íões de lítio. Para proteção do ambiente, embale e devolva esta unidade ao fabricante ou ao seu representante no final da sua vida útil ou elimine o dispositivo com segurança seguindo as suas diretrizes locais.

Problema	Solução
O ecrã do telecomando não acende e não é possível controlar a máscara.	Verifique se o telecomando tem energia. Se a bateria estiver descarregada, carregue o telecomando utilizando o cabo de carregamento incluído e um adaptador de 5V 1A. Se o telecomando continuar a não funcionar após o carregamento, contacte-nos para providenciar uma substituição.
Depois de ligar a máscara, o ecrã do comando acende, mas não é possível controlar a máscara.	
A máscara não pode ser carregada.	a. Substitua o cabo de carregamento. Se for realmente um problema com o cabo de carregamento, pode contactar-nos para solicitar a substituição do cabo de carregamento. Se o problema persistir, entre em contacto connosco para substituir o aparelho. b. Verifique se o adaptador de carregamento ao qual liga o aparelho está ativo ou se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede local.

Parâmetros básicos

Nome do Produto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modelo	AB01A
Especificações da Bateria	Conjuntos de Baterias da Máscara •Tipo: Bateria de Polímero de Lítio de 3,7V / 1000mAh (por conjunto de baterias) •Quantidade: 2 conjuntos de baterias amovíveis (capacidade total: 2000mAh)
Dimensões do Produto	Máscara: 634*233,8*5,5mm Telecomando: 133,6*42,3*19mm
Telecomando	Tipo: Bateria de Polímero de Lítio 3,7V / 280mAh
Peso Líquido	Máscara: Aproximadamente 338g Telecomando: Aproximadamente 72g
Saída do Adaptador	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Tempo de Funcionamento	•Um conjunto de baterias completamente carregado: Até 60 minutos •Duas baterias (utilização combinada): Até 120 minutos no total
Tempo de Carregamento	•Um conjunto de baterias: Até 2 horas •Dois conjuntos de baterias (carregados separadamente): Até 4 horas no total •Telecomando: Até 2 horas

Varning

För att förebygga elchock, brand eller andra olyckor ska denna bruksanvisning läsas noggrant före användning och sparas för framtida behov.

•Innan du använder LED-ljusterapimasken måste du utföra ett sensibilitetstest (se avsnittet Test av ljuskänslighet). Använd INTE LED-ljusterapimasken om du är känslig för ljusbehandling. Denna utrustning är avsedd att användas i hemmiljö, och användaren kan vara en avsedd operatör.

•Använd INTE LED-ljusterapimasken på något annat sätt än exakt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Användning på annat sätt än vad som anges har inte testats och innebär okända risker. Utrustningen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte fått handledning eller instruktion för att undvika risk för brand eller brännskador.

•STÄNG AV och ta omedelbart av LED-ljusterapimasken om enheten känns varm eller om huden blir obehagligt varm.

•Denna produkt är trådlös under användning. Laddningskabeln används endast under laddning.

•Under laddning kan kabeln utgöra en strykningsrisk. Förvara alltid enheten och laddningskabeln utom räckhåll för barn.

•Använd INTE LED-ljusterapimasken utan att först ta bort smink FÖRE behandlingen. Vissa ingredienser i dessa produkter kan orsaka ljuskänslighet eller kan minska effekten av behandlingen. Om du använder LED-ljusterapimasken utan att ta bort dessa produkter kan du orsaka en hudreaktion eller minska behandlingens effekt. Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen för att undvika risk för brand och brännskador.

•Använd ALDRIG LED-ljusterapimasken nära vatten eller där vatten kan spillas på utrustningen. Använd INTE LED-ljusterapimasken om du tror att den har kommit i kontakt med vatten. Utsätt inte utrustningen för kraftiga stötar för att undvika risk för skador på lampan.

•Håll LED-ljusterapimasken borta från HETA ytor. Vid behov, kontakta tillverkaren för hjälp med installation, användning eller underhåll av ME-UTRUSTNINGEN eller för att rapportera oväntad funktion eller händelser.

•ANVÄND INTE LED-ljusterapimasken om masken, fjärrkontrollen eller USB Type-C-laddningskabeln är skadad på något sätt. Lämna inte enheten utan uppsikt när den är påslagen då detta kan innebära risk för brand, brännskador eller andra faror.

- Vid förvaring i lägsta eller högsta temperatur bör enheten återgå till rumstemperatur i 2 timmar innan användning.
- Rikta inte ljuset mot ögonen och titta inte direkt in i ljuset när enheten är i drift.
- **ANVÄND INTE LED-ljusterapimasken i närheten av enheter med trådlös teknologi.**

Viktiga försiktighetsåtgärder

Använd **INTE** produkter med följande ingredienser före behandling:

- A-vitamin/derivat (t.ex. retinol, retinal)
- Syror (t.ex. glykolsyra, salicylsyra)
- Högkoncentrerad alkohol, kraftiga doft- eller färgämnen

Rekommenderat förfarande: Rengör huden först. Efter ljusbehandling kan mild fukt- eller reparerande hudvård användas.

Åldersgrupp: 18+ år.

Används EJ vid:

- Öppna sår, eksem, dermatit, aktiv rosacea/allvarlig akne
- Ljuskänslighet eller användning av fotokänslig medicin
- Graviditet/amning, eller på barn
- Elektroniska/metalliska implantat i ansiktet/huvudet
- Nyligen genomgången laser, peeling eller microneedling (vänta 1 månad)
- Vid tveksamhet: Konsultera läkare

Användningsanvisning:

- Masken ska sitta tätt mot huden. Undvik kontaktlinser under användning.
- Använd solskydd dagligen under behandlingsperioden.
- Avbryt vid obehag. Sök dermatolog vid bestående besvär.

Observera:


Denna hembehandlingsapparat ersätter inte professionell medicinsk behandling.

Försiktighetsåtgärder

- Denna enhet innehåller silikon, plastkomponenter och material med kardborrefästen. Personer med kända allergier mot något av dessa material ska avbryta användningen och kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.
- Enheten är utrustad med en minnesfunktion. Den återställer automatiskt det senast använda behandlingsläget, intensitetsnivån och behandlingstiden varje gång den slås på.
- LED-ljusterapimasken kan inte användas i laddningsläge.
- Före varje användning, och med enheten avstängd, ska masken rengöras.
- ANVÄND INTE några andra rengöringsprodukter än de som anges i rengöringsinstruktionerna. Användning av andra rengöringsprodukter kan skada LED-ljusterapimasken.
- Förvara LED-ljusterapimasken i rumstemperatur i torra förhållanden, skyddad från direkt solljus.
- Vid förvaring i lägsta eller högsta temperatur bör enheten återgå till rumstemperatur i 2 timmar innan användning.
- Rikta inte ljuset mot ögonen och titta inte direkt in i ljuset när enheten är i drift.

Elsäkerhet

- Skada INTE, modifiera inte, böj inte, vrid inte och hetta inte upp USB Type-C-laddningskabeln.
- Placera eller använd INTE enheten nära vatten eller vätskor. Detta kan orsaka brand eller elchock.
- Denna produkt använder ett magnetiskt, avtagbart batteripaket. Ladda batteriet helt innan du använder enheten för första gången.
- Använd endast det batteripaket som medföljer enheten.
- Försök INTE öppna, modifiera, byta ut eller använda batteripaket som inte är godkända. Felaktig hantering kan orsaka överhettning, läckage eller explosion.
- Kassera INTE batteriet på ett oreglerat sätt. Följ lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.
- Använd endast en DC 5 V = 1 A laddningsadapter för att ladda denna enhet (maximal uteffekt 3,5 W).
- Använd INTE laddare av okänt ursprung, låg kvalitet eller med en uteffekt som överstiger 30 W, eftersom detta kan orsaka överhettning eller skada produkten. För maximal säkerhet rekommenderas en laddningsadapter som uppfyller IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, med följande märkdata: Ingång: 100-240 VAC Utgång: DC 5 V = 1,0 A.



- 1 Slå på/av
- 2 Batteri-indikator:
4 gröna lampor: 100 % laddad (fulladdad)
3 gröna lampor: 75 % återstår
2 gröna lampor: 50 % återstår
1 grön lampa: 25 % återstår
Blinkande rött ljus: <10 % (låg batterinivå)
- 3 LCD-skärm för att kontrollera valt läge/intensitet/timer
- 4 Timerinställningsknapp
5 min/10 min/15 min
- 5 Knapp för intensitetsnivåer:
Nivå I (Låg)
Nivå II (Medel)
Nivå III (Hög)
- 6 PÅ/AV och knapp för val av behandlingsläge:
Läge 1: Föryngra
Läge 2: Ljusa upp
Läge 3: Balansera
Läge 4: Lugna
Läge 5: Återställ
- 7 Type-C-port



Produkten är märkt med
"Använd inte när du badar eller duschar".

Alla produktbilder, tillbehör och användargränssnitt som visas i denna manual är endast för referens. På grund av produktuppdateringar kan den faktiska produkten skilja sig något från illustrationerna. Hänvisa till den faktiska produkten.

Konfigurera enheten

Att komma igång med din LED-ljusterapimask är enkelt.

1. Packa upp enheten och alla medföljande tillbehör.
2. Produkten använder två magnetiska, löstagbara batteripaket (vardera 1 000 mAh, totalt 2 000 mAh). Ladda båda batteripaketerna och fjärrkontrollen fullt före första användning. Se Laddningsinstruktioner för detaljer.


Test för ljuskänslighet

Följ dessa instruktioner för att kontrollera om du är känslig för ljus:

1. Tryck på strömknappen på LED-masken för att starta enheten. Använd fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av enheten och för att välja mellan de tillgängliga behandlingsslägena (färg).
2. Placera enheten mot ett område på underarmen och behåll kontakten under hela den tre minuter långa behandlingscykeln.
3. Tryck på knappen för val av behandlingsläge igen för att välja ett annat behandlingsläge (färg) och genomför ytterligare en treminutersbehandling på samma område på underarmen.
4. Vänta 24 timmar. Du bör INTE uppleva någon negativ reaktion under de följande 24 timmarna.
5. En negativ reaktion kan vara smärta eller obehag i behandlingsområdet eller kvarstående hudrodnad.


Laddningsinstruktioner (batteripaket och fjärrkontroll)

Denna enhet är utrustad med två avtagbara batteripaket på 1 000 mAh och en trådlös fjärrkontroll (280 mAh). Följ instruktionerna nedan före första användning:



Laddning av batteripaket

- Ta bort batteripaketet från masken före laddning.
- Varje batteripaket behöver upp till 2 timmar för att bli fulladdat.
- Laddningstiden kan variera beroende på återstående batterinivå.



Laddning av fjärrkontrollen

- Den trådlösa fjärrkontrollen har ett uppladdningsbart batteri på 280 mAh
- Den maximala laddningstiden är upp till 2 timmar.
- Laddningstiden kan variera beroende på återstående batterinivå.

Underhållstips för litiumbatteri:

- Undvik att helt ladda ur batteriet innan du laddar det igen.
- Undvik att överladda batteriet och försök att begränsa laddningstiden till maximalt 8 timmar.
- Om enheten inte används under en längre tid rekommenderas det att ladda batteriet minst en gång var tredje månad.

Förberedelser



1. Tvätta ansiktet noggrant. (Om du är sminkad, rengör med rengöringsskum.)
2. Masken kan användas både dag och natt. Den kan integreras i din vanliga hudvårdsrutin efter rengöring och/eller exfoliering.
3. Se till att batteriet är fulladdat före användning.



1. Tryck kort på LED-maskens knapp för att slå på strömmen. (Tillgängligt när indikatorlampan blinkar grönt)
2. Justera pannbandet till en lagom längd och sätt sedan på masken så att insidan ligger an mot ansiktet.

Tips för att justera pannbandet:

1. Vid sittande eller stående användning ska trycket mot ögonhålan vara minimalt, så att silikonögonkudden ligger an korrekt och pannbandet håller masken på plats.
2. Om trycket från silikonögonkudden känns för hårt mot ögonhålan, lossa pannbandet på båda sidor.
3. Om silikonögonkudden inte sluter tätt och ljus tränger in genom en glipa, dra åt pannbandet på båda sidor.
4. Om masken glider ned och inte ligger rätt i ansiktet, dra åt pannbandet.
5. Välj önskat läge med knapparna på fjärrkontrollen.
6. Om du upplever obehag när du bär masken, justera pannbandet eller ta av masken tills det känns bättre.
7. Produkten stängs av automatiskt när valt läge och inställd tid är avslutade.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Håll fjärrkontrollen inom 2 m från LED-masken.
- Var försiktig och hantera produkten varsamt när du använder den.
- När du bär produkten, inta en bekväm och avslappnad position i soffan eller sängen.

Fjärrkontroll

1. Anslut fjärrkontrollens Type-C-port med den medföljande laddningskabeln.
2. Anslut kabelns USB-ände till en 5V 1A-nätadapter för att ladda.
3. Blinkande "88"-indikator: Laddning pågår. Fast "88"-indikator: Fulladdad. Koppla ur laddningskabeln före användning.
4. När fjärrkontrollens batteri är lågt blinkar "88"-indikatorn tills skärmen stängs av.

Eftersom LED-masken använder en fjärrkontroll med radiofrekvens (fjärrkontrollen skickar RF-signaler som huvudenheten tar emot) måste fjärrkontrollen parkopplas med LED-masken vid första användningen. Parkopplingssteget är följande:

1. Håll ned strömknappen på LED-masken i 5 sekunder för att gå in i parkopplingsläge. Maskens indikatorlampa växlar från grönt till rött och börjar sedan blinka snabbt mellan grönt och rött.

2. Håll inne fjärrkontrollens strömbrytare i 3 sekunder för att sätta på den. En kontinuerlig pipande ljudsignal och en stadig grön indikatorljus bekräftar lyckad parkoppling.

Användningsinstruktioner

Val av behandlingsläge

Tryck på PÅ/AV och lägesvalsknappen (som kombinerar strömknapp och val av behandlingsläge) för att välja mellan följande behandlingslägen:

Läge 1: Föryngrar Rött ljus 630 nm + nära infrarött ljus 850 nm

Fördelar:

Minskar tecken på hudens åldrande genom att stimulera kollagenproduktionen, förbättra hudens elasticitet och främja cellreparation. Detta läge bidrar till att återställa en slätare, fastare och mer strålande hudton och ger huden ett föryngrat och ungdomligt utseende.

Läge 2: Ljusa upp Gult ljus 590 nm

Fördelar:

Lugnar och revitaliserar huden och ger utmärkta återhämtningsfördelar efter solexponering eller trötthet. Hjälper till att ge huden lyster och återställa en livfull, jämn hudton samt bidrar till en fräsch och ungdomlig lyster.

Läge 3: Balansera Grönt ljus 530 nm

Fördelar:

Lugnar och balanserar känslig eller stressad hud, minskar rodnad och bidrar till en jämnare hudton. Detta läge ger ett naturligt balanserat och fräscht utseende och är idealiskt för personer med reaktiv eller känslig hud.

Läge 4: Lugna Blått ljus 465 nm

Fördelar:

Används ofta i skönhets- och hudvårdsrutiner för att mildra synlig rodnad, reducera intrycket av oljighet och ge en klarare hy. Bidrar till att hålla huden fräsch och balanserad samt främjar en friskare och finare hud.

Läge 5: Återställ Fullspektrumläge: Gult 590 nm + Grönt 530 nm + Rött 630 nm + NIR 850 nm

Fördelar:

Detta multifunktionella ljusterapiläge erbjuder en heltäckande lösning för flera hudvårdsbehov, såsom anti-aging, lystergivning, pigmentreducering och förbättrad hudklarhet. Kombinationen av olika våglängder ger en holistisk behandling som föryngrar huden, jämnar ut hudtonen, reducerar mörka fläckar och förbättrar hudens struktur. Perfekt för daglig, allt-i-ett-ansiktsvård och ger både återställande och förebyggande effekter för en ungdomlig hy med lyster.

Intensitetsnivåer

Tryck på knappen för intensitetsnivåer för att välja intensitet:

Nivå I (Låg)

Nivå II (Medel)

Nivå III (Hög)

Timerinställningar

Tryck på timerknappen för att välja timer:

·5 min

·10 min

·15 min

Minnesfunktion

Vid första användningen är maskens standardinställning: Läge 1: Föryngra, intensitetsnivå III (hög) och timer 10 minuter.

Efter varje användning sparar masken det senast använda behandlingsläget samt inställningarna för intensitet och timer.

Anmärkningar

Ansiktsform

Beskrivning

Slå på/stänga av

Håll ned PÅ/AV-knappen i 5 sekunder för att gå in i standbyläge (indikatorlampan lyser grönt).

BehandlingVäxla läge

I standbyläge kan du korttrycka på fjärrkontrollens knapp för att växla mellan behandlingslägen: Föryngra → Ljusa upp → Balansera → Lugna → Återställ.

Intensitetsinställningar

I standbyläge kan du korttrycka på fjärrkontrollens knapp för att växla intensitet: Låg → Medel → Hög.

Timerinställningar

I standbyläge kan du korttrycka på fjärrkontrollens knapp för att välja timer: 5 min → 10 min → 15 min.

Automatisk avstängning

1. I standbyläge stängs masken automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet.
2. Masken kan stängas av genom att trycka på knappen på masken.
3. Masken stängs automatiskt av när behandlingstiden är slut.

Minnesfunktion

Masken sparar det senast använda behandlingsläget samt inställningarna för intensitet och timer och återställer dem när den slås på igen.

Ytterligare instruktioner

1. När den inställda tiden går ut stängs maskinen av automatiskt.
2. När fjärrkontrollen stängs av stängs även maskinen av.
3. Efter val av läge med fjärrkontrollen, använd inte maskinens knappar, då detta återställer timern till 10 minuter och orsakar visningsfel. Starta behandlingen direkt efter val av läge med fjärrkontrollen.

1. Förvara LED-ljusterapimasken i rumstemperatur under torra förhållanden. Använd den medföljande bärväskan.
2. Undvik att förvara LED-ljusterapimasken i dammiga förhållanden, i direkt solljus eller i fuktiga och våta miljöer.
3. LED-ljusterapimasken innehåller inga delar som kan servas av användaren.
4. Före varje användning, med enheten avstängd, rengör masken enligt rengöringsinstruktionerna nedan.
5. Undvik överdriven böjning eller vridning av silikonmasken.
6. Applicera inte kosmetika direkt på maskens yta.
7. Håll produkten borta från oljor, krämer och parfymer.

Rengöring av LED-ljusterapimasken

1. Maskens stomme är tillverkad av silikon. Efter varje användning torkar du ytan försiktigt av med en mjuk luddfri trasa fuktad med rent vatten.
2. Vid behov kan masken rengöras med mild, alkoholfri och parfymfri neutral tvål utspädd i vatten.

Avfallshantering

Släng INTE någon del av LED-ljusterapimasken i hushållsavfallet.

LED-ljusterapimasken och fjärrkontrollen innehåller ett litiumjonpolymerbatteri. För att skydda miljön ska enheten förpackas och skickas tillbaka till tillverkaren eller en auktoriserad representant när dess livslängd är slut, eller tas om hand enligt lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Problem	Lösning
Fjärrkontrollens skärm tänds inte och masken kan inte styras.	Kontrollera om fjärrkontrollen har ström. Om batteriet är urladdat, ladda fjärrkontrollen med den medföljande laddningskabeln och en 5V 1A-adapter. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar efter laddning, kontakta oss för att ordna en ersättning.
Efter att masken har slagits på tänds fjärrkontrollens skärm, men masken kan inte styras.	Återställ både fjärrkontrollen och masken. Parkopplingsanvisningar: a. Håll ned maskens strömknapp i 5 sekunder. Indikatorn lyser först grönt och börjar sedan blinka rött, vilket betyder att enheten är i parkopplingsläge. b. Tryck på fjärrkontrollens PÅ/AV-knapp för att slutföra parkopplingen.
Masken kan inte laddas.	a. Byt ut laddningskabeln. Om problemet beror på laddningskabeln kan du kontakta oss för att få en ersättningskabel. Om problemet ändå inte kan lösas ber vi dig kontakta oss för att byta ut enheten. b. Kontrollera om nätadaptern som enheten är ansluten till fungerar, samt att den angivna spänningen på enheten motsvarar det lokala elnätets spänning.

Grundläggande parametrar

Produktnamn	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modell	AB01A
Batterispecifikationer	Maskens batteripaket •Typ: 3,7 V / 1 000 mAh litumpolymerbatteri (per batteripaket) •Antal: 2 avtagbara batteripaket (total kapacitet: 2 000 mAh)
Produktmått	Mask: 634 × 233,8 × 5,5 mm Fjärrkontroll: 133,6 × 42,3 × 19 mm
Fjärrkontroll	Typ: 3,7 V / 280 mAh litumpolymerbatteri
Nettovikt	Mask: Cirka 338 g Fjärrkontroll: Cirka 72 g
Adapterutgång	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Drifttid	•Ett fulladdad batteripaket: Upp till 60 minuter •Två batteripaket (kombinerad användning): Upp till totalt 120 minuter
Laddningstid	•Ett batteripaket: Upp till 2 timmar •Två batteripaket (laddas separat): Upp till totalt 4 timmar •Fjärrkontroll: Upp till 2 timmar

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya diğer kazaları önlemek için kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- LED Işıklı Terapi Maskesini kullanmadan önce bir duyarlılık testi yapmalısınız (ışık hassasiyet testi bölümüne bakın). LED Işıklı Terapi Maskesine karşı hassasiyetiniz varsa ürünü KULLANMAYIN. Bu cihaz ev sağlık hizmeti ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, hasta aynı zamanda kullanıcı olabilir.
- LED Işıklı Terapi Maskesini, bu kullanım talimatlarında belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde KULLANMAYIN. LED Işıklı Terapi Maskesinin bu kullanım talimatlarında tam olarak belirtilenlerin dışında kullanılması test edilmemiştir ve riski bilinmemektedir. Bu ekipman, yangın veya yanık riskinden kaçınmak adına, ekipmanın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin kullanımına yönelik değildir.
- Cihazın ısındığını hissederseniz veya cildiniz rahatsız edici şekilde ısınır, LED Işıklı Terapi Maskesini derhal KAPATIN ve çıkarın.
- Bu ürün kullanım sırasında kablosuzdur. Şarj kablosu sadece şarj sırasında bağlanır.
- Şarj sırasında, kablo düğümleme tehlikesi oluşturabilir. Cihazı ve şarj kablosunu her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- LED Işıklı Terapi Maskesini, bakımdan ÖNCE makyajınızı temizlemeden KULLANMAYIN. Bu ürünlerdeki bazı içerikler ışığa karşı hassasiyet yaratabilir veya bakımın etkisini azaltabilir. LED Işıklı Terapi Maskesini bu ürünleri çıkarmadan kullanırsanız cilt reaksiyonuna neden olabilir veya bakımın etkisini azaltabilirsiniz. Bu ekipman çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yangın ve yanık riskini önlemek için çocukların ekipmanla oynamamalarını sağlamak üzere gözetim altında tutulmaları gerekmektedir.
- LED Işıklı Terapi Maskesini ASLA su yakınında veya ekipmanın üzerine su dökülebilecek yerlerde kullanmayın. LED Işıklı Terapi Maskesinin suyla temas ettiğini düşünüyorsanız KULLANMAYIN. Lambaya zarar verme riskini önlemek için ekipmanı ağır darbelerle maruz bırakmayın.
- LED Işıklı Terapi Maskesini SICAK yüzeylerden uzak tutun. Gerekirse, ME EKİPMANININ kurulumu, kullanımı veya bakımı konusunda yardım almak ya da beklenmeyen çalışma veya olayları bildirmek için üretici ile iletişime geçin.


- LED Işıklı Terapi Maskesini, maske, uzaktan kumanda veya USB C Tipi şarj kablosu herhangi bir şekilde hasarlıysa KULLANMAYIN. Yangın, yanık veya diğer tehlikeleri önlemek için cihazı açık durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Minimum / maksimum saklama sıcaklığına uyulmadığında kullanmadan önce 2 saat boyunca oda sıcaklığına gelmesi tavsiye edilir.
- Çalışırken doğrudan ışığa bakmayın veya ışığı gözlere tutmayın.
- LED Işıklı Terapi Maskesini kablosuz teknolojiye sahip cihazların yakınında KULLANMAYIN.

Önlemler

- Bu cihaz silikon, plastik bileşenler ve cırt cırt malzemeler içerir. Bu malzemelerden herhangi birine karşı bilinen alerjisi olan kişiler kullanımı durdurmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalıdır.
- Bu cihaz bir hafıza fonksiyonu ile donatılmıştır. Cihaz her açıldığında son kullanılan bakım modunu, yoğunluk seviyesini ve bakım süresini otomatik olarak hatırlar.
- LED Işıklı Terapi Maskesi şarj modunda kullanılamaz.
- Her kullanımdan önce, cihaz kapalıyken yüz maskesini temizleyin.
- Temizlik talimatlarında belirtilenler dışında başka temizlik ürünleri KULLANMAYIN. Diğer temizlik ürünlerinin kullanımı LED Işıklı Terapi Maskesine zarar verebilir.
- LED Işıklı Terapi Maskesini oda sıcaklığında, kuru koşullarda ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın.
- Minimum / maksimum saklama sıcaklığına uyulmadığında kullanmadan önce 2 saat bekletilmesi önerilir.
- Çalışırken doğrudan ışığa bakmayın veya ışığı gözlere tutmayın.

Elektrik güvenliđi

- USB C Tipi řarj kablosuna zarar vermeyin, deđiřtirmeyin, bükmeyin, kıvırmayın veya ısıtmayın. Hasarlı bir řarj kablosu yangına, elektrik řarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Cihazı su veya sıvıların yakınına KOYMAYIN veya bu tür ortamlarda ÇALIřTIRMAYIN. Yangına veya elektrik řarpmasına neden olabilir.
- Bu ürün manyetik ve çıkarılabilir bir pil paketi kullanmaktadır. Cihazı ilk kez kullanmadan önce pil paketini tamamen řarj edin.
- Yalnızca cihazla birlikte gelen belirlenmiř pil paketini kullanın.
- Onaylanmamıř pil paketlerini açmaya, deđiřtirmeye veya kullanmaya ÇALIřMAYIN; hatalı kullanım aşırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabilir.
- Pili rastgele bir řekilde bertaraf ETMEYİN. Bertaraf ederken yerel bertaraf etme prosedürlerinizi takip edin.
- Yalnızca DC 5V kullanın=1A řarj adaptörü kullanarak bu cihazı řarj edin (maksimum çıkıř gücü 3,5W).
- Aşırı ısınmaya veya ürüne zarar verebileceđinden, bilinmeyen kaynaktan gelen, düşük kaliteli veya çıkıř gücü 30W'ı aşan řarj cihazlarını KULLANMAYIN. Maksimum güvenlik için ařađıdaki deđerlere sahip, IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 uyumlu bir řarj adaptörü kullanılması önerilir: Giriř: 100-240VAC Çıkıř: DC 5V=1,0A.



1 Açma/kapama

2 Pil Göstergesi:
4 Yeşil Işık: %100 Şarj (Tam Şarj)
3 Yeşil Işık: Kalan %75
2 Yeşil Işık: Kalan %50
1 Yeşil Işık: Kalan %25
Yanıp Sönen Kırmızı Işık:
<%10 Düşük Pil

3 Seçim modu/Yoğunluk/
Zamanlayıcı kontrolü için LCD

4 Zamanlayıcı ayar düğmesi
5 dk/10 dk/15 dk

5 Yoğunluk Seviyeleri
düğmesi:
Seviye I (Düşük)
Seviye II (Orta)
Seviye III (Yüksek)

6 Açma/Kapama ve Bakım
modu seçim düğmesi:
Modlar 1: Canlandırma
Modlar 2: Aydınlatma
Modlar 3: Dengeleme
Modlar 4: Sakinleştirme
Modlar 5: Yenileme

7 C Tipi Yuva



Ürün gövdesi "Banyo yaparken veya duş
alırken kullanmayın" ile işaretlenmiştir.

Bu kılavuzdaki tüm ürün görselleri, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün çizimlere göre biraz farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürünü dikkate alın.

Başlarken

Cihaz Kurulumu:

LED Işıklı Terapi Maskenizi kullanmaya başlamak basittir.

1. Cihazı ve tüm dahil aksesuarları paketinden çıkarın.
2. Bu ürün, iki manyetik ve çıkarılabilir pil paketi kullanır (her biri 1000mAh, toplam 2000mAh). İlk kullanımdan önce, her iki pil paketini ve uzaktan kumandayı tamamen şarj edin. Detaylar için Şarj Talimatlarına bakın.


Işık hassasiyet testi

Işığa karşı hassas olup olmadığınızı görmek için bu talimatları takip edin:

1. Cihazı başlatmak için LED maskesindeki Güç düğmesine basın. Cihazı Açmak/Kapatmak ve mevcut bakım modları (renk) arasında seçim yapmak için uzaktan kumandayı kullanın.
2. Cihazı ön kolun bir bölümüne yerleştirin ve üç dakikalık bakım döngüsü boyunca teması koruyun.
3. Aynı ön kol bölgesinde başka bir üç dakikalık bakım için farklı bir bakım modu (renk) seçmek üzere "Bakım modu seçim düğmesi"ne tekrar basın.
4. 24 saat bekleyin. Bu 24 saat içinde herhangi bir olumsuz reaksiyon YAŞAMAMALISINIZ.
5. Olumsuz reaksiyon, bakım bölgelerinde ağrı veya rahatsızlık ya da uzun süreli cilt kızarıklığıdır.

Şarj Talimatları (Batarya Paketleri ve Uzaktan Kumanda)

Bu cihaz, iki adet çıkarılabilir 1000mAh pil paketi ve bir kablosuz uzaktan kumanda (280mAh) ile donatılmıştır. İlk kullanımdan önce lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:



Pil Paketlerini Şarj Etme

- Şarj etmeden önce pil paketini maskeden çıkarın.
- Her pil paketinin tam şarja ulaşması 2 saate kadar sürebilir.
- Şarj süresi kalan pil seviyesine bağlı olarak değişebilir.



Uzaktan Kumandayı Şarj Etme

- Kablosuz uzaktan kumanda 280mAh şarj edilebilir pil içerir.
- Maksimum şarj süresi 2 saate kadardır.
- Şarj süresi kalan pil seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Lityum Pil Bakım İpuçları:

- Tekrar şarj etmeden önce pilin tamamen bitmesinden kaçınin.
- Pilin aşırı şarj edilmesinden kaçınin ve şarj süresini maksimum 8 saat ile sınırlamaya çalışın.
- Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pilin en az üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.

Hazırlık



1. Yüzünüzü iyice yıkayın. (Makyajınız varsa lütfen temizleme köpüğü ile temizleyin.)
2. Gündüz veya gece kullanılabilir. Cildinizi temizledikten ve/veya peeling yaptıktan sonra mevcut cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz.
3. Kullanmadan önce pil tamamen şarj olduğundan emin olun.



1. Çalıştırmak için LED maskenin düğmesine kısa basın. (Yeşil yanıp sönerken kullanılabilir)
2. Saç bandını uygun şekilde ayarladıktan sonra LED maskenin iç kısmı yüze gelecek şekilde takın.

Kafa bandını ayarlama ipuçları:

1. Otururken veya ayakta dururken, doğru durumda, göz çukuru üzerinde minimum basınç olmalı, silikon göz pedi göz çukuruna uymalı ve kafa bandı ürünü sabitlemelidir.
2. Silikon göz pedinin göz çukuruna çok fazla basınç uyguladığını hissederseniz kafa bandını her iki taraftan gevşetin.
3. Silikon göz pedi göz bölgesine tam oturmuyorsa ve göz pedi ile göz çukuru arasındaki boşluktan ışık girebiliyorsa, kafa bandını her iki taraftan sıkılaştırın.
4. Maskenin aşağı kaydığını ve yüzünüzde doğru pozisyonu koruyamadığını hissediyorsanız kafa bandını sıkılaştırın.
5. Uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanarak istediğiniz modu seçin.
6. Cihazı takarken kendinizi rahatsız hissederseniz, kayışı ayarlamayı deneyebilir veya kendinizi daha iyi hissedinceye kadar çıkarabilirsiniz.
7. Ayarlanan mod ve ilgili süre bittiğinde ürün otomatik olarak kapanacaktır.

Kullanım Uyarıları

- Uzaktan kumandayı LED maskeden 2 m mesafe içerisinde tutun.
- Lütfen ürünü takarken şiddetli hareketlerden kaçının.
- Ürünü takarken, kanepe veya yatakta rahat bir pozisyona geçin.

Kullanım talimatı

Uzaktan kumanda

1. Uzaktan kumandanın C Tipi bağlantı noktasını cihazla birlikte gelen şarj kablosunu kullanarak bağlayın.
2. Şarj etmek için kablonun USB ucunu 5V 1A güç adaptörüne takın.
3. Yanıp Sönen "88" Göstergesi: Şarj işlemi devam ediyor Sabit "88" Göstergesi: Tamamen şarj oldu Kullanmadan önce şarj kablosunu çıkarın.
4. Uzaktan kumandanın şarjı azaldığında, ekran kapanana kadar "88" göstergesi yanıp sönecektir.

LED maske radyo frekanslı uzaktan kumanda kullandığından (uzaktan kumanda radyo frekansı sinyalleri yayar, ana ünite bunları alır), kullanıcıların ilk kez kullanırken uzaktan kumandayı LED maske ile eşleştirmesi gerekir. Eşleştirme adımları şu şekildedir: Eşleştirme moduna girmek için LED maskenin güç düğmesini 5 saniye basılı tutun. Maskenin gösterge ışığı yeşilden kırmızıya dönecek ve ardından yeşil ve kırmızı arasında hızlıca yanıp sönecektir.

Enerji tasarrufu olmayan mod:

Eşleştirmeyi 10 saniye içinde tamamlamak için uzaktan kumanda düğmesine kısa süreliğine basın.

Enerji tasarrufu modu:

Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın, ardından eşleştirmeyi tamamlamak için AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar basın.

Kullanım Talimatları

Bakım Modu Seçimi

Aşağıdaki bakım modları arasında seçim yapmak için AÇMA/KAPAMA ve Bakım Modları Seçim Düğmesine (hem güç düğmesi hem de bakım modu seçim işlevini içerir) basın:

Mod 1: Canlandırma Kırmızı Işık 630nm + Yakın Kızılötesi Işık 850nm

Faydalar:

Kolajen üretimini uyarak, cilt esnekliğini artırarak ve hücresel onarımı destekleyerek cilt yaşlanma belirtilerini hedefler. Bu mod, daha pürüzsüz, daha sıkı ve daha parlak bir cilt tonunu geri kazanmaya yardımcı olarak cildinizi canlandırmış ve genç görünümlü bırakır.

Mod 2: Aydınlatma Sarı Işık 590nm

Faydalar:

Güneşe maruz kaldıktan veya yorgunluk sonrasında cildi yatıştırır ve canlandırır, olağanüstü iyileşme faydaları sağlar. Canlı ve eşit tonlu bir cilt rengini aydınlatmaya ve yenilemeye yardımcı olur, tazelenmiş ve genç bir parlaklık sağlar.

Mod 3: Dengeleme Yeşil Işık 530nm

Faydalar:

Hassas veya stresli cildi sakinleştirir ve dengeler, kızarıklığı azaltır ve eşit bir cilt tonu oluşumunu destekler. Bu mod, doğal olarak dengeli ve tazelenmiş bir görünüm sağlar, reaktif veya hassas ciltler için idealdir.

Mod 4: Sakinleştirme Mavi Işık 465nm

Faydalar:

Genellikle güzellik ve cilt bakım rutinlerinde kullanılan bu mod, görünür kızarıklığı yatıştırmayı, yağlı görünümü azaltmayı ve daha temiz görünen bir cilt tonunu desteklemeyi sağlar. Cildin taze ve dengeli hissetmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı ve daha rafine görünen bir cilde katkıda bulunur.

Mod 5: Yenileme Tam Spektrum Modu: Sarı 590nm + Yeşil 530nm + Kırmızı 630nm + Yakın Kızılötesi 850nm

Faydalar:

Bu çoklu ışık terapisi modu, yaşlanma karşıtı, cilt aydınlatma, pigmentasyon azaltma ve genel cilt temizliği gibi çeşitli cilt bakımı sorunlarına kapsamlı bir yaklaşım sunar. Farklı dalga boylarının kombinasyonu, cildi yenileme, cilt tonunu eşitleme, koyu lekeleri giderme ve cilt dokusunu iyileştirme için bütünsel bir bakım sağlar. Günlük, hepsi bir arada yüz bakımı için ideal olan bu cihaz, genç ve parlak bir cilt için hem onarıcı hem de önleyici faydalar sunar.

Yoğunluk Seviyeleri

Yoğunluğu seçmek için Yoğunluk Seviyeleri Düğmesine basın:

Seviye I (Düşük)

Seviye II (Orta)

Seviye III (Yüksek)

Zamanlayıcı Ayarları

Zamanlayıcıyı ayarlamak için Zamanlayıcı Ayar Düğmesine basın:

·5 dk

·10 dk

·15 dk

Hafıza Fonksiyonu

İlk kullanımda, maske varsayılan olarak şu şekilde ayarlanacaktır Mod 1: Canlandırma, Yoğunluk Seviyesi III (Yüksek) ve Zamanlayıcı 10 dk.

Her kullanımdan sonra maske son kullanılan bakım modunu, yoğunluğunu ve zamanlayıcı ayarlarını hatırlayacaktır.

Notlar

Özellik	Açıklama
Gücü Aç/Kapat	Standby moduna girmek için AÇMA/KAPAMA düğmesini 5 saniye basılı tutun (gösterge ışığı yeşile döner).
BakımModu Değiştirme	Standby modunda, bakım modları arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda düğmesine kısa basın: Canlandırma → Aydınlatma → Dengeleme → Sakinleştirme → Yenileme.
Yoğunluk Ayarları	Standby modunda, yoğunluğu değiştirmek için uzaktan kumanda düğmesine kısa basın: Düşük→Orta→Yüksek.
Zamanlayıcı Ayarları	Standby modunda, zamanlayıcı seçmek için uzaktan kumanda düğmesine kısa basın: 5 dk→10 dk→15 dk.
Otomatik Kapatma	1. Standby modunda, maske 10 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanacaktır. 2. Maske, üzerindeki düğmeye basılarak kapatılabilir. 3. Maske, bakım süresi sona erdiğinde otomatik olarak kapanacaktır.
Hafıza Fonksiyonu	Maske, en son kullanılan bakım modunu, yoğunluğunu ve zamanlayıcı ayarlarını hatırlayacak ve tekrar açıldığında bu ayarları geri yükleyecektir

Ek Talimatlar

Standby moduna girmek için “Güç” düğmesini basılı tutun (gösterge ışığı yeşile döner).

Standby modunda, kullanıcılar bakım modunu, zamanlayıcıyı ve yoğunluğu seçmek için uzaktan kumanda düğmesine kısa basabilirler. Bu modlar sırayla değiştirilecektir.

Standby modunda, 10 dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa, LED maske otomatik olarak kapanacaktır.

Standby modunda, LED maske üzerindeki düğmeye basılarak da kapatılabilir.

LED maske, bakım süresi sona erdiğinde otomatik olarak kapanacaktır.

1. LED Işıklı Terapi Maskesini kuru koşullarda oda sıcaklığında saklayın. Cihazla birlikte gelen taşıma çantasını kullanın.
2. LED Işıklı Terapi Maskesini tozlu ortamlarda, doğrudan güneş ışığında veya nemli ve rutubetli koşullarda saklamaktan kaçının.
3. LED Işıklı Terapi Maskesi tamir edilebilir parçalar içermez.
4. Her kullanımdan önce, cihaz kapalıyken, yüz maskesini aşağıdaki temizlik talimatlarına göre temizleyin.
5. Silikon maskeyi aşırı şekilde eğmekten veya bükmekten kaçının.
6. Maske yüzeyine doğrudan kozmetik ürünler uygulamayın.
7. Ürünü yağlardan, losyonlardan ve parfümlerden uzak tutun.

LED Işıklı Terapi Maskesinin Temizlenmesi

1. Maske gövdesi silikondan yapılmıştır. Her kullanımdan sonra yüzeyi temiz suyla ıslatılmış yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe silin.
2. Gerekirse, suyla seyreltilmiş hafif, alkol ve parfüm içermeyen nötr sabunla temizleyin.

Bertaraf Etme

LED Işıklı Terapi Maskesinin hiçbir parçasını evsel atık tesisine ATMAYIN.

LED Işıklı Terapi Maskesi ve uzaktan kumanda, Lityum-iyon polimer pil içerir. Çevrenin korunması için lütfen bu cihazı çalışma ömrünün sonunda paketleyip üreticiye veya temsilcisine iade edin veya yerel yönergelerinizi takip ederek cihazı güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumandanın ekranı açılmıyor ve maske kontrol edilemiyor.	Uzaktan kumandanın şarjı olup olmadığını kontrol edin. Şarjı bitmişse, lütfen uzaktan kumandayı ürünle birlikte gelen şarj kablosu ve 5V 1A adaptör kullanarak şarj edin. Şarj ettikten sonra uzaktan kumanda hala çalışmıyorsa, lütfen değişim ayarlamak için bizimle iletişime geçin.
Maske açıldıktan sonra uzaktan kumandanın ekranı açılıyor ancak maske kontrol edilemiyor.	Lütfen hem uzaktan kumandayı hem de maskeyi sıfırlayın. Eşleştirme Talimatları: a. Maskenin güç düğmesini 5 saniye basılı tutun. Gösterge önce yeşil ışık, ardından yanıp sönen kırmızı bir ışık gösterecektir. Bu da cihazın eşleştirme moduna girdiğini belirtir. b. Eşleştirme işlemini tamamlamak için uzaktan kumandadaki AÇMA/KAPAMA düğmesine basmanız yeterlidir.
Maske şarj edilemiyor.	a. Şarj kablosunu değiştirin. Eğer sorun gerçekten şarj kablosundan kaynaklanıyorsa, şarj kablosunun değiştirilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sorun hala çözülmiyorsa, lütfen cihazı değiştirmek için bizimle iletişime geçin. b. Üniteyi bağladığınız şarj adaptörünün çalışıp çalışmadığını veya ünite üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uyup uymadığını kontrol edin.

Temel Parametreler

Ürün Adı	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Pil özellikleri	Maske Pil Paketleri •Tür: 3.7V / 1000mAh Lityum Polimer Pil (her pil paketi başına) •Adet: 2 çıkarılabilir pil paketi (toplam kapasite: 2000mAh)
Ürün Boyutları	Maske: 634*233,8*5,5 mm Uzaktan Kumanda: 133,6*42,3*19 mm
Uzaktan Kumanda	Tür: 3.7V / 280mAh Lityum Polimer Pil
Net Ağırlık	Maske: Yaklaşık 338 g Uzaktan Kumanda: Yaklaşık 72 g
Adaptör Çıkışı	5V $\equiv$ 1A
Çalışma Süresi	•Tam şarjlı bir pil paketi: 60 dakikaya kadar •İki pil paketi (birleşik kullanım): Toplam 120 dakikaya kadar
Şarj süresi	•Bir pil paketi: 2 saate kadar •İki pil paketi (ayrı şarj edilir): Toplam 4 saate kadar •Uzaktan kumanda: 2 saate kadar

כדי למנוע התחשמלות, דליקה, או תאונות אחרות, קרא בעיון מדריך למשתמש זה לפני השימוש ושמור אותו לעיון עתידי.

- לפני השימוש במסכת הטיפול באור LED עליך לבצע בדיקת רגישות (ראה סעיף בדיקת רגישות לאור). אין להשתמש במסכת הטיפול באור LED אם הינך רגיש/ה למסכת הטיפול באור LED. מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבת טיפול ביתית, והמטופל יכול להיות המפעיל המיועד.
- אין להשתמש במסכת הטיפול באור LED בכל דרך שאינה בדיוק כפי שמפורט בהוראות שימוש אלה. שימוש במסכת הטיפול באור LED באופן שאינו תואם בדיוק למפורט בהוראות שימוש אלה לא נבדק והסיכון אינו ידוע. ציוד זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש בציוד כדי למנוע סיכון לשריפה או כוויות.
- כבה והסר את מסכת תרפיית האור LED מיד אם המכשיר מרגיש חם או אם העור שלך מתחמם באופן לא נוח.
- מוצר זה הוא אלחוטי בזמן השימוש. כבל טעינה מחובר רק בזמן הטעינה. במהלך הטעינה, הכבל עלול להוות סכנת חנק. הרחק את המכשיר וכבל הטעינה מהישג ידם של ילדים בכל עת.
- אין להשתמש במסכת הטיפול באור LED מבלי להסיר תחילה איפור לפני הטיפול. חלק מהמרכיבים במוצרים אלה עלולים לגרום לרגישות לאור או עלולים להפחית את השפעת הטיפול. אם תשתמש במסכת הטיפול באור LED מבלי להסיר מוצרים אלה, אתה עלול לגרום לתגובת עור, או עלול להפחית את השפעת הטיפול. ציוד זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם אינם משחקים עם המכשיר כדי למנוע סיכון של שריפה וכוויות.
- לעולם אין להשתמש במסכת פוטותרפיית LED בקרבת מים או במקום שבו מים עלולים להישפך על המכשיר. אין להשתמש במסכת פוטותרפיית LED אם אתם חושבים שהיא באה במגע עם מים. אין לחשוף את המכשיר לחבטות חזקות כדי למנוע סיכון של נזק למנורה.
- יש להרחיק את מסכת פוטותרפיית LED ממשטחים חמים. במידת הצורך, צרו קשר עם היצרן לקבלת סיוע בהתקנה, שימוש, או תחזוקה של ציוד ME או לדיווח על פעולה או אירועים בלתי צפויים.

- אין להשתמש במסכת הטיפול באור LED אם המסכה, השלט הרחוק או כבל הטעינה מסוג USB סוג-C פגומים בכל צורה שהיא. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מופעל כדי למנוע סכנת שריפה, כוויות או סכנות אחרות.
- בעת הוצאת המכשיר מטמפרטורת אחסון מינימלית / מקסימלית, מומלץ לאפשר לו להתאושש במשך שעותיים לפני השימוש.
- אין להביט ישירות או להאיר את האור לתוך העיניים בזמן הפעולה.
- אין להשתמש במסכת הטיפול באור LED בקרבת מכשירים עם טכנולוגיה אלחוטית.


אמצעי זהירות

- מכשיר זה מכיל סיליקון, רכיבי פלסטיק וחומרי סגירה עם וו ולולאה. אנשים עם אלרגיות ידועות לאחד מהחומרים האלה צריכים להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם איש מקצוע רפואי.
- מכשיר זה מצויד בפונקציית זיכרון. הוא משחזר אוטומטית את מצב הטיפול האחרון שהיה בשימוש, רמת העוצמה, זמן הטיפול בכל פעם שהמכשיר מופעל.
- לא ניתן להשתמש במסכת תרפיית האור LED במצב טעינה.
- לפני כל שימוש, כשהמכשיר כבוי, נקה את מסכת הפנים.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי אחרים מלבד אלה המצוינים בהוראות הניקוי.
- שימוש במוצרי ניקוי אחרים עלול לגרום נזק למסכת הטיפול באור LED.
- אחסן את מסכת הטיפול באור LED בטמפרטורת החדר בתנאים יבשים, הרחק מאור שמש ישיר.
- בעת הוצאת המכשיר מטמפרטורת אחסון מינימלית / מקסימלית, מומלץ לאפשר לו להתאושש במשך שעותיים לפני השימוש.
- אין להביט ישירות או להאיר את האור לתוך העיניים בזמן הפעולה.

בטיחות חשמלית

- אין לפגוע, לשנות, לכופף, לסובב או לחמם את כבל הטעינה מסוג USB סוג-C. כבל טעינה פגום עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או תקלה.
- אין להניח או להפעיל את המכשיר ליד מים או נוזלים. זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- מוצר זה משתמש בסוללה מגנטית נשלפת. טען את הסוללה במלואה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
- השתמש רק בסוללה הייעודית שסופקה עם המכשיר.
- אין לנסות לפתוח, לשנות, להחליף או להשתמש בסוללות שאינן מאושרות, מכיוון שטיפול לא נכון עלול לגרום להתחממות יתר, דליפה או פיצוץ.
- אין להשליך את הסוללה באופן אקראי, יש לפעול לפי נוהלי הפינוי המקומיים בעת השלכתה.
- השתמש רק במתח $DC\ 5V$ מתאם טעינה לטעינת המכשיר (הספק יציאה מקסימלי $3.5W$).
- אין להשתמש במטענים ממקור לא ידוע, באיכות ירודה, או עם הספק יציאה העולה על $30W$, שכן הדבר עלול לגרום להתחממות יתר או נזק למוצר.
- לבטיחות מרבית, מומלץ להשתמש במתאם טעינה העומד בתקן IEC 240VAC-100 + AMD2:2020 - 1:2005, עם הדירוג הבא: קלט: $240VAC-100$ יציאת: $DC\ 5V=1.0A$.

סקירת המוצר



1 הפעלה/כיבוי

2 מחוון סוללה:

4 נורות ירוקות: טעינה 100% (טעון במלואו)
3 נורות ירוקות: 75% נותרים
2 נורות ירוקות: 50% נותרים
אור ירוק אחד: 25% נותרים
אור אדום מהבהב: >10% סוללה חלשה

3 מסך LCD לבדיקת מצב
הבחירה/עוצמה/טיימר

4 לחצן הגדרת טיימר
5 דקות/10 דקות/15 דקות

5 כפתור רמות עוצמה:
רמה I (נמוכה)
רמה II (בינונית)
רמה III (גבוהה)

6 לחצן הפעלה/כיבוי ובחירת
מצבי טיפול:
מצבים 1: התחדשות
מצבים 2: הבהר
מצבים 3: איזון
מצבים 4: הרגעה
מצבים 5: שחזור

7 יציאת סוג-C

גוף המוצר מסומן ב-

"אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת."



כל תמונות המוצר, האביזרים ואיורי ממשק המשתמש במדריך זה הם להמחשה בלבד. עקב עדכונים ושדרוגים של המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה במקצת מהאיורים. אנא עיין במוצר בפועל.

הגדרת מכשיר

ההתחלה עם מסכת תרפיית האור LED שלך היא פשוטה.

1. הוצא את המכשיר ואת כל האביזרים הכלולים.
2. מוצר זה משתמש בשתי ערכות סוללות מגנטיות נשלפות (כל אחת 1000mAh, סה"כ 2000mAh). לפני השימוש הראשון, טען במלואן את שתי ערכות הסוללות ואת השלט רחוק. עיין בהוראות הטעינה לפרטים נוספים.

בדיקת רגישות לאור


עקוב אחר ההוראות הבאות כדי לבדוק אם אתה רגיש לאור:

1. לחץ על כפתור ההפעלה במסכת ה-LED כדי להפעיל את המכשיר. השתמש בשלט רחוק כדי להדליק/לכבות את המכשיר ולבחור בין מצבי הטיפול הזמינים (צבע).
2. הנח את המכשיר על חלק מאמת היד, תוך שמירה על מגע למשך כל מחזור הטיפול בן שלוש הדקות.
3. לחץ שוב על "כפתור בחירת מצבי טיפול" כדי לבחור במצב טיפול אחר (צבע) לטיפול נוסף בן שלוש דקות באותו אזור באמת היד.
4. חכו 24 שעות. אין לחוות תגובה שלילית כלשהי במהלך 24 השעות הבאות.
5. תגובה שלילית היא כאב או אי-נוחות באזורי הטיפול או אודם ממושך בעור.

הוראות טעינה (מארזי סוללות ושלט רחוק)


מכשיר זה מצויד בשני מארזי סוללות נתיקים של 1000mAh ושלט רחוק אלחוטי (280mAh).

אנא עקוב אחר ההוראות הבאות לפני השימוש הראשון:



טעינת מארזי הסוללות

- הסר את מארז הסוללה מהמסכה לפני הטעינה.
- כל מארז סוללות דורש עד שעתיים להגיע לטעינה מלאה.
- זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לרמת הסוללה נותרים.



טעינת השלט רחוק

- שלט הרחוק האלחוטי כולל סוללה נטענת בקיבולת 280mAh.
- זמן הטעינה המרבי הוא עד שעתיים.
- זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לרמת הסוללה נותרים.

טיפים לתחזוקת סוללת ליתיום:

- הימנע מריקון מלא של הסוללה לפני הטעינה מחדש.
- הימנע מטעינת יתר של הסוללה ונסה להגביל את זמן הטעינה למקסימום של 8 שעות.
- אם המכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, מומלץ לטעון את הסוללה לפחות פעם בשלושה חודשים.

הכנה



1. שטוף את פניך היטב. (אם את/ה מאופר/ת, נא לנקות עם קצף ניקוי.)
2. ניתן להשתמש בו ביום או בלילה. ניתן לשלב אותו בשגרת הטיפוח העורית הנוכחית שלך לאחר ניקוי ו/או פילינג של העור.
3. הקפד לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.



1. לחץ לחיצה קצרה על כפתור מסכת ה-LED להפעלת המכשיר. (זמין כאשר מהבהב בירוק)
2. לאחר התאמת רצועת השיער באופן מתון, לבש אותה כך שהצד הפנימי של מסכת ה-LED נמצא על הפנים.

טיפים להתאמת רצועת הראש:

1. בישיבה או עמידה, המצב הנכון צריך להיות עם לחץ מינימלי על ארובת העין, כך שרפידת הסיליקון לעיניים תתאים לארובת העין, כאשר סרט הראש מקבע את המוצר.
2. אם אתה מרגיש שרפידת הסיליקון לעיניים מפעילה לחץ רב מדי על ארובת העין, שחרר את סרט הראש משני הצדדים.
3. אם רפידת העיניים מהסיליקון אינה מתאימה לאזור העין ואור יכול לחדור דרך הרווח שבין רפידת העין וארובת העין, הדק את הרצועה משני הצדדים.
4. אם אתה מרגיש שהמסכה מחליקה מטה ואינה יכולה לשמור על המיקום הנכון על פניך, הדק את הרצועה.
5. בחר את המצב הרצוי באמצעות הלחצנים על השלט הרחוק.
6. אם אתה חש אי נוחות בזמן הרכבת המכשיר, תוכל לנסות לכוון את הרצועה או להסיר אותו עד שתרגיש טוב יותר.
7. המוצר יכבה אוטומטית כאשר המצב שנקבע והזמן המתאים יסתיימו.

אזהרות לשימוש

- הזיזו את השלט רחוק למרחק של עד 2 מטרים ממסכת ה-LED.
- אנא אל תפעל באלימות בעת לבישת המוצר.
- בעת לבישת המוצר, הירגע בתנוחה נוחה על הספה או המיטה.

שלט רחוק

1. חבר את יציאת סוג-C של השלט באמצעות כבל הטעינה המסופק.
2. חבר את קצה ה-USB של הכבל למתאם חשמל 5V 1A כדי לטעון.
3. תצוגת "88" מהבהבת: טעינה בתהליך תצוגת "88" קבועה: טעון במלואו נתק את כבל הטעינה לפני השימוש.
4. כאשר סוללת השלט רחוק חלשה, התצוגה "88" תהבהב עד שהמסך יכבה.

מכיוון שמסכת ה-LED משתמשת בשלט רחוק בתדר רדיו (השלט פולט אותות תדר רדיו, אותם היחידה הראשית קולטת), המשתמשים צריכים לצמד את השלט רחוק עם מסכת ה-LED בשימוש הראשון. שלבי הצימוד הם כדלקמן: לחץ והחזק את כפתור ההפעלה על מסכת ה-LED למשך 5 שניות כדי להיכנס למצב צימוד. נורית החיווי של המסכה תשתנה מירוק לאדום ואז תהבהב במהירות בין ירוק לאדום.

מצב ללא חיסכון בחשמל:

לחץ על לחצן השלט קצרות כדי להשלים את הצימוד תוך 10 שניות.

מצב חיסכון באנרגיה:

לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בשלט כדי להפעיל את השלט, ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להשלים את הצימוד.

הוראות הפעלה

בחירת אופן הטיפול

לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי ובחירת מצבי הטיפול (הכולל גם את כפתור ההפעלה וגם את פונקציית בחירת מצב הטיפול) כדי לבחור מבין מצבי הטיפול הבאים:

מצב 1: התחדשות אור אדום 630 ננומטר + אור אינפרא-אדום קרוב 850 ננומטר
יתרונות:

מטפל בסימני הזדקנות העור על-ידי גירוי ייצור קולגן, שיפור גמישות העור, וקידום תיקון תאים. מצב זה עוזר להחזיר מראה עור חלק יותר, מוצק יותר, וזוהר יותר, משאיר את העור נראה רענן וצעיר.

מצב 2: הבהר אור צהוב 590 ננומטר
יתרונות:

מרגיע ומחדש את העור, מספק יתרונות התאוששות יוצאי דופן לאחר חשיפה לשמש או עייפות. הוא עוזר להבהיר ולשקם גוון עור אחיד וחיוני, מקדם זוהר רענן וצעיר.

מצב 3: איזון אור ירוק 530 ננומטר
יתרונות:

מרגיע ומאזן עור רגיש או מתוח, מפחית אדמומיות ומקדם גוון עור אחיד. מצב זה מעניק מראה מאוזן ורענן באופן טבעי, אידיאלי לבעלי עור תגובתי או רגיש.

מצב 4: הרגעה אור כחול 465 ננומטר
יתרונות:

נמצא בשימוש נרחב בשגרות יופי וטיפול עור, מצב זה מסייע להרגיע את המראה של אדמומיות נראית לעין, להפחית את מראה העור השמנוני, ולתמוך במראה גוון עור בהיר יותר. הוא עוזר לשמור על תחושת רעננות ואיזון בעור, ותורם למראה עור בריא ומעודן יותר.

מצב 5: שחזור מצב ספקטרום מלא: צהוב 590 ננומטר + ירוק 530 ננומטר + אדום 630 ננומטר + NIR 850 ננומטר
יתרונות:

מצב טיפול האור המשולב מציע גישה מקיפה למגוון בעיות טיפוח עור, כגון אנטי-אייג'ינג, הבהרת עור, הפחתת פיגמנטציה וטיהור עור כללי. השילוב של אורכי גל שונים מספק טיפול הוליסטי להתחדשות העור, האחדת גוון העור, הבהרת כתמים כהים ושיפור מרקם העור. אידיאלי לטיפול פנים יומיומי הכל-באחד, המספק יתרונות שיקומיים ומניעתיים למראה צעיר וזוהר.

רמות עוצמה

לחץ על כפתור רמות העוצמה כדי לבחור את העוצמה:

רמה I (נמוכה)

רמה II (בינונית)

רמה III (גבוהה)

הגדרות טיימר

לחץ על כפתור הגדרת הטיימר כדי לבחור את הטיימר:

5 דקות 10 דקות 15 דקות

פונקציית זיכרון

בשימוש הראשון, המסכה תוגדר כברירת מחדל למצב 1: התחדשות,

רמת עוצמה III (גבוהה), וטיימר 10 דקות.

לאחר כל שימוש, המסכה תזכור את מצב הטיפול האחרון שהיה בשימוש, את עוצמת הטיפול ואת הגדרות הטיימר.

הערות

תכונות

תיאור

לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 5 שניות כדי להיכנס למצב המתנה (נורית החיווי הופכת לירוקה).

הפעלה/כיבוי

במצב המתנה, לחץ קצרות על כפתור השלט כדי לעבור בין מצבי טיפול: התחדשות ← הבהרה ← איזון ← הרגעה ← שיקום.

טיפול החלפת מצבים

במצב המתנה, לחץ קצרות על כפתור השלט כדי להחליף עוצמה: נמוך ← בינוני ← גבוה.

הגדרות עוצמה

במצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור השלט כדי לבחור טיימר: 5 דקות ← 10 דקות ← 15 דקות.

הגדרות טיימר

1. במצב המתנה, המסכה תכבה אוטומטית לאחר 10 דקות ללא פעילות.
2. ניתן לכבות את המסכה על ידי לחיצה על הכפתור שעל המסכה.
3. המסכה תכבה אוטומטית בסיום משך הטיפול.

כיבוי אוטומטי

המסכה תזכור את מצב הטיפול האחרון שהיה בשימוש, עוצמת הטיפול והגדרות הטיימר, ותשחזר הגדרות אלה בהפעלה הבאה

פונקציית זיכרון

הוראות נוספות

לחץ והחזק את כפתור " ההפעלה" של מסכת ה-LED כדי להיכנס למצב

המתנה (נורית החיווי הופכת לירוקה).

במצב המתנה, המשתמשים יכולים ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור השלט כדי לבחור את מצב הטיפול, הטיימר והעוצמה. מצבים אלו יתחלפו לפי הסדר.

במצב המתנה, אם לא מתבצעת פעולה במשך 10 דקות, מסכת ה-LED תכבה באופן אוטומטי.

במצב המתנה, ניתן לכבות את המסכה גם על ידי לחיצה על הכפתור שעל מסכת ה-LED.

מסכת ה-LED תכבה אוטומטית בסיום משך הטיפול.

1. אחסן את מסכת פוטותרפיית LED בטמפרטורת החדר בתנאים יבשים. השתמש בתיק הנשיאה המסופק.
2. הימנע מאחסון מסכת פוטותרפיית ה-LED בתנאים מאובקים, באור שמש ישיר או בתנאים לחים ורטובים.
3. מסכת פוטותרפיית ה-LED אינה מכילה חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש.
4. לפני כל שימוש, כאשר המכשיר כבוי, נקה את מסכת הפנים בהתאם להוראות הניקוי שלהלן.
5. הימנע מכיפוף או עיקום מופרז של מסכת הסיליקון.
6. אין למרוח מוצרי קוסמטיקה ישירות על פני המסכה.
7. הרחק את המוצר משמנים, תחליבים ובשמים.

ניקוי מסכת פוטותרפיית LED

1. גוף המסכה עשוי מסיליקון. לאחר כל שימוש, נגב בעדינות את המשטח עם מטלית רכה ונטולת מוך שהורטבה במים נקיים.
2. במידת הצורך, נקה עם סבון עדין, נטול אלכוהול, נטול בושם ניטרלי מדולל במים.

השלכה

אין להשליך חלק כלשהו ממסכת פוטותרפיית LED במתקן פסולת ביתית. מסכת פוטותרפיית LED והשלט מכילים סוללת ליתיום-יון פולימר. להגנה על הסביבה, אנא ארוז והחזר יחידה זו ליצרן או לנציגיהם בסוף חיי העבודה שלה, או השלך את המכשיר בבטחה בהתאם להנחיות המקומיות שלך.

פיתרון	בעיה
בדוק אם לשלט רחוק יש חשמל. אם הסוללה התרוקנה, אנא טען את השלט באמצעות כבל הטעינה המצורף ומתאם 5V 1A. אם השלט עדיין לא עובד לאחר הטעינה, אנא צור איתנו קשר כדי להסדיר החלפה.	המסך על השלט אינו נדלק, ולא ניתן לשלוט במסכה.
אנא אפס את השלט הרחוק ואת המסכה. הוראות צימוד: א. לחץ והחזק את כפתור ההפעלה של המסכה למשך 5 שניות. המחווה יציג תחילה אור ירוק ולאחר מכן אור אדום מהבהב, המאותת שהמכשיר נכנס למצב צימוד. ב. פשוט לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי בשלט הרחוק כדי להשלים את תהליך הצימוד.	לאחר הפעלת המסכה, מסך השלט נדלק, אך לא ניתן לשלוט במסכה.
א. החלף את כבל הטעינה. אם אכן מדובר בבעיה בכבל הטעינה, באפשרותך ליצור איתנו קשר לקבלת כבל טעינה חלופי. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, אנא צור איתנו קשר להחלפת המכשיר. ב. בדוק אם מתאם הטעינה אליו אתה מחבר את היחידה פעיל או אם המתח המצוין על היחידה תואם למתח הרשת המקומי.	לא ניתן להטעין את המסכה.

Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask	רצועה שש
AB01A	סגד
ערכות סוללה למסכה •סוג: סוללת ליתיום פולימר 3.7V / 1000mAh (לכל ערכת סוללה) •כמות: 2 ערכות סוללה נתיקות (קיבולת כוללת: 2000mAh)	הללוס טרפמ
מסכה: 5.5*233.8*634 מ"מ שלט רחוק: 19*42.3*133.6 מ"מ	רצועה תודימ
סוג: סוללת ליתיום פולימר 3.7V / 280mAh	קוחר טלש
מסכה: כ-338 גרם שלט רחוק: בערך 72 גרם	וטנ לקשמ
5V = 1A	סאתמ טלפ
•מארז סוללה אחד טעון במלואו: עד 60 דקות •שני מארזי סוללות (שימוש משולב): עד 120 דקות בסך הכל	הלועפ נמז
•חבילת סוללות אחת: עד שעתיים •שתי סוללות (הנטענות בנפרד): עד 4 שעות סך הכל •שלט רחוק: עד שעתיים	הניעט נמז

تحذير

لتجنب الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو أيّ حوادث أخرى،
اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به
للرجوع إليه لاحقًا.

- قبل استخدام قناع LED للعلاج بالضوء، يجب إجراء اختبار الحساسية (راجع إلى قسم اختبار حساسية الضوء). لا تستخدم قناع LED للعلاج بالضوء إذا كنت حساسًا تجاه الضوء. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي لأغراض الرعاية الصحية، ويمكن للمستخدم تشغيله بنفسه.
- لا تستخدم القناع بأي طريقة غير مطابقة تمامًا لما هو مذكور في تعليمات الاستخدام. أيّ استخدام للجهاز خارج ما توضحه هذه التعليمات لم يتم اختباره والمخاطر الناتجة عنه غير معروفة. وهو غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المحدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم إرشادهم أو تدريبهم لتجنب مخاطر نشوب حريق أو الإصابة بحروق.
- أوقف تشغيل القناع وانزعه فورًا إذا شعرت بارتفاع حرارة الجهاز أو أصبحت بشرتك داكنة بشكل غير مريح.
- هذا المنتج يعمل لاسلكيًا في أثناء الاستخدام. يتم توصيل كابل الشحن فقط عند الشحن.
- في أثناء الشحن، قد يلتف سلك الكابل ويسبب اختناق. أبعد الجهاز وكابل الشحن عن متناول الأطفال دائمًا.
- لا تستخدم القناع دون إزالة المكياج أولاً قبل العلاج. بعض مكونات مستحضرات التجميل قد تسبب حساسية ضوئية أو تقلل من فعالية العلاج. إذا استخدمت القناع دون إزالة هذه المنتجات، فقد تتسبب في تحسس جلدي، تقلل من تأثير العلاج. هذا الجهاز غير مخصص للأطفال. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز لتجنب خطر نشوب حريق والإصابة بحروق.
- لا تستخدم القناع بالقرب من الماء أو في أماكن قد يتعرض فيها للماء. لا تستخدم القناع إذا كنت تعتقد أنه تعرّض للماء. ولا تُعرّض الجهاز لصدمات قوية لتجنب مخاطر تلف المصباح.
- أبقِ القناع بعيدًا عن الأسطح الساخنة. وعند الحاجة، تواصل مع الشركة المصنعة للحصول على المساعدة في تركيب الجهاز أو استخدامه أو صيانتة، أو عند حدوث أيّ شيء غير متوقع.

- لا تستخدم قناع LED للعلاج بالضوء إذا كان القناع أو جهاز التحكم عن بُعد أو كابل الشحن USB من النوع C تالفاً بأي شكل من الأشكال. ولا تترك الجهاز دون مراقبة في أثناء التشغيل لتجنب خطر نشوب حريق أو الإصابة بحروق أو أي مخاطر أخرى.
- عند إخراج الجهاز من بيئة تخزين بدرجة حرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، يُنصح بتركه لمدة ساعتين ليستعيد درجة حرارته الطبيعية قبل الاستخدام.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء ولا توجهه نحو العينين في أثناء التشغيل.
- لا تستخدم قناع LED للعلاج بالضوء بالقرب من أجهزة تعمل بتقنية الاتصال اللاسلكي.


احتياطات

- يحتوي هذا الجهاز على السيليكون ومكوّنات بلاستيكية، ومواد لاصقة بخلاف وحلقة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية معروفة لأي من هذه المواد التوقف عن الاستخدام واستشارة أخصائي رعاية صحية.
- هذا الجهاز مزوّد بميزة الذاكرة. إذ يحتفظ تلقائيًا بآخر وضع علاج، ومستوى القوة، والمدة، عند تشغيله في كل مرة.
- لا يمكن استخدام قناع LED للعلاج بالضوء في أثناء وضع الشحن.
- قبل كل استخدام، وعند إيقاف تشغيل الجهاز، نظّف القناع.
- لا تستخدم أي منتجات تنظيف أخرى غير تلك المذكورة في تعليمات التنظيف.
- فقد يؤدي استخدام أي منتجات تنظيف أخرى إلى إتلاف القناع.
- احتفظ بقناع LED للعلاج بالضوء في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- عند إخراج الجهاز من بيئة تخزين بدرجة حرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، يُنصح بتركه لمدة ساعتين ليستعيد درجة حرارته الطبيعية قبل الاستخدام.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء ولا توجهه نحو العينين في أثناء التشغيل.

السلامة الكهربائية

- لا تقم بإتلاف أو تعديل أو ثني أو لف أو تسخين كابل الشحن USB من النوع C، فقد يؤدي كابل الشحن التالف إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو عطل.
- لا تضع أو تشغل الجهاز بالقرب من الماء أو السوائل. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية مغناطيسية قابلة للفصل. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.
- استخدم فقط البطارية المخصصة المرفقة مع الجهاز.
- لا تحاول فتح البطارية، أو تعديلها، أو استبدالها، أو استخدام بطارية غير معتمدة، فقد يؤدي سوء الاستخدام إلى ارتفاع الحرارة أو التسرب أو الانفجار.
- لا تتخلص من البطارية بشكل عشوائي، واتباع الإجراءات المحلية للتخلص منها.
- يجب استخدام محول شحن يعمل بالتيار المستمر بقوة 5 فولت = 1 أمبير لشحن هذا الجهاز (بحد أقصى قوة إخراج 3.5 واط).
- لا تستخدم شواحن مجهولة المصدر أو رديئة الجودة أو بقدرة تزيد على 30 واط، فقد يسبب ذلك ارتفاع حرارة المنتج أو تلفه. لضمان أعلى درجات الأمان، يُوصى باستخدام محوّل شحن متوافق مع المعيار IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020، ويحتوي على المواصفات التالية:
- المدخل: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد. المخرج: 5 فولت تيار مستمر = بقوة 1.0 أمبير.

نظرة عامة على المنتج



- 1 تشغيل / إيقاف
- 2 مؤشر البطارية:
4 أضواء خضراء: شحن 100% (مشحون بالكامل)
3 أضواء خضراء: متبقي 75%
ضوءان أخضران: متبقي 50%
ضوء أخضر واحد: متبقي 25%
وميض ضوء أحمر: بطارية منخفضة (أقل من 10%)
- 3 شاشة LCD لعرض: وضع العلاج / مستوى القوة / المؤقت
- 4 زر إعداد المؤقت
5 دقائق / 10 دقائق / 15 دقيقة
- 5 زر مستويات القوة:
المستوى الأول (منخفضة)
المستوى الثاني (متوسطة)
المستوى الثالث (مرتفعة)
- 6 الزر الخاص بالتشغيل / إيقاف واختيار وضع العلاج:
الأوضاع 1: تجديد
الأوضاع 2: تفتيح
الأوضاع 3: توحيد
الأوضاع 4: تلطيف
الأوضاع 5: ترميم
- 7 منفذ من النوع C

الجهاز يحتوي على علامة توضيح:
"ممنوع الاستخدام في أثناء الاستحمام".



جميع صور وملحقات ورسومات واجهة المستخدم الخاصة بالمنتج في هذا الدليل هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف الشكل الفعلي للمنتج عن الرسومات قليلاً بسبب التحديثات أو الترقيات. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

إعداد الجهاز

إنّ بدء استخدام قناع LED للعلاج بالضوء أمر بسيط.

1. أخرج الجهاز وجميع الملحقات من العبوة.
2. يحتوي هذا المنتج على بطاريتين مغناطيسيتين قابلتين للفصل (كل منها بسعة 1000 ميلي أمبير/ساعة، أي إجمالاً 2000 ميلي أمبير/ساعة). قبل الاستخدام الأول، اشحن البطاريتين وجهاز التحكم عن بُعد بالكامل. راجع إلى تعليمات الشحن لمعرفة التفاصيل.


اختبار حساسية الضوء

اتبع هذه التعليمات لمعرفة ما إذا كانت بشرتك حساسة للضوء:

1. اضغط على زر التشغيل الموجود على قناع LED لتشغيل الجهاز. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل/إيقاف الجهاز وللاختيار بين أوضاع العلاج (الألوان).
2. ضع الجهاز على جزء من الساعد، مع الحفاظ على التلامس طوال دورة العلاج البالغة ثلاث دقائق.
3. اضغط على "زر اختيار وضع العلاج" مرة أخرى لاختيار وضع علاج مختلف (لون آخر) لجلسة علاج أخرى لمدة ثلاث دقائق على منطقة الساعد نفسها.
4. انتظر 24 ساعة. يجب ألا تظهر أي ردود فعل سلبية خلال هذه المدة.
5. يتضمّن رد الفعل السلبي الشعور بالألم أو الانزعاج في منطقة العلاج، أو احمرار البشرة لفترة طويلة.

تعليمات الشحن (البطاريتين وجهاز التحكم عن بُعد)

هذا الجهاز مزود بطاريتين قابلتين للفصل بسعة 1000 ميلي أمبير/ساعة وجهاز تحكم عن بُعد لاسلكي (280 ميلي أمبير/ساعة). يرجى اتباع التعليمات أدناه قبل أول استخدام:



شحن البطاريتين

- يجب إزالة البطارية من القناع قبل الشحن.
- تتطلب كل بطارية ما يصل إلى ساعتين ليتم شحنها بالكامل.
- قد تختلف مدة الشحن حسب مستوى الشحن المتبقي.



شحن جهاز التحكم عن بُعد

- يحتوي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي على بطارية قابلة للشحن بسعة 280 ميلي أمبير/ساعة.
- الحد الأقصى لوقت الشحن يصل إلى ساعتين.
- قد تختلف مدة الشحن حسب مستوى الشحن المتبقي.

نصائح للحفاظ على بطارية الليثيوم:

- تجنب تفريغ البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن.
- تجنّب شحن البطارية بشكل زائد، ويفضّل ألا تتجاوز مدة الشحن 8 ساعات كحد أقصى.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فيُنصح بشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

تحضيرات



1. اغسل وجهك جيدًا. (إذا وضعت المكياج، فيرجى تنظيفه باستخدام غسول مناسب.)
2. يمكن استخدام المنتج في النهار أو الليل. ويمكنك ضمّه إلى روتين العناية بعد التنظيف أو بعد تقشير البشرة.
3. احرص على شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.



1. اضغط لفترة وجيزة على زرّ قناع LED لتشغيله. (يكون متاحًا عند وميض الضوء الأخضر)
2. بعد ضبط الحزام بشكل مناسب، ارتدِ القناع بحيث تكون الجهة الداخلية ملائمة للوجه.

نصائح لضبط الحزام:

1. عند الجلوس أو الوقوف، يجب أن يكون الضغط على محيط العين خفيفًا، بحيث تتناسب وسادة العين المصنوعة من السيليكون مع محجر العين، مع تثبيت القناع باستخدام الحزام.
2. إذا شعرت بأنّ وسادة السيليكون تضغط بشدة على العين، فمُ يارخاء الحزام من الجانبين.
3. إذا لم تلتصق الوسادة بمنطقة العين جيدًا وبدأ الضوء بالتسرّب، قم بشدّ الحزام من الجانبين.
4. إذا كان القناع ينزلق للأسفل ولا يبقى ثابتًا، قم بشدّ الحزام أكثر.
5. استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد لاختيار الوضع الذي تريد استخدامه.
6. إذا شعرت بأيّ انزعاج، فيمكنك تعديل الحزام أو خلع القناع حتى تشعر بالتحسّن.
7. سيتم إيقاف الجهاز تلقائيًا عند انتهاء الوقت المحدد لكل وضع.

احتياطات عند الاستخدام

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد ضمن مسافة 2 متر من القناع.
- يُرجى تجنّب الحركة العنيفة في أثناء ارتداء القناع.
- عند ارتداء القناع، استرخ في وضعية مريحة على الأريكة أو السرير.

تعليمات التشغيل

جهاز التحكم عن بُعد

1. وصل المنفذ من النوع C الخاص بجهاز التحكم عن بُعد باستخدام كابل الشحن المرفق.
2. وصل طرف USB من الكابل بمحول طاقة بقوة 5 فولت و 1 أمبير لبدء الشحن.
3. شاشة وامضة تعرض "88": جارٍ الشحن. شاشة ثابتة تعرض "88": اكتمل الشحن. افصل كابل الشحن قبل الاستخدام.
4. عندما تكون بطارية جهاز التحكم عن بُعد منخفضة، ستومض شاشة "88" إلى أن تنطفئ تمامًا.

لأن قناع LED يستخدم جهاز تحكم عن بُعد بتردد لاسلكي، يجب إقران القناع بجهاز التحكم عند استخدامه لأول مرة (يُثبِت جهاز التحكم إشارات تردد لاسلكي تستقبلها الوحدة الرئيسية). اتَّبِع الخطوات التالية لإكمال الاقتران: اضغط مع الاستمرار على زرّ التشغيل الموجود على القناع لمدة 5 ثواني لبدء وضع الاقتران. سيتغيّر ضوء المؤشر من الأخضر إلى الأحمر، وبعدها سيومض باللونين.

وضع عدم توفير الطاقة:

اضغط على زرّ جهاز التحكم عن بُعد لفترة وجيزة لإكمال الاقتران خلال 10 ثواني.

وضع توفير الطاقة:

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد لتنشيطه، ثم اضغط على الزرّ مرة أخرى لإكمال الاقتران.

تعليمات التشغيل

اختيار وضع العلاج

اضغط على الزر الخاص بالتشغيل/الإيقاف واختيار أوضاع العلاج (الذي يتضمن كلاً من زر التشغيل ووظيفة اختيار وضع العلاج) للاختيار من بين أوضاع العلاج التالية:

الوضع 1: تجديد الضوء الأحمر 630 نانومتر + الأشعة تحت الحمراء القريبة 850 نانومتر
الفوائد:

يعالج علامات التقدم في العمر عبر تحفيز إنتاج الكولاجين، وتعزيز مرونة البشرة، ودعم تجديد الخلايا. يساعد هذا الوضع على جعل البشرة أكثر نعومة وتماسكاً وإشراقاً، ويمنح مظهرًا شابًا ومتجددًا.

الوضع 2: تفتيح الضوء الأصفر 590 نانومتر
الفوائد:

يهدئ البشرة وينشّطها، ويمنحها قدرة عالية على الاستشفاء بعد التعرض للشمس أو الإرهاق. ويساعد على تفتيح البشرة ومنحها لونًا موحّدًا ومظهرًا مشرقًا وشبابيًا.

الوضع 3: توحيد الضوء الأخضر 530 نانومتر
الفوائد:

يهدئ البشرة الحساسة أو المجهدّة، ويخفّف الاحمرار، ويساعد على توحيد لون البشرة. يمنحك هذا الوضع مظهرًا معتدلًا ومشرقًا، وهو مثالي لأصحاب البشرة الحساسة أو سريعة التفاعل.

الوضع 4: تلطيف الضوء الأزرق 465 نانومتر
الفوائد:

يُستخدم هذا الوضع غالبًا في روتينات التجميل والعناية بالبشرة، ويساعد على تهدئة مظهر الاحمرار الواضح، وتقليل لمعان البشرة الدهنية، ويمنحك بشرة أكثر صفاءً. يساعد هذا الوضع في الحفاظ على شعور البشرة بالانتعاش والتوازن، والتمتّع ببشرة أكثر صحة ونقاءً.

الوضع 5: ترميم وضع الطيف الكامل: الأصفر 590 نانومتر + الأخضر 530 نانومتر + الأحمر 630 نانومتر + الأشعة تحت الحمراء القريبة 850 نانومتر
الفوائد:

يوفر وضع العلاج متعدد الأصواء هذا طريقة شاملة لمعالجة مجموعة متنوعة من مشكلات العناية بالبشرة، مثل مكافحة الشيخوخة، وتفتيح البشرة، وتقليل التصبغات، وتنقية البشرة بشكل عام. يوفر مزيج الأطوال الموجية المختلفة علاجات متكاملة لتجديد البشرة، وتوحيد لونها، والتخلص من البقع الداكنة، وتحسين ملمسها. مثالي للعناية اليومية الشاملة بالوجه، إذ يوفر فوائد علاجية ووقائية للحصول على بشرة نضرة تبدو أكثر شبابًا.

مستويات القوة

اضغط على زرّ مستويات القوة لاختيارها:
المستوى الأول (منخفضة)
المستوى الثاني (متوسطة)
المستوى الثالث (مرتفعة)

إعدادات المؤقت

اضغط على زرّ إعداد المؤقت لاختيار المدة:
5٠ دقائق 10٠ دقائق 15٠ دقيقة

وظيفة الذاكرة

سيكون الوضع الافتراضي للقناع عند أول استخدام هو الوضع 1: تجديد، بمستوى القوة الثالث (مرتفعة)، وبمؤقت 10 دقائق.
بعد كل استخدام، يحتفظ القناع بآخر الإعدادات: وضع العلاج المستخدم ومستوى القوة والمؤقت.

الملاحظات

الميزة

تشغيل / إيقاف
(On/Off)

تبديل وضع
العلاج

إعدادات
مستوى القوة

إعدادات المؤقت

إيقاف التشغيل
التلقائي

وظيفة الذاكرة

الوصف

اضغط مع الاستمرار على زرّ التشغيل / الإيقاف لمدة 5 ثوانٍ لبدء وضع الاستعداد (يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر).

في وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة على زرّ جهاز التحكم عن بُعد للتبديل بين أوضاع العلاج: تجديد ← تفتيح ← توحيد ← تلطيف ← ترميم.

في وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة على زرّ جهاز التحكم عن بُعد للتبديل بين مستويات القوة: منخفضة ← متوسطة ← مرتفعة.

في وضع الاستعداد، اضغط لمدة قصيرة على زرّ جهاز التحكم عن بُعد لاختيار المدة: 5 دقائق ← 10 دقائق ← 15 دقيقة.

1. ينطفئ القناع تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام أثناء وضع الاستعداد.

2. يمكنك إيقاف التشغيل بالضغط على الزرّ الموجود على القناع.

3. ينطفئ القناع تلقائيًا عند انتهاء مدة العلاج.

يحتفظ القناع بآخر إعدادات استخدمتها: وضع العلاج ومستوى القوة والمؤقت، وعند تشغيله مرة أخرى، يستعيد الإعدادات نفسها السابقة.

تعليمات إضافية

اضغط مع الاستمرار على زرّ "التشغيل" في قناع LED لبدء وضع الاستعداد (يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر).

في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط لفترة قصيرة على زرّ جهاز التحكم عن بُعد لاختيار وضع العلاج والمؤقت ومستوى القوة. يتم التنقل بين هذه الأوضاع بالترتيب.

في وضع الاستعداد، إذا لم تستخدم الجهاز لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف قناع LED تلقائيًا.

في وضع الاستعداد، يمكنك أيضًا إيقاف التشغيل بالضغط على الزرّ الموجود على قناع LED.

ينطفئ قناع LED تلقائيًا عند انتهاء مدة العلاج.

1. احتفظ بقناع LED للعلاج بالضوء في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف. استخدم حقيبة الحمل المرفقة مع المنتج.
2. تجنّب الاحتفاظ بقناع LED للعلاج بالضوء في أماكن مغبرة، أو تحت أشعة الشمس المباشرة، أو في بيئات رطبة.
3. لا يحتوي قناع LED للعلاج بالضوء على أجزاء قابلة للصيانة.
4. قبل كل استخدام، وعند إيقاف الجهاز، نظّف القناع وفق تعليمات التنظيف الموضحة أدناه.
5. تجنّب ثني القناع المصنوع من السيليكون أو لويه بشكل مفرط.
6. لا تضع مستحضرات التجميل مباشرة على سطح القناع.
7. أبعد المنتج عن الزيوت والكريمات والعطور.

تنظيف قناع LED للعلاج بالضوء

1. جثم القناع مصنوع من السيليكون. بعد كل استخدام، امسح السطح برفق بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر ومبللة بماء نظيف.
2. إذا لزم الأمر، يمكنك تنظيف القناع بصابون لطيف وخالي من الكحول والروائح، ومخفّف بالماء.

التخلص من المنتج

لا ترمي أيّ جزء من القناع أو جهاز التحكم عن بُعد في النفايات المنزلية. فهما يحتويان على بطارية ليثيوم أيون بوليمر. لحماية البيئة، يُرجى تغليف الوحدة وإرسالها إلى الشركة المصنعة أو ممثلها عند نهاية عمره الافتراضي، أو التخلص منه بشكل آمن وفقًا للإرشادات المحلية.

المشكلة	الحل
شاشة جهاز التحكم عن بُعد لا تعمل والقناع لا يستجيب لإشارات التحكم.	تحقق من أنّ جهاز التحكم عن بُعد مزوّد بالطاقة. إذا كانت البطارية فارغة، فيرجى شحن الجهاز باستخدام كابل الشحن المرفق ومحول بقوة 5 فولت و1 أمبير. إذا لم يعمل الجهاز بعد الشحن، فيرجى التواصل معنا لاستبداله.
بعد تشغيل القناع، تضيء شاشة جهاز التحكم عن بُعد، لكن القناع لا يستجيب لإشارات التحكم.	يرجى إعادة ضبط كل من جهاز التحكم عن بُعد والقناع. تعليمات الاقتران: أ. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في القناع لمدة 5 ثواني. سيظهر المؤشر ضوءاً أخضر أولاً، ثم سيبدأ الضوء الأحمر بالوميض، ما يعني أنّ الجهاز دخل وضع الاقتران. ب. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد لإكمال عملية الاقتران.
لا يتم شحن القناع.	أ. استبدل كابل الشحن. إذا كانت المشكلة في كابل الشحن، فيمكنك التواصل معنا لاستبداله. وإذا استمرت المشكلة دون وجود حل، فيرجى التواصل معنا لاستبدال الجهاز. ب. تأكد من أنّ محوّل الشحن المتصل بالجهاز يعمل، وأنّ الجهد الموجود على الجهاز متوافق مع جهد الكهرباء المحلي.

اسم المنتج	جهاز Dreame للعناية بالوجه باستخدام الضوء
الطراز	AB01A
مواصفات البطارية	بطاريات القناع • النوع: بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 فولت / 1000 ميلي أمبير/ساعة (لكل بطارية) • الكمية: بطاريتان قابلتان للفصل (السعة الإجمالية: 2000 ميلي أمبير/ساعة)
أبعاد المنتج	القناع: 634*233.8*5.5 ملم جهاز التحكم عن بُعد: 133.6*42.3*19 ملم
جهاز التحكم عن بُعد	النوع: بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 فولت / 280 ميلي أمبير/ساعة
الوزن الصافي	القناع: وزنه حوالي 338 جرام جهاز التحكم عن بُعد: وزنه حوالي 72 جرام
مخرج المحول	5 فولت 1 أمبير
وقت التشغيل	• بطارية واحدة مشحونة بالكامل: ما يصل إلى 60 دقيقة • بطاريتان (استخدام البطاريتين في آن واحد): ما يصل إلى 120 دقيقة إجمالاً
وقت الشحن	• حزمة بطارية واحدة: ما يصل إلى ساعتين • بطاريتان (مشحونتان بشكل منفصل): ما يصل إلى 4 ساعات إجمالاً • جهاز التحكم عن بُعد: ما يصل إلى ساعتين

Advertencia

Para prevenir descargas eléctricas, incendios u otros accidentes, lea detenidamente este Manual de usuario antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Antes de usar la Máscara de tratamiento con luz LED, se debe realizar una prueba de sensibilización (consulte la sección de Prueba de sensibilidad a la luz). NO use la Máscara de tratamiento con luz LED si es sensible a ella. Esta unidad está diseñada para usarse en entornos de atención médica domiciliaria y el paciente puede ser un operador previsto.
- NO use la Máscara de tratamiento con luz LED de ninguna manera distinta a la especificada en estas instrucciones de uso. Los usos de la Máscara de tratamiento con luz LED de forma distinta a la especificada exactamente en estas instrucciones no han sido probados y se desconocen los riesgos que podrían suponer. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les supervise o se les enseñe a utilizarlo para evitar riesgos de incendios o quemaduras.
- APAGUE y retire inmediatamente la Máscara de tratamiento con luz LED si el dispositivo se siente caliente o si la piel se calienta de una manera que resulta incómoda.
- Este producto funciona de manera inalámbrica mientras se usa. El cable de carga solo se conecta para cargarlo.
- Durante la carga, el cable puede presentar un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y el cable de carga fuera del alcance de los niños en todo momento.
- NO use la Máscara de tratamiento con luz LED sin quitarse el maquillaje ANTES del tratamiento. Algunos componentes de estos productos pueden causar sensibilización a la luz o pueden reducir el efecto del tratamiento. Si usa la Máscara de tratamiento con luz LED sin quitarse el maquillaje, se puede producir una reacción cutánea o se puede reducir el efecto del tratamiento. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por niños. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el equipo a fin de evitar riesgos de incendios y quemaduras.
- NUNCA utilice la Máscara de tratamiento con luz LED cerca de agua o en lugares en los que pueda derramarse agua sobre el equipo. NO utilice la Máscara de tratamiento con luz LED si cree que ha entrado en contacto con agua. No someta el equipo a golpes fuertes para evitar el riesgo de dañar la

lámpara.

- Mantenga la Máscara de tratamiento con luz LED alejada de superficies CALIENTES. Si es necesario, contacte al fabricante para obtener asistencia con respecto a la configuración, el uso o el mantenimiento del EQUIPO MÉDICO o para informar cualquier funcionamiento o evento inesperado.
- NO utilice la Máscara de tratamiento con luz LED si la máscara, el mando a distancia o el cable de carga USB tipo C están dañados de alguna manera. No deje el dispositivo sin supervisión cuando esté encendido para evitar riesgos de incendio, quemaduras u otros peligros.
- Cuando se retira de la temperatura mínima o máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante dos horas antes de usarla.
- No mire directamente ni dirija la luz hacia los ojos mientras la máscara está en funcionamiento.
- NO use la Máscara de tratamiento con luz LED cerca de dispositivos con tecnología inalámbrica.


Precauciones

- Este dispositivo contiene silicona, componentes de plástico y materiales de sujeción de gancho y bucle. Las personas con alergias conocidas a cualquiera de estos materiales deben suspender su uso y consultar a un profesional de la salud.
- Este dispositivo está equipado con una función de memoria. Recuerda automáticamente el último modo de tratamiento utilizado, el nivel de intensidad y el tiempo de tratamiento cada vez que se enciende.
- La Máscara de tratamiento con luz LED no se puede utilizar en el modo de carga.
- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpie la máscara facial.
- NO utilice productos de limpieza distintos a los indicados en las instrucciones de limpieza. El uso de otros productos de limpieza puede dañar la Máscara de tratamiento con luz LED.
- Guarde la Máscara de tratamiento con luz LED a temperatura ambiente, en un lugar seco y alejada de la luz directa del sol.
- Cuando se retira de la temperatura mínima o máxima de almacenamiento, se recomienda dejarla reposar durante dos horas antes de usarla.
- No mire directamente ni dirija la luz hacia los ojos mientras la máscara está en funcionamiento.

Seguridad eléctrica

- NO dañe, modifique, doble, tuerza ni caliente el cable de carga USB tipo C. Si el cable de carga se daña, puede provocar incendios, descargas eléctricas o averías.
- NO coloque ni opere el dispositivo cerca de agua o líquidos. De lo contrario, se podrían provocar incendios o descargas eléctricas.
- Este producto utiliza una batería magnética extraíble. Cargue la batería por completo antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Utilice únicamente la batería designada proporcionada con el dispositivo.
- NO intente abrir, modificar, reemplazar ni usar baterías no aprobadas, ya que el manejo inadecuado puede provocar sobrecalentamientos, fugas o explosiones.
- NO deseche la batería de manera indiscriminada, siga el procedimiento de eliminación local.
- Utilice únicamente un adaptador de 5 VCC=1 A para cargar este dispositivo (con una potencia máxima de salida de 3,5 W).
- NO use cargadores de origen desconocido, de mala calidad o con una potencia de salida superior a 30 W, ya que esto puede causar sobrecalentamientos o daños al producto. Para una seguridad máxima, se recomienda utilizar un adaptador de carga que cumpla con la norma IEC 60601-1:2005 y su segunda enmienda de 2020, con las siguientes especificaciones: entrada: 100 a 240 VCA; salida: 5 VCC=1 A.

Descripción general del producto



- | | |
|---|---|
| <p>1 Encendido/Apagado</p> <p>2 Indicador de la batería:
Cuatro luces verdes: 100 % de carga (cargada por completo)
Tres luces verdes: 75 % restante
Dos luces verdes: 50 % restante
Una luz verde: 25 % restante
Luz roja parpadeante: menos del 10 %, batería baja</p> <p>3 LCD para verificar el modo de selección, el nivel de intensidad y del temporizador</p> <p>4 Botón de configuración del temporizador
5 min/10 min/15 min</p> | <p>5 Botón de niveles de intensidad:
Nivel I (Bajo)
Nivel II (Medio)
Nivel III (Alto)</p> <p>6 Botón de encendido/apagado y selección del modo de tratamiento
Modo 1: Rejuvenecimiento
Modo 2: Iluminación
Modo 3: Equilibrio
Modo 4: Calma
Modo 5: Restauración</p> <p>7 Puerto de carga tipo C</p> |
|---|---|



El cuerpo del producto lleva la indicación "No utilizar mientras se baña o ducha".

Todas las imágenes del producto, los accesorios y las ilustraciones de la interfaz de usuario que figuran en este manual se ofrecen solo a modo de referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de las ilustraciones. Consulte el producto real.

Primeros pasos

Configuración del dispositivo

Comenzar a usar su Máscara de tratamiento con luz LED es sencillo.

1. Retire el dispositivo y todos los accesorios incluidos del embalaje.
2. Este producto utiliza dos baterías magnéticas desmontables (cada una de 1000 mAh, 2000 mAh en total). Antes del primer uso, cargue las dos baterías y el mando a distancia por completo. Para más detalles, consulte las instrucciones de


Prueba de sensibilidad a la luz

Siga las instrucciones a continuación para verificar si es sensible a la luz.

1. Presione el botón de encendido en la máscara LED para iniciar el dispositivo. Use el mando a distancia para encender/apagar el dispositivo y para elegir entre los modos de tratamiento disponibles (color).
2. Coloque el dispositivo en una sección del antebrazo, manteniendo el contacto durante todo el ciclo de tratamiento de tres minutos.
3. Presione nuevamente el botón de selección del modo de tratamiento para elegir un modo de tratamiento diferente (color) y realizarse otro tratamiento de tres minutos en la misma área del antebrazo.
4. Espere 24 horas. NO debe experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas.
5. Una reacción adversa es un dolor o una molestia en las áreas tratadas o cualquier enrojecimiento prolongado de la piel.


Instrucciones de carga (batería y mando a distancia)

Este dispositivo está equipado con dos baterías extraíbles de 1000 mAh y un mando a distancia inalámbrico (280 mAh).
Siga las instrucciones a continuación antes de utilizar el producto por primera vez.



Carga de las baterías

- Retire la batería de la máscara antes de cargarla.
- Cada batería requiere hasta dos horas para cargarse por completo.
- El tiempo de carga puede variar dependiendo del nivel restante de la batería.



Carga del mando a distancia

- El mando a distancia inalámbrico incluye una batería recargable de 280 mAh.
- El tiempo máximo de carga es de hasta dos horas.
- El tiempo de carga puede variar dependiendo del nivel restante de la batería.

Consejos de mantenimiento de la batería de litio:

- Evite que la batería se descargue por completo antes de recargarla.
- Evite sobrecargar la batería y trate de limitar el tiempo de carga a un máximo de ocho horas.
- Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, se recomienda cargar la batería al menos una vez cada tres meses.

Modo de uso

ES
LA

Preparación



1. Lávese bien la cara. (Si tiene maquillaje, quíteselo utilizando una espuma limpiadora).
2. La máscara se puede usar de día o de noche. Puede incorporarla a su rutina actual de cuidado de la piel después de limpiarse y/o exfoliarse la cara.
3. Asegúrese de cargar la batería por completo antes de usar el producto.



1. Presione brevemente el botón de la máscara LED para encender el dispositivo. (Está disponible cuando parpadea en verde).
2. Después de ajustar moderadamente la banda para el cabello, colóquesela de manera tal que la parte interior de la máscara LED quede sobre la cara.

Consejos para ajustar la banda para la cabeza:

1. Al sentarse o estar de pie, se debe mantener una posición correcta que ejerza una presión mínima sobre la cavidad ocular, permitiendo que la almohadilla de silicona para los ojos se ajuste a ella, con la banda para la cabeza fijando el producto.
2. Si siente que la almohadilla de silicona para los ojos ejerce demasiada presión sobre la cavidad ocular, afloje la banda para la cabeza de ambos lados.
3. Si la almohadilla de silicona para los ojos no se ajusta al área del ojo y puede entrar luz a través del espacio entre la almohadilla y la cavidad ocular, apriete la banda para la cabeza de ambos lados.
4. Si siente que la máscara se desliza hacia abajo y no puede mantener la posición correcta en la cara, apriete la banda para la cabeza.
5. Seleccione el modo deseado usando los botones en el mando a distancia.
6. Si se siente incómodo mientras usas el dispositivo, puede intentar ajustar la correa o quitárselo hasta que se sienta mejor.
7. El producto se apagará automáticamente cuando el modo seleccionado y el tiempo correspondiente hayan finalizado.

Precauciones de uso

- Mantenga el mando a distancia a una distancia máxima de 2 m de la máscara LED.
- No realice movimientos bruscos mientras usa el producto.
- Cuando use el producto, relájese en una posición cómoda en un sofá o una cama.

Instrucciones de operación

Mando a distancia

1. Conecte el cable de carga suministrado al puerto tipo C del mando a distancia.
2. Conecte el extremo USB del cable a un adaptador de alimentación de 5 V, 1 A para cargarlo.
3. Cuando se muestra "88" parpadeante en la pantalla, la carga está en curso, y cuando se muestra "88" fijo, el mando está cargado por completo. Desconecte el cable de carga antes de usarlo.
4. Cuando la batería del mando a distancia está baja, se mostrará "88" parpadeante en la pantalla hasta que esta se apague.

Debido a que la máscara LED utiliza un mando a distancia por radiofrecuencia (el mando a distancia emite señales de radiofrecuencia que recibe la unidad principal), los usuarios deben emparejar el mando a distancia con la máscara LED cuando la utilizan por primera vez. Los pasos para el emparejamiento son los siguientes: mantenga presionado el botón de encendido en la máscara LED durante cinco segundos para entrar en el modo de emparejamiento. La luz indicadora de la máscara cambiará de verde a rojo y, luego, parpadeará rápidamente entre verde y rojo.

Modo sin ahorro de energía:

Presione brevemente el botón del mando a distancia para completar el emparejamiento en 10 segundos.

Modo de ahorro de energía:

Presione el botón de encendido/apagado del mando a distancia para activarlo. Luego, presione el botón de encendido/apagado nuevamente para completar el emparejamiento.

Instrucciones de uso

Selección del modo de tratamiento

Presione el botón de encendido/apagado y el de selección de modos de tratamiento (lo que incluye tanto la función del botón de encendido como la de selección del modo de tratamiento) para elegir entre los siguientes modos de tratamiento:

Modo 1: Rejuvenecimiento Luz roja de 630 nm + Luz infrarroja cercana de 850 nm

Beneficios:

Combate los signos del envejecimiento de la piel mediante la estimulación de la producción de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y promueve la reparación celular. Este modo ayuda a restaurar la piel, logrando una complejión más suave, firme y radiante, y dejándola con un aspecto rejuvenecido y juvenil.

Modo 2: Iluminación Luz amarilla de 590 nm

Beneficios:

Suaviza y revitaliza la piel, proporcionando beneficios excepcionales de recuperación después de la exposición al sol o la fatiga. Ayuda a iluminar y restaurar la piel, logrando un cutis vibrante y de tono uniforme, y un brillo renovado y juvenil.

Modo 3: Equilibrio Luz verde de 530 nm

Beneficios:

Calma y equilibra la piel sensible o estresada, reduciendo el enrojecimiento y promoviendo un tono de piel uniforme. Este modo proporciona una apariencia naturalmente equilibrada y refrescada, y es ideal para las personas con piel reactiva o sensible.

Modo 4: Calma Luz azul de 465 nm

Beneficios:

Este modo, que se suele utilizar con frecuencia en rutinas de belleza y cuidado de la piel, ayuda a aliviar el enrojecimiento visible de la piel, reducir el aspecto de oleosidad y lograr un cutis más claro. También ayuda a mantener la piel con una sensación de frescura y equilibrio, y contribuye a que luzca más sana y refinada.

Modo 5: Restauración Modo de espectro completo: Luz amarilla de 590 nm + Luz verde de 530 nm + Luz roja de 630 nm + NIR de 850 nm

Beneficios:

Este modo de tratamiento con múltiples luces ofrece un enfoque integral para abordar una variedad de problemas de cuidado de la piel, como el envejecimiento, la opacidad, la pigmentación y la falta de claridad en general.

La combinación de diferentes longitudes de onda proporciona un tratamiento completo para rejuvenecer la piel, uniformizar el tono, desvanecer las manchas oscuras y mejorar la textura de la piel. Es ideal para un cuidado facial diario y completo, y proporciona beneficios tanto restauradores como preventivos para disfrutar de un cutis radiante y juvenil.

Niveles de intensidad

Presione el botón de niveles de intensidad para seleccionar la intensidad:

Nivel I (Bajo)

Nivel II (Medio)

Nivel III (Alto)

Ajustes del temporizador

Presione el botón del temporizador para seleccionar el tiempo del temporizador:

·5 min. ·10 min ·15 min

Función de memoria

En el primer uso, la máscara se establecerá por defecto en los siguientes ajustes: Modo 1: Rejuvenecimiento, Nivel de intensidad: III (Alto), Temporizador: 10 minutos.

Después de cada uso, la máscara recordará el último modo de tratamiento, el nivel de intensidad y la configuración del temporizador utilizados.

Notas

Característica	Descripción
Encendido/ Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante cinco segundos para entrar en el modo de espera (la luz indicadora se tornará verde).
Cambio de modo de tratamiento	En el modo de espera, presione brevemente el botón del mando a distancia para cambiar entre los modos de tratamiento: Rejuvenecimiento → Iluminación → Equilibrio → Calma → Restauración.
Ajustes de la intensidad	En el modo de espera, presione brevemente el botón del mando a distancia para cambiar la intensidad: Baja → Media → Alta.
Ajustes del temporizador	En el modo de espera, presione brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el temporizador: 5 min → 10 min → 15 min.
Apagado automático	1. En el modo de espera, la máscara se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. 2. La máscara se puede apagar presionando el botón en ella. 3. La máscara se apagará automáticamente una vez que finalice la duración del tratamiento.
Función de memoria	La máscara recordará el último modo de tratamiento utilizado, la intensidad y la configuración del temporizador, y restaurará esta configuración cuando se vuelva a encender.

Instrucciones adicionales

Mantenga presionado el botón de encendido de la máscara LED para que entre en el modo de espera (la luz indicadora se tornará verde).

En el modo de espera, los usuarios pueden presionar brevemente el botón del mando a distancia para seleccionar el modo de tratamiento, el temporizador y la intensidad. Estos modos se alternarán en orden.

En el modo de espera, si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, la máscara LED se apagará automáticamente.

En el modo de espera, la máscara también puede apagarse presionando el botón en la máscara LED.

La máscara LED se apagará automáticamente al finalizar la duración del tratamiento.

Cuidado y mantenimiento

1. Guarde la Máscara de tratamiento con luz LED a temperatura ambiente en condiciones secas. Utilice la bolsa de transporte proporcionada.
2. Evite almacenar la Máscara de tratamiento con luz LED en condiciones de mucho polvo, bajo la luz directa del sol o en ambientes húmedos.
3. La Máscara de tratamiento con luz LED no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
4. Antes de cada uso, limpie la máscara facial, apagada, siguiendo las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.
5. Evite doblar o torcer excesivamente la máscara de silicona.
6. No aplique productos cosméticos directamente sobre la superficie de la máscara.
7. Mantenga el producto alejado de aceites, lociones y perfumes.

Limpieza de la Máscara de tratamiento con luz LED

1. El cuerpo de la máscara está hecho de silicona. Después de cada uso, limpie delicadamente la superficie con un paño suave sin pelusas humedecido con agua limpia.
2. Si es necesario, límpiela con un jabón neutro suave, sin alcohol y sin fragancia, diluido en agua.

Eliminación

NO deseche ninguna parte de la Máscara de tratamiento con luz LED en instalaciones de residuos domésticos. La Máscara de tratamiento con luz LED y el mando a distancia contienen una batería de polímero de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, embale y devuelva esta unidad al fabricante o a su representante al final de su vida útil, o deseche el dispositivo de manera segura siguiendo las normativas locales.

Problemas comunes y soluciones

Problema	Solución
La pantalla del mando a distancia no se enciende y no se puede controlar la máscara.	Compruebe si el mando a distancia tiene batería. Si la batería está agotada, cargue el mando a distancia utilizando el cable de carga incluido y un adaptador de 5 V, 1 A. Si el mando a distancia sigue sin funcionar después de cargarlo, póngase en contacto con nosotros para que gestionemos su reemplazo.
Después de encender la máscara, la pantalla del mando a distancia se enciende, pero no se puede controlar la máscara.	Reinicie el mando a distancia y la máscara. Instrucciones para el emparejamiento: a. Mantenga presionado el botón de encendido de la máscara durante 5 segundos. El indicador mostrará, primero, una luz verde y, luego, una luz roja parpadeante, lo que indica que el dispositivo ha entrado en el modo de emparejamiento. b. Simplemente presione el botón de encendido/apagado en el mando a distancia para completar el proceso de emparejamiento.
La máscara no se carga.	a. Reemplace el cable de carga. Si efectivamente se trata de un problema con el cable de carga, puede contactarnos para obtener un cable de repuesto. Si el problema persiste, contáctenos para reemplazar el dispositivo. b. Compruebe si el adaptador de carga al que conecta la unidad tiene corriente o si el voltaje indicado en la unidad corresponde al voltaje de la red local.

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Modelo	AB01A
Especificaciones de la batería	Baterías de la máscara •Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/1000 mAh (por batería) •Cantidad: dos baterías desmontables (capacidad total: 2000 mAh)
Dimensiones del producto	Máscara: 634 mm x 233,8 mm x 5,5 mm Mando a distancia: 133,6 mm x 42,3 mm x 19 mm
Mando a distancia	Tipo: batería de polímero de litio de 3,7 V/280 mAh
Peso neto	Máscara: aproximadamente 338 g Mando a distancia: aproximadamente 72 g
Salida del adaptador	5 V=1 A
Tiempo de funcionamiento	•Con una batería completamente cargada: hasta 60 minutos •Con dos baterías (uso combinado): hasta 120 minutos en total
Tiempo de carga	•Una batería: hasta dos horas •Dos baterías (cargadas por separado): hasta cuatro horas en total •Mando a distancia: hasta dos horas

คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ โปรดอ่าน คู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

- ก่อนใช้หน้ากากฉายแสง LED คุณต้องทำการทดสอบการแพ้ (ดูที่ส่วนการทดสอบภาวะแพ้แสง) ห้ามใช้หน้ากากฉายแสง LED หากคุณมีอาการแพ้หน้ากากฉายแสง LED อุปกรณ์นี้มีไว้เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพภายในบ้าน คนไข้สามารถเป็นผู้ใช้งานเองได้
- ห้ามใช้หน้ากากฉายแสง LED ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ การใช้หน้ากากฉายแสง LED ในลักษณะที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ ยังไม่เคยผ่านการทดสอบและไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเกิด อัคคีภัยหรือแผลไฟไหม้
- ปิดเครื่องและถอดหน้ากากฉายแสง LED ออกทันที หากรู้สึกว่าคุณร้อนหรือผิวของคุณอุ่นจนไม่สบายตัว
- ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นแบบไร้สายในระหว่างการใช้งาน โดยจะเชื่อมต่อสายชาร์จเฉพาะขณะทำการชาร์จไฟเท่านั้น
- ในระหว่างการชาร์จ สายชาร์จอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการรัดคอได้ เก็บอุปกรณ์และสายชาร์จให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา
- ห้ามใช้หน้ากากฉายแสง LED โดยที่ยังไม่ล้างเครื่องสำอางออกก่อนการฉายแสง ส่วนผสมบางอย่างในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจทำให้เกิดภาวะแพ้แสง หรืออาจลดประสิทธิภาพของการฉายแสงลง หากคุณใช้หน้ากากฉายแสง LED โดยไม่ล้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกก่อน ผิวหนังของคุณอาจเกิดอาการแพ้ หรือประสิทธิภาพของการฉายแสงอาจลดลง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้ให้เด็กใช้งาน ควรดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและแผลไฟไหม้
- ห้ามใช้หน้ากากฉายแสง LED ใกล้กับน้ำ หรือในบริเวณที่น้ำอาจกระเด็นใส่ อุปกรณ์ได้ ห้ามใช้หน้ากากฉายแสง LED หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์สัมผัสถูกน้ำ ห้ามให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่หลอดไฟจะชำรุดเสียหาย
- เก็บหน้ากากฉายแสง LED ให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่า การใช้งาน หรือการบำรุงรักษา อุปกรณ์ ME หรือรายงานการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

- อย่าใช้หน้ากากฉายแสง LED หากหน้ากาก, รีโมทคอนโทรล หรือสายชาร์จ USB Type-C ชำรุดเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อย่าวางอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลในขณะที่เปิดเครื่องอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเกิดอัคคีภัย แผลไฟไหม้ หรืออันตรายอื่น ๆ
- ขณะนำออกจากที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด ขอแนะนำให้รอ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน
- ห้ามจ้องมองโดยตรงหรือฉายแสงเข้าตาในระหว่างการใช้งาน
- อย่าใช้หน้ากากฉายแสง LED ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย


ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์นี้มีส่วนประกอบของซิลิโคน พลาสติก และวัสดุต้นตึกแก่ ผู้ที่มีอาการแพ้วัสดุเหล่านี้ควรหยุดใช้ และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
- อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันความจำในตัว โดยจะสามารถจำและเลือกใช้โหมดการรักษา ระดับความเข้ม และเวลาการฉายแสงที่ใช้งานล่าสุดได้เองโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
- ไม่สามารถใช้หน้ากากฉายแสง LED ในขณะที่กำลังชาร์จไฟได้
- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในขณะที่อุปกรณ์ยังปิดอยู่ ให้ทำความสะอาดหน้ากาก
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำการทำความสะอาด การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ อาจทำให้หน้ากากฉายแสง LED เสียหายได้
- เก็บหน้ากากฉายแสง LED ไว้ที่อุณหภูมิห้องในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ไม่สัมผัสถูกแสงแดดโดยตรง
- ขณะนำออกจากที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด ขอแนะนำให้รอ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน
- ห้ามจ้องมองโดยตรงหรือฉายแสงเข้าตาในระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ห้ามสร้างความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือนำสายชาร์จ USB Type-C ไปสัมผัสถูกความร้อน สายชาร์จที่เสียหายอาจทำให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือการทำงานที่ผิดปกติได้
- ห้ามวางหรือใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับน้ำหรือของเหลวอาจทำให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แพ็คแม่เหล็กชนิดถอดออกได้ ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คให้เต็มก่อนการใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรก
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่แพ็คที่กำหนด ซึ่งได้รับพร้อมกับตัวอุปกรณ์เท่านั้น
- ห้ามพยายามแฉะเปิด ดัดแปลง เปลี่ยน หรือใช้แบตเตอรี่แพ็คที่ไม่ผ่านรับการรับรอง เนื่องจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการร้อนจัด สารเคมีรั่วไหล หรือการระเบิดได้
- ห้ามกั๊กแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไป โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการกำจัดแบตเตอรี่ในท้องถิ่นของคุณเมื่อต้องการทิ้ง
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ DC 5V=1A ในการชาร์จอุปกรณ์นี้ (กำลังเอาต์พุตสูงสุด 3.5W)
- ห้ามใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ทราบแหล่งที่มา คุณภาพต่ำ หรือมีกำลังเอาต์พุตเกิน 30W เนื่องจากรวมทำให้เกิดการร้อนจัด หรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่ได้มาตรฐาน IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 โดยมีอัตราดังต่อไปนี้: อินพุต: 100-240VAC เอาต์พุต: DC 5V=1.0A

TH ภาพรวมผลิตภัณฑ์



- 1 เปิด/ปิด
- 2 โฟลสถานะแบตเตอรี่:
โฟลสีเขียว 4 ดวง: เต็ม 100% (ชาร์จไฟเต็มแล้ว)
โฟลสีเขียว 3 ดวง: เหลือ 75%
โฟลสีเขียว 2 ดวง: เหลือ 50%
โฟลสีเขียว 1 ดวง: เหลือ 25%
โฟลสีแดงกระพริบ: < 10% แบตเตอรี่ใกล้หมด
- 3 จอLCDสำหรับตรวจสอบโหมดที่เลือก / ความเร็ว/ตัวตั้งเวลา
- 4 ปุ่มตั้งค่าตัวตั้งเวลา
5 นาที/10 นาที/15 นาที
- 5 ปุ่มระดับความเร็ว:
ระดับ I (ต่ำ)
ระดับ II (ปานกลาง)
ระดับ III (สูง)
- 6 ปุ่มเปิด/ปิดและเลือกโหมดการ
ฉายแสง:
โหมด 1: เต็มความสดชื่น
โหมด 2: เพิ่มความกระจ่างใส
โหมด 3: สบตุล
โหมด 4: ผ่อนคลาย
โหมด 5: ฟิ้นฟู
- 7 พอร์ต Type-C



ตัวเครื่องผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย "ห้ามใช้งานขณะอยู่ในอ่างอาบน้ำหรือกำลังอาบน้ำด้วยฝักบัว" กำกับไว้

ภาพผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และภาพอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมดในคู่มือนี้ มีไว้เพื่อ
การอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและการอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
จริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย โปรดอิงตามผลิตภัณฑ์จริง

การเริ่มต้นใช้งาน

การจัดเตรียมอุปกรณ์

การเริ่มต้นใช้งานหน้ากากฉายแสง LED ของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย

1. แกะกล่องอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ได้รับพร้อมกัน
2. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แพ็คแบบแม่เหล็กชนิดถอดได้สองก้อน (ก้อนละ 1000mAh รวม 2000mAh) ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่แพ็คทั้งสองก้อนและรีโมทคอนโทรลจนเต็ม ดูรายละเอียดได้ที่คำแนะนำการชาร์จ

การทดสอบภาวะแพ้แสง


ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีภาวะแพ้แสงหรือไม่:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดบนหน้ากาก LED เพื่อเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์ และเลือกโหมดการฉายแสง(สี) ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้
2. วางอุปกรณ์ลงบนส่วนหนึ่งของปลายแขน โดยให้สัมผัสกับผิวหนังตลอดรอบการฉายแสงสามนาที
3. กด "ปุ่มเลือกโหมดการฉายแสง" อีกครั้ง เพื่อเลือกโหมดการฉายแสง (สี) ที่แตกต่างกัน เพื่อฉายแสงบนบริเวณเดิมของปลายแขนต่ออีกสามนาที
4. รอ 24 ชั่วโมง คุณไม่ควรเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไป
5. ปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่ความเจ็บปวด หรือความไม่สบายตัวในบริเวณที่ฉายแสง หรือผิวหนังที่แดงเป็นเวลานาน

คำแนะนำในการชาร์จ


(แบตเตอรี่แพ็คและรีโมทคอนโทรล)

อุปกรณ์นี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แพ็คชนิดถอดได้ความจุ 1000mAh จำนวนสองก้อน และรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (280mAh)
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างก่อนการใช้งานครั้งแรก:



การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค

- ถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากหน้ากากก่อนทำการชาร์จ
- แบตเตอรี่แพ็คแต่ละก้อนต้องการเวลาชาร์จจนเต็มสูงสุด 2 ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่



การชาร์จรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลไร้สายจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จใหม่ได้ขนาด 280mAh
- ระยะเวลาในการชาร์จสูงสุดคือไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่

เคล็ดลับการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเทียม:

- หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่จนหมดก่อนทำการชาร์จใหม่
- หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป และพยายามจำกัดเวลาชาร์จไม่เกิน 8 ชั่วโมง
- หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน

วิธีการใช้งาน

TH

การเตรียมความพร้อม



1. ล้างหน้าของคุณให้สะอาด (หากคุณแต่งหน้า โปรดใช้โฟมทำความสะอาดล้างออกก่อน)
2. สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน คุณสามารถเพิ่มการใช้งานอุปกรณ์นี้เข้าไปในกิจวัตรการดูแลผิวปัจจุบันของคุณ ภายหลังจากทำความสะอาดผิว และ/หรือขัดผิวได้
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนการใช้งาน



1. กดปุ่มบนหน้ากาก LED แล้วปล่อยทันที เพื่อเปิดเครื่อง (พร้อมใช้งานเมื่อไฟสีเขียวกระพริบ)
2. หลังจากปรับสายคาดศีรษะพอดีแล้ว สวมหน้ากากโดยให้ด้านในของหน้ากาก LED อยู่บนใบหน้า

เคล็ดลับการปรับสายคาดศีรษะ:

1. ขณะนั่งหรือยืน ท่าที่ถูกต้องควรส่งผลให้เกิดแรงกดที่เบ้าตาน้อยที่สุด โดยให้แผ่นซิลิโคนครอบตาวางพอดีกับเบ้าตา และใช้สายคาดศีรษะยึดผลิตภัณฑ์ไว้
2. หากคุณรู้สึกว่าแผ่นซิลิโคนครอบตากดเบ้าตามากเกินไปให้คลายสายคาดศีรษะทั้งสองข้างออก
3. หากแผ่นซิลิโคนครอบตาไม่พอดีกับบริเวณรอบดวงตา และแสงสามารถลอดผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นครอบตาและเบ้าตาได้ ให้รัดสายคาดศีรษะทั้งสองข้างให้แน่นขึ้น
4. หากคุณรู้สึกว่าหน้ากากเลื่อนลง และไม่สามารถรั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนใบหน้าได้ ให้รัดสายคาดศีรษะให้แน่นขึ้น
5. เลือกโหมดที่ต้องการโดยใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
6. หากคุณรู้สึกไม่สบายตัวขณะสวมใส่อุปกรณ์คุณสามารถลองปรับสายรัดหรือถอดออกจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้
7. ผลิตภัณฑ์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อโหมดที่เลือกและตัวตั้งเวลาที่ตั้งค่าไว้ทำงานเสร็จ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ขยับรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในระยะ 2 ม.จากหน้ากาก LED
- โปรดอย่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในระหว่างที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์อยู่
- ขณะสวมใส่ผลิตภัณฑ์ ควรอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายบนโซฟาหรือเตียงนอน

คำแนะนำการใช้งาน

รีโมทคอนโทรล

1. เชื่อมต่อพอร์ต Type-C ของรีโมทคอนโทรลโดยใช้สายชาร์จ์ที่ได้รับพร้อมกับอุปกรณ์
2. เสียบหัว USB ของสายเคเบิลเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5V 1A เพื่อทำการชาร์จ์ไฟ
3. จอแสดงผลกระพริบ "88": กำลังชาร์จ์ไฟ จอแสดงผลติด "88" ค้าง: ชาร์จไฟเต็มแล้ว ถอดสายชาร์จ์ก่อนเริ่มใช้งาน
4. เมื่อแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลใกล้หมด จอแสดงผล "88" จะกระพริบจนกว่าหน้าจอยจะดับ

เนื่องจากหน้ากาก LED ใช้รีโมทคอนโทรลความถี่วิทยุ (รีโมทจะส่งสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งตัวเครื่องหลักจะรับสัญญาณ) ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลกับหน้ากาก LED ในขณะที่ใช้งานเป็นครั้งแรก โดยขั้นตอนการจับคู่นี้: กดปุ่มเปิด/ปิดบนหน้ากาก LED ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ ไฟแสดงสถานะของหน้ากากจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง และจากนั้นจะกระพริบถี่ ๆ สลับไปมาระหว่างสีเขียวและสีแดง

โหมดไม่ประหยัดพลังงาน:

กดปุ่มรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยทันทีเพื่อทำการจับคู่ให้สมบูรณ์ภายใน 10 วินาที

โหมดประหยัดพลังงาน:

กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทเพื่อเปิดใช้งานรีโมท จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งเพื่อทำการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำการใช้งาน

การเลือกโหมดการฉายแสง

กดปุ่มเปิด/ปิดและเลือกโหมดการฉายแสง (ซึ่งจะรวมทั้งปุ่มเปิดปิดและฟังก์ชันการเลือกโหมดการฉายแสง) เพื่อเลือกจากโหมดการฉายแสงต่อไปนี้:

โหมด 1: เพิ่มความสดชื่นแสงสีแดง 630nm + แสงอินฟราเรดใกล้ 850nm

ประโยชน์:

มุ่งเป้าไปที่ร่องรอยของผิวที่กำลังเสื่อมสภาพ โดยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจน เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว และส่งเสริมการซ่อมแซมเซลล์ โหมดนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียน กระชับ และมีความเปล่งประกายมากขึ้น เพิ่มความสดชื่นและความอ่อนเยาว์ให้ผิว

โหมด 2: เพิ่มความกระจ่างใสแสงสีเหลือง 590nm

ประโยชน์:

ช่วยบำรุงและฟื้นฟูผิว เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากสัมผัสทุกแสงแดดหรือความเหนื่อยล้า ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและฟื้นฟูสีผิวให้ดูสดใส สม่ำเสมอ เพิ่มความสดชื่นและความอ่อนเยาว์ให้ผิวไปพร้อมกัน

โหมด 3: สมดุลแสงสีเขียว 530nm

ประโยชน์:

ช่วยผ่อนคลายและรักษาสมดุลผิวที่แพ้ง่ายหรืออยู่ในภาวะผิวเครียด ลดผื่นแดงและช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ โหมดนี้จะช่วยให้ผิวดูสมดุลและสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายหรือละเอียดอ่อน

โหมด 4: ผ่อนคลายไฟสีน้ำเงิน 465nm

ประโยชน์:

มักใช้ในการเสริมความงามและการดูแลผิวประจำวัน โหมดนี้จะช่วยลดรอยผื่นแดงที่มองเห็นได้ ลดความบวมบนใบหน้า ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใсыิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสดชื่นและสมดุลให้ผิว เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและเรียบเนียนยิ่งขึ้น

โหมด 5: ฟื้นฟูโหมดสเปกตรัมเต็มรูปแบบ: สีเหลือง 590nm + สีเขียว 530nm + สีแดง 630nm + NIR 850nm

ประโยชน์:

โหมดบำบัดด้วยแสงชนิด คือวิธีการแบบครอบคลุมสำหรับการจัดการกับหลากหลายปัญหาผิว เช่น การต่อต้านริ้วรอย เพิ่มความกระจ่างใส ลดจุดต่างด่าง และทำให้ผิวเรียบเนียนโดยรวม การทำงานร่วมกันของความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันช่วยให้การฉายแสงแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ผิว ปรับโทนสีผิวให้สม่ำเสมอ ลบเลือนจุดต่างด่าง และเสริมความเรียบเนียนของผิว เหมาะสำหรับ การดูแลใบหน้าแบบครบวงจรประจำวัน โดยให้ทั้งประโยชน์ด้านการฟื้นฟูและป้องกัน เพื่อผิวที่ดูอ่อนเยาว์และเปล่งประกาย

ระดับความเข้ม

กดปุ่มระดับความเข้มเพื่อเลือกความเข้ม:

ระดับ I (ต่ำ)

ระดับ II (ปานกลาง)

ระดับ III (สูง)

การตั้งค่าตัวตั้งเวลา

กดปุ่มตั้งค่าตัวตั้งเวลาเพื่อเลือกตัวตั้งเวลา:

· 5 นาที · 10 นาที · 15 นาที

ฟังก์ชันความจำ

เมื่อใช้งานครั้งแรก หน้ากากจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมด 1: เต็มความสดชื่น, ระดับความเข้ม III (สูง) และตั้งเวลา 10 นาที

หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หน้ากากจะจำโหมดการฉายแสง ระดับความเข้ม และตัวตั้งเวลาที่ใช้งานครั้งล่าสุด

หมายเหตุ

พีเวอร์

คำอธิบาย

ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว)

การฉายแสงการสลับโหมด

ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยทันที เพื่อสลับระหว่างโหมดการฉายแสง: เต็มความสดชื่น → เพิ่มความกระฉ่ำใส → สมดุล → ผ่อนคลาย → พ้นฟู

การตั้งค่าความเข้ม

ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยทันที เพื่อสลับระดับความเข้ม: ต่ำ → กลาง → สูง

การตั้งค่าตัวตั้งเวลา

ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยทันที เพื่อเลือกตัวตั้งเวลา: 5 นาที → 10 นาที → 15 นาที

ปิดอัตโนมัติ

1. ในโหมดสแตนด์บาย หน้ากากจะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานครบ 10 นาที
2. สามารถปิดหน้ากากได้โดยการกดปุ่มบนหน้ากาก
3. หน้ากากจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฉายแสง

ฟังก์ชันความจำ

หน้ากากจะจำโหมดการฉายแสง ระดับความเข้ม และการตั้งค่าตัวตั้งเวลาที่ใช้ล่าสุด และจะคืนค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ของหน้ากาก LED ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว)

ในโหมดสแตนด์บาย ผู้ใช้สามารถกดปุ่มรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยทันที เพื่อเลือกโหมดการฉายแสง ตัวตั้งเวลา และความเข้มได้ โหมดเหล่านี้จะถูกสลับไปตามลำดับ

ในโหมดสแตนด์บาย หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใน 10 นาที หน้ากาก LED จะปิดเองโดยอัตโนมัติ

ในโหมดสแตนด์บาย จะสามารถปิดหน้ากากได้โดยการกดปุ่มบนหน้ากาก LED หน้ากาก LED จะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฉายแสง

การดูแลและการบำรุงรักษา

1. เก็บหน้ากากฉายแสง LED ไว้ที่อุณหภูมิห้องในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ใช้กระเป๋าทนทานที่ได้รับพร้อมอุปกรณ์
2. หลีกเลี่ยงการเก็บหน้ากากฉายแสง LED ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ในที่ที่ถูกละอองโดยตรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะและมีความชื้นสูง
3. ภายในหน้ากากฉายแสง LED ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงได้
4. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในขณะที่อุปกรณ์ยังปิดอยู่ ทำความสะอาดหน้ากากตามคำแนะนำการทำความสะอาดด้านล่าง
5. หลีกเลี่ยงการงอหรือบิดหน้ากากซิลิโคนมากเกินไป
6. ห้ามทาเครื่องสำอางลงบนพื้นผิวของหน้ากากโดยตรง
7. เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากน้ำมัน ไลเซน และน้ำหอม

การทำความสะอาดหน้ากากฉายแสง LED

1. ตัวหน้ากากผลิตจากซิลิโคน หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้เช็ดพื้นผิวเบา ๆ ด้วยผ้านุ่มไร้ขุยชุบน้ำสะอาดบิดหมาด
2. หากจำเป็น ทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนที่ปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลาง เช็ดจางด้วยน้ำ

การกำจัดทิ้ง

ห้ามทิ้งชิ้นส่วนใด ๆ ของหน้ากากฉายแสง LED ในจุดทิ้งขยะครัวเรือน ภายในหน้ากากฉายแสง LED และรีโมทคอนโทรลมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโพลิเมอร์ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดบรรจุหีบห่อและส่งคืนอุปกรณ์นี้ให้กับผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตหลังจากที่อุปกรณ์หมดอายุการใช้งานหรือกำจัดอุปกรณ์อย่างปลอดภัยตามแนวทางในท้องถิ่นของคุณ

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

TH

ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา
หน้าจอบนรีโมทไม่ติดสว่าง และไม่สามารถควบคุมหน้ากากได้	ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลมีไฟหรือไม่ หากแบตเตอรี่หมด โปรดชาร์จรีโมทโดยใช้สายชาร์จที่ได้รับพร้อมอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ 5V 1A หากรีโมทยังไม่ทำงานหลังจากชาร์จไฟแล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อทำการเปลี่ยนใหม่
หลังจากเปิดหน้ากาก หน้าจอรีโมทสว่างขึ้น แต่ไม่สามารถควบคุมหน้ากากได้	โปรดรีเซ็ตทั้งรีโมทคอนโทรลและหน้ากาก คำแนะนำในการจับคู่: ก. กดปุ่มเปิด/ปิดของหน้ากากค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะจะแสดงไฟสีเขียวก่อนแล้วตามด้วยไฟกระพริบสีแดง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอุปกรณ์ได้เข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว ข. เพียงกดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อดำเนินกระบวนการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์
ไม่สามารถชาร์จไฟหน้ากากได้	ก. เปลี่ยนสายชาร์จ หากเป็นปัญหาที่เกิดจากสายชาร์จคุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนสายชาร์จได้หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โปรดติดต่อเราเพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ข. ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ชาร์จที่คุณเชื่อมต่อกับเครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่หรือแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าสายเมนท้องถิ่นหรือไม่

พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
รุ่น	AB01A
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่แพ็คของหน้ากาก •ประเภท: แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7V / 1000mAh (ต่อหนึ่งแบตเตอรี่แพ็ค) •จำนวน: แบตเตอรี่แพ็คถอดได้ 2 ชิ้น (ความจุรวม: 2000mAh)
ขนาดผลิตภัณฑ์	หน้ากาก: 634*233.8*5.5 มม. รีโมทคอนโทรล: 133.6*42.3*19 มม.
รีโมทคอนโทรล	ประเภท: แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7V / 280mAh
น้ำหนักสุทธิ	หน้ากาก: ประมาณ 338 กรัม รีโมทคอนโทรล: ประมาณ 72 กรัม
เอาต์พุตอะแดปเตอร์	5V=1A
ระยะเวลาการใช้งาน	•แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มหนึ่งก้อน: สูงสุด 60 นาที •แบตเตอรี่สองก้อน (ใช้งานร่วมกัน): สูงสุด 120 นาที
ระยะเวลาชาร์จ	•แบตเตอรี่หนึ่งแพ็ค: สูงสุด 2 ชั่วโมง •แบตเตอรี่สองแพ็ค (ชาร์จแยกกัน): รวมสูงสุด 4 ชั่วโมง •รีโมทคอนโทรล: สูงสุด 2 ชั่วโมง

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và lưu giữ để tham khảo sau này.

- Trước khi sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED, bạn phải thực hiện kiểm tra độ nhạy cảm (xem phần kiểm tra độ nhạy cảm ánh sáng). **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED nếu bạn nhạy cảm với Mặt nạ liệu pháp đèn LED. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà, người được điều trị có thể là người sử dụng mục tiêu.
- **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED theo bất kỳ cách nào không được quy định chính xác trong hướng dẫn sử dụng này. Việc sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED theo cách khác với quy định chính xác trong hướng dẫn sử dụng này chưa được kiểm nghiệm và có thể tiềm ẩn rủi ro chưa xác định. Thiết bị này không dành cho người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị để tránh nguy cơ cháy nổ hoặc bỏng.
- **TẮT** và tháo Mặt nạ liệu pháp đèn LED ngay lập tức nếu thiết bị cảm thấy nóng hoặc nếu da của bạn trở nên nóng khó chịu.
- Sản phẩm này hoạt động không dây khi sử dụng. Chỉ kết nối cáp sạc khi đang sạc.
- Trong quá trình sạc, dây cáp có thể gây nguy cơ siết cổ. Luôn giữ thiết bị và dây sạc ngoài tầm với của trẻ em.
- **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED mà không tẩy trang **TRƯỚC** khi điều trị. Một số thành phần trong các sản phẩm này có thể gây nhạy cảm ánh sáng hoặc có thể làm giảm hiệu quả của liệu trình. Nếu bạn sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED mà không loại bỏ các sản phẩm này, bạn có thể gặp phản ứng da, hoặc có thể làm giảm hiệu quả của liệu trình. Thiết bị này không được thiết kế để trẻ em sử dụng. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị nhằm tránh nguy cơ cháy nổ và bỏng.
- **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED gần nước hoặc nơi nước có thể đổ vào thiết bị. **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED nếu bạn nghĩ rằng thiết bị đã tiếp xúc với nước. Không để thiết bị bị va đập mạnh để tránh nguy cơ hư hỏng đèn.
- Giữ Mặt nạ liệu pháp đèn LED tránh xa các bề mặt **NÓNG**. Nếu cần, hãy liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ trong việc thiết lập, sử dụng hoặc bảo dưỡng THIẾT BỊ hoặc báo cáo hoạt động hoặc sự cố không mong muốn.

- **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED nếu mặt nạ, điều khiển từ xa hoặc cáp sạc USB Type-C bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Không để thiết bị không có người giám sát khi đang bật nguồn để tránh nguy cơ cháy, bỏng hoặc các mối nguy hiểm khác.
- Khi lấy thiết bị ra từ điều kiện nhiệt độ bảo quản tối thiểu/tối đa, nên để thiết bị hồi phục trong 2 giờ trước khi sử dụng.
- Không nhìn trực tiếp hoặc chiếu sáng vào mắt trong khi thiết bị đang hoạt động.
- **KHÔNG** sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED gần các thiết bị có công nghệ không dây.


Lưu ý

- Thiết bị này chứa silicon, các thành phần nhựa và vật liệu khóa dán. Những người có tiền sử dị ứng với bất kỳ vật liệu nào trong số này nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.
- Thiết bị này được trang bị chức năng ghi nhớ. Thiết bị tự động nhớ chế độ điều trị, mức cường độ và thời gian điều trị được sử dụng lần cuối mỗi khi thiết bị được bật lên.
- Không thể sử dụng Mặt nạ liệu pháp đèn LED khi đang trong chế độ sạc.
- Trước mỗi lần sử dụng, vui lòng tắt thiết bị và vệ sinh mặt nạ.
- **KHÔNG** sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào khác ngoài những sản phẩm được nêu trong hướng dẫn vệ sinh. Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch khác có thể làm hỏng Mặt nạ liệu pháp đèn LED.
- Bảo quản Mặt nạ liệu pháp đèn LED ở nhiệt độ phòng trong điều kiện khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Khi lấy ra từ nhiệt độ bảo quản tối thiểu/tối đa, nên để thiết bị phục hồi trong 2 giờ trước khi sử dụng.
- Không nhìn trực tiếp hoặc chiếu sáng vào mắt trong khi thiết bị đang hoạt động.

An toàn điện

- **KHÔNG** làm hỏng, sửa đổi, uốn cong, xoắn hoặc đun nóng cáp sạc USB Type-C. Cáp sạc bị hỏng có thể dẫn đến cháy nổ, điện giật hoặc trục trặc.
- **KHÔNG** đặt hoặc vận hành thiết bị gần nước hoặc chất lỏng. Việc này có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Sản phẩm này sử dụng pin từ tính có thể tháo rời. Sạc đầy pin trước khi sử dụng thiết bị lần đầu.
- Chỉ sử dụng bộ pin chuyên dụng được cung cấp kèm theo thiết bị.
- **KHÔNG** cố gắng mở, sửa đổi, thay thế hoặc sử dụng bất kỳ bộ pin không được phê duyệt nào, vì thao tác không đúng cách có thể dẫn đến quá nhiệt, rò rỉ hoặc nổ.
- **KHÔNG** thái bỏ pin bừa bãi, hãy tuân theo quy trình xử lý rác thải tại địa phương khi thái bỏ pin.
- Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn DC 5V=1A để sạc thiết bị này (công suất đầu ra tối đa 3,5W).
- **KHÔNG** sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, hoặc có công suất đầu ra vượt quá 30W, vì điều này có thể gây quá nhiệt hoặc làm hỏng sản phẩm. Để đảm bảo an toàn tối đa, khuyến nghị sử dụng bộ chuyển đổi sạc tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, với thông số kỹ thuật sau: Đầu vào: 100-240VAC Đầu ra: DC 5V=1,0A.

VN Tổng quan sản phẩm



1. Bật/tắt thiết bị
2. Đèn báo pin:
4 đèn màu xanh lá cây: Sạc 100% (Đã sạc đầy)
3 đèn màu xanh lá cây: Còn lại 75%
2 đèn màu xanh lá cây: Còn lại 50%
1 đèn màu xanh lá cây: Còn lại 25%
Đèn đỏ nhấp nháy: <10% Pin yếu
3. Màn hình LCD để kiểm tra chế độ đã chọn/Cường độ/Hẹn giờ
4. Nút cài đặt hẹn giờ
5 phút/10 phút/15 phút
5. Nút Intensity Levels (Mức cường độ):
Mức I (Thấp)
Mức II (Trung bình)
Mức III (Cao)
6. Nút On/Off (Bật/Tắt) & Treatment mode selection (Chọn chế độ điều trị):
Chế độ 1: Trẻ hóa
Chế độ 2: Làm sáng
Chế độ 3: Cân bằng
Chế độ 4: Làm dịu
Chế độ 5: Phục hồi
7. Cổng Type-C



Thân sản phẩm có ghi dòng chữ "Không sử dụng khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Tất cả hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và minh họa giao diện người dùng trong hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với hình minh họa. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Bắt đầu

Thiết lập thiết bị

Bắt đầu sử dụng Mặt nạ liệu phát đèn LED của bạn rất đơn giản.

1. Mở bao bì thiết bị và tất cả các phụ kiện đi kèm.
2. Sản phẩm này sử dụng hai bộ pin từ tính có thể tháo rời (mỗi pin 1000mAh, tổng cộng 2000mAh). Trước khi sử dụng lần đầu, hãy sạc đầy cả hai pin và điều khiển từ xa. Tham khảo Hướng dẫn sạc để biết thêm chi tiết.

Kiểm tra độ nhạy cảm ánh sáng


Làm theo các hướng dẫn sau để kiểm tra xem bạn có nhạy cảm với ánh sáng không:

1. Nhấn nút Power (Nguồn) trên mặt nạ LED để khởi động thiết bị. Sử dụng điều khiển từ xa để Bật/Tắt thiết bị và để chọn giữa các chế độ điều trị (màu) có sẵn.
2. Đặt thiết bị lên một phần cẳng tay, duy trì tiếp xúc trong toàn bộ chu kỳ điều trị ba phút.
3. Nhấn lại nút "Treatment modes selection" (Chọn chế độ điều trị) để chọn chế độ điều trị (màu) khác cho một chu kỳ điều trị ba phút khác trên cùng vùng cẳng tay.
4. Đợi 24 giờ. Bạn thường KHÔNG gặp bất kỳ phản ứng bất lợi nào trong 24 giờ tiếp theo.
5. Phản ứng bất lợi là cảm giác đau hoặc khó chịu ở các vùng điều trị hoặc bất kỳ tình trạng da kéo dài nào.

Hướng dẫn sạc (Bộ pin & Điều khiển từ xa)


Thiết bị này được trang bị hai bộ pin có thể tháo rời 1000mAh và một điều khiển từ xa không dây (280mAh).

Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây trước khi sử dụng lần đầu:



Sạc bộ pin

- Tháo pin ra khỏi mặt nạ trước khi sạc.
- Mỗi bộ pin cần tối đa 2 giờ để sạc đầy.
- Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức pin còn lại.



Sạc điều khiển từ xa

- Điều khiển từ xa không dây bao gồm pin sạc 280mAh.
- Thời gian sạc tối đa lên đến 2 giờ.
- Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào mức pin còn lại.

Lời khuyên về bảo dưỡng pin Lithium:

- Tránh để kiệt pin trước khi sạc lại.
- Tránh sạc quá mức pin và cố gắng giới hạn thời gian sạc tối đa là 8 giờ.
- Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, nên sạc pin ít nhất ba tháng một lần.

Cách sử dụng

Chuẩn bị



1. Rửa mặt sạch sẽ. (Nếu bạn đã trang điểm, vui lòng làm sạch bằng sữa rửa mặt dạng bọt.)
2. Có thể sử dụng vào ban ngày hoặc ban đêm. Bạn có thể đưa sản phẩm này vào quy trình chăm sóc da hiện tại của mình sau khi làm sạch và/hoặc tẩy tế bào chết cho da.
3. Đảm bảo sạch đầy pin trước khi sử dụng.



1. Nhấn nhẹ nút trên mặt nạ LED để bật nguồn. (Khả dụng khi đèn nhấp nháy màu xanh lá cây)
2. Sau khi điều chỉnh bằng độ vừa phải, đeo sao cho mặt trong của mặt nạ LED tiếp xúc với khuôn mặt.

Lời khuyên về điều chỉnh băng đô:

1. Khi ngồi hoặc đứng, trạng thái đúng là áp lực tối thiểu lên hốc mắt, cho phép miếng đệm mắt silicone vừa khít với hốc mắt, với dây đeo đầu cố định sản phẩm.
2. Nếu bạn cảm thấy miếng đệm mắt silicon gây áp lực quá mạnh lên hốc mắt, hãy nới lỏng băng đô ở cả hai bên.
3. Nếu miếng đệm mắt silicon không vừa khít với vùng mắt và ánh sáng có thể lọt qua khe hở giữa miếng đệm mắt và hốc mắt, hãy siết chặt băng đô ở cả hai bên.
4. Nếu bạn cảm thấy mặt nạ bị trượt xuống và không thể duy trì vị trí chính xác trên khuôn mặt, hãy siết chặt băng đô.
5. Chọn chế độ mong muốn bằng cách sử dụng các nút trên điều khiển từ xa.
6. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi đeo thiết bị, bạn có thể điều chỉnh dây đeo hoặc tháo ra cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn.
7. Sản phẩm sẽ tự động tắt khi chế độ đã thiết lập và thời gian tương ứng kết thúc.

Lưu ý khi sử dụng

- Di chuyển điều khiển từ xa trong phạm vi 2 m so với mặt nạ LED.
- Vui lòng không thao tác quá mạnh khi đang đeo sản phẩm.
- Khi đeo sản phẩm, hãy thư giãn ở tư thế thoải mái trên ghế sofa hoặc giường.

Hướng dẫn vận hành

Điều khiển từ xa

1. Kết nối cổng Type-C của điều khiển từ xa bằng cáp sạc đi kèm.
2. Cắm đầu USB của cáp vào bộ chuyển đổi nguồn 5V 1A để sạc.
3. Màn hình hiển thị "88" nhấp nháy: Đang sạc Màn hình hiển thị "88" liên tục: Đã sạc đầy Rút cáp sạc trước khi sử dụng.
4. Khi pin của điều khiển từ xa yếu, màn hình hiển thị "88" nhấp nháy cho đến khi màn hình tắt.

Vì mặt nạ LED sử dụng điều khiển từ xa bằng tần số radio (điều khiển từ xa phát ra tín hiệu tần số radio và thiết bị chính nhận tín hiệu), người dùng cần ghép nối điều khiển từ xa với mặt nạ LED khi sử dụng lần đầu tiên. Các bước ghép nối như sau: Nhấn và giữ nút nguồn trên mặt nạ LED trong 5 giây để vào chế độ ghép nối. Đèn báo của mặt nạ sẽ chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ và sau đó nhấp nháy nhanh giữa màu xanh lá cây và màu đỏ.

Chế độ không tiết kiệm điện:

Nhấn nhanh nút điều khiển từ xa để hoàn tất quá trình ghép nối trong vòng 10 giây.

Chế độ tiết kiệm điện:

Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) của điều khiển từ xa để kích hoạt điều khiển, sau đó nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) một lần nữa để hoàn tất việc ghép nối.

Hướng dẫn vận hành

Lựa chọn chế độ điều trị

Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) & Treatment Modes Selection (Chọn chế độ điều trị) (bao gồm cả nút power (nguồn) và chức năng chọn chế độ điều trị) để lựa chọn từ các chế độ điều trị sau:

Chế độ 1: Trẻ hóa Ánh sáng đỏ 630nm + Ánh sáng cận hồng ngoại 850nm

Lợi ích:

Nhắm vào các dấu hiệu lão hóa da bằng cách kích thích sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi của da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Chế độ này giúp phục hồi làn da mịn màng, săn chắc và rạng rỡ hơn, mang lại vẻ trẻ trung và tươi mới cho da.

Chế độ 2: Làm sáng Ánh sáng vàng 590nm

Lợi ích:

Làm dịu và hồi sinh làn da, mang lại lợi ích phục hồi đặc biệt sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc mệt mỏi. Giúp làm sáng và phục hồi làn da rạng rỡ, đều màu, tạo nên vẻ tươi mới và trẻ trung.

Chế độ 3: Cân bằng Ánh sáng xanh lá cây 530nm

Lợi ích:

Làm dịu và cân bằng da nhạy cảm hoặc da căng thẳng, giảm đỏ và thúc đẩy tông da đều màu. Chế độ này mang lại vẻ ngoài cân bằng tự nhiên và tươi mới, lý tưởng cho những người có làn da dễ phản ứng hoặc nhạy cảm.

Chế độ 4: Làm dịu Ánh sáng xanh dương 465nm

Lợi ích:

Thường được sử dụng trong các quy trình chăm sóc sắc đẹp và da, chế độ này giúp làm dịu vẻ ngoài của tình trạng da có thể nhìn thấy, giảm vẻ bóng nhờn và hỗ trợ làn da trông sạch hơn. Chế độ này giúp giữ cho làn da cảm thấy tươi mát và cân bằng, góp phần tạo nên làn da trông khỏe mạnh và mịn màng hơn.

Chế độ 5: Phục hồi Chế độ quang phổ đầy đủ: Vàng 590nm + Xanh lá cây 530nm + Đỏ 630nm + NIR 850nm

Lợi ích:

Chế độ liệu pháp đa ánh sáng này cung cấp một phương pháp toàn diện cho nhiều vấn đề chăm sóc da khác nhau, chẳng hạn như chống lão hóa, làm sáng da, giảm sắc tố và làm sáng tông thể làn da. Sự kết hợp của các bước sóng khác nhau mang đến phương pháp điều trị toàn diện giúp trẻ hóa làn da, làm đều màu da, làm mờ đốm đen và cải thiện kết cấu da. Lý tưởng cho việc chăm sóc da mặt hàng ngày tất cả trong một, mang lại cả những lợi ích phục hồi và phòng ngừa cho làn da trẻ trung, rạng rỡ.

Mức cường độ

Nhấn nút Intensity Levels (Mức cường độ) để chọn cường độ:

Mức I (Thấp)

Mức II (Trung bình)

Mức III (Cao)

Cài đặt hẹn giờ

Nhấn nút Timer Setting (Cài đặt hẹn giờ) để chọn thời gian:

·5 phút ·10 phút ·15 phút

Chức năng ghi nhớ

Khi sử dụng lần đầu, mặt nạ sẽ mặc định ở Chế độ 1: Trẻ hóa, Cường độ mức III (Cao), và Hẹn giờ 10 phút.

Sau mỗi lần sử dụng, mặt nạ sẽ ghi nhớ chế độ điều trị, cường độ và cài đặt hẹn giờ được sử dụng lần cuối.

Lưu ý

Tính năng

Mô tả

Bật/Tắt nguồn

Nhấn và giữ nút ON/OFF (BẬT/TẮT) trong 5 giây để vào chế độ chờ (đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây).

Chuyển đổi chế độ điều trị

ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút điều khiển từ xa để chuyển đổi giữa các chế độ điều trị: Trẻ hóa → Làm sáng → Cân bằng → Làm dịu → Phục hồi.

Cài đặt cường độ

ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút điều khiển từ xa để chuyển đổi cường độ: Thấp → Trung bình → Cao.

Cài đặt hẹn giờ

ở chế độ chờ, nhấn nhanh nút điều khiển từ xa để chọn hẹn giờ: 5 phút → 10 phút → 15 phút.

Tự động tắt

1. ở chế độ chờ, mặt nạ sẽ tự động tắt sau 10 phút không hoạt động.
2. Mặt nạ có thể được tắt bằng cách nhấn nút trên mặt nạ.
3. Mặt nạ sẽ tự động tắt khi thời gian điều trị kết thúc.

Chức năng ghi nhớ

Mặt nạ sẽ ghi nhớ chế độ điều trị, cường độ và cài đặt hẹn giờ được sử dụng lần cuối, và sẽ khôi phục các cài đặt này khi được bật lại.

Hướng dẫn bổ sung

Nhấn và giữ nút "Power" (Nguồn) của mặt nạ LED để vào chế độ chờ (đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây).

ở chế độ chờ, người dùng có thể nhấn nhanh nút điều khiển từ xa để chọn chế độ điều trị, hẹn giờ và cường độ. Các chế độ này sẽ được chuyển đổi theo thứ tự.

ở chế độ chờ, nếu không có thao tác nào được thực hiện trong vòng 10 phút, mặt nạ LED sẽ tự động tắt.

ở chế độ chờ, mặt nạ cũng có thể được tắt bằng cách nhấn nút trên mặt nạ LED.

Mặt nạ LED sẽ tự động tắt khi kết thúc thời gian điều trị.

Chăm sóc và bảo dưỡng

1. Bảo quản Mặt nạ liệu pháp đèn LED ở nhiệt độ phòng trong điều kiện khô ráo. Sử dụng túi đựng đã được cung cấp.
2. Tránh bảo quản Mặt nạ liệu pháp đèn LED trong điều kiện nhiều bụi, dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường ẩm ướt.
3. Mặt nạ liệu pháp đèn LED không chứa bộ phận có thể bảo dưỡng được.
4. Trước mỗi lần sử dụng, vui lòng tắt thiết bị và vệ sinh mặt nạ theo hướng dẫn vệ sinh dưới đây.
5. Tránh uốn cong hoặc vặn mặt nạ silicone quá mức.
6. Không bôi mỹ phẩm trực tiếp lên bề mặt mặt nạ.
7. Để sản phẩm tránh xa dầu, kem dưỡng và nước hoa.

Vệ sinh Mặt nạ liệu pháp đèn LED

1. Thân mặt nạ được làm bằng silicon. Sau mỗi lần sử dụng, nhẹ nhàng lau bề mặt bằng khăn mềm, không xơ được làm ẩm với nước sạch.
2. Nếu cần, vệ sinh bằng xà phòng trung tính nhẹ nhàng, không cồn, không mùi pha loãng với nước.

Thải bỏ

KHÔNG thải bỏ bất kỳ phần nào của Mặt nạ liệu pháp đèn LED tại Cơ sở rác thải sinh hoạt.

Mặt nạ liệu pháp đèn LED và điều khiển từ xa có chứa pin Lithium-ion polymer. Để bảo vệ môi trường, vui lòng đóng gói và gửi trả thiết bị này cho nhà sản xuất hoặc đại diện của họ khi kết thúc thời gian sử dụng hoặc thải bỏ thiết bị một cách an toàn theo hướng dẫn tại địa phương của bạn.

Các sự cố thường gặp và giải pháp

Vấn đề	Giải Pháp
Màn hình trên điều khiển từ xa không sáng và không thể điều khiển mặt nạ.	Kiểm tra xem điều khiển từ xa có pin không. Nếu pin đã hết, vui lòng sạc điều khiển từ xa bằng cáp sạc đi kèm và bộ chuyển đổi 5V 1A. Nếu điều khiển từ xa vẫn không hoạt động sau khi sạc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thay thế.
Sau khi bật mặt nạ, màn hình điều khiển từ xa sáng lên, nhưng không thể điều khiển mặt nạ.	Vui lòng cài đặt lại cả điều khiển từ xa và mặt nạ. Hướng dẫn ghép nối: a. Nhấn và giữ nút power (nguồn) của mặt nạ trong 5 giây. Đèn báo sẽ hiển thị đầu tiên là ánh sáng màu xanh lá cây và sau đó là ánh sáng đỏ nhấp nháy, báo hiệu rằng thiết bị đã vào chế độ ghép nối. b. Chỉ cần nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT) trên điều khiển từ xa để hoàn tất quá trình ghép nối.
Mặt nạ không thể sạc được.	a. Thay cáp sạc. Nếu đúng là vấn đề cáp sạc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được thay thế cáp sạc. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thay thế thiết bị. b. Kiểm tra xem bộ chuyển đổi nguồn sạc mà bạn kết nối với thiết bị có hoạt động không hoặc điện áp được ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp lưới điện địa phương không.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên Sản Phẩm	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Thông số kỹ thuật pin	Bộ pin mặt nạ •Loại: Pin Lithium Polymer 3,7V/1000mAh (mỗi bộ pin) •Số lượng: 2 bộ pin có thể tháo rời (tổng dung lượng: 2000mAh)
Kích thước sản phẩm	Mặt nạ: 634*233,8*5,5mm Điều khiển từ xa: 133,6*42,3*19mm
Điều khiển từ xa	Loại: Pin Polymer Lithium 3,7V/280mAh
Trọng lượng	Mặt nạ: Khoảng 338g Điều khiển từ xa: Khoảng 72g
Đầu ra bộ chuyển đổi nguồn	5V=1A
Thời gian hoạt động	•Một bộ pin sạc đầy: Lên đến 60 phút •Hai bộ pin (sử dụng kết hợp): Lên đến 120 phút tổng cộng
Thời gian sạc	•Một bộ pin: Lên đến 2 giờ •Hai bộ pin (sạc riêng biệt): Lên đến 4 giờ tổng cộng •Điều khiển từ xa: Lên đến 2 giờ

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya, bacalah manual pengguna ini dengan saksama sebelum digunakan dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Sebelum menggunakan Masker Terapi Cahaya LED, Anda harus melakukan tes sensitivitas (lihat bagian tes sensitivitas cahaya). JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED jika Anda sensitif terhadap Masker Terapi Cahaya LED. Unit ini dirancang untuk digunakan di lingkungan perawatan kesehatan di rumah, di mana pasien dapat menjadi pengguna yang dimaksud.
- JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED dengan cara apa pun yang tidak persis seperti yang ditentukan dalam petunjuk penggunaan ini. Penggunaan Masker Terapi Cahaya LED selain sesuai petunjuk belum diuji dan risikonya tidak diketahui. Perangkat ini tidak untuk digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali dengan pengawasan atau petunjuk pemakaian peralatan untuk mencegah risiko kebakaran atau luka bakar.
- Segera MATIKAN dan lepaskan Masker Terapi Cahaya LED jika perangkat terasa panas atau jika kulit Anda menjadi terasa tidak nyaman karena panas.
- Produk ini digunakan secara nirkabel selama penggunaan. Kabel pengisi daya hanya terhubung saat pengisian daya.
- Selama pengisian daya, kabel dapat menimbulkan bahaya terjatuh. Pastikan perangkat dan kabel pengisi daya selalu jauh dari jangkauan anak-anak.
- JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED tanpa terlebih dahulu menghapus riasan SEBELUM perawatan. Beberapa bahan dalam produk riasan ini dapat menyebabkan sensitisasi terhadap cahaya atau dapat mengurangi efektivitas perawatan. Jika Anda menggunakan Masker Terapi Cahaya LED tanpa melepas produk perawatan kulit, hal ini dapat menimbulkan reaksi kulit atau mengurangi efektivitas perawatan. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini untuk menghindari risiko kebakaran dan luka bakar.
- JANGAN PERNAH menggunakan Masker Terapi Cahaya LED di dekat air atau di tempat air dapat tumpah ke peralatan. JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED jika Anda menduga telah bersentuhan dengan air. Jangan menjatuhkan

peralatan dengan keras untuk menghindari risiko kerusakan pada lampu.

- Jauhkan Masker Terapi Cahaya LED dari permukaan yang PANAS. Jika diperlukan, hubungi produsen untuk mendapatkan bantuan dalam pemasangan, penggunaan, atau perawatan PERALATAN ME atau melaporkan masalah pengoperasian atau kejadian yang tidak terduga.
- JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED jika masker, remote control, atau kabel pengisi daya USB Type-C rusak. Jangan meninggalkan perangkat tanpa pengawasan saat dinyalakan untuk menghindari risiko kebakaran, luka bakar, atau bahaya lainnya.
- Saat mengeluarkan dari suhu penyimpanan minimum/ maksimum, disarankan untuk mendinginkan perangkat selama 2 jam sebelum digunakan agar suhu menyesuaikan.
- Jangan melihat langsung atau menyorotkan cahaya ke mata saat digunakan.
- JANGAN gunakan Masker Terapi Cahaya LED di dekat perangkat dengan teknologi nirkabel.


Tindakan Pencegahan

- Perangkat ini mengandung silikon, komponen plastik, dan bahan pengencang hook-and-loop. Individu yang memiliki alergi terhadap salah satu bahan ini sebaiknya menghentikan penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga medis.
- Perangkat ini dilengkapi dengan fungsi memori. Perangkat akan secara otomatis mengingat mode perawatan, tingkat intensitas, dan waktu perawatan yang terakhir digunakan setiap kali perangkat dinyalakan.
- Masker Terapi Cahaya LED tidak dapat digunakan dalam mode pengisian daya.
- Sebelum setiap penggunaan, dengan perangkat dalam keadaan mati, bersihkan masker wajah di bawah ini.
- JANGAN gunakan produk pembersih lain selain yang disebutkan dalam petunjuk pembersihan. Penggunaan produk pembersih lain dapat merusak Masker Terapi Cahaya LED.
- Simpan Masker Terapi Cahaya LED pada suhu ruangan di tempat yang kering, dan jauh dari sinar matahari langsung.
- Saat mengeluarkan dari suhu penyimpanan minimum/ maksimum, disarankan untuk memulihkan selama 2 jam sebelum digunakan.
- Jangan melihat langsung atau menyorotkan cahaya ke mata saat digunakan.

Keamanan listrik

- JANGAN merusak, memodifikasi, menekuk, memutar, atau memanaskan kabel pengisi daya USB Type-C. Kabel yang rusak dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan perangkat.
- JANGAN menempatkan atau menggunakan perangkat di dekat air atau cairan. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Produk ini menggunakan paket baterai magnetik yang dapat dilepas. Isi daya paket baterai sampai penuh sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kalinya.
- Hanya gunakan paket baterai yang ditentukan yang disediakan bersama perangkat.
- JANGAN mencoba membuka, memodifikasi, mengganti, atau menggunakan paket baterai yang tidak disetujui, karena penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan panas berlebih, kebocoran, atau ledakan.
- JANGAN membuang baterai sembarangan, ikuti prosedur pembuangan lokal Anda saat membuangnya.
- Gunakan hanya DC 5V=Adaptor pengisi daya 1A untuk mengisi daya perangkat ini (daya output maksimum 3,5W).
- JANGAN gunakan pengisi daya yang tidak jelas asalnya, berkualitas rendah, atau dengan daya output melebihi 30W, karena dapat menyebabkan panas berlebih atau kerusakan pada produk. Demi keamanan maksimal, gunakan adaptor pengisi daya yang memenuhi standar IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, dengan spesifikasi berikut:
Input: Input 100-240VAC Output: DC 5V=1.0A.

ID Ringkasan Produk



- | | |
|--|--|
| 1 Menyalakan/mematikan | 5 Tombol Tingkat Intensitas:
Tingkat I (Rendah)
Tingkat II (Sedang)
Tingkat III (Tinggi) |
| 2 Indikator Baterai:
4 Lampu Hijau: Daya Terisi 100% (Terisi Penuh)
3 Lampu Hijau: 75% Daya Tersisa
2 Lampu Hijau: 50% Daya Tersisa
1 Lampu Hijau: 25% Daya Tersisa
Lampu Merah Berkedip: <10% Baterai Lemah | 6 Tombol On/Off & pemilihan mode perawatan:
Mode 1: Peremajaan
Mode 2: Mencerahkan
Mode 3: Menyeimbangkan
Mode 4: Menenangkan
Mode 5: Memulihkan |
| 3 LCD untuk memeriksa mode pilihan/Intensitas/Pengatur Waktu | 7 Port Type-C |
| 4 Tombol pengaturan waktu
5 mnt/10 mnt/15 mnt | |



Badan produk ditandai dengan "Jangan digunakan saat mandi atau sedang menggunakan pancuran (shower)."

Semua gambar produk, aksesori, dan ilustrasi antarmuka pengguna dalam manual ini hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari ilustrasi. Harap lihat produk sebenarnya.

Pengaturan perangkat:

Memulai dengan Masker Terapi Cahaya LED Anda sangat mudah.

1. Buka kemasan perangkat dan semua aksesori yang disertakan.
2. Produk ini menggunakan dua paket baterai magnetik yang dapat dilepas (masing-masing 1000mAh, total 2000mAh). Sebelum pertama kali digunakan, isi daya paket baterai dan remote control hingga penuh. Lihat Petunjuk Pengisian Daya untuk informasi selengkapnya.


Tes sensitivitas cahaya

Ikuti petunjuk ini untuk mengetahui apakah Anda sensitif terhadap cahaya:

1. Tekan tombol Daya pada masker LED untuk menyalakan perangkat. Gunakan remote control untuk menyalakan/ mematikan perangkat dan untuk memilih di antara mode perawatan (warna) yang tersedia.
2. Letakkan perangkat pada bagian lengan bawah, dan pastikan tetap bersentuhan selama seluruh siklus perawatan tiga menit.
3. Tekan "Tombol pemilihan mode perawatan" lagi untuk memilih mode perawatan (warna) yang berbeda untuk perawatan selama tiga menit lainnya pada area lengan bawah yang sama.
4. Tunggu 24 jam Anda seharusnya TIDAK mengalami reaksi negatif dalam 24 jam ke depan.
5. Reaksi negatif adalah rasa sakit atau ketidaknyamanan di area perawatan atau kemerahan kulit yang berkepanjangan.


Petunjuk Pengisian Daya (Paket Baterai & Remote Control)

Perangkat ini dilengkapi dengan dua paket baterai 1000mAh yang dapat dilepas dan remote control nirkabel (280mAh). Ikuti petunjuk di bawah ini sebelum digunakan untuk pertama kali:



Mengisi Daya Paket Baterai

- Lepaskan paket baterai dari masker sebelum mengisi daya.
- Setiap paket baterai memerlukan waktu maksimum 2 jam untuk mencapai pengisian penuh.
- Waktu pengisian daya dapat berbeda-beda tergantung pada sisa daya baterai.



Mengisi Daya Remote Control

- Remote control nirkabel ini dilengkapi dengan baterai isi ulang 280mAh.
- Waktu pengisian daya maksimum 2 jam.
- Waktu pengisian daya dapat berbeda-beda tergantung pada sisa daya baterai.

Tips Pemeliharaan Baterai Lithium:

- Jangan biarkan baterai habis sepenuhnya sebelum diisi kembali.
- Hindari pengisian daya baterai yang berlebihan dan usahakan batasi waktu pengisian daya maksimum 8 jam.
- Jika perangkat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, disarankan untuk mengisi daya baterai setidaknya sekali setiap tiga bulan.

Petunjuk penggunaan

ID

Persiapan



1. Cuci wajah Anda hingga bersih. (Jika Anda menggunakan riasan, bersihkan dengan busa pembersih.)
2. Dapat digunakan siang atau malam hari. Gunakan produk ini setelah membersihkan dan/atau mengelupas kulit, sebagai bagian dari rutinitas perawatan Anda.
3. Pastikan baterai terisi penuh sebelum digunakan.



1. Tekan sebentar tombol pada masker LED untuk menyalakan daya. (Dapat digunakan saat lampu berkedip hijau)
2. Setelah menyesuaikan headband dengan tepat, kenakan sehingga sisi dalam masker LED berada pada wajah.

Tips untuk menyesuaikan headband:

1. Saat duduk atau berdiri, posisi yang benar adalah dengan tekanan minimal pada rongga mata, membiarkan bantalan mata silikon pas dengan rongga mata, dengan headband yang mengencangkan produk.
2. Jika Anda merasa bantalan mata silikon memberikan terlalu banyak tekanan pada rongga mata, longgarkan headband di kedua sisi.
3. Jika bantalan mata silikon tidak pas dengan area mata dan cahaya dapat masuk melalui celah antara bantalan mata dan rongga mata, kencangkan headband di kedua sisi.
4. Jika Anda merasa masker melorot dan tidak dapat mempertahankan posisi yang benar di wajah Anda, kencangkan headband.
5. Pilih mode yang diinginkan menggunakan tombol pada remote control.
6. Jika Anda merasa tidak nyaman saat memakai perangkat, Anda dapat mencoba menyesuaikan talinya atau melepaskannya sampai merasa lebih baik.
7. Produk akan mati secara otomatis ketika mode yang diatur dan waktu yang sesuai telah selesai.

Catatan Penting Saat Menggunakan

- Gerakkan remote control dalam jarak 2 m dari masker LED.
- Gunakan produk ini dengan lembut, jangan kasar atau memaksakan.
- Saat menggunakan produk, bersantai dalam posisi yang nyaman di sofa atau tempat tidur.

Petunjuk pengoperasian

Remote control

1. Hubungkan port Type-C pada remote control menggunakan kabel pengisi daya yang disediakan.
2. Colokkan ujung USB pada kabel ke adaptor daya 5V 1A untuk mengisi daya.
3. Tampilan "88" Berkedip: Pengisian daya sedang berlangsung Tampilan "88" Stabil: Terisi Penuh Lepaskan kabel pengisi daya sebelum digunakan.
4. Saat baterai remote control lemah, tampilan "88" akan berkedip hingga layar mati.

Karena masker LED menggunakan remote control frekuensi radio (remote memancarkan sinyal frekuensi radio, yang diterima oleh unit utama), pengguna perlu menyandingkan remote control dengan masker LED saat menggunakannya untuk pertama kali. Langkah-langkah penyandingan adalah sebagai berikut: Tekan dan tahan tombol daya pada masker LED selama 5 detik untuk masuk ke mode penyandingan. Lampu indikator pada masker akan berubah dari hijau menjadi merah kemudian berkedip cepat bergantian antara hijau dan merah.

Mode non-hemat daya:

Tekan tombol remote control sebentar untuk menyelesaikan penyandingan dalam waktu 10 detik.

Mode hemat daya:

Tekan tombol ON/OFF pada remote untuk mengaktifkan remote, kemudian tekan tombol ON/OFF lagi untuk menyelesaikan penyandingan.

Petunjuk Pengoperasian

Pemilihan Mode Perawatan

Tekan Tombol ON/OFF & Pemilihan Mode Perawatan (yang mencakup fungsi tombol daya dan pemilihan mode perawatan) untuk memilih dari mode perawatan berikut:

Mode 1: Peremajaan Cahaya Merah 630nm + Cahaya Inframerah Dekat 850nm

Manfaat:

Mengatasi tanda-tanda penuaan kulit dengan menstimulasi produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan mendorong perbaikan sel. Mode ini membantu memulihkan tekstur kulit agar lebih halus, kencang, dan bersinar, memberikan tampilan yang segar dan muda.

Mode 2: Mencerahkan Cahaya Kuning 590nm

Manfaat:

Meredakan dan mengembalikan kesegaran kulit, membantu pemulihan setelah paparan matahari atau rasa lelah. Membantu mencerahkan dan mengembalikan warna kulit yang cerah dan merata, memberikan kilau yang segar dan awet muda.

Mode 3: Menyeimbangkan Cahaya Hijau 530nm

Manfaat:

Menenangkan dan menyeimbangkan kulit sensitif atau stres, mengurangi kemerahan dan membantu meratakan warna kulit. Mode ini memberikan tampilan yang seimbang dan segar secara alami, ideal untuk kulit yang reaktif atau sensitif.

Mode 4: Menenangkan Cahaya Biru 465nm

Manfaat:

Mode ini, yang umum digunakan dalam kecantikan dan perawatan kulit, meredakan kemerahan, mengurangi tampilan berminyak, dan mendukung kulit tampak lebih jernih. Membantu kulit tetap segar dan seimbang, memberikan tampilan kulit yang lebih sehat dan rapi.

Mode 5: Memulihkan Mode Spektrum Penuh: Kuning 590nm + Hijau 530nm + Merah 630nm + NIR 850nm

Manfaat:

Mode terapi multicaahaya ini menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk berbagai masalah perawatan kulit, seperti anti-penuaan, pencerahan kulit, mengurangi pigmentasi, dan memperbaiki kejernihan kulit secara keseluruhan. Kombinasi panjang gelombang yang berbeda memberikan perawatan menyeluruh untuk meremajakan kulit, meratakan warna kulit, menyamarkan noda gelap, dan memperbaiki tekstur kulit. Ideal untuk perawatan wajah harian yang lengkap, alat ini memberikan manfaat restoratif dan preventif untuk kulit wajah yang awet muda dan bercahaya.

Tingkat Intensitas

Tekan Tombol Tingkat Intensitas untuk memilih intensitas:

Tingkat I (Rendah)

Tingkat II (Sedang)

Tingkat III (Tinggi)

Pengaturan Waktu

Tekan Tombol Pengaturan Waktu untuk memilih pengatur waktu:

·5 mnt ·10 mnt ·15 mnt

Fungsi Memori

Ketika digunakan untuk pertama kali, masker secara default akan berada pada Mode 1: Peremajaan, Level Intensitas III (Tinggi), dan Pengatur Waktu 10 menit.

Setelah setiap penggunaan, masker akan mengingat mode perawatan, intensitas, dan pengaturan waktu yang terakhir digunakan.

Catatan

Fitur	Deskripsi
Daya On/Off	Tekan dan tahan tombol ON/OFF selama 5 detik untuk masuk ke mode siaga (lampu indikator berubah menjadi hijau).
peralihan mode perawatan	Dalam mode siaga, tekan sebentar tombol pada remote control untuk beralih antara mode perawatan: Meremajakan → Mencerahkan → Menyeimbangkan → Menenangkan → Memulihkan.
Pengaturan Intensitas	Dalam mode siaga, tekan sebentar tombol pada remote control untuk mengubah intensitas: Rendah→Sedang→Tinggi.
Pengaturan Waktu	Dalam mode siaga, tekan sebentar tombol pada remote control untuk memilih pengatur waktu: 5 mnt→10 mnt→15 mnt.
Mati Otomatis	1. Dalam mode siaga, masker akan mati secara otomatis setelah tidak aktif selama 10 menit. 2. Masker juga dapat dimatikan dengan menekan tombol pada masker. 3. Masker akan mati secara otomatis setelah durasi perawatan selesai.
Fungsi Memori	Masker akan mengingat mode perawatan, intensitas, dan pengaturan waktu yang terakhir digunakan, dan akan mengembalikan pengaturan ini ketika dinyalakan kembali.

Petunjuk Tambahan

Tekan dan tahan tombol "Daya" pada masker LED untuk masuk ke mode siaga (lampu indikator berubah menjadi hijau).

Dalam mode siaga, pengguna dapat menekan sebentar tombol pada remote control untuk memilih mode perawatan, pengatur waktu, dan intensitas. Semua mode ini akan beralih secara berurutan.

Dalam mode siaga, jika tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu 10 menit, masker LED akan mati secara otomatis.

Dalam mode siaga, masker juga dapat dimatikan dengan menekan tombol pada masker LED.

Masker LED akan mati secara otomatis pada akhir durasi perawatan.

Perawatan dan pemeliharaan

1. Simpan Masker Terapi Cahaya LED pada suhu ruangan di tempat yang kering. Gunakan tas yang disediakan.
2. Hindari menyimpan Masker Terapi Cahaya LED di tempat berdebu, di bawah sinar matahari langsung, atau di tempat yang lembab.
3. Masker Terapi Cahaya LED tidak mengandung komponen yang dapat diperbaiki sendiri.
4. Sebelum setiap penggunaan, dengan perangkat dalam keadaan mati, bersihkan masker wajah mengikuti petunjuk pembersihan di bawah ini.
5. Hindari membengkokkan atau memutar masker silikon secara berlebihan.
6. Jangan menempelkan produk kosmetik secara langsung ke permukaan masker.
7. Jauhkan produk dari minyak, losion, dan parfum.

Membersihkan Masker Terapi Cahaya LED

1. Badan masker terbuat dari silikon. Setelah digunakan, bersihkan permukaan dengan kain lembut bebas serat yang sedikit dibasahi air bersih.
2. Bersihkan bila perlu menggunakan sabun netral lembut tanpa alkohol dan pewangi, yang diencerkan dengan air.

Pembuangan

JANGAN membuang bagian apa pun dari Masker Terapi Cahaya LED di tempat sampah rumah tangga. Masker Terapi Cahaya LED dan remote control mengandung baterai Lithium-ion polymer. Untuk melindungi lingkungan, kemas dan kembalikan unit ini ke produsen atau perwakilannya pada akhir masa pakainya atau buang perangkat dengan aman sesuai dengan pedoman lokal Anda.

Masalah yang sering terjadi dan solusinya

Masalah	Solusi
Layar pada remote tidak menyala, dan masker tidak dapat dikontrol.	Periksa apakah remote control memiliki daya. Jika baterai habis, isi daya remote menggunakan kabel pengisi daya yang disertakan dan adaptor 5V 1A. Jika remote masih tidak berfungsi setelah pengisian daya, hubungi kami untuk mengatur penggantian.
Setelah menyalakan masker, layar remote akan menyala, tetapi masker tidak dapat dikontrol.	Atur ulang baik remote control maupun masker. Petunjuk Pemasangan: a. Tekan dan tahan tombol daya masker selama 5 detik. Indikator akan terlebih dahulu menyala hijau, lalu berkedip merah, menandakan perangkat telah masuk ke mode penyandingan. b. Cukup tekan tombol ON/OFF pada remote control untuk menyelesaikan proses penyandingan.
Daya masker tidak dapat diisi.	a. Ganti kabel pengisi daya. Jika memang ada masalah dengan kabel pengisi daya, Anda dapat menghubungi kami untuk penggantian kabel pengisi daya. Jika masalah masih tidak dapat diselesaikan, hubungi kami untuk mengganti perangkat. b. Periksa apakah adaptor pengisi daya yang Anda hubungkan ke unit berfungsi atau apakah tegangan yang ditunjukkan pada unit sesuai dengan tegangan listrik lokal.

Nama Produk	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Spesifikasi baterai	Paket Baterai Masker •Jenis: Baterai Polimer Lithium 3,7V/1000mAh (per paket baterai) •Kuantitas: 2 paket baterai yang dapat dilepas (kapasitas total: 2000mAh)
Dimensi Produk	Masker: 634 x 233,8 x 5,5mm Remote Control: 133,6 x 42,3 x 19mm
Remote Control	Type: Baterai Lithium Polymer 3,7V/280mAh
Bobot Bersih	Masker: Sekitar 338g Remote Control: Sekitar 72g
Output Adaptor	5V=1A
Waktu Pengoperasian	•Satu paket baterai yang terisi penuh: Maksimum 60 menit •Dua paket baterai (penggunaan gabungan): Maksimum total 120 menit
Waktu pengisian daya	•Satu paket baterai: Maksimum 2 jam •Dua paket baterai (daya diisi secara terpisah): Maksimum total 4 jam •Remote control: Maksimum 2 jam

AMARAN

Untuk mencegah kejutan elektrik, kebakaran, atau kemalangan lain, baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum menggunakan peranti dan simpan dokumen ini untuk rujukan pada masa hadapan.

- Sebelum menggunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED, anda mesti menjalankan ujian sensitiviti (lihat bahagian ujian sensitiviti cahaya). JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED jika anda sensitif terhadap Topeng Muka Terapi Cahaya LED. Unit ini bertujuan untuk digunakan dalam persekitaran penjagaan kesihatan di rumah, pesakit dibenarkan dan boleh menggunakan peranti ini.
- JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED dengan cara yang tidak mengikuti arahan penggunaan ini. Penggunaan Topeng Muka Terapi Cahaya LED selain daripada yang dinyatakan dengan tepat dalam arahan penggunaan ini tidak diuji dan risikonya tidak diketahui. Peralatan ini tidak sesuai untuk digunakan oleh orang yang mengalami ketidakupayaan dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan peralatan untuk mengelakkan risiko kebakaran atau lecur.
- MATIKAN kuasa dan tanggalkan Topeng Muka Terapi Cahaya LED dengan segera jika terasa peranti menjadi terlalu panas atau jika kulit anda berasa tidak selesa kerana pemanasan melampau.
- Produk ini wayarles. Kabel pengecasan hanya disambungkan ketika mengecas.
- Semasa mengecas, Semasa mengecas, kabel mungkin menimbulkan risiko tercekik atau terjat. Jauhkan peranti dan kabel pengecasan daripada capaian kanak-kanak pada setiap masa.
- JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED tanpa membersihkan solekan SEBELUM rawatan. Sesetengah bahan dalam produk solekan ini boleh menyebabkan sensitiviti terhadap cahaya atau mungkin mengurangkan kesan rawatan. Jika anda menggunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED tanpa membersihkan produk solekan ini terlebih dahulu, anda boleh menyebabkan reaksi kulit, atau anda boleh mengurangkan keberkesanan rawatan. Peralatan ini tidak dicadangkan untuk digunakan pada kanak-kanak. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini bagi mengelakkan risiko kebakaran dan melecur.
- JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED di tempat yang berhampiran dengan air atau tempat yang mungkin akan


- terpercik dengan air. JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED jika anda mengesyaki ia telah bersentuhan dengan air. Jangan biarkan peralatan ini terkena hentakan kuat untuk mengelakkan risiko kerosakan pada lampu.
- Jauhkan Topeng Muka Terapi Cahaya LED dari permukaan PANAS. Jika perlu, hubungi pengilang untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan, menggunakan, atau menyelenggarakan PERALATAN ME atau melaporkan sebarang masalah pengendalian atau kejadian yang tidak dijangka.
 - JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED jika topeng muka, alat kawalan jauh, atau kabel pengecasan USB Jenis-C telah rosak dalam apa jua cara. Jangan biarkan peranti tanpa pengawasan semasa ia dihidupkan untuk mengelakkan risiko kebakaran, lecur, atau lain-lain bahaya.
 - Apabila mengalihkan peranti dari suhu penyimpanan minimum/maksimum, anda disyorkan untuk membiarkan peranti rehat selama 2 jam sebelum digunakan.
 - Jangan melihat sumber cahaya secara langsung atau pancarkan cahaya ke dalam mata semasa mengendalikan peralatan ini.
 - JANGAN gunakan Topeng Muka Terapi Cahaya LED berdekatan dengan peranti yang mempunyai teknologi wayarles.

Pencegahan

- Peranti ini mengandungi silikon, komponen plastik, dan bahan pengikat cangkuk dan gelung. Individu yang mengalami alahan yang diketahui terhadap mana-mana bahan ini harus berhenti menggunakannya dan merujuk kepada ahli profesional penjagaan kesihatan.
- Peranti ini dilengkapi dengan fungsi memori. Ia secara automatik mengingati mod rawatan, tahap keamatan, dan masa rawatan yang terakhir digunakan setiap kali peranti dihidupkan.
- Topeng Muka Terapi Cahaya LED tidak boleh digunakan dalam mod pengecasan.
- Sebelum setiap kali digunakan, matikan kuasa peranti dan bersihkan topeng muka.
- JANGAN gunakan produk pencuci lain selain daripada yang dinyatakan dalam arahan pembersihan. Penggunaan produk pencuci lain boleh merosakkan Topeng Muka Terapi Cahaya LED.
- Simpan Topeng Muka Terapi Cahaya LED pada suhu bilik dalam keadaan yang kering, jauh daripada cahaya matahari secara langsung.
- Apabila mengalihkan peranti dari suhu penyimpanan minimum/maksimum, anda disyorkan untuk membiarkan peranti rehat selama 2 jam sebelum digunakan.
- Jangan melihat sumber cahaya secara langsung atau pancarkan cahaya ke dalam mata semasa mengendalikan peralatan ini.

- JANGAN rosakkan, ubah suai, bengkokkan, pintal atau panaskan kabel pengecasan USB Jenis-C. Kabel pengecasan yang rosak boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kerosakan.
- JANGAN letakkan atau kendalikan peranti di tempat yang berhampiran dengan air atau cecair. Ini boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Produk ini menggunakan pek bateri magnetik boleh tanggal. Caskan pek bateri sepenuhnya sebelum menggunakan peranti untuk kali pertama.
- Hanya gunakan pek bateri yang ditetapkan yang dibekalkan bersama dengan peranti.
- JANGAN cuba buka, ubah suai, ganti, atau gunakan mana-mana pek bateri yang tidak diluluskan, kerana pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan pemanasan melampau, kebocoran, atau letupan.
- JANGAN buang bateri secara rawak, ikuti prosedur pelupusan tempatan anda semasa membuang bateri.
- Hanya gunakan penyesuai pengecasan DC 5V=1A untuk mengecas peranti ini (kuasa output maksimum 3.5W).
- JANGAN gunakan pengecas yang tidak diketahui pengilang asalnya, berkualiti rendah, atau mempunyai kuasa output melebihi 30W, kerana ini boleh menyebabkan pemanasan melampau atau kerosakan pada produk. Demi memastikan keselamatan maksimum, anda disarankan untuk menggunakan penyesuai pengecasan yang mematuhi IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, dengan penarafan berikut: Input: 100-240VAC Output: DC 5V=1.0A.

BM Gambaran Keseluruhan Produk



- 1 Hidupkan/Matikan
- 2 Penunjuk Bateri:
4 Lampu Hijau: 100% Cas
(Dicas Sepenuhnya)
3 Lampu Hijau: 75% Baki
2 Lampu Hijau: 50% Baki
1 Lampu Hijau: 25% Baki
Lampu Merah Berkelip: <10%
Bateri Lemah
- 3 LCD untuk menyemak mod
pemilihan/Keamatan/Pemasa
- 4 Butang penetapan pemasa
5min/10min/15min
- 5 Butang Tahap Keamatan:
Tahap I (Rendah)
Tahap II (Sederhana)
Tahap III (Tinggi)
- 6 Butang Hidup/Mati
kuasa dan pemilihan
mod Rawatan:
Mod 1: Penyegaran
Mod 2: Pencerahan
Mod 3: Pengimbangan
Mod 4: Penenangan
Mod 5: Pemulihan
- 7 Port Jenis-C



Bahagian utama produk ditandakan dengan "jangan gunakan peranti ini semasa mandi".

Semua imej produk, aksesori, dan ilustrasi antara muka pengguna dalam manual ini adalah untuk rujukan sahaja. Atas sebab pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada ilustrasi. Sila rujuk produk sebenar.

Persediaan Peranti

Cara memulakan penggunaan Topeng Muka Terapi Cahaya LED adalah mudah saja.

1. Buka pembungkusan peranti dan semua aksesori yang disertakan.
2. Produk ini menggunakan dua pek bateri magnetik boleh tanggal (setiap satu 1000mAh, jumlah 2000mAh). Sebelum penggunaan pertama, cas kedua-dua pek bateri dan alat kawalan jauh sepenuhnya. Rujuk Arahan Pengecasan untuk butiran lanjut.

Ujian sensitiviti cahaya


Ikuti arahan ini untuk mengetahui sama ada anda sensitif terhadap cahaya atau tidak:

1. Tekan butang Kuasa pada topeng muka LED untuk memulakan peranti. Gunakan alat kawalan jauh untuk Menghidupkan/
Mematikan peranti dan untuk memilih antara mod rawatan (warna) yang tersedia.
2. Letakkan peranti pada bahagian lengan bawah, kekalkan sentuhan sepanjang kitaran rawatan selama tiga minit.
3. Tekan "Butang pemilihan mod rawatan" sekali lagi untuk memilih mod rawatan (warna) yang berbeza untuk rawatan tiga minit lagi pada kawasan lengan bawah yang sama.
4. Tunggu 24 jam. Anda TIDAK sepatutnya mengalami sebarang tindak balas buruk dalam tempoh 24 jam berikutnya.
5. Tindak balas buruk ialah kesakitan atau ketidakselesaan di kawasan rawatan atau kemerahan kulit yang berpanjangan.

Arahan Pengecasan (Pek Bateri dan Alat Kawalan Jauh)


Peranti ini dilengkapi dengan dua pek bateri boleh tanggal 1000mAh dan alat kawalan jauh wayarles (280mAh).

Sila ikut arahan di bawah sebelum penggunaan kali pertama:



Mengecas Pek Bateri

- Keluarkan pek bateri dari topeng muka sebelum mengecas.
- Setiap pek bateri memerlukan masa sehingga 2 jam untuk mencapai pengecasan penuh.
- Masa pengecasan mungkin berbeza-beza bergantung pada baki bateri.



Mengecas Alat Kawalan Jauh

- Alat kawalan jauh wayarles mengandungi bateri boleh cas semula 280mAh.
- Masa pengecasan maksimum ialah 2 jam.
- Masa pengecasan mungkin berbeza-beza bergantung pada baki bateri.

Petua Penyelenggaraan Bateri Litium:

- Elakkan daripada menghabiskan bateri sepenuhnya sebelum mengecas semula.
- Elakkan mengecas bateri berlebihan dan cuba hadkan masa pengecasan kepada maksimum 8 jam.
- Jika peranti tidak digunakan untuk tempoh yang panjang, anda disyorkan untuk mengecas bateri sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan.

Cara penggunaan

Penyediaan



1. Cuci muka anda dengan rapi. (Jika anda bersolek, sila bersihkan dengan buih pencuci muka.)
2. Ia boleh digunakan pada waktu siang atau malam. Anda boleh merangkumi rawatan ini dalam rutin penjagaan kulit anda selepas membersihkan dan/atau membersihkan sel kulit mati anda.
3. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum digunakan.



1. Tekan sebentar butang topeng muka LED untuk menghidupkan kuasa. (Tersedia apabila berkelip hijau)
2. Selepas menyesuaikan cekak rambut, pakai topeng muka LED dengan bahagian dalamnya menghadap pada permukaan muka.

Petua untuk menyesuaikan cekak kepala:

1. Apabila duduk atau berdiri, anda harus kekalkan keadaan yang betul dengan tekanan yang minimum pada soket mata, membolehkan pad mata silikon dimuatkan pada soket mata dan cekak kepala memperkukuh produk itu.
2. Jika anda berasa pad mata silikon memberikan terlalu banyak tekanan pada soket mata, cuba longgarkan cekak kepala pada kedua-dua sisi.
3. Jika pad mata silikon tidak dimuatkan dengan baik pada kawasan mata dan cahaya boleh masuk melalui celah antara pad mata dan soket mata, cuba ketatkan cekak kepala pada kedua-dua belah.
4. Jika anda berasa topeng muka itu meluncur ke bawah dan tidak dapat mengekalkan kedudukan yang betul pada muka anda, cuba ketatkan cekak kepala.
5. Pilih mod yang diinginkan menggunakan butang pada alat kawalan jauh.
6. Jika anda berasa tidak selesa semasa memakai peranti ini, anda boleh cuba melaraskan tali atau menanggalkannya sehingga anda berasa lebih selesa.
7. Produk akan dimatikan secara automatik apabila mod yang ditetapkan dan masa yang sepadan telah tamat.

Langkah Berjaga-jaga untuk Penggunaan

- Gerakkan alat kawalan jauh dalam lingkungan 2 m dari topeng muka LED.
- Jangan bertindak secara kasar semasa memakai produk ini.
- Semasa memakai produk, kekal bersantai dalam kedudukan yang selesa di atas sofa atau katil.

Arahan pengendalian

Alat kawalan jauh

1. Sambungkan port Jenis-C pada alat kawalan jauh menggunakan kabel pengecas yang diberikan.
2. Pasang hujung kabel USB ke dalam penyesuai kuasa 5V 1A untuk mengecas.
3. Paparan "88" Berkelip: Pengecasan sedang berlangsung
Paparan "88" Stabil: Telah dicas sepenuhnya Cabut kabel pengecasan sebelum digunakan.
4. Apabila bateri alat kawalan jauh rendah, paparan "88" akan berkelip sehingga skrin dimatikan.

Memandangkan topeng muka LED menggunakan kawalan jauh frekuensi radio (alat kawalan jauh memancarkan isyarat frekuensi radio, yang diterima oleh unit utama), pengguna perlu menggandingkan alat kawalan jauh dengan topeng muka LED apabila menggunakannya untuk kali pertama. Langkah-langkah bergandingan adalah seperti berikut: Tekan dan tahan butang kuasa pada topeng muka LED selama 5 saat untuk memasuki mod bergandingan. Lampu penunjuk topeng muka akan bertukar daripada hijau kepada merah dan kemudian berkelip dengan pantas antara hijau dan merah.

Mod tanpa penjimatan tenaga:

Tekan sebentar butang alat kawalan jauh untuk melengkapkan penggandingan dalam masa 10 saat.

Mod penjimatan tenaga:

Tekan butang HIDUP/MATI kuasa pada alat kawalan jauh untuk mengaktifkan alat kawalan jauh, kemudian tekan butang HIDUP/MATI kuasa sekali lagi untuk melengkapkan penggandingan.

Arahan Pengendalian

Pemilihan Mod Rawatan

Tekan Butang HIDUP/MATI kuasa dan Pemilihan Mod Rawatan (yang merangkumi kedua-dua butang kuasa dan fungsi pemilihan mod rawatan) untuk memilih daripada mod rawatan berikut:

Mod 1: Penyegaran Cahaya Merah 630nm + Cahaya Inframerah Dekat 850nm
Manfaat:

Menyasarkan tanda-tanda penuaan kulit dengan merangsang penghasilan kolagen, meningkatkan keanjalan kulit, dan menggalakkan pembaikan sel. Mod ini membantu memulihkan kulit yang lebih halus, lebih padat, dan lebih berseri, menjadikan kulit kelihatan segar dan lebih muda.

Mod 2: Pencerahan Cahaya Kuning 590nm

Manfaat:

Menenangkan dan menyegarkan kulit, memberikan manfaat pemulihan yang luar biasa selepas pendedahan kepada matahari atau keletihan. Ia membantu mencerahkan dan memulihkan tona kulit yang berseri dan sekata, menjadikan wajah berasa segar dan kelihatan lebih muda.

Mod 3: Pengimbangan Cahaya Hijau 530nm

Manfaat:

Menenangkan dan mengimbangi kulit sensitif atau tertekan, mengurangkan kemerahan dan menggalakkan tona kulit yang sekata. Mod ini memberikan penampilan yang seimbang dan segar secara semula jadi, sesuai untuk pengguna yang mempunyai kulit reaktif atau sensitif.

Mod 4: Penenangan Cahaya Biru 465nm

Manfaat:

Sering digunakan dalam rutin kecantikan dan penjagaan kulit, mod ini membantu menenangkan kemerahan yang timbul, mengurangkan penampilan berminyak, dan mendapatkan kulit yang lebih cerah. Ia membantu mengekalkan kulit terasa segar dan seimbang, menggalakkan kulit yang lebih sihat dan kelihatan lebih halus.

Mod 5: Pemulihan Mod Spektrum Penuh: Kuning 590nm + Hijau 530nm + Merah 630nm + NIR 850nm

Manfaat:

Mod terapi pelbagai cahaya ini menawarkan pendekatan komprehensif untuk menangani pelbagai masalah penjagaan kulit, seperti antipenuaan, pencerahan kulit, pengurangan kesan pigmentasi, dan pencerahan kulit secara keseluruhan. Kombinasi panjang gelombang yang berbeza memberikan rawatan holistik dalam menyegarkan kulit, menyeimbangkan tona kulit, menghilangkan bintik hitam, dan meningkatkan tekstur kulit. Sesuai untuk penjagaan wajah harian yang menyeluruh, ia memberikan manfaat pemulihan dan pencegahan untuk menggalakkan penampilan yang kelihatan berseri dan lebih muda.

Tahap Keamatan

Tekan Butang Tahap Keamatan untuk memilih keamatan:

Tahap I (Rendah)

Tahap II (Sederhana)

Tahap III (Tinggi)

Tetapan Pemasa

Tekan Butang Tetapan Pemasa untuk memilih pemasa:

·5 min ·10 min ·15 min

Fungsi Memori

Pada penggunaan kali pertama, topeng muka akan ditetapkan kepada Mod 1: Penyegaran, Tahap Keamatan III (Tinggi), dan Pemasa 10 min.

Selepas setiap penggunaan, topeng muka akan mengingat mod rawatan, tahap keamatan, dan tetapan pemasa yang terakhir digunakan.

Nota

Bentuk

Penerangan

Suis Hidup/
Mati kuasa

Tekan dan tahan butang HIDUP/MATI kuasa selama 5 saat untuk memasuki mod tunggu sedia (lampu penunjuk bertukar hijau).

Rawatan
Pertukaran Mod

Dalam mod tunggu sedia, tekan sebentar butang kawalan jauh untuk beralih antara mod rawatan: Penyegaran → Pencerahan → Pengimbangan → Penenangan → Pemulihan.

Tetapan
Keamatan

Dalam mod tunggu sedia, tekan sebentar butang kawalan jauh untuk menukar tahap keamatan: Rendah → Sederhana → Tinggi.

Tetapan Pemasa

Dalam mod tunggu sedia, tekan sebentar butang kawalan jauh untuk memilih pemasa: 5 min → 10 min → 15 min.

Penutupan
Automatik

1. Dalam mod tunggu sedia, topeng muka akan dimatikan secara automatik selepas 10 minit tidak aktif.
2. Topeng muka boleh dimatikan dengan menekan butang pada topeng muka.
3. Topeng muka akan dimatikan secara automatik sebaik sahaja tempoh rawatan tamat.

Fungsi Memori

Topeng muka ini akan mengingat mod rawatan, tahap keamatan, dan tetapan pemasa yang terakhir digunakan, dan akan memulihkan tetapan ini apabila dihidupkan semula.

Arahan Tambahan

Tekan dan tahan butang "Kuasa" pada topeng muka LED untuk memasuki mod tunggu sedia (lampu penunjuk bertukar hijau). Dalam mod tunggu sedia, pengguna boleh menekan sebentar butang kawalan jauh untuk memilih mod rawatan, pemasa, dan keamatan. Mod ini akan beralih mengikut urutan.

Dalam mod tunggu sedia, jika tiada tindakan diambil dalam tempoh 10 minit, topeng muka LED akan dimatikan secara automatik.

Dalam mod tunggu sedia, topeng muka juga boleh dimatikan dengan menekan butang pada topeng muka LED.

Topeng muka LED akan dimatikan secara automatik pada akhir tempoh rawatan.

Penjagaan dan penyelenggaraan

1. Simpan Topeng Muka Terapi Cahaya LED pada suhu bilik dalam keadaan yang kering. Gunakan beg pembawa yang disediakan.
2. Elakkan daripada menyimpan Topeng Muka Terapi Cahaya LED dalam keadaan berdebu, terdedah kepada cahaya matahari secara langsung atau dalam keadaan lembap dan basah.
3. Topeng Muka Terapi Cahaya LED tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis.
4. Sebelum setiap penggunaan, matikan kuasa peranti dan bersihkan topeng muka mengikut arahan pembersihan di bawah.
5. Elakkan daripada membengkokkan atau memutarakan topeng muka silikon secara berlebihan.
6. Jangan sapukan kosmetik secara langsung pada permukaan topeng muka.
7. Jauhkan produk daripada minyak, losen dan minyak wangi.

Membersihkan Topeng Muka Terapi Cahaya LED

1. Bahagian utama topeng muka diperbuat daripada silikon. Selepas setiap penggunaan, lap permukaan dengan lembut menggunakan kain lembut bebas lin yang dilembapkan dengan air bersih.
2. Jika perlu, bersihkan dengan sabun bersifat neutral yang lembut, bebas alkohol, bebas wangian yang dicairkan dengan air.

Pelupusan

JANGAN buang mana-mana bahagian Topeng Muka Terapi Cahaya LED di kemudahan buangan sisa domestik. Topeng Muka Terapi Cahaya LED dan alat kawalan jauh mengandungi bateri polimer Litium-ion. Untuk menjaga alam sekitar, sila bungkus dan kembalikan unit ini kepada pengeluar atau wakil mereka pada akhir hayat penggunaan peranti atau lupuskan peranti dengan selamat mengikut garis panduan tempatan anda.

Kerosakan biasa dan penyelesaian

Isu	Penyelesaian
Skrin pada alat kawalan jauh tidak menyala, dan topeng muka tidak dapat dikawal.	Periksa sama ada alat kawalan jauh mempunyai kuasa elektrik. Jika bateri telah habis, sila cas alat kawalan jauh menggunakan kabel pengecasan yang disertakan dan penyesuai 5V 1A. Jika alat kawalan jauh masih tidak berfungsi selepas dicas, sila hubungi kami untuk mengaturkan penggantian.
Selepas menghidupkan topeng muka, skrin kawalan jauh menyala, tetapi topeng muka tidak dapat dikawal.	Sila tetapkan semula kedua-dua alat kawalan jauh dan topeng muka. Arahan Penggandingan: a. Tekan dan tahan butang kuasa topeng muka selama 5 saat. Penunjuk pada mulanya akan menunjukkan lampu hijau dan kemudian lampu merah berkelip, menandakan bahawa peranti telah memasuki mod penggandingan. b. Tekan sahaja butang HIDUP/MATI Kuasa pada alat kawalan jauh untuk melengkapkan proses penggandingan.
Topeng muka ini tidak boleh dicas.	a. Gantikan kabel pengecas. Jika masalah tersebut memang disebabkan oleh kabel pengecas, anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan penggantian kabel pengecas. Jika masalah masih tidak dapat diselesaikan, sila hubungi kami untuk menggantikan peranti. b. Periksa sama ada penyesuai pengecas yang disambungkan kepada unit masih berfungsi atau sama ada voltan yang ditunjukkan pada unit sepadan dengan voltan bekalan kuasa tempatan.

Nama Produk	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
Model	AB01A
Spesifikasi bateri	Pek Bateri Topeng Muka •Jenis: Bateri Polimer Litium 3.7V/1000mAh (setiap pek bateri) •Kuantiti: 2 pek bateri boleh tanggal (jumlah kapasiti: 2000mAh).
Dimensi Produk	Topeng Muka: 634 × 233.8 × 5.5mm Alat Kawalan Jauh: 133.6 × 42.3 × 19mm
Alat Kawalan Jauh	Jenis: Bateri Polimer Litium 3.7V/280mAh
Berat Bersih	Topeng Muka: Kira-kira 338g Alat Kawalan Jauh: Kira-kira 72g
Output Penyesuai	5V=1A
Masa Operasi	•Satu pek bateri yang dicas sepenuhnya: Sehingga 60 minit •Dua pek bateri (penggunaan gabungan): Sehingga sejumlah 120 minit
Masa pengecasan	•Satu pek bateri: Sehingga 2 jam •Dua pek bateri (dicas secara berasingan): Sehingga sejumlah 4 jam •Alat kawalan jauh: Sehingga 2 jam

警告

為避免觸電、火災或其他意外事故，使用前請先仔細閱讀本使用手冊，並妥善保存它以供日後參考。


- 在使用 LED 光護理面罩前，您必須先進行敏感性測試（請參閱光敏感性測試章節）。如果您使用 LED 光護理面罩會出現過敏情況，請勿使用本產品。本裝置僅供居家健康護理情境使用，允許由患者自行操作。
- 請勿以本使用指示未明確規定的方式使用 LED 光護理面罩。除本使用指示中明確規範的 LED 光護理面罩使用方式外，任何其他使用方式均未經過測試，且相關風險亦屬未知。本裝置之設計，並非供身體、感官或心智能力受限人士，或缺乏使用經驗與相關知識人士使用；需要有專人充分監督或指導如何安全使用裝置，才能避免火災或燙傷風險。
- 若您感受到裝置過熱或您的皮膚因溫度過高而感到不適，請立即關閉並取下 LED 光護理面罩。
- 本產品在使用時為無線操作。只有在充電時才連接充電線。
- 充電期間，充電線可能會造成纏繞勒頸的風險。任何時候都必須將裝置與充電線置於兒童無法觸及之處。
- 請務必先卸妝後再使用 LED 光護理面罩進行護理。某些化妝品成分可能會導致光敏感或降低護理效果。如果在未徹底卸妝的情況下使用 LED 光護理面罩，可能會引起皮膚反應或降低護理效果。本設備不適合兒童使用。請確實監督以確保孩童不會把玩本設備，以避免火災及燙傷的風險。
- 切勿在水源附近或可能被水潑灑到的環境中使用 LED 光護理面罩。如果您懷疑 LED 光護理面罩曾接觸過水，請勿使用。請勿讓設備遭受強烈撞擊，以避免燈具受損風險。
- 請將 LED 光護理面罩遠離高溫表面。如有需要，請聯絡製造商協助設備的安裝、使用或維護，或回報異常操作或事件。

- TW** •如果面罩、遙控器或 USB Type-C 充電線有任何損壞，請勿使用 LED 光護理面罩。開機時請勿讓裝置處於無人看管的狀態，以避免火災、燙傷或其他危險。
- 當從最低/最高儲存溫度環境中取出產品時，建議先靜置 2 小時後再使用。
 - 使用過程中請勿直接注視光線，或讓其照射到眼睛。
 - 附近若有使用無線技術的裝置，請勿使用 LED 光護理面罩。

注意事項

- 本裝置含有矽膠、塑膠零件和魔鬼氈材質。已知對上述任何材質過敏者，應停止使用並諮詢醫療專業人員。
- 本裝置具備記憶功能，每次開機時都會自動記憶並恢復上次使用的護理模式、強度等級及護理時間。
- LED 光護理面罩在充電模式下無法使用。
- 每次使用前，請在裝置關機狀態下清潔面罩。
- 請勿使用清潔指示中未提及的任何其他清潔產品。使用其他清潔產品可能會損壞 LED 光護理面罩。
- 請將 LED 光護理面罩存放於室溫條件下的乾燥環境中，並避免陽光直射。
- 當從最低/最高儲存溫度環境中取出產品時，建議先靜置 2 小時後再使用。
- 使用過程中請勿直接注視光線，或讓其照射到眼睛。

- 請勿損壞、改裝、彎折、扭轉或加熱 USB Type-C 充電線。充電線若受損，可能導致火災、觸電或故障。
- 請勿在水或其他液體附近放置或操作裝置。否則可能導致火災或觸電。
- 本產品使用磁吸式可拆卸電池組。首次使用本裝置前，請先將電池組充飽電。
- 請僅使用裝置隨附的專用電池組。
- 請勿嘗試開啟、改裝、更換或使用非經核准的電池組，若不當操作可能導致過熱、漏液或爆炸。
- 請勿隨意丟棄電池，請遵循當地的棄置規定處理。
- 請僅使用 DC 5V=1A 充電器為本裝置充電 (最大輸出功率 3.5W)。
- 請勿使用來源不明、品質不佳或輸出功率超過 30W 的充電器，否則可能導致產品過熱或損壞。為確保最大安全性，建議使用符合 IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 標準，且具有以下規格的充電器：輸入：100-240VAC 輸出：DC 5V=1.0A。



1 開啟/關閉電源

2 電池指示燈：
 4 格綠光：100% 電量 (已充滿電)
 3 格綠光：剩餘 75% 電量
 2 格綠光：剩餘 50% 電量
 1 格綠光：剩餘 25% 電量
 閃爍紅光：電池電量低於 10%

3 LCD 顯示螢幕可用於查看
 選擇模式/強度/計時器

4 計時器設定按鈕
 5 分鐘/10 分鐘/ 15 分鐘

5 強度等級按鈕：
 等級 I (低)
 等級 II (中)
 等級 III (高)

6 開啟/關閉和護理
 模式選擇按鈕：
 模式 1：活膚
 模式 2：亮澤
 模式 3：平衡
 模式 4：舒緩
 模式 5：潤澤

7 Type-C 連接埠



產品本體標有
 「請勿在洗澡或淋浴時使用」。

本說明書中的所有產品圖片、配件及使用介面示意圖僅供參考。由於產品會持續更新升級，實際產品可能與圖解內容略有差異。請以實際產品為準。

開始使用

裝置設定

開始使用您的 LED 光護理面罩非常簡單。

1. 拆開裝置及所有隨附配件。
2. 本產品使用兩個磁吸式可拆卸電池組 (每組 1000mAh，總計 2000mAh)。首次使用前，請將兩個電池組及遙控器充飽電。詳情請參閱充電指示。

光敏感性測試


請按照以下指示檢驗您是否對光敏感：

1. 按下 LED 面罩上的電源按鈕以啟動裝置。使用遙控器開啟/關閉裝置，並選擇可用的護理模式 (顏色)。
2. 將裝置放置在前臂的隨意部位，整個三分鐘的護理週期中都要保持接觸。
3. 再次按下「護理模式選擇按鈕」以選擇不同的護理模式 (顏色)，對相同前臂部位進行另一個三分鐘的護理。
4. 等待 24 小時。正常情況下，您在接下來的 24 小時內應該不會出現任何不良反應。
5. 不良反應是指在護理部位出現疼痛、不適，或任何持續性的皮膚紅腫。

充電指示 (電池組與遙控器)


此裝置配備兩個可拆卸的 1000mAh 電池組及一個無線遙控器 (280mAh)。

初次使用前，請依照下列指引正確操作：



為電池組充電

- 充電前請先將電池組從面罩中取出。
- 每個電池組最長需要 2 小時才能充飽電。
- 實際充電時間可能因電池剩餘電量而有所不同。



為遙控器充電

- 無線遙控器隨附一顆 280mAh 可充電電池。
- 充電時間最長為 2 小時。
- 實際充電時間可能因電池剩餘電量而有所不同。

鋰電池保養提示：

- 請避免在電池電量完全耗盡後才進行充電。
- 避免過度充電，並盡量將電池充電時間限制在最長 8 小時內。
- 若長時間不使用裝置，建議至少每三個月為電池充一次電。

使用方式

準備工作



1. 將臉部清潔乾淨。(若有化妝，請使用洗面乳進行卸妝)。
2. 白天或晚上皆可使用。您可以在完成臉部的清潔和/或去角質後，將其納入現有的護膚程序中使用。
3. 使用前請務必將電池充飽。



1. 短按 LED 面罩的按鈕即可開啟電源。(綠燈閃爍時可用)
2. 適度調整頭帶後，將 LED 面罩內側貼合臉部配戴。

調整頭帶的小技巧：

1. 坐著或站著時，正確的配戴狀態應為眼眶所承受的壓力最小，讓矽膠眼墊能貼合眼眶，並以頭帶將產品固定。
2. 如果您感覺矽膠眼墊對眼眶施加的壓力過大，請將兩側的頭帶放鬆。
3. 如果矽膠眼墊無法貼合眼部區域，且光線會從眼墊與眼眶之間的縫隙透進，請將兩側的頭帶收緊。
4. 如果您感覺面罩往下滑且無法維持在臉上的正確位置，請將頭帶收緊。
5. 使用遙控器上的按鈕選擇所需模式。
6. 如果您在配戴裝置時感到不適，可以試著調整頭帶，或先將面罩取下，直到感覺舒適為止。
7. 當設定的模式與對應時間結束時，產品會自動關閉。

使用注意事項

- 將遙控器移至距離 LED 面罩 2 m 以內的範圍。
- 配戴產品時，請避免做出劇烈動作。
- 配戴產品時，請在沙發或床上放鬆並保持舒適的姿勢。

操作指示

遙控器

1. 使用隨附的充電線連接至遙控器的 Type-C 連接埠。
2. 將充電線的 USB 接頭插入 5V 1A 的變壓器以進行充電。
3. 「88」顯示螢幕閃爍：充電時，「88」顯示螢幕恆亮：充電完成，使用前請拔除充電線。
4. 當遙控器電池電量不足時，「88」顯示螢幕將閃爍直到關閉。

由於 LED 面罩使用無線射頻遙控器 (遙控器發出無線射頻訊號，主機接收訊號)，使用者在首次使用時需將遙控器與 LED 面罩配對。配對步驟如下：按住 LED 面罩上的電源按鈕 5 秒以進入配對模式。面罩的指示燈會由綠燈切換至紅燈，接著在綠燈和紅燈之間快速閃爍。

非省電模式：

在 10 秒內快速按下遙控器按鈕以完成配對。

省電模式：

按下遙控器的開啟/關閉按鈕以啟動遙控器，然後再次按下開啟/關閉按鈕以完成配對。

護理模式選擇

按下「開啟/關閉」及「護理模式選擇按鈕」(同時具備電源按鈕及護理模式選擇功能)，以選擇以下護理模式：

模式 1：活膚紅光 630nm + 近紅外光 850nm

優點：

透過刺激膠原蛋白生成、提升肌膚彈性及促進細胞修復，針對肌膚老化跡象進行護理。此模式有助於滋潤肌膚的光澤、使其緊緻且明亮，讓膚質看起來煥然一新、年輕有朝氣。

模式 2：亮澤黃光 590nm

優點：

舒緩並活化肌膚，於日曬或疲勞後提供卓越的修復效果。它有助於提升亮澤及滋潤肌膚，使其均勻有活力，散發煥然一新的年輕光彩。

模式 3：平衡綠光 530nm

優點：

舒緩並平衡敏感或受刺激的肌膚，減少泛紅並促進膚色均勻。此模式能帶來自然均衡且煥然一新的膚況，非常適合用於敏感或易過敏的肌膚。

模式 4：舒緩藍光 465nm

優點：

此模式常用於美容與護膚程序，有助於舒緩明顯的泛紅、減少油光，並促進更清透的膚質。它有助於保持肌膚清爽且平衡，使膚況看起來更健康、更細緻。

模式 5：潤澤全光譜模式：黃光 590nm + 綠光 530nm + 紅光 630nm + 近紅外光 850nm

優點：

此多光源護理模式可全面調整各種肌膚問題，包括活膚、膚色亮澤、減少色素沉澱以及整體肌膚淨化。不同波長光源的組合可為肌膚提供全方位的護理，有助於煥活肌膚、均勻膚色、淡化黑斑並提升肌膚質感。非常適合日常的全方位臉部保養，兼具修復與預防功效，以完美呈現年輕、亮澤的狀態。

強度等級

按下「強度等級」按鈕來選擇強度：

等級 I (低)

等級 II (中)

等級 III (高)

計時器設定

按下「計時器設定」按鈕來選擇計時器：

· 5 分鐘

· 10 分鐘

· 15 分鐘

記憶功能

首次使用時，面罩將預設為**模式 1：活膚**，強度等級 III (高)，以及計時器 10 分鐘。

每次使用後，面罩會記住上一次使用的護理模式、強度和計時器設定。

注意

功能

說明

開機/關機

按住開啟/關閉按鈕 5 秒以進入待機模式 (指示燈變為綠色)。

護理模式切換

在待機模式下，短按遙控器按鈕以切換護理模式：
活膚 → 亮澤 → 平衡 → 舒緩 → 潤澤。

強度設定

在待機模式下，短按遙控器按鈕以切換強度：
低 → 中 → 高。

計時器設定

在待機模式下，短按遙控器按鈕以選擇計時器：
5 分鐘 → 10 分鐘 → 15 分鐘。

自動關機

1. 在待機模式下，面罩將在閒置 10 分鐘後自動關閉。
2. 您也可以按下面罩上的按鈕將其關閉。
3. 護理結束後，面罩將自動關閉。

記憶功能

面罩會記住上一次使用的護理模式、強度和計時器設定，並在再次開啟電源時恢復這些設定。

其他指引

按住 LED 面罩的「電源」按鈕以進入待機模式 (指示燈變為綠色)。

在待機模式下，使用者可以短按遙控器按鈕選擇護理模式、計時器和強度。這些模式會依序切換。

在待機模式下，若 10 分鐘內未進行任何操作，LED 面罩將自動關閉。

在待機模式下，也可以按下 LED 面罩上的按鈕將其關閉。

LED 面罩會在護理結束時自動關閉。

保養與維護

1. 請將 LED 光護理面罩存放於室溫條件下的乾燥環境中。請使用隨附的便攜袋。
2. 避免將 LED 光護理面罩存放在多灰塵、陽光直射或潮濕的環境中。
3. LED 光護理面罩不含可維修零件。
4. 每次使用前，請在裝置關機狀態下依照以下清潔指示清潔面罩。
5. 請避免過度彎折或扭轉矽膠面罩。
6. 請勿將化妝品直接塗抹於面罩表面上。
7. 請勿讓產品沾到油脂、乳液及香水。

清潔 LED 光護理面罩

1. 面罩本體由矽膠製成。每次使用後，請使用沾有清水的柔軟無絨布輕輕擦拭表面。
2. 如有需要，可使用以水稀釋的溫和、無酒精、無香料中性肥皂進行清潔。

棄置

請勿將 LED 光護理面罩的任何部件丟棄於一般家庭廢棄物處理設施。LED 光護理面罩及遙控器內含鋰離子聚合物電池。為了保護環境，請於裝置使用壽命結束時，將本產品包裝並送回製造商或其代表，或依照當地法規妥善處理該裝置。

問題	解決辦法
遙控器螢幕未亮起，且面罩無法控制。	檢查遙控器是否有電。如果遙控器電池沒電，請使用隨附的充電線和 5V 1A 變壓器為遙控器充電。如果遙控器在充電後仍無法運作，與我們聯繫以安排更換。
開啟面罩後，遙控器螢幕亮起，但無法控制面罩。	請同時重設遙控器和面罩。 配對指示： a. 按住面罩的電源按鈕約 5 秒鐘。指示燈會先顯示綠燈，然後變成閃爍紅燈，表示裝置已進入配對模式。 b. 只需按下遙控器上的開啟/關閉按鈕即可完成配對程序。
面罩無法充電。	a. 更換充電線。如果確實是充電線的問題，您可以聯繫我們安排更換充電線。若問題仍無法解決，請再次聯繫我們以安排更換裝置。 b. 請檢查您所連接的充電器是否通電，或確認裝置上標示的電壓是否與當地電源電壓相符。

基本參數

產品名稱	Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask
型號	AB01A
電池規格	面罩電池組 •類型：3.7V / 1000mAh 鋰聚合物電池 (每個電池組) •數量：2 個可拆卸電池組 (總容量：2000mAh)
產品尺寸	面罩：634*233.8*5.5mm 遙控器：133.6*42.3*19mm
遙控器	類型：3.7V / 280mAh 鋰聚合物電池
淨重	面罩：約 338 克 遙控器：約 72 克
變壓器輸出	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
操作時間	•一個充飽電的電池組：最長 60 分鐘 •兩個電池組 (合併使用)：總計最長 120 分鐘
充電時間	•一個電池組：最長 2 小時 •兩個電池組 (個別充電)：總計最長 4 小時 •遙控器：最長 2 小時



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance

and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,

Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free

Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China